



Liste de Prix 2023



  
**schuchmann®**



**smilla.**  
04-07



**madita.**  
08-13



**madita-fun.**  
14-20



**madita-fun mini.**  
22-25



**madita hd.**  
26-29



**madita maxi.**  
30-32



**activity chair.**  
34-37



**tina.**  
38-40



**carrot 3.**  
42-45

46-78

## Marcher + Rouler.



**malte.**  
46-48



**malte outdoor.**  
50-51



**marcy.**  
52-53



**dynamic pacer.**  
54-59



**momo tricycle.**  
60-61



**momo tricycle.**  
62-68



**follow-me momo.**  
70-71



**momo motion.**  
72-78

80-87

## Bain + Toilette.



**boris.**  
80-81



**hts.**  
82-85



**wave.**  
86-87

88-91

## Remarques générales.



**Broderie de nom.**  
88



**Collection de tissus.**  
89



**Nettoyage +  
Désinfection.**  
90-91

4 **smilla.**
**Adresse de facturation :**
**Adresse de livraison :**  voir adresse de facturation

 **Commande**
 **Devis**

N° client : \_\_\_\_\_

Client : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

**Commission :**
**La chaise thérapeutique pratique au quotidien.**

- Cadre stable en bois avec profilés Alu intégrés
- Inclus dossier réglable en hauteur et en angle
- Inclus coussins d'assise et de dossier
- Inclus kit de montage de sangles pour l'assise et ceinture pelvienne
- Inclus assise et repose-pieds réglables en hauteur, profondeur et angle
- Inclus roue de positionnement
- Matériau: hêtre laqué


**• Prix public HT**
**• TVA : 5.5% sur chaise et accessoires**
**• Codes LPPR Schuchmann possibles :**

- 6284748\* Siège de série modulable et évolutif (838,47 € TTC)
- 6210193\* Tablette amovible (60,31 € TTC)

\* Les codes LPPR sont donnés à titre indicatif


**Dimensions**

		T. 0 KITA	T. 0	T. 1 KITA	T. 1	T. 2
<b>A</b>	Largeur assise	17 - 28 cm	17 - 28 cm	20 - 35 cm	20 - 35 cm	30 - 40 cm
<b>B</b>	Profondeur assise	16 - 26 cm	16 - 26 cm	25 - 35 cm	25 - 35 cm	30 - 40 cm
<b>C</b>	Hauteur d'assise max.	45 cm	65 cm	45 cm	65 cm	65 cm
<b>D</b>	Hauteur du dossier	25 cm	25 cm	29 cm	29 cm	34 cm
<b>E</b>	Inclinaison dossier	(-) 3° - 17,5°				
<b>F</b>	Inclinaison assise	(-) 5°, 0°, 7,5°, 15°				
<b>G</b>	Angle repose-pieds	(-) 5°, 0°, 7,5°, 15°				
<b>H*</b>	Hauteur du repose-pieds min.	standard (sans roues)		13 cm		
		Avec roues de 50 mm		18 cm		
		Avec roues de 75 mm		21 cm		
<b>H*</b>	Hauteur du repose-pieds min. (avec réglage rapide de l'angle)	standard (sans roues)		8 cm		
		Avec roues de 50 mm		13 cm		
		Avec roues de 75 mm		16 cm		
	Charge max	30 kg	30 kg	45 kg	45 kg	60 kg
	Poids	9,2 kg	9,7 kg	9,6 kg	10,2 kg	12 kg





\* Longueur segment jambier max. = Hauteur du siège max - Hauteur du repose-pied min. (H)

Modèles de base								
smilla. T. 0			smilla. T. 1			smilla. T. 2		
Prix / Pièce			Prix / Pièce			Prix / Pièce		
<input type="checkbox"/>	T. 0 KITA (sans accoudoirs)	(13 00 100/F) 795 €	<input type="checkbox"/>	T. 1 KITA (sans accoudoirs)	(13 01 100/F) 795 €	<input type="checkbox"/>	T. 2 (sans accoudoirs)	(13 02 000/F) 1.095 €
<input type="checkbox"/>	T. 0 KITA (avec accoudoirs)	(13 00 100/FA) 1.195 €	<input type="checkbox"/>	T. 1 KITA (avec accoudoirs)	(13 01 100/FA) 1.195 €	<input type="checkbox"/>	T. 2 (avec accoudoirs)	(13 02 000/FA) 1.445 €
<input type="checkbox"/>	T. 0 (sans accoudoirs)	(13 00 000/F) 795 €	<input type="checkbox"/>	T. 1 (sans accoudoirs)	(13 01 000/F) 795 €			
<input type="checkbox"/>	T. 0 (avec accoudoirs)	(13 00 000/FA) 1.195 €	<input type="checkbox"/>	T. 1 (avec accoudoirs)	(13 01 000/FA) 1.195 €			

Couleurs de cadres					
	<b>Hêtre naturel</b>		<b>Blanc de hêtre</b>		
	Prix		Prix		
<input type="checkbox"/>	<b>92 00 300</b>	incl.	<input type="checkbox"/>	<b>92 00 301</b>	incl.

Tissus					
<b>Rose (N° 115)</b> 	<b>Azur (N° 110)</b> 	<b>Vert (N° 89)</b> 	<b>Gris foncé (N° 92)</b> 	<b>Flexi Bleu (N° 44)</b> 	<b>Broderie personnalisée sur le dossier</b> – veuillez remplir le formulaire à la page 92 ! Une broderie de tissus souples n'est pas possible.
Prix	Prix	Prix	Prix	Supplément	
<input type="checkbox"/>	<b>9100 115</b>	incl.	<input type="checkbox"/>	<b>9100 110</b>	incl.
<input type="checkbox"/>	<b>9100 089</b>	incl.	<input type="checkbox"/>	<b>9100 092</b>	incl.
<input type="checkbox"/>	<b>1300 044</b>	251 €			

Accessoires							
<b>Appui-tête</b> – réglable en hauteur et rembourré 	<b>Pelote thoracique</b> – réglable en hauteur et rembourré 		<b>Pelote de bassin</b> – réglable en hauteur et rembourré 				
<b>Hauteur réglable par incrément de 3 cm</b>	<b>pour T. 0</b>	<b>pour T. 1</b>	<b>pour T. 2</b>	<b>T. 0</b>	<b>T. 1</b>	<b>T. 2</b>	
<b>pour T. 0+1</b>	12 – 21cm	13 – 19cm	20 – 26cm	17,5cm	7cm	20cm	
<b>pour T. 2</b>	20,5 – 32,5cm	24 – 30cm	28 – 34cm	22,5cm	8,5cm	10cm	
	Prix / Pièce		Prix / Paire		Prix / Paire		
<input type="checkbox"/>	pour T. 0 (13 00 001) 270 €	<input type="checkbox"/>	Largeur 1 (13 01 002) 175 €	<input type="checkbox"/>	T. 0 (13 00 004) 226 €	<input type="checkbox"/>	T. 1 (13 01 004) 226 €
<input type="checkbox"/>	pour T. 1 (13 01 001) 270 €	<input type="checkbox"/>	Largeur 2 (13 01 003) 175 €	<input type="checkbox"/>	T. 2 (13 02 004) 226 €		
<input type="checkbox"/>	pour T. 2 (13 02 001) 270 €						

Options assises			
<b>Remboussage assise standard</b> – incl. housse (configuration standard, sauf instruction différente) 		<b>Remboussage anatomique</b> – incl. housse 	
Prix / Pièce		Supplément / Pièce	
<input type="checkbox"/>	pour T. 0 (13 00 021) incl.	<input type="checkbox"/>	pour T. 0 (13 00 022) 222 €
<input type="checkbox"/>	pour T. 1 (13 01 021) incl.	<input type="checkbox"/>	pour T. 1 (13 01 022) 222 €
<input type="checkbox"/>	pour T. 2 (13 02 021) incl.	<input type="checkbox"/>	pour T. 2 (13 02 022) 222 €

**Accessoires**

**Réglage d'inclinaison rapide du repose-pieds et de l'assise** – permet le réglage en inclinaison rapide et simple du repose-pieds et de l'assise à (-)5°, 0°, 7,5° et 15° à l'aide d'un ruban de traction (incompatible avec le Rapid-set)



Supplément / Set

- pour T. 0 **(13 00 090)** 275 €
- pour T. 1 **(13 01 090)** 275 €
- pour T. 2 **(13 02 090)** 275 €

**Rapid-set** – pour le réglage en hauteur rapide et facile de l'assise, du dossier et du repose-pieds (incompatible avec réglage d'inclinaison rapide)



Supplément / Set

- 13 00 020** 68 €

**Accessoires**

**Tablette thérapeutique en bois** – amovible



	Largeur	Profondeur
<b>pour T. 0</b>	48cm	37cm
<b>pour T. 1</b>	52cm	39cm
<b>pour T. 2</b>	57cm	39cm

Prix / Pièce

- pour T. 0 **(19 00 005)** 263 €
- pour T. 1 **(19 01 005)** 263 €
- pour T. 2 **(19 02 005)** 263 €

**Grande Tablette thérapeutique en bois** – amovible, avec rebord



	Largeur	Profondeur
<b>pour T. 0</b>	48cm	45cm
<b>pour T. 1</b>	52cm	49cm
<b>pour T. 2</b>	57cm	49cm

Prix / Pièce

- pour T. 0 **(19 00 009)** 291 €
- pour T. 1 **(19 01 009)** 291 €
- pour T. 2 **(19 02 009)** 291 €

**Bloc d'abduction** – amovible et rembourré



Prix / Pièce

- pour T. 0 **(19 00 008)** 221 €
- pour T. 1+2 **(19 01 008)** 221 €

**Accessoires**

**Roues doubles** – 4 Pièce



Prix / Set

- 50 mm – dont 2 avec freins **(13 01 006)** 291 €
- 50 mm – toutes avec freins **(13 01 016)** 328 €
- 75 mm – dont 2 avec freins **(13 00 006)** 291 €
- 75 mm – toutes avec freins **(13 00 016)** 328 €

**Systèmes de sangles**

Le système de sangles pour **smilla.** se monte à l'aide des kits de montage pour système de sangles.

Si vous ne choisissez pas de couleur, le produit vous sera livré en couleur standard noire.

**Kit de montage de fixations pour l'assise** composé de 2 équerres avec 2 boucles pliantes chacune



Prix / Set

- 20 mm **(19 00 010)** incl.
- 25 mm **(19 01 010)** incl.

**Kit de montage de fixations pour le dossier** composé d'un support de sangle avec rainure en T, y compris 2 boucles rabattables et 2 boucles rabattables (percées)




Prix / Set

- 20 mm **(19 00 011)** 149 €
- 25 mm **(19 01 011)** 149 €

**Systèmes de sangles**

**Harnais** – matériau élastique, respirant et hydrofuge, trois sangles à boucles rapides, sangle d'épaule gauche fixée par une couture, couleur : noire

	T. 0	T. 1	T. 2	T. 3
<b>A</b>	13cm	13cm	18cm	18cm
<b>B</b>	17,5cm	19cm	20cm	21cm
<b>C</b>	15cm	15cm	19cm	28cm
<b>D</b>	3,5cm	5cm	5cm	5cm
<b>E</b>	25,5cm	28cm	34cm	44cm
<b>Largeur sangle</b>	2cm	2cm	2,5cm	2,5cm




Prix / Pièce

<input type="checkbox"/> T. 0 (13 00 025)	177 €
<input type="checkbox"/> T. 1 (13 01 025)	177 €
<input type="checkbox"/> T. 2 (13 02 025)	177 €
<input type="checkbox"/> T. 3 (13 03 025)	177 €

**Harnais avec fermeture éclair** – matériau élastique, respirant et hydrofuge, Bretelles cousues fixes à la région du bassin avec attaches verrouillables, couleur : noire

	T. 0	T. 1	T. 2
<b>A</b>	11cm	11cm	18cm
<b>B</b>	21cm	21cm	22cm
<b>C</b>	12cm	12cm	15cm
<b>D</b>	2,5cm	3,5cm	3,5cm
<b>E</b>	25,5cm	28cm	34cm
<b>Largeur sangle</b>	2cm	2cm	2,5cm




Prix / Pièce

<input type="checkbox"/> T. 0 (13 00 026)	206 €
<input type="checkbox"/> T. 1 (13 01 026)	206 €
<input type="checkbox"/> T. 2 (13 02 026)	206 €

**Systèmes de sangles**

**Culotte abdominale en T** – matériau élastique, respirant et hydrofuge, deux boucles enfichables à l'avant, sangles fixées à l'arrière par une couture, couleur : noire

	T. 0	T. 1	T. 2
<b>A</b>	23cm	25cm	28cm
<b>B</b>	15cm	17cm	20cm
<b>C</b>	33cm	35cm	38cm
<b>D</b>	24cm	26cm	28cm
<b>Largeur sangle</b>	2cm	2cm	2,5cm




Prix / Pièce

<input type="checkbox"/> T. 0 (13 00 027)	148 €
<input type="checkbox"/> T. 1 (13 01 027)	148 €
<input type="checkbox"/> T. 2 (13 02 027)	148 €

**Culotte abdominale (standard)** – matériau élastique, respirant et hydrofuge, deux boucles enfichables à l'avant, sangles fixées à l'arrière par une couture, couleur : noire

	T. 1	T. 2	T. 3
<b>A</b>	24cm	29cm	33cm
<b>B</b>	14cm	17cm	22cm
<b>C</b>	35cm	43cm	49cm
<b>Largeur sangle</b>	2cm	2,5cm	2,5cm



Prix / Pièce

<input type="checkbox"/> T. 1 (13 01 028)	148 €
<input type="checkbox"/> T. 2 (13 02 028)	148 €
<input type="checkbox"/> T. 3 (13 03 028)	148 €

**Systèmes de sangles**

**Ceinture pelvienne** – avec rembourrage et boucle enfichable réglable des deux côtés, couleur : noire

	T. 0	T. 1	T. 2
<b>Largeur rembourrage</b>	4cm	4cm	5cm
<b>Longueur rembourrage par côté</b>	16cm	18cm	28cm
<b>Longueur sangle par côté</b>	30cm	30cm	40cm
<b>Largeur sangle</b>	2cm	2,5cm	2,5cm

Prix / Pièce

<input type="checkbox"/> T. 0 (13 00 029)	incl.
<input type="checkbox"/> T. 1 (13 01 029)	incl.
<input type="checkbox"/> T. 2 (13 02 029)	incl.



**Systèmes de sangles**

**Ceinture pelvienne 4 points** – avec rembourrage et boucle rapide réglable des deux côtés, couleur : noire

	T. 0	T. 1	T. 2
<b>Largeur rembourrage</b>	4cm	4cm	5cm
<b>Longueur rembourrage par côté</b>	16cm	18cm	28cm
<b>Longueur sangle par côté</b>	30cm	30cm	40cm
<b>Largeur sangle</b>	2cm	2,5cm	2,5cm

Supplément / Pièce

<input type="checkbox"/> T. 0 (13 00 030)	65 €
<input type="checkbox"/> T. 1 (13 01 030)	65 €
<input type="checkbox"/> T. 2 (13 02 030)	65 €



**Adresse de facturation :**

**Adresse de livraison :**  voir adresse de facturation

**Commande**  
 **Devis**

N° client : \_\_\_\_\_  
 Client : \_\_\_\_\_  
 Date : \_\_\_\_\_  
 Signature : \_\_\_\_\_

**Commission :**

**Le siège thérapeutique évolutif.**

- Inclus accoudoirs, repose-pied, barre de poussée, rembourrage siège standard avec housse
- Hauteur du siège réglable à l'aide d'un vérin à gaz (250 N pour les tailles 0 + 1, 350 N pour les tailles 1b + 2)
- 4 roulettes (75 mm) dont 2 avec frein
- Possibilités de réglages :
  - Inclinaison assise (avec vérin à gaz 500N)
  - Inclinaison dossier
  - Largeur et profondeur assise
  - Accoudoirs réglables en inclinaison, en hauteur et en largeur
  - Dossier réglable en hauteur
  - Repose-pieds rabattable, réglable en hauteur et en angle

**Prix public HT**
**TVA : 5.5% sur chaise et accessoires**
**Codes LPPR Schuchmann possibles :**


- 6284748\* Siège de série modulable et évolutif (838,47 € TTC)
- 6284702\* Châssis d'intérieur (140,63 € TTC)
- 6284719\* Repose-pieds réglable (84,02 € TTC)
- 6210193\* Tablette amovible (60,31 € TTC)

\* Les codes LPPR sont donnés à titre indicatif



Modèles de base			
madita. T. 0	madita. T. 1	madita. T. 1b	madita. T. 2
Prix / Pièce	Prix / Pièce	Prix / Pièce	Prix / Pièce
<input type="checkbox"/> 73 00 000 1.895 €	<input type="checkbox"/> 73 01 000 1.895 €	<input type="checkbox"/> 73 01 200 1.940 €	<input type="checkbox"/> 73 02 000 2.070 €
<input type="checkbox"/> avec châssis bas (73 00 100) 1.895 €	<input type="checkbox"/> avec châssis bas (73 01 100) 1.895 €		

Modèles de base	
Anthracite métallisé	Télégris 4 (blanc-gris)
Prix	Prix
<input type="checkbox"/> 92 00 014 incl.	<input type="checkbox"/> 92 00 011 incl.

**Préférences**


Préréglages sur la chaire de thérapie chez Schuchmann.  
Veuillez nous fournir les mensurations suivantes :


<b>A</b> Hauteur des aisselles _____	<b>D</b> Largeur du bassin _____
<b>B</b> Largeur thorax _____	<b>E</b> Profondeur assise _____
<b>C</b> Hauteur du dossier _____	<b>F</b> Longueur mollet _____

 **73 00 080**

 Prix  
incl.

**Dimensions**

	T. 0	T. 1	T. 1b	T. 2
<b>A</b> Profondeur assise*	15-25 cm	21-30 cm	26-36 cm	30-42 cm
<b>B</b> Largeur assise	16-26 cm	20-30 cm	20-30 cm	28-38 cm
<b>C</b> Hauteur du dossier version dossier court	35-43 cm	35-43 cm	42-52 cm	42-52 cm
<b>C</b> Hauteur du dossier version dossier long	42-52 cm	42-52 cm	53-63 cm	53-63 cm
<b>D</b> Hauteur assise	46-58 cm	46-58 cm	46-58 cm	46-58 cm
<b>D</b> Hauteur assise avec châssis bas	35-40 cm	35-40 cm	-	-
<b>E</b> Longueur segment jambier	17-25 cm	20-32 cm	28-40 cm	29-49 cm
<b>F</b> Largeur totale	45 cm	45 cm	53 cm	53 cm
<b>G</b> Longueur cadre de base	66 cm	66 cm	77 cm	77 cm
Inclinaison assise	(-) $5^{\circ}$ - $37^{\circ}$			
Inclinaison dossier	(-) $5^{\circ}$ - $25^{\circ}$			
Charge max	30 kg	30 kg	45 kg	50 kg
Poids	16 kg	17 kg	18 kg	19 kg



\* réduit de 1 cm avec un guide de bassin réglable

**Tissus**
**Gris foncé / Rose**  
(N° 92 + 114)

**Gris foncé / Azur**  
(N° 92 + 110)

**Gris foncé / Orange**  
(N° 92 + 107)

 **91 00 222**

 Prix  
incl.

 **91 00 225**

 Prix  
incl.

 **91 00 213**

 Prix  
incl.

**Tissus**
**Noir / Gris foncé**  
(N° 105 + 92)

**Broderie personnalisée sur le dossier**  
veuillez remplir le formulaire  
à la page 92 !  
Une broderie de  
tissus souples  
n'est pas  
possible.

 **91 00 205**

 Prix  
incl.

**Sur-mesure**
**Sans rembourrage ni housse**  
pour assise et dossier  
sur-mesure

 **73 00 059**

 Réduction de prix  
Netto -104 €

**Tissus Flexi imperméables**
**Flexi Noir / Gris clair**  
(N° 43 + 50)

**Flexi Bleu**  
(N° 44)

 **91 00 226**

 Supplément  
251 €

 **91 00 044**

 Supplément  
251 €


**Possibilités de configuration - Dossiers (version standard ou large)**

Dossier – rembourrage et housse inclus	pour T. 0	pour T. 1	pour T. 1b	pour T. 2
Dossier court : Dossier long :	35 – 43 cm 42 – 52 cm	35 – 43 cm 42 – 52 cm	42 – 52 cm 53 – 63 cm	42 – 52 cm 53 – 63 cm
	Supplément / Pièce	Supplément / Pièce	Supplément / Pièce	Supplément / Pièce
 standard court : standard long :	<input type="checkbox"/> <b>73 00 102</b> incl. <input type="checkbox"/> <b>73 00 103</b> incl.	<input type="checkbox"/> <b>73 01 202</b> incl. <input type="checkbox"/> <b>73 01 003</b> incl.	<input type="checkbox"/> <b>73 01 102</b> incl. <input type="checkbox"/> <b>73 01 103</b> incl.	<input type="checkbox"/> <b>73 02 002</b> incl. <input type="checkbox"/> <b>73 02 003</b> incl.
 Large court : Large long :	<input type="checkbox"/> <b>73 00 129</b> 109 € <input type="checkbox"/> <b>73 00 030</b> 109 €	<input type="checkbox"/> <b>73 01 229</b> 109 € <input type="checkbox"/> <b>73 01 030</b> 109 €	<input type="checkbox"/> <b>73 01 129</b> 109 € <input type="checkbox"/> <b>73 01 130</b> 109 €	<input type="checkbox"/> <b>73 02 029</b> 109 € <input type="checkbox"/> <b>73 02 030</b> 109 €

**Possibilités de configuration - Dossiers**

Barre de poussée – fixe (configuration standard = barre de poussée droite, sauf instruction différente)	Barre de poussée – unité dossier amovible	Limitation réglable inclinaison dossier – pour définir l'inclinaison max individuelle du dossier
		
Prix / Pièce	Prix / Pièce	Prix / Set
<input type="checkbox"/> pour T. 0+1 avec barre de poussée droite ( <b>73 01 004</b> ) incl. <input type="checkbox"/> pour T. 2 avec barre de poussée droite ( <b>73 02 004</b> ) incl. <input type="checkbox"/> pour T. 0+1 sans barre de poussée ( <b>73 01 005</b> ) incl. <input type="checkbox"/> pour T. 2 sans barre de poussée ( <b>73 02 005</b> ) incl. <input type="checkbox"/> pour T. 0+1 avec barre de poussée ronde ( <b>73 01 053</b> ) incl.	<input type="checkbox"/> pour T. 0+1 avec barre de poussée droite ( <b>73 01 006</b> ) 371 € <input type="checkbox"/> pour T. 2 avec barre de poussée droite ( <b>73 02 006</b> ) 371 € <input type="checkbox"/> pour T. 0+1 sans barre de poussée ( <b>73 01 007</b> ) 371 € <input type="checkbox"/> pour T. 2 sans barre de poussée ( <b>73 02 007</b> ) 371 €	<input type="checkbox"/> <b>73 01 111</b> 62 €

**Appuis-tête**

Appui-tête (standard) rembourré, housse incluse, réglable en hauteur et en inclinaison	Appui-tête (coque) rembourré, housse incluse, réglable en hauteur et en inclinaison	Appui-tête (anatomique) rembourré, housse incluse, réglable en hauteur et en inclinaison	Appui-tête (anatomique, angle réglable) rembourré, housse incluse, réglable en hauteur, en profondeur et en inclinaison, les angles des guides latéraux sont réglables de chaque côté																				
																							
Prix / Pièce	Prix / Pièce	Prix / Pièce	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T. 1</td> <td>13,5 cm</td> <td>10,5 cm</td> <td>10 cm</td> </tr> <tr> <td>T. 2</td> <td>15 cm</td> <td>10,5 cm</td> <td>13,5 cm</td> </tr> <tr> <td>T. 3</td> <td>17 cm</td> <td>12,5 cm</td> <td>16,5 cm</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Prix / Pièce</td> </tr> </tbody> </table>		A	B	C	T. 1	13,5 cm	10,5 cm	10 cm	T. 2	15 cm	10,5 cm	13,5 cm	T. 3	17 cm	12,5 cm	16,5 cm	Prix / Pièce			
	A	B	C																				
T. 1	13,5 cm	10,5 cm	10 cm																				
T. 2	15 cm	10,5 cm	13,5 cm																				
T. 3	17 cm	12,5 cm	16,5 cm																				
Prix / Pièce																							
<input type="checkbox"/> pour T. 0 ( <b>73 00 108</b> ) 254 € <input type="checkbox"/> pour T. 1 ( <b>73 01 008</b> ) 254 € <input type="checkbox"/> pour T. 2 ( <b>73 02 008</b> ) 254 €	<input type="checkbox"/> pour T. 0+1 ( <b>73 01 110</b> ) 360 € <input type="checkbox"/> pour T. 2 ( <b>73 02 110</b> ) 360 €	<input type="checkbox"/> pour T. 0+1 ( <b>73 01 009</b> ) 341 € <input type="checkbox"/> pour T. 2 ( <b>73 02 009</b> ) 341 €	<p>A = Largeur Surface de contact B = Hauteur Appui-tête C = Largeur anatomique</p> <input type="checkbox"/> T. 1 ( <b>73 01 063</b> ) 588 € <input type="checkbox"/> T. 2 ( <b>73 02 063</b> ) 588 € <input type="checkbox"/> T. 3 ( <b>73 03 063</b> ) 588 €																				

**Appuis-tête**
**Réglages inclinaison assise**

Adaptateur universel pour appuis-tête personnalisés dans la version 15 x 15 mm	Levier de déclenchement – monté directement sur le vérin à gaz (configuration standard, sauf instruction différente)	Levier de déclenchement – monté sur la barre de poussée (incompatible avec dossier amovible)
Prix / Pièce	Prix / Pièce	Prix / Pièce
<input type="checkbox"/> <b>73 01 031</b> 85 €	<input type="checkbox"/> <b>73 00 085</b> incl.	<input type="checkbox"/> <b>73 01 085</b> incl.

**Possibilités de configuration - pelotes thoraciques (1ère étape : sélection de la fixation)**

Largeur thorax – montées sur <b>madita. T. 0</b>	Largeur thorax – montées sur <b>madita. T. 1 + 1b</b>	Largeur thorax – montées sur <b>madita. T. 2</b>	Version	Supplément / Paire
13 – 20 cm	16 – 23 cm	26 – 32 cm	<input type="checkbox"/> fixe ( <b>73 00 012</b> ) <input type="checkbox"/> rabattable ( <b>73 00 013</b> )	incl. 259 €
20 – 27 cm	23 – 30 cm	32 – 38 cm	<input type="checkbox"/> fixe ( <b>73 01 012</b> ) <input type="checkbox"/> rabattable ( <b>73 01 013</b> )	incl. 259 €
___ - ___ cm	___ - ___ cm	___ - ___ cm	<input type="checkbox"/> fixe sur mesure ( <b>73 09 012</b> ) <input type="checkbox"/> rabattable sur mesure ( <b>73 09 013</b> )	70 € 330 €




## (2ème étape : sélection de la pelote thoracique)

	<b>Pelote thoracique T. 0</b> rembourrée, housse incluse (configuration standard pour <b>madita. T. 0</b> , sauf instruction différente) Hauteur : 7cm Profondeur : 9cm	<b>Pelote thoracique T. 1</b> rembourrée, housse incluse (configuration standard pour <b>madita. T. 1</b> , sauf instruction différente) Hauteur : 8cm Profondeur: 13cm	<b>Pelote thoracique T. 2</b> rembourrée, housse incluse (configuration standard pour <b>madita. T. 2</b> , sauf instruction différente) Hauteur : 11cm Profondeur: 16cm
	Prix / Paire	Prix / Paire	Prix / Paire
	<input type="checkbox"/> <b>73 00 011</b> 106 €	<input type="checkbox"/> <b>73 01 011</b> 106 €	<input type="checkbox"/> <b>73 02 011</b> 106 €

## Pelote de bassin

	<b>Pelote de bassin pour T. 0</b> rembourrée, housse incluse, réglables en inclinaison, en profondeur et en largeur 12cm = configuration standard pour T. 0	<b>Pelote de bassin pour T. 1 + 1 b</b> rembourrée, housse incluse, réglables en inclinaison, en profondeur et en largeur 14cm = configuration standard pour T. 1 + 1 b	<b>Pelote de bassin pour T. 2</b> rembourrée, housse incluse, réglables en inclinaison, en profondeur et en largeur 19cm = configuration standard pour T. 2
	Prix / Paire	Prix / Paire	Prix / Paire
	<input type="checkbox"/> 12cm <b>(73 00 114)</b> 192 € <input type="checkbox"/> 14cm <b>(73 00 115)</b> 192 €	<input type="checkbox"/> 14cm <b>(73 01 114)</b> 192 € <input type="checkbox"/> 19cm <b>(73 01 115)</b> 192 €	<input type="checkbox"/> 19cm <b>(73 02 114)</b> 197 € <input type="checkbox"/> 24cm <b>(73 02 115)</b> 197 €


## Options assises

<b>Rembouillage assise standard</b> housse incluse (configuration standard, sauf instruction différente) 	<b>Rembouillage anatomique</b> housse incluse 	<b>Guide pelvien réglable</b> – rembourrée, housse incluse 	
Prix / Pièce	Supplément / Pièce	Prix / Pièce	
<input type="checkbox"/> pour T. 0 <b>(73 00 018)</b> incl. <input type="checkbox"/> pour T. 1 <b>(73 01 018)</b> incl. <input type="checkbox"/> pour T. 1 b <b>(73 01 118)</b> incl. <input type="checkbox"/> pour T. 2 <b>(73 02 018)</b> incl.	<input type="checkbox"/> pour T. 0 <b>(73 00 019)</b> 217 € <input type="checkbox"/> pour T. 1 <b>(73 01 019)</b> 217 € <input type="checkbox"/> pour T. 1 b <b>(73 01 119)</b> 217 € <input type="checkbox"/> pour T. 2 <b>(73 02 019)</b> 217 €	<input type="checkbox"/> pour T. 0 - Largeur assise A = 15 - 24 cm <b>(73 00 021)</b> 384 € <input type="checkbox"/> pour T. 1 + 1 b - Largeur assise A = 18 - 28 cm <b>(73 01 021)</b> 384 € <input type="checkbox"/> pour T. 2 - Largeur assise A = 26 - 36 cm <b>(73 02 021)</b> 407 €	

## Options assises

**Assise avec angle d'abduction réglable**  
 avec compensateur de longueur des jambes, rembourrée, housse incluse  
 (pelote de bassin déjà comprise)

	pour T. 0	pour T. 1+1b	pour T. 2
<b>A</b>	0° - 20°	0° - 20°	0° - 20°
<b>B</b>	7 - 10 cm	9 - 12 cm	10 - 14 cm
<b>C</b>	3 cm	3 cm	3 cm
	Prix / Pièce		
<input type="checkbox"/> pour T. 0 <b>(73 00 022)</b>			521 €
<input type="checkbox"/> pour T. 1 <b>(73 01 022)</b>			521 €
<input type="checkbox"/> pour T. 1 b <b>(73 01 122)</b>			521 €
<input type="checkbox"/> pour T. 2 <b>(73 02 022)</b>			542 €



**A** = Angle d'abduction  
**B** = Largeur de cuisse  
**C** = Compensation longueur de jambe

## Accessoires

**Bloc d'abduction**  
 rembourré, housse incluse

	Largeur	Profondeur
<b>T. 0</b>	7cm	10 cm
<b>T. 1</b>	8cm	14 cm
<b>T. 2</b>	10 cm	17 cm
	Prix / Pièce	
<input type="checkbox"/> T. 0 <b>(73 00 023)</b>	225 €	
<input type="checkbox"/> T. 1 <b>(73 01 023)</b>	225 €	
<input type="checkbox"/> T. 2 <b>(73 02 023)</b>	225 €	



**Reposes-pieds**

**Reposes-pieds** – palettes réglables séparément, réglables en hauteur, en largeur et en inclinaison, rabattable, montage fixe sur le siège, surface antidérapante et 4 fentes pour fixation de sangles


**Cale-pieds avec sandales**

régulables séparément, réglables en hauteur, en largeur et en inclinaison, rabattable, montage fixe sur le siège

	Largeur avant min	Largeur avant max	Largeur arrière	Largeur arrière max	Longueur
<b>T. 1</b>	8,7 cm	10,4 cm	5,7 cm	7,4 cm	17,4 cm
<b>T. 2</b>	9,5 cm	12 cm	6,7 cm	9,2 cm	20,1 cm
<b>T. 3</b>	11,5 cm	14 cm	8,1 cm	10,6 cm	23,8 cm

Supplément / Paire	
<input type="checkbox"/> pour T. 0	<b>(73 00 052)</b> 282 €
<input type="checkbox"/> pour T. 1	<b>(73 01 052)</b> 282 €
<input type="checkbox"/> pour T. 1 b	<b>(73 01 152)</b> 282 €
<input type="checkbox"/> pour T. 2	<b>(73 02 052)</b> 282 €

Supplément / Paire	
<input type="checkbox"/> T. 1	<b>(73 01 064)</b> 282 €
<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(73 02 064)</b> 282 €
<input type="checkbox"/> T. 3	<b>(73 03 064)</b> 282 €

**Accessoires**

**Tablette thérapeutique** – en bois avec bordure



	Largeur	Profondeur
<b>pour T. 0+1</b>	50 cm	40 cm
<b>pour T. 2</b>	60 cm	50 cm

**Tablette thérapeutique** – transparente, avec bordure



	Largeur	Profondeur
<b>pour T. 0+1</b>	50 cm	40 cm
<b>pour T. 2</b>	60 cm	50 cm

**4 roulettes** – dont 2 munies d'un frein



<input type="checkbox"/> 75 mm	<b>(73 00 058)</b>	incl.
<input type="checkbox"/> 100 mm	<b>(73 01 058)</b>	58 €
<input type="checkbox"/> 125 mm	<b>(73 02 058)</b>	92 €

**4 roulettes** – toutes munies d'un frein



<input type="checkbox"/> 75 mm	<b>(73 00 060)</b>	35 €
<input type="checkbox"/> 100 mm	<b>(73 01 060)</b>	92 €
<input type="checkbox"/> 125 mm	<b>(73 02 060)</b>	127 €

Prix / Pièce	
<input type="checkbox"/> pour T. 0	<b>(73 00 024)</b> 249 €
<input type="checkbox"/> pour T. 1	<b>(73 01 024)</b> 249 €
<input type="checkbox"/> pour T. 2	<b>(73 02 024)</b> 249 €

Prix / Pièce	
<input type="checkbox"/> pour T. 0	<b>(73 00 037)</b> 341 €
<input type="checkbox"/> pour T. 1	<b>(73 01 037)</b> 341 €
<input type="checkbox"/> pour T. 2	<b>(73 02 037)</b> 341 €

**Accessoires**

**Extension de l'empatement**  
insérable à l'arrière, Longueur = 10 cm (incompatible avec un frein à main central)

**Frein à main central des roulettes arrière**  
4 roulettes (100 mm) incluses, actionnement au moyen d'un levier monté sur l'assise



**Kit de montage de fixations pour l'assise**  
composé de 2 équerres avec boucle rabattable et 2 boucles rabattables (percées)

**Kit de montage de fixations pour le dossier**  
composé de 2 plaques filetées avec boucles rabattables et 2 boucles rabattables (percées)

Prix / Paire	
<input type="checkbox"/> <b>73 01 028</b>	168 €

<input type="checkbox"/> Levier monté sur la gauche	<b>(73 00 048)</b> 424 €
<input type="checkbox"/> Levier monté sur la droite	<b>(73 00 548)</b> 424 €
<input type="checkbox"/> Levier monté sur la gauche; Roulettes avant avec freins	<b>(73 00 148)</b> 459 €
<input type="checkbox"/> Levier monté sur la droite; Roulettes avant avec freins	<b>(73 00 648)</b> 459 €

Supplément / Set	
<input type="checkbox"/> 20 mm	<b>(73 00 025)</b> 44 €
<input type="checkbox"/> 25 mm	<b>(73 01 025)</b> 44 €

Supplément / Set	
<input type="checkbox"/> 20 mm	<b>(73 00 026)</b> 44 €
<input type="checkbox"/> 25 mm	<b>(73 01 026)</b> 44 €

**Accessoires**

**Revêtement spécial incontinence**  
dans la zone de l'assise



<input type="checkbox"/> <b>73 00 020</b>	196 €
---	-------

**Rembourrage repose-pieds**  
revêtement tissu Flexi noir, hauteur : 3 cm (pas possible en combinaison avec des sangles pour les pieds)



<input type="checkbox"/> pour T. 0	<b>(73 00 038)</b> 110 €
<input type="checkbox"/> pour T. 1	<b>(73 01 038)</b> 110 €
<input type="checkbox"/> pour T. 2	<b>(73 02 038)</b> 110 €

**Rembourrage repose-pieds séparés**  
revêtement tissu Flexi noir, hauteur : 3 cm (pas possible en combinaison avec des sangles pour les pieds)



<input type="checkbox"/> pour T. 0	<b>(73 00 039)</b> 142 €
<input type="checkbox"/> pour T. 1	<b>(73 01 039)</b> 142 €
<input type="checkbox"/> pour T. 2	<b>(73 02 039)</b> 142 €

**Rembourrage tablette thérapeutique**  
revêtement tissu Flexi noir, hauteur : 1 cm




<input type="checkbox"/> pour T. 0	<b>(73 00 054)</b> 124 €
<input type="checkbox"/> pour T. 1	<b>(73 01 054)</b> 124 €
<input type="checkbox"/> pour T. 2	<b>(73 02 054)</b> 124 €

**Systèmes de sangles**

 Le système de sangles pour **madita.** se monte à l'aide des kits de montage pour système de sangles (voir page 12).

**Systèmes de sangles**
**Harnais** – matériau élastique, respirant et hydrofuge, trois sangles à boucles enfichables, sangle d'épaule gauche fixée par une couture; couleur : noire

	T. 0	T. 1	T. 2	T. 3
<b>A</b>	13 cm	13 cm	18 cm	18 cm
<b>B</b>	17,5 cm	19 cm	20 cm	21 cm
<b>C</b>	15 cm	15 cm	19 cm	28 cm
<b>D</b>	3,5 cm	5 cm	5 cm	5 cm
<b>E</b>	25,5 cm	28 cm	34 cm	44 cm
<b>Largeur sangle</b>	2 cm	2 cm	2,5 cm	2,5 cm




Prix / Pièce

<input type="checkbox"/> T. 0	<b>(73 00 032)</b>	177 €
<input type="checkbox"/> T. 1	<b>(73 01 032)</b>	177 €
<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(73 02 032)</b>	177 €
<input type="checkbox"/> T. 3	<b>(73 03 032)</b>	177 €

**Harnais avec fermeture éclair** – matériau élastique, respirant et hydrofuge, Bretelles cousues fixes à la région du bassin avec attaches verrouillables; couleur : noire

	T. 0	T. 1	T. 2
<b>A</b>	11 cm	11 cm	18 cm
<b>B</b>	21 cm	21 cm	22 cm
<b>C</b>	12 cm	12 cm	15 cm
<b>D</b>	2,5 cm	3,5 cm	3,5 cm
<b>E</b>	25,5 cm	28 cm	34 cm
<b>Largeur sangle</b>	2 cm	2 cm	2,5 cm




Prix / Pièce

<input type="checkbox"/> T. 0	<b>(73 00 056)</b>	206 €
<input type="checkbox"/> T. 1	<b>(73 01 056)</b>	206 €
<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(73 02 056)</b>	206 €

**Systèmes de sangles**
**Colotte abdominale en T** – matériau élastique, respirant et hydrofuge, deux boucles enfichables à l'avant, sangles fixées à l'arrière par une couture; couleur : noire

	T. 0	T. 1	T. 2
<b>A</b>	23 cm	25 cm	28 cm
<b>B</b>	15 cm	17 cm	20 cm
<b>C</b>	33 cm	35 cm	38 cm
<b>D</b>	24 cm	26 cm	28 cm
<b>Largeur sangle</b>	2 cm	2 cm	2,5 cm




Prix / Pièce

<input type="checkbox"/> T. 0	<b>(73 00 033)</b>	148 €
<input type="checkbox"/> T. 1	<b>(73 01 033)</b>	148 €
<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(73 02 033)</b>	148 €


**Colotte abdominale (standard)** – matériau élastique, respirant et hydrofuge, deux boucles enfichables à l'avant, sangles fixées à l'arrière par une couture; couleur : noire

	T. 1	T. 2	T. 3
<b>A</b>	24 cm	29 cm	33 cm
<b>B</b>	14 cm	17 cm	22 cm
<b>C</b>	35 cm	43 cm	49 cm
<b>Largeur sangle</b>	2 cm	2,5 cm	2,5 cm



Prix / Pièce


<input type="checkbox"/> T. 1	<b>(73 01 034)</b>	148 €
<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(73 02 034)</b>	148 €
<input type="checkbox"/> T. 3	<b>(73 03 034)</b>	148 €

**Systèmes de sangles**
**Ceinture pelvienne** – avec rembourrage et boucle enfichable réglable des deux côtés; couleur : noire


	T. 0	T. 1	T. 2
<b>Largeur rembourrage</b>	4 cm	4 cm	5 cm
<b>Longueur rembourrage par côté</b>	16 cm	18 cm	28 cm
<b>Longueur sangle par côté</b>	30 cm	30 cm	40 cm
<b>Largeur sangle</b>	2 cm	2,5 cm	2,5 cm

Prix / Pièce


<input type="checkbox"/> T. 0	<b>(73 00 035)</b>	89 €
<input type="checkbox"/> T. 1	<b>(73 01 035)</b>	89 €
<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(73 02 035)</b>	89 €

**Ceinture pelvienne 4 points** – avec rembourrage et boucle enfichable réglable des deux côtés; couleur : noire


	T. 0	T. 1	T. 2
<b>Largeur rembourrage</b>	4 cm	4 cm	5 cm
<b>Longueur rembourrage par côté</b>	16 cm	18 cm	28 cm
<b>Longueur sangle par côté</b>	30 cm	30 cm	40 cm
<b>Largeur sangle</b>	2 cm	2,5 cm	2,5 cm

Prix / Pièce


<input type="checkbox"/> T. 0	<b>(73 00 036)</b>	155 €
<input type="checkbox"/> T. 1	<b>(73 01 036)</b>	155 €
<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(73 02 036)</b>	155 €

**Systèmes de sangles**
**Manchette de pied** – avec fixation et bande velcro, coloris : noir (ne peut pas être utilisé conjointement avec le repose-pied/coussin de repose-pied)


	Tour de cheville	Largeur sangle
<b>T. 1</b>	12 – 19 cm	25 mm
<b>T. 2</b>	15 – 23 cm	25 mm
<b>T. 3</b>	19 – 27 cm	40 mm

Prix / Paire

<input type="checkbox"/> T. 1	<b>(73 01 061)</b>	212 €
<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(73 02 061)</b>	212 €
<input type="checkbox"/> T. 3	<b>(73 03 061)</b>	212 €

**Aide au positionnement du pied** – avec sangle et fermeture velcro; couleur : noir (ne peut pas être utilisé conjointement avec le repose-pied/coussin de repose-pied)


Bande velcro à ouvrir

	A	Largeur sangle
<b>T. 1</b>	6,5 cm	2,5 cm
<b>T. 2</b>	8 cm	2,5 cm
<b>T. 3</b>	9,5 cm	2,5 cm

Prix / Paire

<input type="checkbox"/> T. 1	<b>(78 01 034)</b>	196 €
<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(78 02 034)</b>	196 €
<input type="checkbox"/> T. 3	<b>(78 03 034)</b>	196 €

# madita-fun.

**Adresse de facturation :**
**Adresse de livraison :**
 voir adresse de facturation

 **Commande**
 **Devis**

N° client : \_\_\_\_\_

Client : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

**Commission :**
**Le siège thérapeutique intégratif.**

- Inclus accoudoirs, repose-pieds, barre de poussée, rembourrage assise standard avec housse
- Réglage en hauteur par vérin à gaz 1200 N
- 4 roulettes (75 mm) dont 2 avec frein
- Possibilités de réglages :
  - Inclinaison assise (par vérin à gaz 500 N)
  - Inclinaison dossier
  - Largeur et profondeur assise
  - Accoudoirs réglables en inclinaison, en hauteur et en largeur
  - Dossier réglable en hauteur
  - Repose-pieds rabattable, réglable en hauteur et en angle

**Prix public HT**
**TVA : 5.5% sur chaise et accessoires**
**Codes LPPR Schuchmann possibles :**

- 6284748\* Siège de série modulable et évolutif (838,47 € TTC)
- 6284702\* Châssis d'intérieur (140,63 € TTC)
- 6284719\* Repose-pieds réglable (84,02 € TTC)
- 6210193\* Tablette amovible (60,31 € TTC)


\* Les codes LPPR sont donnés à titre indicatif


**Modèles de base**

madita-fun. T. 0		madita-fun. T. 1		madita-fun. T. 1b		madita-fun. T. 2	
Prix / Pièce							
<input type="checkbox"/> 74 00 100	2.595 €	<input type="checkbox"/> 74 01 000	2.595 €	<input type="checkbox"/> 74 01 100	2.820 €	<input type="checkbox"/> 74 02 000	2.995 €

**Couleurs de cadres**

<b>Anthracite métallisé</b>	<input type="radio"/>	<b>Télégris 4 (blanc-gris)</b>	<input type="radio"/>
	Prix		Prix
<input type="checkbox"/> 92 00 014	incl.	<input type="checkbox"/> 92 00 011	incl.

**Préférences**

 Préréglages sur la chaire de thérapie chez Schuchmann.  
 Veuillez nous fournir les mensurations suivantes :


<b>A</b> Hauteur des aisselles _____	<b>D</b> Largeur du bassin _____
<b>B</b> Largeur thorax _____	<b>E</b> Profondeur assise _____
<b>C</b> Hauteur du dossier _____	<b>F</b> Longueur mollet _____

 **74 00 080**

 Prix  
 incl.

**Dimensions**

	T. 0	T. 1	T. 1 b	T. 2
<b>A</b> Profondeur assise*	15 - 25 cm	21 - 30 cm	26 - 36 cm	30 - 42 cm
<b>B</b> Largeur assise	16 - 26 cm	20 - 30 cm	20 - 30 cm	28 - 38 cm
<b>C</b> Hauteur du dossier version dossier court	35 - 43 cm	35 - 43 cm	42 - 52 cm	42 - 52 cm
<b>C</b> Hauteur du dossier version dossier long	42 - 52 cm	42 - 52 cm	53 - 63 cm	53 - 63 cm
<b>D</b> Hauteur assise	25 - 62 cm			
Hauteur assise avec régl. en haut. électr.	32 - 62 cm			
Hauteur assise avec régl. en haut. hydr.	27 - 63 cm			
<b>E</b> Longueur segment jambier	17 - 25 cm	20 - 32 cm	28 - 40 cm	29 - 49 cm
<b>F</b> Largeur totale	54 cm	54 cm	64 cm	64 cm
<b>G</b> Longueur châssis standard	61 cm	61 cm	75 cm	75 cm
Longueur châssis combiné	76 cm	76 cm	86 cm	86 cm
Inclinaison assise	(-)8° - 37°	(-)8° - 37°	(-)8° - 37°	(-)8° - 37°
Inclinaison dossier	(-)5° - 25°	(-)5° - 25°	(-)5° - 25°	(-)5° - 25°
Charge max	30 kg	30 kg	45 kg	50 kg
Poids	19 kg	20 kg	22 kg	24 kg



\* réduit de 1cm avec un guide de bassin réglable

**Tissus**
**Gris foncé / Rose**  
 (N° 92 + 114)

**Gris foncé / Azur**  
 (N° 92 + 110)

**Gris foncé / Orange**  
 (N° 92 + 107)

 **91 00 222**

 Prix  
 incl.

 **91 00 225**

 Prix  
 incl.

 **91 00 213**

 Prix  
 incl.

**Tissus**
**Noir / Gris foncé**  
 (N° 105 + 92)

 Prix  
 incl.

 **91 00 205**
**Broderie de nom**
**Broderie personnalisée sur le dossier**

 veuillez remplir le formulaire  
 à la page 92 !  
 Une broderie de  
 tissus souples  
 n'est pas  
 possible.

**Sur-mesure**
**Sans rembourrage ni housse**  
 pour assise et dossier  
 sur-mesure

Réduction de prix

 **73 00 059**

Netto -104 €

**Tissus Flexi imperméables**
**Flexi Noir / Gris clair**  
 (N° 43 + 50)


Supplément

 **91 00 226**

251 €

**Flexi Bleu**  
 (N° 44)


Supplément

 **91 00 044**

251 €


**Possibilités de configuration - Dossiers (version standard ou large)**

Dossier – rembourrage et housse inclus	pour T. 0	pour T. 1	pour T. 1b	pour T. 2
Dossier court : Dossier long :	35 - 43 cm 42 - 52 cm	35 - 43 cm 42 - 52 cm	42 - 52 cm 53 - 63 cm	42 - 52 cm 53 - 63 cm
	Supplément / Pièce	Supplément / Pièce	Supplément / Pièce	Supplément / Pièce
 Standard court : Standard long :	<input type="checkbox"/> <b>73 00 102</b> incl. <input type="checkbox"/> <b>73 00 103</b> incl.	<input type="checkbox"/> <b>73 01 202</b> incl. <input type="checkbox"/> <b>73 01 003</b> incl.	<input type="checkbox"/> <b>73 01 102</b> incl. <input type="checkbox"/> <b>73 01 103</b> incl.	<input type="checkbox"/> <b>73 02 002</b> incl. <input type="checkbox"/> <b>73 02 003</b> incl.
 Large court : Large long :	<input type="checkbox"/> <b>73 00 129</b> 109 € <input type="checkbox"/> <b>73 00 030</b> 109 €	<input type="checkbox"/> <b>73 01 229</b> 109 € <input type="checkbox"/> <b>73 01 030</b> 109 €	<input type="checkbox"/> <b>73 01 129</b> 109 € <input type="checkbox"/> <b>73 01 130</b> 109 €	<input type="checkbox"/> <b>73 02 029</b> 109 € <input type="checkbox"/> <b>73 02 030</b> 109 €

**Possibilités de configuration - Dossiers**

Barre de poussée – fixe (configuration standard = barre de poussée droite, sauf instruction différente)	Barre de poussée – unité dossier amovible	Limitation réglable inclinaison dossier pour définir l'inclinaison max individuelle du dossier
		
Prix / Pièce	Prix / Pièce	Prix / Set
<input type="checkbox"/> pour T. 0+1 avec barre de poussée droite <b>(73 01 004)</b> incl. <input type="checkbox"/> pour T. 2 avec barre de poussée droite <b>(73 02 004)</b> incl. <input type="checkbox"/> pour T. 0+1 sans barre de poussée <b>(73 01 005)</b> incl. <input type="checkbox"/> pour T. 2 sans barre de poussée <b>(73 02 005)</b> incl. <input type="checkbox"/> pour T. 0+1 avec barre de poussée ronde <b>(73 01 053)</b> incl.	<input type="checkbox"/> pour T. 0+1 avec barre de poussée droite <b>(73 01 006)</b> 371 € <input type="checkbox"/> pour T. 2 avec barre de poussée droite <b>(73 02 006)</b> 371 € <input type="checkbox"/> pour T. 0+1 sans barre de poussée <b>(73 01 007)</b> 371 € <input type="checkbox"/> pour T. 2 sans barre de poussée <b>(73 02 007)</b> 371 €	<input type="checkbox"/> <b>73 01 111</b> 62 €

**Appuis-tête**

Appui-tête (standard) rembourré, housse incluse, réglable en hauteur et en inclinaison	Appui-tête (coque) rembourré, housse incluse, réglable en hauteur et en inclinaison	Appui-tête (anatomique) rembourré, housse incluse, réglable en hauteur et en inclinaison	Appui-tête (anatomique, angle réglable) rembourrée, housse incluse, réglable en hauteur, en profondeur et en inclinaison, les angles des guides latéraux sont réglables de chaque côté																
																			
Prix / Pièce	Prix / Pièce	Prix / Pièce	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T. 1</td> <td>13,5cm</td> <td>10,5cm</td> <td>10cm</td> </tr> <tr> <td>T. 2</td> <td>15cm</td> <td>10,5cm</td> <td>13,5cm</td> </tr> <tr> <td>T. 3</td> <td>17cm</td> <td>12,5cm</td> <td>16,5cm</td> </tr> </tbody> </table>		A	B	C	T. 1	13,5cm	10,5cm	10cm	T. 2	15cm	10,5cm	13,5cm	T. 3	17cm	12,5cm	16,5cm
	A	B	C																
T. 1	13,5cm	10,5cm	10cm																
T. 2	15cm	10,5cm	13,5cm																
T. 3	17cm	12,5cm	16,5cm																
<input type="checkbox"/> pour T. 0 <b>(73 00 108)</b> 254 € <input type="checkbox"/> pour T. 1 <b>(73 01 008)</b> 254 € <input type="checkbox"/> pour T. 2 <b>(73 02 008)</b> 254 €	<input type="checkbox"/> pour T. 0+1 <b>(73 01 110)</b> 360 € <input type="checkbox"/> pour T. 2 <b>(73 02 110)</b> 360 €	<input type="checkbox"/> pour T. 0+1 <b>(73 01 009)</b> 341 € <input type="checkbox"/> pour T. 2 <b>(73 02 009)</b> 341 €	A = Largeur Surface de contact B = Hauteur Appui-tête C = Largeur anatomique <input type="checkbox"/> T. 1 <b>(73 01 063)</b> 588 € <input type="checkbox"/> T. 2 <b>(73 02 063)</b> 588 € <input type="checkbox"/> T. 3 <b>(73 03 063)</b> 588 €																

**Appuis-tête**
**Réglages inclinaison assise**

Adaptateur universel pour appuis-tête personnalisés dans la version 15 x 15 mm	Levier de déclenchement – monté directement sur le vérin à gaz (configuration standard, sauf instruction différente)	Levier de déclenchement – monté sur la barre de poussée (incompatible avec dossier amovible)
Prix / Pièce	Prix / Pièce	Prix / Pièce
<input type="checkbox"/> <b>73 01 031</b> 85 €	<input type="checkbox"/> <b>74 00 085</b> incl.	<input type="checkbox"/> <b>74 01 085</b> incl.

**Possibilités de configuration - pelotes thoraciques (1ère étape : sélection de la fixation)**

Largeur thorax - montée sur <b>madita-fun. T. 0</b>	Largeur thorax - montée sur <b>madita-fun. T. 1 + 1b</b>	Largeur thorax - montée sur <b>madita-fun. T. 2</b>	Version	Supplément / Paire
13 - 20 cm	16 - 23 cm	26 - 32 cm	<input type="checkbox"/> fixe <b>(7300012)</b>	incl.
			<input type="checkbox"/> rabattable <b>(7300013)</b>	259 €
20 - 27 cm	23 - 30 cm	32 - 38 cm	<input type="checkbox"/> fixe <b>(7301012)</b>	incl.
			<input type="checkbox"/> rabattable <b>(7301013)</b>	259 €
___ - ___ cm	___ - ___ cm	___ - ___ cm	<input type="checkbox"/> fixe sur mesure <b>(7309012)</b>	70 €
			<input type="checkbox"/> rabattable sur mesure <b>(7309013)</b>	330 €



**(2ème étape : sélection de la pelote thoracique)**

	<b>Pelote thoracique T. 0</b>	<b>Pelote thoracique T. 1</b>	<b>Pelote thoracique T. 2</b>
	rembourrée, housse incluse (configuration standard pour <b>madita-fun. T. 0</b> , sauf instruction différente)	rembourrée, housse incluse (configuration standard pour <b>madita-fun. T. 1</b> , sauf instruction différente)	rembourrée, housse incluse (configuration standard pour <b>madita-fun. T. 2</b> , sauf instruction différente)
	Hauteur: 7 cm Profondeur: 9 cm	Hauteur: 8 cm Profondeur: 13 cm	Hauteur: 11 cm Profondeur: 16 cm
	Prix / Paire	Prix / Paire	Prix / Paire
	<input type="checkbox"/> <b>7300011</b> 106 €	<input type="checkbox"/> <b>7301011</b> 106 €	<input type="checkbox"/> <b>7302011</b> 106 €

**Pelote de bassin**

	<b>Pelote de bassin pour T. 0</b>	<b>Pelote de bassin pour T. 1 + 1b</b>	<b>Pelote de bassin pour T. 2</b>
	rembourrée, housse incluse, réglable en inclinaison, en profondeur et en largeur	rembourrée, housse incluse, réglable en inclinaison, en profondeur et en largeur	rembourrée, housse incluse, réglable en inclinaison, en profondeur et en largeur
	12 cm = configuration standard pour T. 0	14 cm = configuration standard pour T. 1 + 1b	19 cm = configuration standard pour T. 2
	Prix / Paire	Prix / Paire	Prix / Paire
	<input type="checkbox"/> 12 cm <b>(7300114)</b> 192 € <input type="checkbox"/> 14 cm <b>(7300115)</b> 192 €	<input type="checkbox"/> 14 cm <b>(7301114)</b> 192 € <input type="checkbox"/> 19 cm <b>(7301115)</b> 192 €	<input type="checkbox"/> 19 cm <b>(7302114)</b> 197 € <input type="checkbox"/> 24 cm <b>(7302115)</b> 197 €


**Options assises**

<b>Rembourrage assise standard</b>	<b>Rembourrage anatomique</b>	<b>Guide pelvien réglable</b> – rembourré, housse incluse
incl. housse incluse (configuration standard, sauf instruction différente)	housse incluse assise	
		
Prix / Pièce	Supplément / Pièce	Prix / Pièce
<input type="checkbox"/> pour T. 0 <b>(7300018)</b> incl. <input type="checkbox"/> pour T. 1 <b>(7301018)</b> incl. <input type="checkbox"/> pour T. 1 b <b>(7301118)</b> incl. <input type="checkbox"/> pour T. 2 <b>(7302018)</b> incl.	<input type="checkbox"/> pour T. 0 <b>(7300019)</b> 217 € <input type="checkbox"/> pour T. 1 <b>(7301019)</b> 217 € <input type="checkbox"/> pour T. 1 b <b>(7301119)</b> 217 € <input type="checkbox"/> pour T. 2 <b>(7302019)</b> 217 €	<input type="checkbox"/> pour T. 0 - Largeur assise A = 15 - 24 cm <b>(7300021)</b> 384 € <input type="checkbox"/> pour T. 1 + 1 b - Largeur assise A = 18 - 28 cm <b>(7301021)</b> 384 € <input type="checkbox"/> pour T. 2 - Largeur assise A = 26 - 36 cm <b>(7302021)</b> 407 €

**Options assises**

**Assise avec angle d'abduction réglable** – avec compensateur de longueur des jambes, rembourrée, housse incluse (pelote de bassin déjà comprise)

	pour T. 0	pour T. 1+1b	pour T. 2
<b>A</b>	0° - 20°	0° - 20°	0° - 20°
<b>B</b>	7 - 10 cm	9 - 12 cm	10 - 14 cm
<b>C</b>	3 cm	3 cm	3 cm



**A** = Angle d'abduction  
**B** = Largeur de cuisse  
**C** = Compensation longueur de jambe

Prix / Pièce		
<input type="checkbox"/> pour T. 0	<b>(73 00 022)</b>	521 €
<input type="checkbox"/> pour T. 1	<b>(73 01 022)</b>	521 €
<input type="checkbox"/> pour T. 1 b	<b>(73 01 122)</b>	521 €
<input type="checkbox"/> pour T. 2	<b>(73 02 022)</b>	542 €

**Accessoires**

**Bloc d'abduction** – à insérer au moyen d'un axe à emboîter, rembourré, housse incluse

	Largeur	Profondeur
<b>T. 0</b>	7 cm	10 cm
<b>T. 1</b>	8 cm	14 cm
<b>T. 2</b>	10 cm	17 cm



Prix / Pièce		
<input type="checkbox"/> T. 0	<b>(73 00 023)</b>	225 €
<input type="checkbox"/> T. 1	<b>(73 01 023)</b>	225 €
<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(73 02 023)</b>	225 €

**Reposes-pieds**

**Reposes-pieds** – palettes réglables séparément, réglables en hauteur, en largeur et en inclinaison, rabattable, montage fixe sur le siège, surface antidérapante et 4 fentes pour fixation de sangles



Supplément / Paire		
<input type="checkbox"/> pour T. 0	<b>(73 00 052)</b>	282 €
<input type="checkbox"/> pour T. 1	<b>(73 01 052)</b>	282 €
<input type="checkbox"/> pour T. 1 b	<b>(73 01 152)</b>	282 €
<input type="checkbox"/> pour T. 2	<b>(73 02 052)</b>	282 €



**Cale-pieds avec sandales** – réglables séparément, réglables en hauteur, en largeur et en inclinaison, rabattable, montage fixe sur le siège, avec fermeture magnétique

	Largeur avant min	Largeur avant max	Largeur arrière	Largeur arrière max	Longueur
<b>T. 1</b>	8,7 cm	10,4 cm	5,7 cm	7,4 cm	17,4 cm
<b>T. 2</b>	9,5 cm	12 cm	6,7 cm	9,2 cm	20,1 cm
<b>T. 3</b>	11,5 cm	14 cm	8,1 cm	10,6 cm	23,8 cm

Supplément / Paire		
<input type="checkbox"/> T. 1	<b>(73 01 064)</b>	282 €
<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(73 02 064)</b>	282 €
<input type="checkbox"/> T. 3	<b>(73 03 064)</b>	282 €

**Accessoires**

**Tablette thérapeutique** – en bois avec bordure



	Largeur	Profondeur
<b>pour T. 0+1</b>	50 cm	40 cm
<b>pour T. 2</b>	60 cm	50 cm

Prix / Pièce		
<input type="checkbox"/> pour T. 0	<b>(73 00 024)</b>	249 €
<input type="checkbox"/> pour T. 1	<b>(73 01 024)</b>	249 €
<input type="checkbox"/> pour T. 2	<b>(73 02 024)</b>	249 €

**Tablette thérapeutique** – transparent, avec bordure



	Largeur	Profondeur
<b>pour T. 0+1</b>	50 cm	40 cm
<b>pour T. 2</b>	60 cm	50 cm

Prix / Pièce		
<input type="checkbox"/> pour T. 0	<b>(73 00 037)</b>	341 €
<input type="checkbox"/> pour T. 1	<b>(73 01 037)</b>	341 €
<input type="checkbox"/> pour T. 2	<b>(73 02 037)</b>	341 €

**4 roulettes** – dont 2 munies d'un frein



Supplément / Set		
<input type="checkbox"/> 75 mm	<b>(73 00 058)</b>	incl.
<input type="checkbox"/> 100 mm	<b>(73 01 058)</b>	58 €
<input type="checkbox"/> 125 mm	<b>(73 02 058)</b>	92 €

**4 roulettes** – toutes munies d'un frein



Supplément / Set		
<input type="checkbox"/> 75 mm	<b>(73 00 060)</b>	35 €
<input type="checkbox"/> 100 mm	<b>(73 01 060)</b>	92 €
<input type="checkbox"/> 125 mm	<b>(73 02 060)</b>	127 €

**Accessoires**

**Frein à main central des roulettes arrière** – y compris 4 roulettes (100 mm), actionnement au moyen d'un levier monté sur l'assise



**Kit de conversion en châssis combi**

complet avec roues 12 1/2", frein à tambour, roues directrices 6" et barre de poussée



Prix / Set

<input type="checkbox"/> pour T. 0+1	Levier monté sur la gauche	<b>(7401051)</b>	424 €
<input type="checkbox"/> pour T. 0+1	Levier monté sur la droite	<b>(7401551)</b>	424 €
<input type="checkbox"/> pour T. 1b+2	Levier monté sur la gauche	<b>(7402051)</b>	424 €
<input type="checkbox"/> pour T. 1b+2	Levier monté sur la droite	<b>(7402551)</b>	424 €
<input type="checkbox"/> pour T. 0+1	Levier monté sur la gauche – Roulettes avant avec freins	<b>(7401151)</b>	459 €
<input type="checkbox"/> pour T. 0+1	Levier monté sur la droite – Roulettes avant avec freins	<b>(7401651)</b>	459 €
<input type="checkbox"/> pour T. 1b+2	Levier monté sur la gauche – Roulettes avant avec freins	<b>(7402151)</b>	459 €
<input type="checkbox"/> pour T. 1b+2	Levier monté sur la droite – Roulettes avant avec freins	<b>(7402651)</b>	459 €

Prix / Set

<input type="checkbox"/> pour T. 0+1	<b>(7401001)</b>	853 €
<input type="checkbox"/> pour T. 1b+2	<b>(7402001)</b>	853 €

**Accessoires**

**Réglage en hauteur hydraulique**

Pas de montage ultérieur possible !  
Incompatible avec le châssis combi !



**Réglage en hauteur par moteur électrique**

– par un moteur de 24 volts moteur électrique ; batterie et commande manuelle incluses



**Amortisseurs à gaz supplémentaires (2 pièces)**

– en soutien de la fonction de levage.  
(Incompatible avec le réglage en hauteur hydraulique !)

<b>2x 300 N</b>	recommandé pour un poids supérieur à 30 kg
<b>2x 500 N</b>	recommandé pour un poids supérieur à 40 kg

**Dispositif anti-bascule** – réglable en hauteur



Supplément / Set

Prix / Set

Prix / Set

Prix / Pièce

<input type="checkbox"/> pour T. 0+1	<b>(7401050)</b>	512 €	<input type="checkbox"/> <b>7400102</b>	897 €	<input type="checkbox"/> 2x 300 N	<b>(7400003)</b>	119 €	<input type="checkbox"/> pour le réglage standard et électrique de la hauteur	<b>(7400004)</b>	256 €
<input type="checkbox"/> pour T. 1b+2	<b>(7402050)</b>	512 €			<input type="checkbox"/> 2x 500 N	<b>(7401003)</b>	119 €	<input type="checkbox"/> avec réglage en hauteur hydr	<b>(7401004)</b>	256 €

**Accessoires**

**Extension de l'empattement**

insérable par l'avant,



Longueur = 10cm

**Revêtement spécial incontinence**

sur la mousse de l'assise



**Kit de montage de fixations pour l'assise**

composé de 2 équerres avec boucle rabattable et 2 boucles rabattables (percées)

**Kit de montage de fixations pour le dossier**

composé de 2 plaques filetées avec boucles rabattables et 2 boucles rabattables (percées)

Prix / Set

Prix / Pièce

Prix / Set

Prix / Set

<input type="checkbox"/> <b>7400005</b>	168 €	<input type="checkbox"/> <b>7300020</b>	196 €	<input type="checkbox"/> 20 mm	<b>(7300025)</b>	44 €	<input type="checkbox"/> 20 mm	<b>(7300026)</b>	44 €
				<input type="checkbox"/> 25 mm	<b>(7301025)</b>	44 €	<input type="checkbox"/> 25 mm	<b>(7301026)</b>	44 €

**Rembourrages**

**Rembourrage repose-pieds**

revêtement tissu Flexi noir, hauteur : 3cm (pas possible en combinaison avec des sangles pour les pieds)



Prix / Pièce

**Rembourrage repose-pieds séparés**

– revêtement tissu Flexi noir, hauteur : 3cm (pas possible en combinaison avec des sangles pour les pieds)



Prix / Pièce

**Rembourrage tablette thérapeutique**

revêtement tissu Flexi noir, hauteur : 1cm



Prix / Pièce

<input type="checkbox"/> pour T. 0	<b>(7300038)</b>	110 €	<input type="checkbox"/> pour T. 0	<b>(7300039)</b>	142 €	<input type="checkbox"/> pour T. 0	<b>(7300054)</b>	124 €
<input type="checkbox"/> pour T. 1	<b>(7301038)</b>	110 €	<input type="checkbox"/> pour T. 1	<b>(7301039)</b>	142 €	<input type="checkbox"/> pour T. 1	<b>(7301054)</b>	124 €
<input type="checkbox"/> pour T. 2	<b>(7302038)</b>	110 €	<input type="checkbox"/> pour T. 2	<b>(7302039)</b>	142 €	<input type="checkbox"/> pour T. 2	<b>(7302054)</b>	124 €

**Systèmes de sangles**

 Les systèmes de fixations de sangles pour **madita-fun.** se monte à l'aide des kits de montage (voir page 19)

**Systèmes de sangles**
**Harnais** – matériau élastique, respirant et hydrofuge, trois sangles à boucles enfichables, sangle d'épaule gauche fixée par une couture; couleur : noire

	T. 0	T. 1	T. 2	T. 3
<b>A</b>	13cm	13cm	18cm	18cm
<b>B</b>	17,5cm	19cm	20cm	21cm
<b>C</b>	15cm	15cm	19cm	28cm
<b>D</b>	3,5cm	5cm	5cm	5cm
<b>E</b>	25,5cm	28cm	34cm	44cm
<b>Largeur sangle</b>	2cm	2cm	2,5cm	2,5cm




Prix / Pièce

<input type="checkbox"/> T. 0 <b>(73 00 032)</b>	177 €
<input type="checkbox"/> T. 1 <b>(73 01 032)</b>	177 €
<input type="checkbox"/> T. 2 <b>(73 02 032)</b>	177 €
<input type="checkbox"/> T. 3 <b>(73 03 032)</b>	177 €

**Harnais avec fermeture éclair** – matériau élastique, respirant et hydrofuge, Bretelles cousues fixes à la région du bassin avec attaches verrouillables; couleur : noire

	T. 0	T. 1	T. 2
<b>A</b>	11cm	11cm	18cm
<b>B</b>	21cm	21cm	22cm
<b>C</b>	12cm	12cm	15cm
<b>D</b>	2,5cm	3,5cm	3,5cm
<b>E</b>	25,5cm	28cm	34cm
<b>Largeur sangle</b>	2cm	2cm	2,5cm




Prix / Pièce

<input type="checkbox"/> T. 0 <b>(73 00 056)</b>	206 €
<input type="checkbox"/> T. 1 <b>(73 01 056)</b>	206 €
<input type="checkbox"/> T. 2 <b>(73 02 056)</b>	206 €

**Systèmes de sangles**
**Culotte abdominale en T** – matériau élastique, respirant et hydrofuge, deux boucles enfichables à l'avant, sangles fixées à l'arrière par une couture; couleur : noire

	T. 0	T. 1	T. 2
<b>A</b>	23cm	25cm	28cm
<b>B</b>	15cm	17cm	20cm
<b>C</b>	33cm	35cm	38cm
<b>D</b>	24cm	26cm	28cm
<b>Largeur sangle</b>	2cm	2cm	2,5cm




Prix / Pièce

<input type="checkbox"/> T. 0 <b>(73 00 033)</b>	148 €
<input type="checkbox"/> T. 1 <b>(73 01 033)</b>	148 €
<input type="checkbox"/> T. 2 <b>(73 02 033)</b>	148 €


**Culotte abdominale (standard)** – matériau élastique, respirant et hydrofuge, deux boucles enfichables à l'avant, sangles fixées à l'arrière par une couture; couleur : noire

	T. 1	T. 2	T. 3
<b>A</b>	24cm	29cm	33cm
<b>B</b>	14cm	17cm	22cm
<b>C</b>	35cm	43cm	49cm
<b>Largeur sangle</b>	2cm	2,5cm	2,5cm



Prix / Pièce


<input type="checkbox"/> T. 1 <b>(73 01 034)</b>	148 €
<input type="checkbox"/> T. 2 <b>(73 02 034)</b>	148 €
<input type="checkbox"/> T. 3 <b>(73 03 034)</b>	148 €

**Systèmes de sangles**
**Ceinture pelvienne** – avec rembourrage et boucle enfichable réglable des deux côtés; couleur : noire


	T. 0	T. 1	T. 2
<b>Largeur rembourrage</b>	4cm	4cm	5cm
<b>Longueur rembourrage par côté</b>	16cm	18cm	28cm
<b>Longueur sangle par côté</b>	30cm	30cm	40cm
<b>Largeur sangle</b>	2cm	2,5cm	2,5cm

Prix / Pièce


<input type="checkbox"/> T. 0 <b>(73 00 035)</b>	89 €
<input type="checkbox"/> T. 1 <b>(73 01 035)</b>	89 €
<input type="checkbox"/> T. 2 <b>(73 02 035)</b>	89 €

**Ceinture pelvienne 4 points** – avec rembourrage et boucle enfichable réglable des deux côtés; couleur : noire


	T. 0	T. 1	T. 2
<b>Largeur rembourrage</b>	4cm	4cm	5cm
<b>Longueur rembourrage par côté</b>	16cm	18cm	28cm
<b>Longueur sangle par côté</b>	30cm	30cm	40cm
<b>Largeur sangle</b>	2cm	2,5cm	2,5cm

Prix / Pièce


<input type="checkbox"/> T. 0 <b>(73 00 036)</b>	155 €
<input type="checkbox"/> T. 1 <b>(73 01 036)</b>	155 €
<input type="checkbox"/> T. 2 <b>(73 02 036)</b>	155 €

**Systèmes de sangles**
**Manchette de pied** – avec fixation et bande velcro; couleur : noire (ne peut pas être utilisé conjointement avec le repose-pied/coussin de repose-pied)


	Tour de cheville	Largeur sangle
<b>T. 1</b>	12 – 19cm	25mm
<b>T. 2</b>	15 – 23cm	25mm
<b>T. 3</b>	19 – 27cm	40mm

Prix / Paire

<input type="checkbox"/> T. 1 <b>(73 01 061)</b>	212 €
<input type="checkbox"/> T. 2 <b>(73 02 061)</b>	212 €
<input type="checkbox"/> T. 3 <b>(73 03 061)</b>	212 €


**Aide au positionnement du pied** – avec sangle et fermeture velcro; couleur : noire (ne peut pas être utilisé conjointement avec le repose-pied/coussin de repose-pied)


Bande velcro à ouvrir

	A	Largeur sangle
<b>T. 1</b>	6,5cm	2,5cm
<b>T. 2</b>	8cm	2,5cm
<b>T. 3</b>	9,5cm	2,5cm

Prix / Paire

<input type="checkbox"/> T. 1 <b>(78 01 034)</b>	196 €
<input type="checkbox"/> T. 2 <b>(78 02 034)</b>	196 €
<input type="checkbox"/> T. 3 <b>(78 03 034)</b>	196 €



 **FKP.**  
flexible knee positioning

**La nouvelle pelote flexible pour le genou.**

# madita-fun mini.

**Adresse de facturation :**
**Adresse de livraison :**
 voir adresse de facturation

 **Commande**
 **Devis**

N° client : \_\_\_\_\_

Client : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

**Commission :**
**La chaise thérapeutique pour les premiers soins.**

- Comprenant accoudoirs, repose-pieds avec rembourrage, poignée de Poussée de forme ergonomique, rembourrage assise standard avec housse, 4 roulettes (75mm) - dont 2 avec bloqueurs, dossier
- Réglage en hauteur par vérin à gaz (800 N)
- Couleur du châssis : Télégris 4 (blanc-gris)
- Possibilités de réglages :
  - inclinaison assise (par vérin à gaz 250 N, (-)5° - 37° / 0° - 42°)
  - inclinaison dossier
  - largeur et profondeur assise
  - accoudoirs réglables en inclinaison, hauteur et largeur
  - dossier réglable en hauteur
  - repose-pieds réglable en inclinaison des genoux et en hauteur


**• Prix public HT**
**• TVA : 5.5% sur chaise et accessoires**
**• Codes LPPR Schuchmann possibles :**

- 6284748\* Siège de série modulable et évolutif (838,47 € TTC)
- 6284702\* Châssis d'intérieur (140,63 € TTC)
- 6284719\* Repose-pieds réglable (84,02 € TTC)
- 6210193\* Tablette amovible (60,31 € TTC)

\* Les codes LPPR sont donnés à titre indicatif




**Dimensions**

<b>A</b>	Profondeur assise	12 - 19cm
<b>B</b>	Largeur assise	14 - 22cm
<b>C</b>	Hauteur dossier court	28 - 33cm
<b>C</b>	Hauteur dossier long	30 - 35cm
<b>D</b>	Hauteur assise	25 - 62cm
<b>E</b>	Longueur mollet	12 - 22cm
<b>F</b>	Largeur totale	52cm
<b>G</b>	Longueur châssis	58cm
	Inclinaison assise	(-)5° - 37° / 0° - 42°
	Inclinaison dossier	(-)5° - 25°
	Charge max	20kg
	Poids	16kg








Modèles de base		Préréglage de l'inclinaison du siège	
<b>madita-fun mini.</b>		Veuillez sélectionner un préréglage entre (-)5° - 37° = standard, sauf instruction différente	
	Prix / Pièce	Prix / Pièce	Prix / Pièce
<input type="checkbox"/> 3100000	2.560 €	<input type="checkbox"/> (-)5° - 37° (3100001)	incl. <input type="checkbox"/> 0° - 42° (3100101) incl.

Housses			
	<b>Rose flamant</b> (N° 125)		<b>Pacifique menthe</b> (N° 126)
	Prix		Prix
<input type="checkbox"/> 9100125	incl.	<input type="checkbox"/> 9100126	incl. <input type="checkbox"/> 9100999 150 €
		<b>Housse selon les souhaits du client</b>	

Possibilités de configuration - Dossiers			
	<b>Dossier rembourrage et housse inclus standard</b>		<b>Dossier large rembourrage et housse inclus avec partie inférieure réglage avec des cales (hauteur env. 3 cm)</b>
	Hauteur	Hauteur	Hauteur
	Largeur		
<b>Dossier (court)</b>	28 - 33 cm	24 cm	<b>Dossier (court)</b>
<b>Dossier (long)</b>	30 - 35 cm	24 cm	<b>Dossier (long)</b>
Prix / Pièce		Supplément / Pièce	
<input type="checkbox"/> Dossier (court) (3100002)	incl.	<input type="checkbox"/> Dossier (court) (3100005)	28 €
<input type="checkbox"/> Dossier (long) (3100003)	incl.	<input type="checkbox"/> Dossier (long) (3100006)	28 €
<b>Pelote thoracique</b> – rembourrée, housse et fixation incluses		<b>Pelote thoracique longue</b> rembourrée et, housse et fixation incluses	
Hauteur	7 cm	Hauteur	14 cm
Profondeur	9 cm	Profondeur	6 cm
Largeur thorax	14 - 20 cm	Largeur torse	14 - 20 cm
Prix / Paire		Prix / Paire	
<input type="checkbox"/> 3100009	108 €	<input type="checkbox"/> 3100007	170 €
		<b>Dossier sans rembourrage ni housse</b> pour adaptation sur mesure	
		<b>Broderie de nom sur le rembourrage dossier</b> – veuillez remplir le formulaire à la page 92!	
			
		<b>Dossier sans rembourrage ni housse</b> pour adaptation sur mesure	
		Réduction de prix	
		<input type="checkbox"/> 3100008 Netto -50 €	

**Possibilités de configuration - Assises**



<b>Rembourrage assise standard</b> , housse incluse 	<b>Rembourrage assise anatomique</b> housse incluse 		<b>Siège de dysplasie</b> – avec jusqu'à 10 cm d'abduction possible, avec guide jambe extérieure et intérieure (env. 30° d'abduction de chaque côté), rembourrage assise et housse et repose-pieds 10 cm plus large inclus
Prix / Pièce	Supplément / Pièce		Supplément / Pièce
<input type="checkbox"/> <b>3100011</b> incl.	<input type="checkbox"/> <b>3100012</b> 217 €		<input type="checkbox"/> <b>3100013</b> 323 €
<b>Pelote de bassin</b> – rembourrée, housse incluse, réglables en inclinaison, en profondeur et en largeur (incl. avec le siège de dysplasie) 	<b>Guide intérieur de jambes</b> abduction (inclus au siège de dysplasie) 	<b>Revêtement spécial incontinence</b> sur la mousse de l'assise 	<b>Assise sans rembourrage ni housse</b> pour adaptation sur mesure
Prix / Paire	Prix / Set	Prix / Pièce	Réduction de prix
<input type="checkbox"/> 13 cm ( <b>3100016</b> ) 195 € <input type="checkbox"/> 16 cm ( <b>3100017</b> ) 195 €	<input type="checkbox"/> <b>3100015</b> 208 €	<input type="checkbox"/> <b>3100014</b> 196 €	<input type="checkbox"/> <b>3100018</b> Netto -50 €



<b>Appui-tête (standard)</b> rembourré, réglable en hauteur, en profondeur et en inclinaison 	<b>Appui-tête (coque)</b> rembourré, réglable en hauteur, en profondeur et en inclinaison 	<b>Appui-tête (anatomique, angle réglable)</b> – rembourrée, housse incluse, réglable en hauteur, en profondeur et en inclinaison, les angles des guides latéraux sont réglables de chaque côté  <p><b>A</b> = 13,5cm <b>B</b> = 10,5cm <b>C</b> = 10,0cm</p>
Prix / Pièce	Prix / Pièce	Prix / Pièce
<input type="checkbox"/> <b>3100021</b> 259 €	<input type="checkbox"/> <b>3100124</b> 366 €	<input type="checkbox"/> T. 1 ( <b>3100026</b> ) 588 €



**Accessoires**

<b>Tablette thérapeutique</b> en bois avec bordure 	<b>Rembourrage tablette thérapeutique</b> revêtement tissu Flexi noir, hauteur : 1cm 	<b>4 roulettes</b> – dont 2 avec freins 	<b>4 roulettes</b> – toutes avec freins 
Prix / Pièce	Prix / Pièce	Supplément / Set	Supplément / Set
<input type="checkbox"/> <b>3100022</b> 253 €	<input type="checkbox"/> <b>3100023</b> 127 €	<input type="checkbox"/> 75 mm ( <b>7300058</b> ) incl. <input type="checkbox"/> 100 mm ( <b>7301058</b> ) 58 €	<input type="checkbox"/> 75 mm ( <b>7300060</b> ) 35 € <input type="checkbox"/> 100 mm ( <b>7301060</b> ) 92 €

Accessoires		Systèmes de sangles	
<b>Kit de montage de fixations pour l'assise</b> composé de 2 équerres avec boucle rabattable et 2 boucles rabattables (percées)	<b>Kit de montage de fixations pour le dossier</b> composé de 2 plaques filetées avec boucles rabattables et 2 boucles rabattables (percées)	<b>Le système de sangles pour madita-fun mini. se monte à l'aide des kits de montage pour système de sangles ci-contre.</b> Si vous ne choisissez pas de couleur, le produit vous sera livré en couleur standard noire.	
Prix / Set	Prix / Set		
<input type="checkbox"/> 3100030 44 €	<input type="checkbox"/> 3100031 44 €		

Systèmes de sangles																																										
<b>Harnais</b> – matériau élastique, respirant et hydrofuge, trois sangles à boucles rapides, sangle d'épaule gauche fixée par une couture ; couleur : noire		<b>Culotte abdominale en T</b> – matériau élastique, respirant et hydrofuge, deux boucles rapides à l'avant, sangles fixées à l'arrière par une couture ; couleur : noire																																								
																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>T. mini</th> <th>T. 0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>A</b></td> <td>8,5cm</td> <td>13cm</td> </tr> <tr> <td><b>B</b></td> <td>17,5cm</td> <td>17,5cm</td> </tr> <tr> <td><b>C</b></td> <td>14cm</td> <td>15cm</td> </tr> <tr> <td><b>D</b></td> <td>3,5cm</td> <td>3,5cm</td> </tr> <tr> <td><b>E</b></td> <td>24,5cm</td> <td>25,5cm</td> </tr> <tr> <td><b>Largeur sangle</b></td> <td>2cm</td> <td>2cm</td> </tr> </tbody> </table>		T. mini	T. 0	<b>A</b>	8,5cm	13cm	<b>B</b>	17,5cm	17,5cm	<b>C</b>	14cm	15cm	<b>D</b>	3,5cm	3,5cm	<b>E</b>	24,5cm	25,5cm	<b>Largeur sangle</b>	2cm	2cm		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>T. mini</th> <th>T. 0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>A</b></td> <td>18cm</td> <td>23cm</td> </tr> <tr> <td><b>B</b></td> <td>10cm</td> <td>15cm</td> </tr> <tr> <td><b>C</b></td> <td>25cm</td> <td>33cm</td> </tr> <tr> <td><b>D</b></td> <td>19cm</td> <td>24cm</td> </tr> <tr> <td><b>Largeur sangle</b></td> <td>2cm</td> <td>2cm</td> </tr> </tbody> </table>		T. mini	T. 0	<b>A</b>	18cm	23cm	<b>B</b>	10cm	15cm	<b>C</b>	25cm	33cm	<b>D</b>	19cm	24cm	<b>Largeur sangle</b>	2cm	2cm
	T. mini	T. 0																																								
<b>A</b>	8,5cm	13cm																																								
<b>B</b>	17,5cm	17,5cm																																								
<b>C</b>	14cm	15cm																																								
<b>D</b>	3,5cm	3,5cm																																								
<b>E</b>	24,5cm	25,5cm																																								
<b>Largeur sangle</b>	2cm	2cm																																								
	T. mini	T. 0																																								
<b>A</b>	18cm	23cm																																								
<b>B</b>	10cm	15cm																																								
<b>C</b>	25cm	33cm																																								
<b>D</b>	19cm	24cm																																								
<b>Largeur sangle</b>	2cm	2cm																																								
Prix / Pièce		Prix / Pièce																																								
<input type="checkbox"/> T. mini (3105032) 177 €	<input type="checkbox"/> T. 0 (3100032) 177 €	<input type="checkbox"/> T. mini (7305033) 148 €	<input type="checkbox"/> T. 0 (7300033) 148 €																																							

Systèmes de sangles																																	
<b>Ceinture pelvienne</b> – avec rembourrage et boucle rapide réglable des deux côtés ; couleur : noire		<b>Ceinture pelvienne 4 points</b> – avec rembourrage et boucle rapide réglable des deux côtés ; couleur : noire																															
																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>T. mini</th> <th>T. 0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Largeur rembourrage</b></td> <td>3,5cm</td> <td>4cm</td> </tr> <tr> <td><b>Longueur rembourrage par côté</b></td> <td>10cm</td> <td>16cm</td> </tr> <tr> <td><b>Longueur sangle par côté</b></td> <td>20cm</td> <td>30cm</td> </tr> <tr> <td><b>Largeur sangle</b></td> <td>2cm</td> <td>2cm</td> </tr> </tbody> </table>		T. mini	T. 0	<b>Largeur rembourrage</b>	3,5cm	4cm	<b>Longueur rembourrage par côté</b>	10cm	16cm	<b>Longueur sangle par côté</b>	20cm	30cm	<b>Largeur sangle</b>	2cm	2cm		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>T. mini</th> <th>T. 0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Largeur rembourrage</b></td> <td>3,5cm</td> <td>4cm</td> </tr> <tr> <td><b>Longueur rembourrage par côté</b></td> <td>10cm</td> <td>16cm</td> </tr> <tr> <td><b>Longueur sangle par côté</b></td> <td>20cm</td> <td>30cm</td> </tr> <tr> <td><b>Largeur sangle</b></td> <td>2cm</td> <td>2cm</td> </tr> </tbody> </table>		T. mini	T. 0	<b>Largeur rembourrage</b>	3,5cm	4cm	<b>Longueur rembourrage par côté</b>	10cm	16cm	<b>Longueur sangle par côté</b>	20cm	30cm	<b>Largeur sangle</b>	2cm	2cm
	T. mini	T. 0																															
<b>Largeur rembourrage</b>	3,5cm	4cm																															
<b>Longueur rembourrage par côté</b>	10cm	16cm																															
<b>Longueur sangle par côté</b>	20cm	30cm																															
<b>Largeur sangle</b>	2cm	2cm																															
	T. mini	T. 0																															
<b>Largeur rembourrage</b>	3,5cm	4cm																															
<b>Longueur rembourrage par côté</b>	10cm	16cm																															
<b>Longueur sangle par côté</b>	20cm	30cm																															
<b>Largeur sangle</b>	2cm	2cm																															
Prix / Pièce		Prix / Pièce																															
<input type="checkbox"/> T. mini (7305035) 89 €	<input type="checkbox"/> T. 0 (7300035) 89 €	<input type="checkbox"/> T. mini (7305036) 155 €	<input type="checkbox"/> T. 0 (7300036) 155 €																														

Systèmes de sangles																																							
<b>Manchette de pied</b> – avec poulie et band velcro ; couleur : noire (ne peut pas être utilisé en combinaison avec le coussin de repose-pieds)		<b>Aide au positionnement du pied</b> – avec poulie et band velcro ; couleur : noire (ne peut pas être utilisé en combinaison avec le coussin de repose-pieds)																																					
																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Tour de cheville</th> <th>Largeur sangle</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>T. 1</b></td> <td>12 - 19cm</td> <td>25mm</td> </tr> <tr> <td><b>T. 2</b></td> <td>15 - 23cm</td> <td>25mm</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Prix / Paire</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> T. 1 (7301061)</td> <td></td> <td>212 €</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> T. 2 (7302061)</td> <td></td> <td>212 €</td> </tr> </tbody> </table>		Tour de cheville	Largeur sangle	<b>T. 1</b>	12 - 19cm	25mm	<b>T. 2</b>	15 - 23cm	25mm	Prix / Paire			<input type="checkbox"/> T. 1 (7301061)		212 €	<input type="checkbox"/> T. 2 (7302061)		212 €		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>Largeur sangle</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>T. 0</b></td> <td>5cm</td> <td>2,5cm</td> </tr> <tr> <td><b>T. 1</b></td> <td>6,5cm</td> <td>2,5cm</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Preis / Paar</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> T. 0 (7800034)</td> <td></td> <td>196 €</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> T. 1 (7801034)</td> <td></td> <td>196 €</td> </tr> </tbody> </table>		A	Largeur sangle	<b>T. 0</b>	5cm	2,5cm	<b>T. 1</b>	6,5cm	2,5cm	Preis / Paar			<input type="checkbox"/> T. 0 (7800034)		196 €	<input type="checkbox"/> T. 1 (7801034)		196 €
	Tour de cheville	Largeur sangle																																					
<b>T. 1</b>	12 - 19cm	25mm																																					
<b>T. 2</b>	15 - 23cm	25mm																																					
Prix / Paire																																							
<input type="checkbox"/> T. 1 (7301061)		212 €																																					
<input type="checkbox"/> T. 2 (7302061)		212 €																																					
	A	Largeur sangle																																					
<b>T. 0</b>	5cm	2,5cm																																					
<b>T. 1</b>	6,5cm	2,5cm																																					
Preis / Paar																																							
<input type="checkbox"/> T. 0 (7800034)		196 €																																					
<input type="checkbox"/> T. 1 (7801034)		196 €																																					
		Bande velcro à ouvrir																																					

# madita hd.

**Adresse de facturation :**
**Adresse de livraison :**
 voir adresse de facturation

 **Commande**
 **Devis**

N° client : \_\_\_\_\_

Client : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

**Commission :**
**La chaise thérapeutique pleine de force.**

- Inclus accoudoirs, repose-pied, barre de poussée, rembourrage siège standard (avec une sécurité accrue) avec housse
- Couleurs de cadres: Anthracite métallisé
- Châssis renforcé incl. poids (ca. 8 Kg)
- 4 roulettes (75 mm) dont 2 avec frein
- Possibilités de réglages :
  - Réglage en hauteur par le vérin à gaz (350 N)
  - Réglage renforcé de l'inclinaison de l'assise et du dossier
  - Réglage de la largeur et profondeur d'assise
  - Accoudoirs réglables en inclinaison, en hauteur et en largeur
  - Repose-pieds rabattable, réglable en hauteur et en angle

**• Prix public HT**
**• TVA : 5.5% sur chaise et accessoires**
**• Codes LPPR Schuchmann possibles :**

- 6284748\* Siège de série modulable et évolutif (838,47 € TTC)
- 6284702\* Châssis d'intérieur (140,63 € TTC)
- 6284719\* Repose-pieds réglable (84,02 € TTC)
- 6210193\* Tablette amovible (60,31 € TTC)

\* Les codes LPPR sont donnés à titre indicatif


**Modèles de base**
**madita hd.**

Prix

 **3002100**

2.645 €

**Tissus**
**Noir/ Gris foncé**  
(N° 105 + 92)

Prix

 **9100205**

incl.

**Gris foncé/Bleu ciel**  
(N° 92 + 106)

Prix

 **9100214**

incl.

**Tissus Flexi imperméables**
**Flexi Noir/Gris clair**  
(N° 43 + 50)


Supplément

 **9100226**

250 €

**Dimensions**

		madita hd.
<b>A</b>	Profondeur assise	30 - 42 cm
<b>B</b>	Largeur assise	28 - 38 cm
<b>C</b>	Hauteur dossier avec dossier court	42 - 52 cm
<b>C</b>	Hauteur dossier avec dossier long	53 - 63 cm
<b>D</b>	Hauteur assise	46 - 58 cm
<b>E</b>	Longueur mollet	30 - 48 cm
<b>F</b>	Largeur totale	53 cm
<b>G</b>	Longueur châssis	77 cm
	Inclinaison assise	(-)5° - 20°
	Inclinaison dossier	(-)5° - 25°
	Charge max	65 kg
	Poids	29 kg


**Appui-tête**

**Appui-tête** – avec support de montage renforcé, rembourré, housse comprise, réglable en hauteur et en inclinaison




Prix / Pièce

 **30 02 104**

383 €

**Appui-tête (anatomique, angle réglable)** – rembourrée, housse incluse, réglable en hauteur, en profondeur et en inclinaison, les angles des guides latéraux sont réglables de chaque côté



**A** = Largeur Surface de contact  
**B** = Hauteur Appui-tête  
**C** = Largeur anatomique


	A	B	C
<b>T. 1</b>	13,5cm	10,5 cm	10 cm
<b>T. 2</b>	15 cm	10,5 cm	13,5 cm
<b>T. 3</b>	17 cm	12,5 cm	16,5 cm

Prix / Pièce

<input type="checkbox"/> T. 1	<b>(30 01 030)</b>	594 €
<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(30 02 030)</b>	594 €
<input type="checkbox"/> T. 3	<b>(30 03 030)</b>	594 €

**Dossier**

**Dossier** – renforcé, incl. rembourrage & housse



	Hauteur	Profondeur	Largeur thorax
<b>Dossier court</b>	42 - 52 cm	<b>T. 1</b>	8 cm / 13 cm
<b>Dossier long</b>	53 - 63 cm	<b>T. 2</b>	11 cm / 16 cm

	Hauteur	Profondeur	Largeur thorax
<b>T. 1</b>	8 cm	13 cm	21 - 38 cm
<b>T. 2</b>	11 cm	16 cm	21 - 38 cm

Prix / Pièce

<input type="checkbox"/> court	<b>(30 02 102)</b>	incl.
<input type="checkbox"/> long	<b>(30 02 103)</b>	incl.

**Pelote thoraciques**

**Pelote thoracique** – renforcée, rembourrée, housse incluse




<input type="checkbox"/> T. 1	<b>(30 01 025)</b>	174 €
<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(30 02 025)</b>	174 €

Prix / Paire

**Options assises**

**Rembourrage assise standard** – incl. housse comprise (configuration standard, sauf instruction différente)




Prix / Pièce

 **30 02 018**

incl.

**Rembourrage anatomique**  
incl. housse



Supplément / Pièce

 **30 02 019**

219 €

**Revêtement spécial incontinence**  
dans la zone de l'assise



Prix / Pièce

 **30 00 001**

198 €

**Sur-mesure**

**Livraison sans rembourrage siège et dossier** – pour l'installation de rembourrages sur mesure

Réduction de prix

 **73 00 059**

Netto -104 €

Réglages inclinaison assise		Pelote de bassin	
<b>Levier de déclenchement</b> monté directement sur le vérin à gaz (configuration standard, sauf instruction différente)	<b>Levier de déclenchement</b> monté sur la barre/poignée de poussée (incompatible avec dossier amovible)	<b>Pelote de bassin</b> rembourrée, housse comprise, réglable en hauteur et en inclinaison	
Prix / Pièce	Prix / Pièce	Prix / Paire	
<input type="checkbox"/> 73 00 085 incl.	<input type="checkbox"/> 73 01 085 incl.	<input type="checkbox"/> 19 cm (73 02 114) <input type="checkbox"/> 24 cm (73 02 115)	197 € 197 €

Accessoires							
<b>Guide pelvien réglable</b> – housse comprise, largeur assise A = 26-36 cm 	<b>Bloc d'abduction</b> – rembourrée, housse incluse 	<b>Tablette thérapeutique</b> – en bois avec bordure 					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Largeur</th> <th>Profondeur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60 cm</td> <td>50 cm</td> </tr> </tbody> </table>	Largeur	Profondeur	60 cm	50 cm	
Largeur	Profondeur						
60 cm	50 cm						
Supplément / Pièce		Prix / Pièce	Prix / Pièce				
<input type="checkbox"/> 73 02 021	407 €	<input type="checkbox"/> 73 02 023	225 €				
		<input type="checkbox"/> 30 02 023	315 €				


Accessoires			
<b>Poids</b> ca. 8kg (max. 3 poids extra possibles) 	<b>4 roulettes</b> – 100 mm, tous avec bloqueur 	<b>Rallonge de l'empatement</b> Longueur = 10 cm, monté à l'arrière	
Prix / Pièce	Quantité	Supplément / Set	Prix / Set
<input type="checkbox"/> 30 02 021	152 €	<input type="checkbox"/> 73 01 060	92 €
		<input type="checkbox"/> 73 01 028	168 €

Rembourrages		Accessoires	
<b>Rembourrage repose-pieds</b> revêtement tissu Flexi noir, hauteur : 3 cm (pas possible en combinaison avec des sangles pour les pieds) 	<b>Rembourrage tablette thérapeutique</b> revêtement tissu Flexi noir, hauteur : 1cm 	<b>Kit de montage de fixations pour l'assise</b> composé de 2 équerres avec boucle rabattable et 2 boucles rabattables (percées)	<b>Kit de montage de fixations pour le dossier</b> composé de 2 plaques filetées avec boucles rabattables et 2 boucles rabattables (percées)
Prix / Pièce	Prix / Pièce	Supplément / Set	
<input type="checkbox"/> 73 02 038	110 €	<input type="checkbox"/> 20 mm (73 00 025) 44 € <input type="checkbox"/> 25 mm (73 01 025) 44 €	<input type="checkbox"/> 20 mm (73 00 026) 44 € <input type="checkbox"/> 25 mm (73 01 026) 44 €

**Systèmes de sangles**


**Culotte abdominale en T** – matériau élastique, respirant et hydrofuge, deux boucles rapides à l'avant, sangles fixées à l'arrière par une couture ; couleur : noire

	T. 1	T. 2
<b>A</b>	25 cm	28 cm
<b>B</b>	17 cm	20 cm
<b>C</b>	35 cm	38 cm
<b>D</b>	26 cm	28 cm
<b>Largeur sangle</b>	2 cm	2,5 cm



**Culotte abdominale (standard)** – matériau élastique, respirant et hydrofuge, deux boucles rapides à l'avant, sangles fixées à l'arrière par une couture ; couleur : noire

	T. 1	T. 2	T. 3
<b>A</b>	24 cm	29 cm	33 cm
<b>B</b>	14 cm	17 cm	22 cm
<b>C</b>	35 cm	43 cm	49 cm
<b>Largeur sangle</b>	2 cm	2,5 cm	2,5 cm



Prix / Pièce

Prix / Pièce

- T. 1 **(73 01 033)**  
 T. 2 **(73 02 033)**


148 €  
148 €

- T. 1 **(73 01 034)**  
 T. 2 **(73 02 034)**  
 T. 3 **(73 03 034)**

148 €  
148 €  
148 €

**Systèmes de sangles**

**Ceinture pelvienne** – avec rembourrage et boucle rapide réglable des deux côtés ; couleur : noire




	T. 1	T. 2
<b>Largeur rembourrage</b>	4 cm	5 cm
<b>Longueur rembourrage par côté</b>	18 cm	28 cm
<b>Longueur sangle par côté</b>	30 cm	40 cm
<b>Largeur sangle</b>	2,5 cm	2,5 cm

Prix / Pièce

- T. 1 **(73 01 035)**  
 T. 2 **(73 02 035)**

89 €  
89 €

**Ceinture pelvienne 4 points** – avec rembourrage et boucle rapide réglable des deux côtés ; couleur : noire



	T. 1	T. 2
<b>Largeur rembourrage</b>	4 cm	5 cm
<b>Longueur rembourrage par côté</b>	18 cm	28 cm
<b>Longueur sangle par côté</b>	30 cm	40 cm
<b>Largeur sangle</b>	2,5 cm	2,5 cm

Prix / Pièce


- T. 1 **(73 01 036)**  
 T. 2 **(73 02 036)**

155 €  
155 €

**Systèmes de sangles**

**Harnais** – matériau élastique, respirant et hydrofuge, trois sangles à boucles rapides, sangle d'épaule gauche fixée par une couture ; couleur : noire

	T. 1	T. 2	T. 3
<b>A</b>	13 cm	18 cm	18 cm
<b>B</b>	19 cm	20 cm	21 cm
<b>C</b>	15 cm	19 cm	28 cm
<b>D</b>	5 cm	5 cm	5 cm
<b>E</b>	28 cm	34 cm	44 cm
<b>Largeur sangle</b>	2 cm	2,5 cm	2,5 cm




Prix / Pièce

- T. 1 **(73 01 032)**  
 T. 2 **(73 02 032)**  
 T. 3 **(73 03 032)**

177 €  
177 €  
177 €

**Harnais avec fermeture éclair** – matériau élastique, respirant et hydrofuge, bretelles cousues fixes à la région du bassin avec attaches verrouillables ; couleur : noire

	T. 1	T. 2
<b>A</b>	11 cm	18 cm
<b>B</b>	21 cm	22 cm
<b>C</b>	12 cm	15 cm
<b>D</b>	3,5 cm	3,5 cm
<b>E</b>	28 cm	34 cm
<b>Largeur sangle</b>	2 cm	2,5 cm




Prix / Pièce

- T. 1 **(73 01 056)**  
 T. 2 **(73 02 056)**

206 €  
206 €

**Systèmes de sangles**

**Manchette de pied** – fixation et bande velcro, coloris : noir (ne peut pas être utilisé conjointement avec le repose-pied/coussin de repose-pied)




	Tour de cheville	Largeur sangle
<b>T. 1</b>	12 – 19 cm	25 mm
<b>T. 2</b>	15 – 23 cm	25 mm
<b>T. 3</b>	19 – 27 cm	40 mm

Prix / Paire

- T. 1 **(73 01 061)** 212 €  
 T. 2 **(73 02 061)** 212 €  
 T. 3 **(73 03 061)** 212 €

**Aide au positionnement du pied** – avec sangle et fermeture velcro ; couleur : noire (ne peut pas être utilisé conjointement avec le repose-pied)



Bande velcro à ouvrir

	A	Largeur sangle
<b>T. 1</b>	6,5 cm	2,5 cm
<b>T. 2</b>	8 cm	2,5 cm
<b>T. 3</b>	9,5 cm	2,5 cm

Prix / Paire

- T. 1 **(78 01 034)** 196 €  
 T. 2 **(78 02 034)** 196 €  
 T. 3 **(78 03 034)** 196 €

# madita maxi.

## Adresse de facturation :

## Adresse de livraison :

 voir adresse de facturation

 **Commande**
 **Devis**

N° client : \_\_\_\_\_

Client : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

## Commission :

### La chaise thérapeutique solide et éprouvée.

- Assise anatomique
- Hauteur d'assise réglable par pédale, réglage de l'angle d'assise par deux vérins à gaz de 200N, actionnés par pédale
- Inclus dossier standard, poignée de poussée et accoudoirs réglables en inclinaison, hauteur et largeur
- Inclus 4 roulettes (100mm) dont 2 avec frein
- Couleur du cadre antracite

#### • Prix public HT

#### • TVA : 5.5% sur chaise et accessoires

#### • Codes LPPR Schuchmann possibles :

- 6284748\* Siège de série modulable et évolutif (838,47 € TTC)
- 6284702\* Châssis d'intérieur (140,63 € TTC)
- 6284719\* Repose-pieds réglable (84,02 € TTC)
- 6210193\* Tablette amovible (60,31 € TTC)


\* Les codes LPPR sont donnés à titre indicatif



### Dimensions

<b>A</b>	Profondeur assise	36 - 47 cm
<b>B</b>	Largeur assise	34 - 44 cm
<b>C*</b>	Hauteur dossier court	40 cm
<b>C*</b>	Hauteur dossier long	48 cm
<b>C**</b>	Hauteur dossier court	48 cm
<b>C**</b>	Hauteur dossier long	56 cm
<b>E</b>	Hauteur assise	48 - 60 cm
<b>F</b>	Longueur mollet	37 - 49 cm
<b>G</b>	Largeur totale	64 cm
<b>H</b>	Longueur châssis	80 cm
	Inclinaison assise	(-)5° - 30°
	Inclinaison dossier	(-)5° - 25°
	Charge max	120 kg
	Poids	26 kg

\* en tôle d'aluminium 3mm | \*\* en tôle d'aluminium 4mm



#### Modèles de base

##### madita maxi.

Prix / Pièce

 **30 03 000** 2.745 €

#### Modèles de base

##### Anthracite métallisé



Prix

 **92 00 014** incl.


##### Télégris 4 (blanc-gris)



Prix

 **92 00 011** incl.

Tissus		Tissus Flexi imperméables		Sur-mesure
	<b>Petrol/Gris foncé</b> (N° 112 + 92)		<b>Noir/Gris foncé</b> (N° 105 + 92)	<b>Sans rembourrage ni housse</b> pour assise et dossier sur mesure
	Prix		Prix	
<input type="checkbox"/> <b>9100235</b>	incl.	<input type="checkbox"/> <b>9100236</b>	incl.	<input type="checkbox"/> <b>9100226</b> 253 €
				<input type="checkbox"/> <b>3003001</b> Réduction de prix Netto -104 €

Possibilités de configuration - Dossiers				
	<b>Dossier standard</b> – inclus rembourrage anatomique avec réglage de l'angle		<b>Dossier renforcé avec plaque d'aluminium de 4 mm</b> – inclus rembourrage anatomique avec réglage de l'angle	
	<b>Dossier court</b>	40cm	<b>Dossier court</b>	48cm
	<b>Dossier long</b>	48cm	<b>Dossier long</b>	56cm
	Prix / Pièce		Supplément / Pièce	
<input type="checkbox"/> court ( <b>30 02 002</b> )	incl.	<input type="checkbox"/> court ( <b>3003 002</b> )	38 €	
<input type="checkbox"/> long ( <b>30 02 003</b> )	incl.	<input type="checkbox"/> long ( <b>3003 003</b> )	38 €	

Appuis-tête			
<b>Appui-tête (standard)</b> rembourré, réglable en hauteur		<b>Appui-tête (anatomique)</b> rembourré, réglable en hauteur et en inclinaison	
	Prix / Pièce		Prix / Pièce
<input type="checkbox"/> <b>30 03 004</b>	283 €	<input type="checkbox"/> <b>30 02 011</b>	377 €
		<b>Appui-tête (coque)</b> rembourré, réglable en hauteur et en inclinaison	
			Prix / Pièce
		<input type="checkbox"/> <b>3003 012</b>	398 €

Accessoires			
<b>Pelote thoracique renforcée</b> – rembourrée		<b>Pelote de bassin</b> – rembourrée et réglable en inclinaison	
	Prix / Paire		Prix / Paire
<input type="checkbox"/> Largeur thorax 32 - 38cm ( <b>30 03 006</b> )	142 €	<input type="checkbox"/> Standard 37cm ( <b>30 03 021</b> )	302 €
<input type="checkbox"/> Largeur thorax 38 - 44cm ( <b>30 03 106</b> )	142 €	<input type="checkbox"/> Long 46cm ( <b>30 03 022</b> )	302 €
		<b>Bloc d'abduction</b> rembourré et amovible	
			Prix / Pièce
		<input type="checkbox"/> <b>3002 008</b>	186 €

Accessoires			
<b>Frein à main central des roulettes arrière</b> y compris 4 roulettes doubles (100mm), actionnement au moyen d'un levier monté sur l'assise		<b>Tablette thérapeutique en bois</b> avec bordure, rabattable et amovible	
	Prix / Set		Prix / Pièce
<input type="checkbox"/> Levier monté sur la gauche ( <b>30 03 051</b> )	440 €	<input type="checkbox"/> <b>3003 023</b>	276 €
<input type="checkbox"/> Levier monté sur la droite ( <b>30 03 551</b> )	440 €		
<input type="checkbox"/> Levier monté sur la gauche; Roulettes avant avec freins ( <b>30 03 151</b> )	475 €		
<input type="checkbox"/> Levier monté sur la droite; Roulettes avant avec freins ( <b>30 03 651</b> )	475 €		
		<b>Revêtement spécial incontinence</b> dans la zone de l'assise	
			Prix / Pièce
		<input type="checkbox"/> <b>3000 001</b>	198 €

Accessoires		Reposes-pieds	
<b>4 roulettes</b> – 100mm, tous avec bloquer		<b>Rallonge de l'empattement</b> enclenchable, montée à l'arrière, longueur = 10 cm (incompatible avec frein à main central)	
	Supplément / Set		Prix / Set
<input type="checkbox"/> <b>30 03 050</b>	35 €	<input type="checkbox"/> <b>30 03 024</b>	170 €
		<b>Repose-pieds</b> – hauteur et angle réglables, rabattable	
			Prix / Pièce
		<input type="checkbox"/> <b>3003 015</b>	440 €
		<b>Repose-pieds emboîtable</b> hauteur 13cm au-dessus du sol	
			Prix / Pièce
		<input type="checkbox"/> <b>3003 016</b>	357 €

**Kit de montage de fixations**
**Kit de montage de fixations pour l'assise** – composé de 2 équerres avec boucle rabattable et 2 boucles rabattables (percées)

**Kit de montage de fixations pour le dossier** – composé de 2 plaques filetées avec boucles rabattables et 2 boucles rabattables (percées)

Supplément / Set

Supplément / Set

 25 mm **(30 03 070)**

44 €


 25 mm **(30 03 071)**

44 €


**Systèmes de sangles**
**Harnais** – matériau élastique, respirant et hydrofuge, trois sangles à boucles enfichables, sangle d'épaule gauche fixée par une couture ; couleur : noire

**Culotte abdominale (standard)** – matériau élastique, respirant et hydrofuge, deux boucles enfichables à l'avant, sangles fixées à l'arrière par une couture ; couleur : noire

	T. 3	T. 4
<b>A</b>	18 cm	20 cm
<b>B</b>	21 cm	22 cm
<b>C</b>	28 cm	30 cm
<b>D</b>	5 cm	6 cm
<b>E</b>	44 cm	52 cm
<b>Largeur sangle</b>	2,5 cm	2,5 cm



	T. 4
<b>A</b>	36 cm
<b>B</b>	26 cm
<b>C</b>	55 cm
<b>Largeur sangle</b>	2,5 cm



Prix / Pièce

Prix / Pièce

 T. 3 **(30 03 055)**

177 €



 T. 4 **(30 04 058)**

148 €

 T. 4 **(30 04 055)**

177 €

**Systèmes de sangles**
**Ceinture pelvienne** – avec rembourrage et boucle enfichable réglable des deux côtés ; couleur : noire

**Ceinture pelvienne 4 points** – avec rembourrage et boucle enfichable réglable des deux côtés ; couleur : noire


	T. 2	T. 3
<b>Largeur rembourrage</b>	5 cm	6 cm
<b>Longueur rembourrage par côté</b>	28 cm	30 cm
<b>Longueur sangle par côté</b>	40 cm	40 cm
<b>Largeur sangle</b>	2,5 cm	2,5 cm

	T. 2	T. 3
<b>Largeur rembourrage</b>	5 cm	6 cm
<b>Longueur rembourrage par côté</b>	28 cm	30 cm
<b>Longueur sangle par côté</b>	40 cm	40 cm
<b>Largeur sangle</b>	2,5 cm	2,5 cm

Prix / Pièce

Prix / Pièce

 T. 2 **(30 02 059)**

89 €

 T. 2 **(30 02 060)**

155 €

 T. 3 **(30 03 059)**

89 €

 T. 3 **(30 03 060)**

155 €

# Combinaisons de tissus.

pour nos systèmes de sièges **madita.** & **madita-fun.**



**Gris foncé/Rose**  
(N° 92 + 114)



**Gris foncé/Azur**  
(N° 92 + 110)



**Gris foncé/Orange**  
(N° 92 + 107)



**Noir/Gris foncé**  
(N° 105 + 92)



**Flexi Noir/Gris clair**  
(N° 43 + 50)



**Flexi Bleu**  
(N° 44)

Les différentes combinaisons de tissus pour nos assises sont à choisir directement pour la **madita.** (page 9) et pour la **madita-fun.** (page 15).

# activity chair.

## Adresse de facturation :

## Adresse de livraison :

 voir adresse de facturation

 **Commande**
 **Devis**

N° client : \_\_\_\_\_

Client : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

## Commission :

### La chaise thérapeutique dynamique de Rifton.

- Ensemble siège et dossier y compris rembourrage
- Réglage de l'inclinaison du dossier de (-) 5° à 20° par vérin à gaz
- Y compris ceinture pelvienne 2 points
- Châssis à pieds fixes, réglables en hauteur
- Réglage de l'inclinaison du siège par vérin à gaz
  - pour le châssis standard (-) 15° à 15°
  - pour le châssis Hi/Lo (-) 15° à 25°
- Couleur du cadre : noir Effect

#### • Prix public HT

#### • TVA : 5.5% sur chaise et accessoires

#### • Codes LPPR Schuchmann possibles :

- 6284748\* Siège de série modulable et évolutif (838,47 € TTC)
- 6284702\* Châssis d'intérieur (140,63 € TTC)
- 6284719\* Repose-pieds réglable (84,02 € TTC)
- 6210193\* Tablette amovible (60,31 € TTC)

\* Les codes LPPR sont donnés à titre indicatif




### Dimensions

		T.0	T.1	T.2
Profondeur assise		20 - 30cm	28 - 41cm	38 - 51cm
Largeur assise		30cm	36cm	43cm
Largeur assise (avec pelotes bassin)		18 - 23cm	22 - 29cm	28 - 36cm
Largeur thorax		17 - 29cm	17 - 30cm	24 - 36cm
Hauteur du dossier		32 - 39cm	39 - 48cm	48 - 61cm
Hauteur Appui-tête - siège		37 - 53cm	44 - 62cm	50 - 75cm
Hauteur accoudoir - siège		13 - 19cm	18 - 27cm	18 - 27cm
Longueur mollet		18 - 30cm	20 - 38cm	29 - 54cm
Hauteur siège au-dessus du sol	avec pieds fixes courts / longs	24 - 32cm / 47 - 55cm	32 - 42cm / 48 - 58cm	42 - 52cm / 51 - 61cm
	avec pieds fixes courts / longs et roulettes doubles	34 - 42cm / 47 - 55cm	41 - 51cm / 48 - 58cm	42 - 52cm / 51 - 61cm
	avec châssis Hi/Lo	25,5 - 63,5cm	30,5 - 58,5cm	40,5 - 61cm
Largeur cadre	avec pieds fixes courts / longs	53 / 58cm	59 / 62cm	68 / 68cm
	avec pieds fixes courts / longs et roulettes doubles	57 / 60cm	62 / 65cm	71 / 71cm
	avec châssis Hi/Lo	66cm	68,5cm	73,5cm
Inclinaison assise	avec châssis standard / avec châssis Hi/Lo (-)15° - 15° / (-)15° - 25°			
Inclinaison dossier	(-)5° - 20°			
Charge max		34kg	68kg	113kg

**Modèles de base**

activity chair.		activity chair.	
	Unité d'assise (standard)		Unité d'assise (dynamique)
	Réglage de l'inclinaison du dossier de (-) 5° à 20° par vérin à gaz.		Réglage de l'inclinaison du dossier de (-) 5° à 20° par vérin à gaz; le vérin à gaz permet d'absorber le mouvement auto-généré - la fonction dynamique offre à l'utilisateur une marge de mouvement de 10°.
	Prix / Pièce		Prix / Pièce
<input type="checkbox"/> T. 0 <b>(72 00 200)</b>	960 €	<input type="checkbox"/> T. 0 <b>(72 00 300)</b>	1.095 €
<input type="checkbox"/> T. 1 <b>(72 01 200)</b>	980 €	<input type="checkbox"/> T. 1 <b>(72 01 300)</b>	1.120 €
<input type="checkbox"/> T. 2 <b>(72 02 200)</b>	1.120 €	<input type="checkbox"/> T. 2 <b>(72 02 300)</b>	1.295 €

**Châssis**

Châssis standard activity chair.		Châssis dynamique activity chair.		Hi/Lo châssis activity chair.	
incl. pieds fixes réglables en hauteur et antidérapants ; réglage de l'inclinaison de l'assise de (-) 15° à 15° par vérin à gaz		incl. pieds fixes réglables en hauteur et antidérapants ; réglage de l'inclinaison de l'assise de (-) 15° à 15° par vérin à gaz ; la fonction dynamique permet d'absorber les mouvements en douceur et offre une grande liberté de mouvement		incl. 4 roulettes doubles (100mm avec freins dont 1x avec blocage directionnel) ; réglage en hauteur (avec vérin à gaz pour la taille 0 et hydraulique pour les tailles 1+2) ; réglage de l'inclinaison de l'assise de (-) 25° à 15° par vérin à gaz	
					
Prix / Pièce		Prix / Pièce		Prix / Pièce	
<input type="checkbox"/> T. 0 <b>(72 00 400)</b>	682 €	<input type="checkbox"/> T. 0 <b>(72 00 500)</b>	786 €	<input type="checkbox"/> T. 0 <b>(72 00 600)</b>	2.120 €
<input type="checkbox"/> T. 1 <b>(72 01 400)</b>	695 €	<input type="checkbox"/> T. 1 <b>(72 01 500)</b>	815 €	<input type="checkbox"/> T. 1 <b>(72 01 600)</b>	2.990 €
<input type="checkbox"/> T. 2 <b>(72 02 400)</b>	815 €	<input type="checkbox"/> T. 2 <b>(72 02 500)</b>	948 €	<input type="checkbox"/> T. 2 <b>(72 02 600)</b>	3.157 €

**Couleurs rembourrages**

Bleu		Rouge			
	Prix		Prix		
	<input type="checkbox"/> pour T. 0 <b>(72 05 201)</b>		incl.	<input type="checkbox"/> pour T. 0 <b>(72 05 301)</b>	incl.
	<input type="checkbox"/> pour T. 1 <b>(72 00 201)</b>		incl.	<input type="checkbox"/> pour T. 1 <b>(72 00 301)</b>	incl.
<input type="checkbox"/> pour T. 2 <b>(72 02 201)</b>	incl.	<input type="checkbox"/> pour T. 2 <b>(72 02 301)</b>	incl.		

**Pieds fixes**

Pieds fixes courts – configuration standard, sauf instruction différente		Pieds fixes longs – pour toutes les tailles			
	Prix / Set		Prix / Set		
	<input type="checkbox"/> pour T. 0 <b>(72 04 004)</b>		incl.	<input type="checkbox"/> <b>72 01 004</b>	incl.
	<input type="checkbox"/> pour T. 1 <b>(72 00 004)</b>		incl.		
<input type="checkbox"/> pour T. 2 <b>(72 05 004)</b>	incl.				

**Pieds fixes**

4 Roues doubles (75 mm) version courte, toutes avec frein et une avec blocage directionnel		4 Roues doubles (75 mm) version longue, toutes avec frein et une avec blocage directionnel, pour toutes les tailles			
	Supplément / Set		Supplément / Set		
	<input type="checkbox"/> pour T. 0 <b>(72 06 004)</b>		367 €	<input type="checkbox"/> <b>72 03 004</b>	367 €
	<input type="checkbox"/> pour T. 1+2 <b>(72 02 004)</b>		367 €		

**Accessoires**
**Appui-tête (standard)** – réglable en profondeur, en inclinaison et en hauteur


Prix / Pièce

 **72 00 010**

329 €

**Appui-tête (coque)** – réglable en profondeur, en inclinaison et en hauteur


Prix / Pièce

 **72 00 011**

353 €

**Appui-tête (anatomique)** – réglable en profondeur, en inclinaison et en hauteur, les coussins à ailettes peuvent être réglés de quasi 0° à 90°.


Prix / Pièce

 **72 00 018**

453 €

**Accessoires**
**Pelote thoracique** – réglables en hauteur et en largeur

**Profondeur**
**Hauteur**
**pour T. 0-2**

13 cm

10 cm

**pour T. 1-2**

16,5 cm

13 cm

Prix / Paire

 pour T. 0-2 (**7201005**)

289 €

 pour T. 1-2 (**7202005**)

312 €

**Pelote thoracique** – réglables en hauteur et en largeur, avec sangle de poitrine

**Profondeur**
**Hauteur**
**pour T. 0+1**

13 cm

10 cm

**pour T. 2**

16,5 cm

13 cm

Prix / Set

 pour T. 0 (**7200006**)

367 €

 pour T. 1 (**7201006**)

367 €

 pour T. 2 (**7202006**)

393 €

**Poignées de poussée** – recommandées pour tous les modèles d'activity chair. (avec roulettes doubles et châssis Hi/Lo)


Prix / Paire

 **72 00 012**

234 €

**Accessoires**
**Accoudoirs** – réglables en hauteur

**Largeur**
**Longueur**
**pour T. 0**

6 cm

22 cm

**pour T. 1+2**

7,5 cm

30,5 cm

Prix / Paire

 pour T. 0 (**7205007**)

367 €

 pour T. 1+2 (**7200007**)

367 €

**Pelotes de bassin** – rembourrées et réglables en inclinaison (utilisables uniquement en association avec les accoudoirs)

**Hauteur**
**Longueur**
**pour T. 0**

8 cm

14 cm

**pour T. 1+2**

10 cm

23,5 cm

Prix / Paire

 pour T. 0 (**7205008**)

367 €

 pour T. 1+2 (**7200008**)

367 €

**Tablette thérapeutique** – utilisable uniquement en association avec les accoudoirs


Prix / Pièce

 pour T. 0 (**7200009**)

432 €

 pour T. 1 (**7201009**)

432 €

 pour T. 2 (**7202009**)

432 €

**Accessoires**
**Rallonge de dossier**


Prix / Pièce

 pour T. 0+1 (**7201016**)

186 €

 pour T. 2 (**7202016**)

186 €

**Appui lombaire et support d'assise pour os iliaques**


Prix / Set

 pour T. 0 (**7200017**)

161 €

 pour T. 1 (**7201017**)

161 €

 pour T. 2 (**7202017**)

161 €

**Bloc d'abduction**

réglable en profondeur


**Largeur**
**Profondeur**
**Hauteur**
**pour T. 0+1**

7,5 cm

15 cm

9 cm

**pour T. 2**

10 cm

19 cm

10 cm

Prix / Pièce

 pour T. 0+1 (**7201013**)

198 €

 pour T. 2 (**7202013**)

198 €

**Accessoires**

<b>Guidage latéral genoux</b>  	<b>Guide jambe</b> avec boucle rapide, réglable en profondeur  
Prix / Paire	Prix / Pièce
<input type="checkbox"/> 72 00 014 289 €	<input type="checkbox"/> pour T. 0 (72 00 015) 325 € <input type="checkbox"/> pour T. 1 (72 01 015) 325 € <input type="checkbox"/> pour T. 2 (72 02 015) 353 €

**Systèmes de sangles**

<b>Ceinture thoracique</b> 	<b>Harnais</b>   standard      mince	<b>Ceinture pour cuisses</b> 	<b>Culotte abdominale</b> 
Prix / Pièce	Prix / Pièce	Prix / Paire	Prix / Pièce
<input type="checkbox"/> pour T. 0 (72 00 020) 143 € <input type="checkbox"/> pour T. 1 (72 01 020) 143 € <input type="checkbox"/> pour T. 2 (72 02 020) 143 €	<input type="checkbox"/> standard pour T. 0 (72 00 021) 212 € <input type="checkbox"/> standard pour T. 1 (72 01 021) 212 € <input type="checkbox"/> standard pour T. 2 (72 02 021) 212 € <input type="checkbox"/> mince pour T. 1 (72 04 021) 212 € <input type="checkbox"/> mince pour T. 2 (72 03 021) 212 €	<input type="checkbox"/> pour T. 0 (72 00 022) 143 € <input type="checkbox"/> pour T. 1 (72 01 022) 143 € <input type="checkbox"/> pour T. 2 (72 02 022) 143 €	<input type="checkbox"/> pour T. 0 (72 00 023) 250 € <input type="checkbox"/> pour T. 1 (72 01 023) 250 € <input type="checkbox"/> pour T. 2 (72 02 023) 250 €

**Accessoires**

<b>Repose-pieds</b> – réglable en hauteur, peut être replié et basculé pour le transfert. Recommandé pour les modèles avec châssis Hi/Lo.  	<b>Fixation des chevilles</b> – avec boucle rapide, utilisable uniquement en association avec le repose-pieds 								
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>pour T. 0</b></td> <td style="text-align: center;"><b>pour T. 1</b></td> <td style="text-align: center;"><b>pour T. 2</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;"><b>Longueur mollet</b></td> <td style="text-align: center;">23 - 30 cm</td> <td style="text-align: center;">30 - 42 cm</td> <td style="text-align: center;">38 - 51 cm</td> </tr> </table>		<b>pour T. 0</b>	<b>pour T. 1</b>	<b>pour T. 2</b>	<b>Longueur mollet</b>	23 - 30 cm	30 - 42 cm	38 - 51 cm	
	<b>pour T. 0</b>	<b>pour T. 1</b>	<b>pour T. 2</b>						
<b>Longueur mollet</b>	23 - 30 cm	30 - 42 cm	38 - 51 cm						
Prix / Pièce	Prix / Paire								
<input type="checkbox"/> pour T. 0 (72 00 029) 656 € <input type="checkbox"/> pour T. 1 (72 01 029) 656 € <input type="checkbox"/> pour T. 2 (72 02 029) 656 €	<input type="checkbox"/> pour T. 0+1 (72 01 026) 143 € <input type="checkbox"/> pour T. 2 (72 02 026) 143 €								

**Accessoires**

<b>Sandales avec attaches</b> – utilisables uniquement en association avec le repose-pieds 	<b>Cales</b> – utilisables uniquement en association avec le repose-pieds et les sandales 
Prix / Paire	Prix / Paire
<input type="checkbox"/> pour T. 0 (72 00 027) 143 € <input type="checkbox"/> pour T. 1 (72 01 027) 143 € <input type="checkbox"/> pour T. 2 (72 02 027) 143 €	<input type="checkbox"/> pour T. 0 (72 00 028) 113 € <input type="checkbox"/> pour T. 1 (72 01 028) 113 € <input type="checkbox"/> pour T. 2 (72 02 028) 113 €

**Adresse de facturation :**
**Adresse de livraison :**
 voir adresse de facturation

 **Commande**
 **Devis**

N° client : \_\_\_\_\_

Client : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

**Commission :**
**Le châssis porte-coque avec système de positionnement.**

- Réglage en hauteur électrique par interrupteur manuel
- Roues arrière 12" à pneus gonflables avec freins à tambour, roues mobiles 8" en PU
- Accueils universels pour tous les modèles de coques
- Couleur du cadre : blanc aluminium (argent)

• TVA : 5.5% sur châssis et accessoires


**Dimension du châssis en cm**


		système de couchage en trois parties	système de couchage en une parties	
<b>A</b>	Hauteur châssis - sol	53 - 79 cm	53 - 79 cm	
<b>B</b>	Réglage du dossier	0° - 50°	-	
<b>C</b>	Réglage partie assise par paliers	0° - 18°	-	
<b>D</b>	Réglage partie jambes	0° - 50°	-	
<b>E</b>	Angle d'inclinaison de la surface de couchage	-	0° - 20°	
<b>F</b>	Longueur de la fixation de la coque	-	95 cm	
	Largeur châssis de base	64 cm	64 cm	
	Charge max	100 kg	100 kg	
	Poids	44 kg	44 kg	

**Châssis modèle de base**

<b>tina.</b> (pour système de couchage en trois parties) avec réglage électrique de l'inclinaison du dossier, angle d'assise réglable par incrément et angle de la partie jambes par vérin		<b>tina.</b> (pour système de couchage en une pièce) avec réglage électrique de l'angle d'inclinaison du plan de couchage	
Prix / Pièce		Prix / Pièce	
<input type="checkbox"/> 4000101	5.440 €	<input type="checkbox"/> 4000201	5.440 €

**Dimensions - système de positionnement**

		T. 2	T. 3	T. 4
<b>A</b>	Largeur	70 cm	70 cm	70 cm
<b>B</b>	Longueur partie tête	60 cm	75 cm	90 cm
<b>C</b>	Longueur partie centrale	35 cm	35 cm	35 cm
<b>D</b>	Longueur partie pieds	45 cm	55 cm	65 cm
<b>E</b>	Longueur totale	140 cm	165 cm	190 cm
<b>F</b>	Hauteur	12 cm	12 cm	12 cm


**Surfaces de couchage**
**Partie tête**


**Note :** T. 4 comprend une poignée de poussée prolongée et un anti-basculé !

	Longueur	Largeur
<b>T. 2</b>	60 cm	70 cm
<b>T. 3</b>	75 cm	70 cm
<b>T. 4</b>	90 cm	70 cm

**Partie assise**


	Longueur	Largeur
<b>T. 2-4</b>	35 cm	70 cm

**Partie jambes**


	Longueur	Largeur
<b>T. 2</b>	45 cm	70 cm
<b>T. 3</b>	55 cm	70 cm
<b>T. 4</b>	65 cm	70 cm

**i** Une modification sur mesure est possible.

Prix / Pièce

<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(40 02 102)</b>	395 €
<input type="checkbox"/> T. 3	<b>(40 03 102)</b>	395 €
<input type="checkbox"/> T. 4	<b>(40 04 102)</b>	838 €

**i** Une modification sur mesure est possible.

Prix / Pièce

<input type="checkbox"/> T. 2-4	<b>(40 02 103)</b>	253 €
---------------------------------	--------------------	-------

**i** Une modification sur mesure est possible.

Prix / Pièce

<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(40 02 104)</b>	395 €
<input type="checkbox"/> T. 3	<b>(40 03 104)</b>	395 €
<input type="checkbox"/> T. 4	<b>(40 04 104)</b>	395 €

**Matelas**

**Matelas sous vide** – pour tina. y compris valve et pompe électrique à bouton marche/arrêt



	Longueur	Largeur
<b>T. 2</b>	env. 150 cm	env. 75 cm
<b>T. 3</b>	env. 175 cm	env. 75 cm
<b>T. 4</b>	env. 200 cm	env. 80 cm

**Housse en tissu respirant**  
doublé de tissu d'écartement  
(pour le matelas sous vide  
ci-contre)

**Matelas de positionnement (contournable avec guidage latéral)**  
**remplissage** en billes de polystyrène et en mousse souple

**Housse** en tissu bi-élastique avec revêtement en polyuréthane :

- imperméable
- respirant
- lavable et désinfectable par essuyage
- dessous antidérapant

	Longueur	Largeur
<b>T. 2</b>	env. 150 cm	env. 75 cm
<b>T. 3</b>	env. 175 cm	env. 75 cm
<b>T. 4</b>	env. 200 cm	env. 80 cm

**i** Une modification sur mesure est possible !

Prix / Pièce

<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(41 02 202)</b>	3.299 €
<input type="checkbox"/> T. 3	<b>(41 03 202)</b>	3.299 €
<input type="checkbox"/> T. 4	<b>(41 04 202)</b>	3.299 €

Prix / Pièce

<input type="checkbox"/> pour T. 2	<b>(41 02 201)</b>	397 €
<input type="checkbox"/> pour T. 3	<b>(41 03 201)</b>	397 €
<input type="checkbox"/> pour T. 4	<b>(41 04 201)</b>	397 €

Prix / Pièce

<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(40 02 105)</b>	900 €
<input type="checkbox"/> T. 3	<b>(40 03 105)</b>	900 €
<input type="checkbox"/> T. 4	<b>(40 04 105)</b>	1.015 €

**Accessoires**

**Extension de la poignée de poussée si la longueur de la tête de lit est supérieure à 75 cm** (Inclus avec la taille 4)




Supplément / Pièce

□ 40 00 120

164 €

**Anti-bascule** – pivotant et réglable en hauteur (Inclus avec la taille 4)



Prix / Pièce

□ 40 00 140

281 €

**Accessoires**

**Surface de stockage des unités d'approvisionnement** – réglable en hauteur, avec des fentes pour les sangles (25mm) afin de sécuriser les unités d'approvisionnement  
(La surface de stockage des unités d'approvisionnement n'est disponible qu'en combinaison avec l'extension de la poignée de poussée)



**Largeur** 43 cm

**Profondeur** 40 cm

Prix / Pièce

□ 40 09 011

408 €

**Porte perfusion** – télescopique



Prix / Pièce

□ 40 00 010

261 €

**Accessoires**

**Préparation du châssis pour le montage d'un moteur E-Fix 12"**

**Montage du moteur E-Fix compris dans la livraison**

**Grand coussin de positionnement**

**Ceinture de sécurité large** – ceinture à glissière, à fixer sur le châssis

Prix net

□ 40 00 130

234 €

Prix net

□ 40 00 131

177 €

Prix / Pièce

□ 40 00 005

180 €

Prix / Pièce

□ 40 00 009

253 €



# carrot 3.

## Adresse de facturation :

## Adresse de livraison :

 voir adresse de facturation

 **Commande**
 **Devis**

N° client : \_\_\_\_\_

Client : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

## Commission :

## Le siège auto le plus confortable et le plus adaptable pour les enfants avec handicap.

- Siège auto anatomique avec appui-tête réglable en profondeur, accoudoirs intégrés, appui ventral rembourré, harnais à 5 points avec déverrouillage rapide, sangles de guidage de ceinture de sécurité à gauche et à droite
- Incl. cales „appui-tête” à scratcher, coussins d'assise et de dossier, ainsi que 2 cales de tronc
- Housses amovibles et lavables
- Incl. module d'épaule pour taille L et extension de dossier (5 cm) pour la taille XL
- Testé et approuvé selon la norme ECE-44/03
- Réglages possibles :
  - Hauteur du dossier +10 cm
  - Profondeur de l'assise +3,5 cm
  - appui-tête réglable en profondeur
  - Position de sommeil

### • Prix public HT

### • TVA : 5.5% sur siège et accessoires

### • Codes LPPR Schuchmann possibles :

- 6284748\* Siège de série modulable et évolutif (838,47 € TTC)
- 6210193\* Tablette amovible (60,31 € TTC)


\* Les codes LPPR sont donnés à titre indicatif

Crash-testé jusqu'à 49 kg pour la version L et 75 kg pour la version XL !



### Dimensions - Modèles de base

		Taille S	Taille L	Taille XL
<b>A</b>	Profondeur d'assise	25 - 28,5 cm	25 - 28,5 cm	44 cm
<b>B</b>	Largeur d'assise	26 cm	26 cm	38 cm
<b>C</b>	Hauteur du dossier	30 - 40 cm	45 - 55 cm	50 - 60 cm
<b>D</b>	Hauteur de l'appui-tête	52 - 62 cm	67 - 77 cm	73,5 - 83,5 cm
<b>E</b>	Largeur totale	42 cm	42 cm	42 cm
	Hauteur du repose-pieds	25 - 46 cm		
	Poids max. utilisateur*	10 - 50 kg	10 - 50 kg	40 - 75 kg
	Taille utilisateur	jusqu'à 145 cm	jusqu'à 160 cm	jusqu'à 176 cm
	Poids	à partir de 8 kg	à partir de 8 kg	à partir de 8 kg




\* Dans le cadre de la norme ECE R44 / 04, le Carrot 3 a été testé de 15 à 36 kg. De plus, des mannequins de 10, 49 et 75 kg ont été testés avec succès conformément à la norme

**Modèles de base**

<b>carrot 3. – T. S</b>		<b>carrot 3. – T. L</b> incl. module d'épaule et appui-tête L		<b>carrot 3. – T. XL</b> incl. module d'épaule, extension de dossier (5 cm) et appui-tête L	
Prix / Pièce		Prix / Pièce		Prix / Pièce	
<input type="checkbox"/> Rouge <b>(BRCAR/1200)</b>	1.760 €	<input type="checkbox"/> Rouge <b>(BRCAR/1201)</b>	2.030 €	<input type="checkbox"/> Noir <b>(BRCAS/1230)</b>	2.445 €
<input type="checkbox"/> Noir <b>(BRCAS/1200)</b>	1.760 €	<input type="checkbox"/> Noir <b>(BRCAS/1201)</b>	2.030 €		

**Possibilités de configuration - siege**

<b>Repose jambes</b> – pour tailles S + L, enfichable		<b>Extension d'assise enfichable (5 cm)</b> – pour tailles S + L (impossible en combinaison avec le repose jambes et le repose-pieds)		<b>Extension d'assise</b> – pour tailles S + L, insérable L'extension d'assise 10 cm n'est utilisable qu'avec le repose-pieds ou repose-jambes..	
					
Prix / Pièce		Prix / Pièce		Prix / Pièce	
<input type="checkbox"/> Rouge <b>(BRCAR/1202)</b>	185 €	<input type="checkbox"/> Rouge <b>(BRCAR/1207)</b>	185 €	<input type="checkbox"/> Rouge, 5 cm <b>(BRCAR/1204)</b>	112 €
<input type="checkbox"/> Noir <b>(BRCAS/1202)</b>	185 €	<input type="checkbox"/> Noir <b>(BRCAS/1207)</b>	185 €	<input type="checkbox"/> Noir, 5 cm <b>(BRCAS/1204)</b>	112 €
				<input type="checkbox"/> Rouge, 10 cm <b>(BRCAR/1205)</b>	139 €
				<input type="checkbox"/> Noir, 10 cm <b>(BRCAS/1205)</b>	139 €

**Accessoires**

<b>Extensions de dossier</b> – pour tailles S + L, insérable, rallonge max. = 10 cm (extension de dossier (5 cm) pour la taille XL déjà incluse dans le modèle de base)		<b>Rembourement 3D</b> – en mousse, pour le guidage thoracique, pelvien ou cuisse, gris, scratchable		<b>Mini Rembourement</b> pour les tous petits		<b>Coussin cale</b>											
																	
Prix / Pièce		Prix / Paire		Prix / Pièce		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Largeur</th> <th>Profondeur</th> <th>Hauteur</th> <th>Angle</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>35 cm</td> <td>28 cm</td> <td>11 cm</td> <td>25°</td> </tr> </tbody> </table>				Largeur	Profondeur	Hauteur	Angle	35 cm	28 cm	11 cm	25°
Largeur	Profondeur	Hauteur	Angle														
35 cm	28 cm	11 cm	25°														
<input type="checkbox"/> Rouge, 5 cm <b>(BRCAR/1217)</b>	74 €	<input type="checkbox"/> BRCASB/0073	127 €	<input type="checkbox"/> BRCASB/0067	127 €	<input type="checkbox"/> Rouge <b>(BRCAR/1206*)</b> 148 €											
<input type="checkbox"/> Noir, 5 cm <b>(BRCAS/1217)</b>	74 €					<input type="checkbox"/> Noir <b>(BRCAS/1206*)</b> 148 €											
<input type="checkbox"/> Rouge, 10 cm <b>(BRCAR/1218)</b>	96 €																
<input type="checkbox"/> Noir, 10 cm <b>(BRCAS/1218)</b>	96 €																

**Accessoires**

<b>Tablette</b> – avec guide latéral, à attacher au siège de voiture avec Velcro		<b>Bloc d'abduction enfichable</b> – pour tailles S + L (INCOMPATIBLE avec un repose-jambes, une extension d'assise (5 cm) ou un repose-pieds)		<b>Bloc d'abduction</b> – insérable, pour tailles S + L (COMPATIBLE avec un repose-jambes, une extension d'assise (5 cm) ou un repose-pieds)	
					
Prix / Pièce		Prix / Pièce		Prix / Pièce	
<input type="checkbox"/> Rouge, pour T. S+L <b>(BRCAR/1213)</b>	310 €	<input type="checkbox"/> BRCAR/1225	331 €	<input type="checkbox"/> BRCAR/1211	331 €
<input type="checkbox"/> Noir, pour T. S+L <b>(BRCAS/1213)</b>	310 €				
<input type="checkbox"/> Noir, pour T. XL <b>(BRCAS/1238)</b>	331 €				

**Accessoires**
**Repose-pieds** - réglable en hauteur et en inclinaison

**Repose-pieds** - pour Taille S + L, enfichable, pivotant, réglable en hauteur, avec housse et fermeture Velcro pour les jambes et les pieds

	Longueur mollets
<b>Court</b>	25 - 31cm
<b>Moyen</b>	30 - 41cm
<b>Long</b>	35 - 46cm



	Prix / Pièce		Prix / Pièce
<input type="checkbox"/> 16 04 007	216 €	<input type="checkbox"/> Court (BRCAG/1208)	306 €
		<input type="checkbox"/> Moyen (BRCAG/1209)	306 €
		<input type="checkbox"/> Long (BRCAG/1210)	306 €

**Attaches ISOFIX**
**Embase pivotante avec attache ISOFIX**  
pour Taille S + L, avec réglage continu de l'angle du dossier et pied de renfort (réglable de 34 à 40cm), avec coussin pour protéger le siège de la voiture


Prix / Set

- Côté conducteur (BRCSE/0005/F) 1.045 €
- Côté passager (BRCSE/0005/B) 1.045 €

**Rallonge pied de renfort pour embase pivotante**  
réglable de 36 à 55cm

Supplément / Pièce

- BRCSE/0054 149 €

**Support de repose-pieds pour dispositif pivotant**


Prix / Pièce

- BRCSE/0037 106 €

**Embase ISOFIX** - pour le montage du **carrot 3**. dans toutes les tailles, pour montage côté conducteur et passager, sans fonction de pivotement


Prix / Pièce

- BRCSE/0007 277 €

**Kits de croissance**
**Kit de croissance (de la taille S à la taille L)** - pour convertir un Carrot 3 (taille S) en taille L, composé d'un module d'épaule, d'un appui-tête (grand) et d'un protège-thorax (grand)


Prix / Set

- Rouge (BRCSE/0070) 812 €
- Noir (BRCSE/0070) 812 €

**Kit de croissance (de la taille L à la taille XL)** - pour convertir un **carrot 3**. (taille L) en taille XL, composé d'une assise large et profonde, de longs tubes de raccordement pour le dossier, de sangles à attacher au dossier et d'un harnais pour l'utilisateur

**Veillez retirer la plaque signalétique orange existante (ECE-44/03) à l'arrière pendant la conversion, car la plage d'application de 40 à 75kg est hors norme !**


Prix / Set

- Rouge (BRCAR/1234) 1.045 €
- Noir (BRCAS/1234) 1.045 €

**Protection incontinence**

<b>Housses de protection pour l'assise et le dossier</b> Dartex black	<b>Housses de protection pour le module d'épaule</b> Dartex black	<b>Housse de protection pour appui ventral rembourré</b> Dartex black
Prix	Prix	Prix
<input type="checkbox"/> pour T. S+L ( <b>CAR0066</b> ) <input type="checkbox"/> pour T. XL ( <b>CAR0080</b> )	<input type="checkbox"/> <b>CAR0067</b>	<input type="checkbox"/> pour T. S ( <b>CAR0068</b> ) <input type="checkbox"/> pour T. L ( <b>CAR0081</b> )
170 € 170 €	63 €	51 € 51 €

**Protection incontinence**

<b>Housse de protection pour l'appui-tête</b> Dartex black	<b>Housse de protection pour les extensions d'assise</b> Dartex black	<b>Housse de protection pour les extensions de dossier</b> Dartex black
Prix	Prix	Prix
<input type="checkbox"/> pour T. S ( <b>CAR0069</b> ) <input type="checkbox"/> pour T. L+XL ( <b>CAR0082</b> )	<input type="checkbox"/> 50mm ( <b>CAR0070</b> ) <input type="checkbox"/> 100mm ( <b>CAR0071</b> )	<input type="checkbox"/> 50mm ( <b>CAR0072</b> ) <input type="checkbox"/> 100mm ( <b>CAR0073</b> )
51 € 51 €	51 € 51 €	51 € 51 €

**Veste Anti-Escape**

	<b>Veste Anti-Escape T. S</b> Tour de poitrine = 60-70 cm	<b>Veste Anti-Escape T. M</b> Tour de poitrine = 70-80 cm	<b>Veste Anti-Escape T. L</b> Tour de poitrine = 80-90 cm
	Prix	Prix	Prix
	<input type="checkbox"/> <b>CAR0074</b> 140 €	<input type="checkbox"/> <b>CAR0075</b> 140 €	<input type="checkbox"/> <b>CAR0076</b> 140 €

**Sangle de fixation pour transport en avion**

<b>Sangle de fixation pour transport en avion</b> pour tailles S + L (sous réserve accord de la compagnie aérienne)
Prix
<input type="checkbox"/> <b>CAR0093</b> 130 €

**Adresse de facturation :****Adresse de livraison :**
 voir adresse de facturation

 **Commande**
 **Devis**

N° client : \_\_\_\_\_

Client : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

**Commission :****Le cadre de marche postérieur compact polyvalent.**



- Cadre léger et pliable en aluminium (taille 0 non pliable)
- Poignées réglables individuellement en hauteur et largeur
- Roues arrières en EVA avec anti-recul de série
- Roues avant en EVA avec blocage multidirectionnel de série

• **Prix public HT**• **TVA : 10% sur cadre et accessoires**• **Code LPPR Schuchmann :**

- 6210158\* Déambulateur (53,81€ TTC)

\* Le code LPPR est donné à titre indicatif

**Dimensions**

		<b>T. 0</b> Cadre non pliant	<b>T. 1</b>	<b>T. 2</b>	<b>T. 3</b>	<b>T. 4</b>		
<b>A1</b>	Hauteur des poignées	29 - 53 cm	34 - 58 cm	51 - 75 cm	68 - 94 cm	87 - 113 cm		
<b>A2</b>	Hauteur appuis antébrachiaux	-	46 - 70 cm	63 - 87 cm	79 - 103 cm	98 - 124 cm		
<b>B</b>	Distance entre les poignées	22 - 36 cm	22 - 36 cm	30 - 44 cm	38 - 52 cm	43 - 57 cm		
<b>C</b>	Hauteur assise	-	33 cm	45 cm	60 cm	70 cm		
<b>D</b>	Largeur totale	52 cm	51 cm	61 cm	68 cm	75 cm		
<b>E</b>	Longueur totale	58 cm	58 cm	70 cm	77 cm	87 cm		
	Hauteur du cadre (plié)	37 cm	25 cm	32 cm	34 cm	37 cm		
	Mesures transport (L x L x H)	58x52x37 cm	58x51x25 cm	70x61x32 cm	77x68x34 cm	87x75x37 cm		
	Charge max	20 kg	30 kg	50 kg	75 kg	100 kg		
	Poids	3,9 kg	7,1 kg	8,3 kg	8,5 kg	10,2 kg		

## Modèles de base

malte mini. T. 0 Couleur du cadre : bleu (Cadre non pliable)		malte. T. 1	malte. T. 2	malte. T. 3	malte. T. 4
Prix / Pièce		Prix / Pièce		Prix / Pièce	
<input type="checkbox"/> 35 00 100	790 €	<input type="checkbox"/> 75 01 000	825 €	<input type="checkbox"/> 75 02 000	840 €
<input type="checkbox"/> 75 03 000	940 €	<input type="checkbox"/> 75 04 000	1.140 €		

## Modèles de base

Choix de coloris pour T. 1		Choix de coloris pour T. 2		Choix de coloris pour T. 3+4		Autres couleurs (après demande) Merci de spécifier le code couleur :	
						RAL _____	
Prix		Prix		Prix		Prix	
<input type="checkbox"/> Rose (92 00 012)	incl.	<input type="checkbox"/> Bleu (92 00 010)	incl.	<input type="checkbox"/> Anthracite (92 00 014)	incl.	<input type="checkbox"/> 75 00 090	210 €
<input type="checkbox"/> Bleu ciel (92 00 013)	incl.	<input type="checkbox"/> Rouge (92 00 007)	incl.	<input type="checkbox"/> Blanc pur (92 00 100)	incl.		

## Accessoires

Accoudoirs avec poignées			Accoudoirs avec poignées boules			Barre de maintien		
accoudoirs réglables en profondeur, hauteur et angle, poignées réglables en profondeur et angle (Pour T. 0 sur demande)			accoudoirs réglables en profondeur, hauteur et angle, poignées réglables en profondeur et angle (Pour T. 0 sur demande)			escamotable, en connexion transversale entre les poignées (non disponible pour les tailles 0 et 4 et pour les accoudoirs avec poigné)		
								
	Longueur	Largeur		Longueur	Largeur			
T. 1	18 cm	6,5 cm	T. 1	18 cm	6,5 cm			
T. 2	25 cm	8 cm	T. 2	25 cm	8 cm			
	Prix / Set			Prix / Set			Prix / Pièce	
<input type="checkbox"/> T. 1 (75 01 001)	332 €		<input type="checkbox"/> T. 1 (75 01 002)	332 €		<input type="checkbox"/> pour T. 1 (75 01 003)	272 €	
<input type="checkbox"/> T. 2 (75 02 001)	332 €		<input type="checkbox"/> T. 2 (75 02 002)	332 €		<input type="checkbox"/> pour T. 2 (75 02 003)	272 €	
						<input type="checkbox"/> pour T. 3 (75 03 003)	272 €	

## Accessoires

Butée pour poignée		Frein à main avec verrouillage (incompatible avec la taille 0)		Frein à main – avec des poignées de frein extra petits à largeur de prise réduite avec une fonction de verrouillage séparée	
					
Prix / Set		Prix / Set		Prix / Set	
<input type="checkbox"/> 75 00 004	129 €	<input type="checkbox"/> pour T. 1 (75 01 008)	235 €	<input type="checkbox"/> pour T. 1 (75 01 015)	392 €
		<input type="checkbox"/> pour T. 2 (75 02 008)	235 €	<input type="checkbox"/> pour T. 2 (75 02 015)	392 €
		<input type="checkbox"/> pour T. 3 (75 03 008)	235 €	<input type="checkbox"/> pour T. 3 (75 03 015)	392 €
		<input type="checkbox"/> pour T. 4 (75 04 008)	235 €	<input type="checkbox"/> pour T. 4 (75 04 015)	392 €

## Accessoires

Appui de bassin pour taille 1 à 4 hauteur, profondeur et largeur ajustable, PU rembourré		Appui de bassin pour taille 0 hauteur, profondeur et largeur ajustable, PU rembourré		Ceinture 4-points en combinaison avec support de bassin réglable en largeur				
								
<b>Largeur</b>		<b>Largeur</b>			<b>Largeur parties extérieures</b>	<b>Largeur parties centrale</b>	<b>Longueur parties extérieures</b>	<b>Longueur parties centrale</b>
<b>T. 1</b>	20 - 28cm			<b>T. 1</b>	7cm	7cm	12cm	12cm
<b>T. 2</b>	25 - 33cm			<b>T. 2</b>	9cm	8,5cm	13cm	14cm
<b>T. 3</b>	30 - 36cm	<b>pour T. 0</b>	20 - 28cm	<b>T. 3</b>	11,5cm	11cm	15cm	16cm
Prix / Set		Prix / Set		Prix / Pièce				
<input type="checkbox"/> T. 1	<b>(75 01 005)</b>	385 €	<input type="checkbox"/> pour T. 0	<b>(35 01 103)</b>	385 €	<input type="checkbox"/> T. 1	<b>(75 01 020)</b>	172 €
<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(75 02 005)</b>	385 €				<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(75 02 020)</b>	172 €
<input type="checkbox"/> T. 3	<b>(75 03 005)</b>	385 €				<input type="checkbox"/> T. 3	<b>(75 03 020)</b>	172 €

## Accessoires

Siège escamotable – rembourré (non disponible pour la taille 0)		Frein progressif		Barre de poussée pour l'accompagnateur (non disponible pour la taille 0)				
								
Prix / Pièce		Prix / Set		Prix / Pièce				
<input type="checkbox"/> pour T. 1	<b>(75 01 007)</b>	307 €	<input type="checkbox"/> pour T. 0+1	<b>(75 00 009)</b>	76 €	<input type="checkbox"/> à droite	<b>(75 00 018)</b>	178 €
<input type="checkbox"/> pour T. 2	<b>(75 02 007)</b>	307 €	<input type="checkbox"/> pour T. 2-4	<b>(75 01 009)</b>	76 €	<input type="checkbox"/> à gauche	<b>(75 01 018)</b>	178 €
<input type="checkbox"/> pour T. 3+4	<b>(75 03 007)</b>	307 €						

## Accessoires

Anti-bascule – incl. roues de stabilisation (Taille 0 sans roues)		Set de protection (non disponible pour la taille 0)		Roues de protection – pour T. 0		Corbeille			
									
Prix / Set		Prix / Set		Prix / Set		Prix / Pièce			
<input type="checkbox"/> pour T. 0	<b>(35 00 005)</b>	129 €	<input type="checkbox"/> <b>75 00 012</b>	190 €	<input type="checkbox"/> <b>35 00 010</b>	190 €	<input type="checkbox"/> pour T. 0	<b>(35 00 011)</b>	65 €
<input type="checkbox"/> pour T. 1-4	<b>(75 00 019)</b>	129 €					<input type="checkbox"/> pour T. 1-4	<b>(75 00 011)</b>	65 €



# malte outdoor.

**Adresse de facturation :**

**Adresse de livraison :**  voir adresse de facturation

**Commande**

**Devis**

N° client : \_\_\_\_\_

Client : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

**Commission :**

## Le cadre de marche postérieur compact et polyvalent en extérieur.

- Cadre en aluminium léger et pliant
- Poignées réglables séparément en hauteur et en largeur
- Freins à tambour avec freins à main de série
- Roues arrière en EVA
- Roues directrices en EVA avec bloqueurs de direction

• **Prix public HT**

• **TVA: 10% sur cadre et accessoires**

• **Code LPPR Schuchmann :**

- 6210158\* Déambulateur (53,81€ TTC)

\* Le code LPPR est donné à titre indicatif



		Dimensions			
		T. 1	T. 2	T. 3	
<b>A</b>	Hauteur poignées	34 - 58 cm	51 - 75 cm	68 - 94 cm	
<b>B</b>	Distance entre les poignées	22 - 36 cm	30 - 44 cm	38 - 52 cm	
<b>C</b>	Hauteur assise	33 cm	45 cm	60 cm	
<b>D</b>	Largeur totale	56 cm	66 cm	73 cm	
<b>E</b>	Longueur totale	66 cm	75 cm	82 cm	
	Hauteur cadre (plié)	25 cm	32 cm	34 cm	
	Dimensions transport (L x B x H)	66x56x25 cm	75x66x32 cm	82x73x34 cm	
	Charge max	30 kg	50 kg	70 kg	
	Poids	7,1 kg	8,3 kg	9,8 kg	

## Modèles de base

<b>malte outdoor. T. 1</b> pneux 6" (avant) et 8" (arrière)		<b>malte outdoor. T. 2</b> pneux 8" (avant) et 10" (arrière)		<b>malte outdoor. T. 3</b> pneux 8" (avant) et 10" (arrière)	
Prix / Pièce		Prix / Pièce		Prix / Pièce	
<input type="checkbox"/> 75 01 100	965 €	<input type="checkbox"/> 75 02 100	980 €	<input type="checkbox"/> 75 03 100	1.080 €

## Modèles de base

Choix de coloris pour T. 1		Choix de coloris pour T. 2		Choix de coloris pour T. 3		Autres couleurs (après demande) Merci de spécifier le code couleur : RAL _____	
							
Prix		Prix		Prix		Prix	
<input type="checkbox"/> Rose (92 00 012) incl.	<input type="checkbox"/> Bleu ciel (92 00 013) incl.	<input type="checkbox"/> Bleu (92 00 010) incl.	<input type="checkbox"/> Rouge (92 00 007) incl.	<input type="checkbox"/> Anthracite (92 00 014) incl.	<input type="checkbox"/> Blanc pur (92 00 100) incl.	<input type="checkbox"/> 75 00 090 210 €	

## Accessoires

Appui de bassin – hauteur, profondeur et largeur ajustable, PU rembourré		Ceinture 4-points – en combinaison avec support de bassin réglable en largeur				
						
	Largeur		Largeur parties extérieures	Largeur parties centrale	Longueur parties extérieures	Longueur parties centrale
<b>T. 1</b>	20 - 28cm	<b>T. 1</b>	7 cm	7 cm	12 cm	12 cm
<b>T. 2</b>	25 - 33cm	<b>T. 2</b>	9 cm	8,5 cm	13 cm	14 cm
<b>T. 3</b>	30 - 36cm	<b>T. 3</b>	11,5 cm	11 cm	15 cm	16 cm
Prix / Set		Preis / Stück				
<input type="checkbox"/> T. 1 (75 01 005)	385 €	<input type="checkbox"/> T. 1 (75 01 020)				172 €
<input type="checkbox"/> T. 2 (75 02 005)	385 €	<input type="checkbox"/> T. 2 (75 02 020)				172 €
<input type="checkbox"/> T. 3 (75 03 005)	385 €	<input type="checkbox"/> T. 3 (75 03 020)				172 €

## Accessoires

Butée pour poignée		Accoudoirs avec poignées accoudoirs réglables en profondeur, hauteur et angle, poignées réglables en profondeur et angle. (Pour T. 0 sur demande)		Frein à main – avec des leviers de frein extra petits à largeur de prise réduite avec une fonction de verrouillage séparée	
					
			Longueur	Largeur	
		<b>T. 1</b>	18 cm	6,5 cm	
		<b>T. 2</b>	25 cm	8 cm	
Prix / Set		Prix / Set		Supplément / Set	
<input type="checkbox"/> 75 00 004	129 €	<input type="checkbox"/> T. 1 (75 01 001)	332 €	<input type="checkbox"/> pour T. 1 (75 01 016)	157 €
		<input type="checkbox"/> T. 2 (75 02 001)	332 €	<input type="checkbox"/> pour T. 2 (75 02 016)	157 €
				<input type="checkbox"/> pour T. 3 (75 03 016)	157 €

Accessoires

**Siège escamotable – rembourré**



Prix / Pièce

- pour T. 1 (75 01007) 307 €
- pour T. 1 (75 02007) 307 €
- pour T. 1 (75 03007) 307 €

**Barre de poussée pour l'accompagnateur**



Prix / Pièce

- à droite (75 00018) 178 €
- à gauche (75 01018) 178 €

**Corbeille**



Prix / Pièce

- 75 00011 65 €

Accessoires

**Anti-bascule – incl. roues de stabilisation**



Prix / Set

- 75 00019 129 €

**Anti-recul – (équipement ultérieur impossible)**



Supplément / Paire

- pour T. 1 (75 01013) 235 €
- pour T. 2+3 (75 02013) 235 €

**Adresse de facturation :****Adresse de livraison :**
 voir adresse de facturation

 **Commande**
 **Devis**

N° client : \_\_\_\_\_

Client : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

**Commission :****Le cadre de marche antérieur pour plus d'indépendance et de mobilité.**

- Cadre léger en aluminium (T. 2+3 pliantes)
- Poignées réglables séparément en hauteur et en largeur
- Pneus en PU (150 mm pour T. 0+1, 200 mm pour T. 2+3)


• **Prix public HT**• **TVA: 10% sur cadre et accessoires**• **Code LPPR Schuchmann :**

- 6210158\* Déambulateur (53,81€ TTC)

\* Le code LPPR est donné à titre indicatif

**Dimensions**

		<b>T. 0</b>	<b>T. 1</b>	<b>T. 2</b>	<b>T. 3</b>
<b>A1</b>	Hauteur poignées	30 - 47cm	38 - 59cm	53 - 75cm	63 - 88cm
<b>A2</b>	Hauteur appuis antébrachiaux	41 - 58cm	49 - 70cm	63 - 85cm	73 - 98cm
<b>B</b>	Distance entre les poignées	18 - 32cm	22 - 36cm	30 - 44cm	36 - 50cm
<b>C</b>	Hauteur assise	25cm	30cm	45cm	45cm
<b>D</b>	Largeur totale	44cm	48cm	62cm	71cm
<b>E</b>	Longueur totale	36,5cm	42,5cm	57,5cm	61cm
<b>E</b>	Longueur totale (version télescopique)	39 - 47cm	45 - 55cm	60 - 74cm	65 - 79cm
	Charge max	20kg	30kg	50kg	65kg
	Poids	4,2kg	5kg	7,4kg	9,1kg

**Modèles de base****marcy. T. 0-3**

Prix / Pièce

<input type="checkbox"/> T. 0	<b>(76 00 000)</b>	705 €
<input type="checkbox"/> T. 1	<b>(76 01 000)</b>	705 €
<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(76 02 000)</b>	705 €
<input type="checkbox"/> T. 3	<b>(76 03 000)</b>	740 €

**marcy. T. 0-3**  
(télescopique)

Prix / Pièce

<input type="checkbox"/> T. 0	<b>(76 00 100)</b>	915 €
<input type="checkbox"/> T. 1	<b>(76 01 100)</b>	915 €
<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(76 02 100)</b>	915 €
<input type="checkbox"/> T. 3	<b>(76 03 100)</b>	990 €

Équipement de base, en plus avec empattement réglable



**Modèles de base**

Choix de coloris pour T. 0+1		Choix de coloris pour T. 2		Choix de coloris pour T. 3		Autres couleurs (après demande) Merci de spécifier le code couleur : RAL _____	
							
Prix		Prix		Prix		Prix	
<input type="checkbox"/> Rose	<b>(92 00 012)</b> incl.	<input type="checkbox"/> Bleu	<b>(92 00 010)</b> incl.	<input type="checkbox"/> Anthracite	<b>(92 00 014)</b> incl.	<input type="checkbox"/> <b>76 00 090</b>	210 €
<input type="checkbox"/> Bleu ciel	<b>(92 00 013)</b> incl.	<input type="checkbox"/> Rouge	<b>(92 00 007)</b> incl.	<input type="checkbox"/> Blanc pur	<b>(92 00 100)</b> incl.		

**Accessoires**

Accoudoirs avec poignées (utilisable qu'avec la version téléscopique) accoudoirs réglables en profondeur, hauteur et angle, poignées réglables en profondeur et angle		Accoudoirs avec poignées boules (utilisable qu'avec la version téléscopique) accoudoirs réglables en profondeur, hauteur et angle, poignées réglables en profondeur et angle		Barre de maintien – pivotant, liaison transversale entre les poignées (une combinaison avec les accoudoirs n'est pas possible)		Assise – fixe et rembourrée incl. bande dorsale	
							
	Longueur	Largeur		Longueur	Largeur		
<b>T. 1</b>	18 cm	6,5 cm	<b>T. 1</b>	18 cm	6,5 cm		
<b>T. 2</b>	25 cm	8 cm	<b>T. 2</b>	25 cm	8 cm		
Prix / Set		Prix / Set		Prix / Pièce		Prix / Pièce	
<input type="checkbox"/> T. 1	<b>(76 01 001)</b>	344 €	<input type="checkbox"/> T. 1	<b>(76 01 002)</b>	344 €	<input type="checkbox"/> pour T. 0	<b>(76 00 004)</b> 172 €
<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(76 02 001)</b>	344 €	<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(76 02 002)</b>	344 €	<input type="checkbox"/> pour T. 1	<b>(76 01 004)</b> 172 €
						<input type="checkbox"/> pour T. 2	<b>(76 02 004)</b> 172 €
						<input type="checkbox"/> pour T. 3	<b>(76 03 004)</b> 172 €

**Accessoires**

Frein à main		Frein à main – avec des poignées de frein extra petits à largeur de prise réduite avec une fonction de verrouillage séparée		Frein progressif		Anti-recul	
							
Prix / Set		Supplément / Set		Prix / Set		Supplément / Paire	
<input type="checkbox"/> pour T. 0	<b>(76 00 005)</b> 244 €	<input type="checkbox"/> pour T. 0	<b>(76 00 010)</b> 407 €	<input type="checkbox"/> pour T. 0+1	<b>(76 00 006)</b> 85 €	<input type="checkbox"/> pour T. 0+1	<b>(76 00 009)</b> 276 €
<input type="checkbox"/> pour T. 1	<b>(76 01 005)</b> 244 €	<input type="checkbox"/> pour T. 1	<b>(76 01 010)</b> 407 €	<input type="checkbox"/> pour T. 2+3	<b>(76 02 006)</b> 85 €	<input type="checkbox"/> pour T. 2+3	<b>(76 02 009)</b> 276 €
<input type="checkbox"/> pour T. 2	<b>(76 02 005)</b> 244 €	<input type="checkbox"/> pour T. 2	<b>(76 02 010)</b> 407 €				
<input type="checkbox"/> pour T. 3	<b>(76 03 005)</b> 244 €	<input type="checkbox"/> pour T. 3	<b>(76 03 010)</b> 407 €				

**Accessoires**

Blocage directionnel		Corbeille		Barre de poussée pour l'accompagnateur	
					
Prix / Paire		Prix / Pièce		Prix / Pièce	
<input type="checkbox"/> pour T. 0+1	<b>(76 00 008)</b> 95 €	<input type="checkbox"/> pour T. 0	<b>(76 00 007)</b> 72 €	<input type="checkbox"/> à droite	<b>(76 00 012)</b> 185 €
<input type="checkbox"/> pour T. 2+3	<b>(76 02 008)</b> 95 €	<input type="checkbox"/> pour T. 1	<b>(76 01 007)</b> 72 €	<input type="checkbox"/> à gauche	<b>(76 01 012)</b> 185 €
		<input type="checkbox"/> pour T. 2+3	<b>(76 02 007)</b> 72 €		

# dynamic pacer.

## Adresse de facturation :

## Adresse de livraison :

voir adresse de facturation

**Commande**

**Devis**

N° client : \_\_\_\_\_

Client : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

## Commission :

### Le cadre de marche dynamique.

- Châssis standard avec 4 roues avec frein progressif, frein de parking, anti-recul et blocage directionnel
- Cadre supérieur réglable en hauteur en continu sans effort grâce à un piston
- Toutes les combinaisons sont possibles entre les différents châssis et cadres supérieurs (sauf à la T 0 et T. 4)

#### • Prix public HT

#### • TVA: 5,5% sur cadre et accessoires

#### • Codes LPPR Schuchmann :

- 6210030\* Appareil modulaire de verticalisation (363,74€ TTC)
- 6210023\* Jeux de roulettes (18,45€ TTC)
- 6210017\* Appui thoracique (35,06€ TTC)

\* Les codes LPPR sont donnés à titre indicatif



### Modèles de base - Cadres (T. 1-4)

Cadre standard		Prix / Pièce	Cadre dynamique		Prix / Pièce
					
<input type="checkbox"/> T. 1	<b>(33 01 200)</b>	1.055 €	<input type="checkbox"/> T. 1	<b>(33 01 202)</b>	1.790 €
<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(33 02 200)</b>	1.450 €	<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(33 02 202)</b>	2.455 €
<input type="checkbox"/> T. 3	<b>(33 03 200)</b>	1.760 €	<input type="checkbox"/> T. 3	<b>(33 03 202)</b>	2.765 €
<input type="checkbox"/> T. 4	<b>(33 04 200)</b>	2.455 €	<input type="checkbox"/> T. 4	<b>(33 04 202)</b>	3.485 €

### Modèles de base - Châssis (T. 1-4)

Châssis standard		Prix / Pièce	Châssis combiné		Prix / Pièce	Châssis pour tapis de course		Prix / Pièce
inclus 4 roues 5 1/2" (140mm) - Roues avec frein de parking, frein progressif, anti-retour et blocage directionnel			inclus 2 roues avant 8" (200mm) et 2 roues arrière 11 1/2" (290mm) avec frein de parking, frein progressif, anti-retour et blocage directionnel, pour une utilisation intérieure et extérieure (pour une utilisation extérieure les freins à main doivent être commandés)			seulement pour T. 2 + 3, inclus 4 roues 5 1/2" (140mm) avec frein de parking, frein progressif, anti-retour et blocage directionnel (disponible qu'en anthracite)		
								
<input type="checkbox"/> T. 1 sans compteur de distance	<b>(33 01 204)</b>	680 €	<input type="checkbox"/> T. 2 sans compteur de distance	<b>(33 02 206)</b>	1.350 €	<input type="checkbox"/> étroit	<b>(33 00 208)</b>	1.710 €
<input type="checkbox"/> T. 1 avec compteur de distance	<b>(33 01 205)</b>	950 €	<input type="checkbox"/> T. 2 avec compteur de distance	<b>(33 02 207)</b>	1.650 €			
<input type="checkbox"/> T. 2 sans compteur de distance	<b>(33 02 204)</b>	900 €	<input type="checkbox"/> T. 3 sans compteur de distance	<b>(33 03 206)</b>	1.655 €			
<input type="checkbox"/> T. 2 avec compteur de distance	<b>(33 02 205)</b>	1.200 €	<input type="checkbox"/> T. 3 avec compteur de distance	<b>(33 03 207)</b>	1.960 €			
<input type="checkbox"/> T. 3 sans compteur de distance	<b>(33 03 204)</b>	1.205 €						
<input type="checkbox"/> T. 3 avec compteur de distance	<b>(33 03 205)</b>	1.510 €						
<input type="checkbox"/> T. 4 sans compteur de distance	<b>(33 04 204)</b>	2.130 €						
<input type="checkbox"/> T. 4 avec compteur de distance	<b>(33 04 205)</b>	2.385 €						

### Modèles de base pacer mini. (T. 0)



pacer mini. (T. 0)		Prix / Pièce
châssis monobloc, 4 roulettes avec frein de parking, frein progressif, anti-retour et blocage directionnel		
		
<input type="checkbox"/> T. 0 sans compteur de distance	<b>(33 00 200)</b>	1.310 €
<input type="checkbox"/> T. 0 avec compteur de distance	<b>(33 00 201)</b>	1.605 €

### Couleurs de cadres

Choix de coloris pour T. 0 (disponible en entrepôt)		Choix de coloris pour T. 1 (disponible en entrepôt)		Choix de coloris pour T. 2 (disponible en entrepôt)		Choix de coloris pour T. 3 (disponible en entrepôt)		Choix de coloris pour T. 4 (disponible en entrepôt)	
									
Prix		Prix		Prix		Prix		Prix	
<input type="checkbox"/> Vert <b>(92 00 153)</b>	incl.	<input type="checkbox"/> Vert <b>(92 00 153)</b>	incl.	<input type="checkbox"/> Rouge <b>(92 00 150)</b>	incl.	<input type="checkbox"/> Bleu <b>(92 00 152)</b>	incl.	<input type="checkbox"/> Anthracite <b>(92 00 151)</b>	incl.
		<input type="checkbox"/> Blanc <b>(92 00 155)</b>	incl.	<input type="checkbox"/> Blanc <b>(92 00 155)</b>	incl.	<input type="checkbox"/> Anthracite <b>(92 00 151)</b>	incl.		

### Couleurs de cadres

Ces coloris de cadres sont également disponibles pour toutes les tailles avec un délai de livraison d'environ 10 semaines :		Prix
		
<input type="checkbox"/> Anthracite	<b>(92 00 151)</b>	incl.
<input type="checkbox"/> Rouge	<b>(92 00 150)</b>	incl.
<input type="checkbox"/> Bleu	<b>(92 00 152)</b>	incl.
<input type="checkbox"/> Vert	<b>(92 00 153)</b>	incl.
<input type="checkbox"/> Rose	<b>(92 00 154)</b>	incl.

**Dimensions**


		<b>T.0</b>	<b>T.1</b>	<b>T.2</b>	<b>T.3</b>	<b>T.4</b>	
<b>A</b>	Hauteur de coude recommandée	39 – 52 cm	47 – 70 cm	61 – 89 cm	81 – 119 cm	86 – 124 cm	
<b>B</b>	Largeur totale	Châssis standard	52 cm	58 cm	66 cm	71 cm	80 cm
		Châssis combiné	-	-	76 cm	81 cm	-
		Châssis pour tapis de course étroit	-	89 cm	89 cm	89 cm	-
<b>C</b>	Longueur totale	Châssis standard	57 cm	66 cm	76 cm	91 cm	101 cm
		Châssis combiné	-	-	91 cm	103 cm	-
		Châssis pour tapis de course	-	104 cm	104 cm	104 cm	-
<b>D</b>	Hauteur cadre	Châssis standard/ combiné	32 cm	41 – 53 cm	55 – 69 cm	72 – 98 cm	79 – 104 cm
		Châssis pour tapis de course	-	58 – 89 cm	60 – 93 cm	76 – 119 cm	-
<b>E</b>	Hauteur du châssis (sans le cadre)	Châssis standard/ combiné	-	28 cm	37 cm	41 cm	47 cm
		Châssis pour tapis de course	-	53 cm	53 cm	53 cm	-
Poids	Châssis standard	4,6 kg	5,2 kg	6,8 kg	7 kg	10,2 kg	
	Châssis combiné	-	-	8,4 kg	8,7 kg	-	
	Châssis pour tapis de course étroit	-	12,5 kg	12,5 kg	12,5 kg	-	
	Cadre standard	-	2,7 kg	3,4 kg	4,4 kg	4,9 kg	
	Cadre dynamique	-	3,4 kg	5,2 kg	6,1 kg	6,8 kg	
Déplacement du cadre dynamique	À la verticale	-	3,5 cm	8 cm	8 cm	8 cm	
	À l'horizontale	-	4 cm	5 cm	5 cm	5 cm	
Largeur du tapis de course max	Châssis pour tapis de course étroit	-	74 cm	74 cm	74 cm	-	
Hauteur max de tapis de course	Châssis pour tapis de course	-	28 cm	28 cm	28 cm	-	
Charge max		23 kg	34 kg	68 kg	91 kg	113 kg	

**Accessoires**
**Selle Multi-Positions (MPS)**

La Selle Multi-Positions (SMP) est un accessoire hautement efficace d'optimisation de la démarche. Elle permet l'ajustement rapide de la position du bassin lors l'utilisation du cadre aussi bien en antérieure que postérieure.

Réglable dans cinq directions, elle est adaptable à toutes les attitudes de l'utilisateur et se monte sur le cadre standard comme sur le cadre dynamique.



Dimensions des coussins de siège	T. 1+2	T. 3
<b>Largeur avant (a)</b>	7,5 cm	11,5 cm
<b>Largeur centre (b)</b>	4,5 cm	6,5 cm
<b>Largeur arrière (c)</b>	9 cm	13,5 cm
<b>Longueur (d)</b>	24 cm	27,5 cm

**Profondeur de la selle** – le réglage en profondeur de la selle permet de placer le bassin dans une position optimale par rapport au haut du corps pendant le déplacement vers l'avant.

Plage de réglage : 13 cm



**Inclinaison de la selle** – l'inclinaison de la selle permet de positionner le bassin en avant ou en arrière et donc d'optimiser la démarche.

Positionnement en avant et en arrière : 7,5° et 15°



**Hauteur de la selle** – l'ajustement de la position du bassin se fait par le réglage de la selle. Le poids du corps porté par la selle peut être modifié rapidement jusqu'à obtenir une tenue debout sans appui.

Einstellbereich: 22 cm



**Dispositif de soutien du bassin** réglable en hauteur et en profondeur, le dispositif de soutien du bassin a fonction d'amortisseur et de soutien du bassin.

Plage de réglage profondeur : 8 cm  
Plage de réglage hauteur : 8 cm



Prix / Pièce

- T. 1 pour T. 1 (3301012)
- T. 2 pour T. 2-4 (3302012)
- T. 3 pour T. 2-4 (3303012)

1.523 €  
1.576 €  
1.711 €


**Accessoires**
**Revêtement de rembourrage MPS pour réduire la résistance au frottement**

Prix / Pièce

- pour MPS T. 1+2 (3301024)
- pour MPS T. 3 (3303024)

**Accessoires**

**Fixation du bassin** – avec fixation (incl. une paire de poignées de poussée)



	T. 0	T. 1	T. 2
<b>Dimensions*</b>	15 - 20 cm	15 - 25 cm	20 - 36 cm
<b>a</b>	17 cm	22 cm	30 cm
<b>b</b>	30 cm	41 cm	51 cm
<b>c</b>	18 cm	23 cm	30 cm

\* Demi circonférence de la cuisse

Prix / Set  
688 €  
750 €  
814 €

**Support sous bassin** – réglable, avec fixation (incl. une paire de poignées de poussée)



	T. 1	T. 2
<b>Longueur d'entrejambe (a)</b>	6 cm	9 cm
<b>Largeur (b)</b>	3 cm	4,5 cm
<b>Longueur (c)</b>	23 cm	28 cm

Prix / Set  
601 €  
668 €

**Rembourrages** – pour support sous bassin



Prix / Pièce  
217 €  
217 €

**Accessoires**
**Support thorax rembourré – avec fixation**

	Circonférence	Hauteur
<b>T. 1</b>	36 – 71cm	11cm
<b>T. 2</b>	56 – 102cm	17cm
<b>T. 3</b>	71 – 127cm	20cm
Prix / Pièce		
<input type="checkbox"/> T. 1	<b>(33 01 002)</b>	800 €
<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(33 02 002)</b>	865 €
<input type="checkbox"/> T. 3	<b>(33 03 002)</b>	865 €


**Accessoires**
**Dispositif thoracique**

avec sangle arrière et support

	Hauteur	Circonférence
<b>pour T. 0</b>	10cm	36 – 71cm
<b>pour T. 1</b>	10cm	36 – 71cm
<b>pour T. 2</b>	12,5cm	56 – 102cm
<b>pour T. 3</b>	15cm	71 – 127cm
Prix / Pièce		
<input type="checkbox"/> pour T. 0	<b>(33 00 020)</b>	500 €
<input type="checkbox"/> pour T. 1	<b>(33 01 020)</b>	500 €
<input type="checkbox"/> pour T. 2	<b>(33 02 020)</b>	545 €
<input type="checkbox"/> pour T. 3	<b>(33 03 020)</b>	571 €


**Poignée – avec fixation**

	Hauteur	Largeur
<b>T. 1</b>	12,5cm	9cm
<b>T. 2</b>	18cm	9cm
Prix / Paire		
<input type="checkbox"/> T. 1	<b>(33 01 019)</b>	327 €
<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(33 02 019)</b>	347 €


**Accessoires**
**Accoudoir rembourré – avec poignées et fixation**


	Surface d'appui	Plage de réglage (du coude au poing)
<b>T. 1</b>	11x18cm	20 – 32cm
<b>T. 2</b>	13x22cm	27 – 41cm
Prix / Paire		
<input type="checkbox"/> T. 1	<b>(33 01 001)</b>	685 €
<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(33 02 001)</b>	685 €

**Appui d'avant-bras rembourré – fixation comprise (recommandé pour T. 2-4)**


	Surface d'appui
<b>sans poignée</b>	34x14 cm
<b>avec poignée</b>	34x14 cm
Prix / Paire	
<input type="checkbox"/> sans poignée	<b>(33 00 010)</b> 643 €
<input type="checkbox"/> avec poignée	<b>(33 01 010)</b> 761 €

**Accessoires**
**Frein à main**

uniquement avec le châssis combiné et les accoudoirs rembourrés et les supports d'avant-bras

(équipement ultérieur possible uniquement par perçage du cadre)



Prix / Paire	
<input type="checkbox"/> pour T. 2	<b>(33 02 011)</b> 503 €
<input type="checkbox"/> pour T. 3	<b>(33 03 011)</b> 552 €

**Poignées de maintien**

avec fixation




Prix / Paire	
<input type="checkbox"/>	<b>33 00 008</b> 316 €

**Accessoires**

Poignées de poussée supplémentaires – pour toutes les tailles		Tablette thérapeutique – avec compartiment et plaque de protection transparente (pour toutes les tailles)		Supports jambes – avec fixation	
					
		<b>Dimensions intérieures</b>	22x28cm	<b>T. 1</b>	Longueur 13 – 20 cm
		<b>Charge max</b>	5 kg	<b>T. 2</b>	Circonférence max des cuisses 13 – 28 cm
Prix / Paire		Prix / Pièce		Prix / Paire	
<input type="checkbox"/> 33 00 002	194 €	<input type="checkbox"/> pour T. 0 (33 00 001)	654 €	<input type="checkbox"/> T. 1 (33 01 005)	597 €
		<input type="checkbox"/> pour T. 1-4 (33 00 013)	654 €	<input type="checkbox"/> T. 2 (33 02 005)	710 €

**Accessoires**

Fixation des chevilles pour le châssis pour tapis de course pour T. 0	Fixation des chevilles pour le châssis standard	Fixation des chevilles pour le châssis combiné	Fixation des chevilles pour le châssis pour tapis de course
			
Prix / Set	Prix / Set	Prix / Set	Prix / Set
<input type="checkbox"/> 33 00 016	322 €	<input type="checkbox"/> pour T. 1 (33 01 016)	322 €
		<input type="checkbox"/> pour T. 2 (33 02 016)	322 €
		<input type="checkbox"/> pour T. 3+4 (33 03 016)	364 €
		<input type="checkbox"/> pour T. 2 (33 02 017)	322 €
		<input type="checkbox"/> pour T. 3 (33 03 017)	364 €
		<input type="checkbox"/> 33 00 018	364 €

**Accessoires**

Barre de poussée pour accompagnateur	Sac à accessoires 35cm x 40cm x 23cm
	
Prix / Pièce	Prix / Pièce
<input type="checkbox"/> pour T. 0 (33 00 009)	262 €
<input type="checkbox"/> pour T. 1 (33 01 022)	262 €
<input type="checkbox"/> pour T. 2-3 (33 02 022)	262 €
<input type="checkbox"/> pour T. 4 (33 04 022)	262 €
<input type="checkbox"/> 33 00 014	149 €

# momo essentiel.

## Adresse de facturation :

## Adresse de livraison :

 voir adresse de facturation

 **Commande**
 **Devis**

N° client : \_\_\_\_\_

Client : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

## Commission :

### L'essentiel est là! momo essentiel. Le tricycle thérapeutique pour enfants, adolescents et adultes.


- Cadre Aluminium avec garde au sol extra basse
- Frein de parking séparé
- Ressort de direction pour stabiliser le tout-droit (non applicable en cas de direction pour accompagnateur)
- Frein à tambour sur la roue avant
- Garde-boues sur roues arrières et avant
- Panier inclus
- Système d'éclairage avec dynamo dans le moyeu (à partir de 24/20")
- **Prix public HT**
- **TVA: 5,5% sur tricycle et accessoires**
- **Code LPPR Schuchmann :**  
- 9277520 Tricycle à propulsion podale (631,17€ TTC)



**nouveau** dans les tailles  
**16/12" & 24/20"**

### Dimensions

		12"	16/12"	16"	20"	24/20"	24"	26"	26" (XL)
<b>A*</b>	Pédale jusqu'au bord supérieur de la selle	30 - 43 cm	35 - 48 cm	42 - 62 cm	49 - 71 cm	53 - 75 cm	55 - 77 cm	65 - 87 cm	72 - 94 cm
<b>A**</b>	Pédale jusqu'au bord supérieur de la selle	33 - 40 cm	38 - 45 cm	45 - 60 cm	52 - 67 cm	56 - 71 cm	58 - 81 cm	68 - 91 cm	75 - 98 cm
<b>B</b>	Tube de la tige de selle - tube de la potence	33 cm	40 cm	39 cm	45 cm	54 cm	52 cm	58 cm	58 cm
<b>C</b>	Empattement	68 cm	75 cm	80 cm	91 cm	99 cm	104 cm	112 cm	112 cm
<b>D</b>	Hauteur à enjamber	16 cm	16 cm	18 cm	20 cm	20 cm	22 cm	23 cm	23 cm
<b>E</b>	Longueur totale	102 cm	110 cm	120 cm	140 cm	153 cm	165 cm	178 cm	178 cm
	Largeur totale	58 cm	65 cm	65 cm	69 cm	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm
	Charge max	40 kg	50 kg	60 kg	80 kg	90 kg	100 kg	120 kg	120 kg
	Poids	12 kg	13,5 kg	14,5 kg	17 kg	18,5 kg	19,5 kg	21,5 kg	21,7 kg



\* Dimension avec tige de selle standard / \*\* Dimension avec tige de selle en T

Modèles de base			
momo tricycle. 12"	momo tricycle. 16/12"	momo tricycle. 16"	momo tricycle. 20"
Équipement de base, sans frein à tambour et garde-boue arrière, avec en plus un fanion	Équipement de base, avec en plus un fanion	Équipement de base, avec en plus un fanion	Équipement de base, avec en plus un fanion
Prix / Pièce	Prix / Pièce	Prix / Pièce	Prix / Pièce
<input type="checkbox"/> 37 01 000 870 €	<input type="checkbox"/> 37 02 100 1.300 €	<input type="checkbox"/> 37 02 000 1.300 €	<input type="checkbox"/> 37 03 000 1.420 €

Modèles de base			
momo tricycle. 24/20"	momo tricycle. 24"	momo tricycle. 26"	momo tricycle. 26" (XL)
Équipement de base	Équipement de base	Équipement de base	Équipement de base
Prix / Pièce	Prix / Pièce	Prix / Pièce	Prix / Pièce
<input type="checkbox"/> 37 04 100 1.650 €	<input type="checkbox"/> 37 04 000 1.650 €	<input type="checkbox"/> 37 05 000 1.775 €	<input type="checkbox"/> 37 06 000 1.940 €

Couleurs de cadres			
<b>Choix des couleurs pour 12"</b>  Prix	<b>Choix des couleurs pour 16" + 16/12" + 20"</b>  Prix	<b>Choix des couleurs pour 24" + 24/20" + 26" + 26" XL</b>  Prix	<b>Choix des couleurs pour toutes tailles.</b> <b>Merci de demander la palette des couleurs RAL* :</b> _____ Prix
<input type="checkbox"/> Rose (92 00 012) incl. <input type="checkbox"/> Bleu ciel (92 00 013) incl. <input type="checkbox"/> Blanc pur (92 00 100) incl.	<input type="checkbox"/> Jaune melon (92 00 006) incl. <input type="checkbox"/> Bleu marine (92 00 008) incl. <input type="checkbox"/> Blanc pur (92 00 100) incl.	<input type="checkbox"/> Anthracite (92 00 014) incl. <input type="checkbox"/> Blanc pur (92 00 100) incl.	<input type="checkbox"/> Couleur spéciale incl. *tu trouveras le nuancier RAL à la page 68.

Propulsions		
N° d'art.	Propulsion	Supplément / pièce
<input type="checkbox"/> 37 00 001	Pignon fixe (configuration standard)	incl.
<input type="checkbox"/> 37 00 004	Roue libre (avec frein de retour arrière)	171 €
<input type="checkbox"/> 37 00 002	Entraînement "light" (seulement pour les propulsion ci-dessus)	incl.

Selles		Tiges de selle		Guidons	
<b>Selle standard</b> – (configuration standard) 		<b>Tige de selle standard</b> (configuration standard) 		<b>Guidon Classic</b> noir (configuration standard, sauf instruction différente) 	
	<b>Largeur</b>	<b>Longueur</b>			
<b>T. 1</b>	15 cm	21 cm	<b>T. 1</b>	12" + 16/12"	
<b>T. 2</b>	15 cm	24 cm	<b>T. 2</b>	16"	
<b>T. 3</b>	18 cm	26 cm	<b>T. 3</b>	20" - 26"	
		Prix / Pièce		Prix / Pièce	
<input type="checkbox"/> T. 1 (37 01 001)		incl.	<input type="checkbox"/> Gr. 1 (37 01 004)		incl.
<input type="checkbox"/> T. 2 (37 02 001)		incl.	<input type="checkbox"/> Gr. 2 (37 02 004)		incl.
<input type="checkbox"/> T. 3 (37 03 001)		incl.	<input type="checkbox"/> Gr. 3 (37 03 004)		incl.
					Prix / Pièce
					incl.

Pédales			
<b>Pédale cale-pied</b> avec sangle et contre-poids 		<b>Pédale Home Trainer</b> 	
<b>Profondeur</b>		<b>Largeur</b>	
13 cm		12 cm	
		Supplément / Paire	Supplément / Paire
<input type="checkbox"/> 37 00 013		91 €	<input type="checkbox"/> 37 00 014 62 €

# momo tricycle.

## Adresse de facturation :

## Adresse de livraison :

 voir adresse de facturation

 **Commande**
 **Devis**

N° client : \_\_\_\_\_

Client : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

## Commission :

### Le tricycle thérapeutique pour enfants, adolescents et adultes.


- Cadre Aluminium avec garde au sol extra basse
- Frein de parking séparé
- Ressort de direction pour stabiliser le tout-droit (non applicable en cas de direction pour accompagnateur)
- Frein à tambour sur la roue avant
- Garde-boues sur roues arrières et avant
- Panier inclu
- Système d'éclairage avec dynamo dans le moyeu (à partir de 24/20")
- **Prix public HT**
- **TVA: 5,5% sur tricycle et accessoires**
- **Code LPPR Schuchmann :**  
- 9277520 Tricycle à propulsion podale (631,17€ TTC)



**nouveau** dans les tailles  
**16/12" & 24/20"**

### Dimensions

		12"	16/12"	16"	20"	24/20"	24"	26"	26" (XL)
<b>A*</b>	Pédale jusqu'au bord supérieur de la selle	30 - 43 cm	35 - 48 cm	42 - 62 cm	49 - 71 cm	53 - 75 cm	55 - 77 cm	65 - 87 cm	72 - 94 cm
<b>A**</b>	Pédale jusqu'au bord supérieur de la selle	33 - 40 cm	38 - 45 cm	45 - 60 cm	52 - 67 cm	56 - 71 cm	58 - 81 cm	68 - 91 cm	75 - 98 cm
<b>B</b>	Tube de la tige de selle - tube de la potence	33 cm	40 cm	39 cm	45 cm	54 cm	52 cm	58 cm	58 cm
<b>C</b>	Empattement	68 cm	75 cm	80 cm	91 cm	99 cm	104 cm	112 cm	112 cm
<b>D</b>	Hauteur à enjamber	16 cm	16 cm	18 cm	20 cm	20 cm	22 cm	23 cm	23 cm
<b>E</b>	Longueur totale	102 cm	110 cm	120 cm	140 cm	153 cm	165 cm	178 cm	178 cm
	Largeur totale	58 cm	65 cm	65 cm	69 cm	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm
	Charge max	40 kg	50 kg	60 kg	80 kg	90 kg	100 kg	120 kg	120 kg
	Poids	12 kg	13,5 kg	14,5 kg	17 kg	18,5 kg	19,5 kg	21,5 kg	21,7 kg



\* Dimension avec tige de selle standard / \*\* Dimension avec tige de selle en T

**Modèles de base**

momo tricycle. 12"	momo tricycle. 16/12"	momo tricycle. 16"	momo tricycle. 20"
Équipement de base, sans frein à tambour et garde-boue arrière, avec en plus un fanion	Équipement de base, avec en plus un fanion	Équipement de base, avec en plus un fanion	Équipement de base, avec en plus un fanion
Prix / Pièce	Prix / Pièce	Prix / Pièce	Prix / Pièce
<input type="checkbox"/> 37 01 000 870 €	<input type="checkbox"/> 37 02 100 1.300 €	<input type="checkbox"/> 37 02 000 1.300 €	<input type="checkbox"/> 37 03 000 1.420 €

**Modèles de base**

momo tricycle. 24/20"	momo tricycle. 24"	momo tricycle. 26"	momo tricycle. 26" (XL)
Équipement de base	Équipement de base	Équipement de base	Équipement de base
Prix / Pièce	Prix / Pièce	Prix / Pièce	Prix / Pièce
<input type="checkbox"/> 37 04 100 1.650 €	<input type="checkbox"/> 37 04 000 1.650 €	<input type="checkbox"/> 37 05 000 1.775 €	<input type="checkbox"/> 37 06 000 1.940 €

**Couleurs de cadres**

Choix des couleurs pour 12"	Choix des couleurs pour 16" + 16/12" + 20"	Choix des couleurs pour 24" + 24/20" + 26" + 26" XL	Choix des couleurs pour toutes tailles. Merci de demander la palette des couleurs RAL:
  	  	 	
Prix	Prix	Prix	Prix
<input type="checkbox"/> Rose (92 00 012) incl.	<input type="checkbox"/> Jaune melon (92 00 006) incl.	<input type="checkbox"/> Anthracite (92 00 014) incl.	<input type="checkbox"/> Couleur spéciale incl.
<input type="checkbox"/> Bleu ciel (92 00 013) incl.	<input type="checkbox"/> Bleu marine (92 00 008) incl.	<input type="checkbox"/> Blanc pur (92 00 100) incl.	
<input type="checkbox"/> Blanc pur (92 00 100) incl.	<input type="checkbox"/> Blanc pur (92 00 100) incl.		

**Propulsions**

	N° d'art.	Propulsion	Supplément / pièce
	<input type="checkbox"/> 37 00 001	Pignon fixe (configuration standard)	
<input type="checkbox"/> 37 00 004	Roue libre (avec frein de retour arrière)		171 €
<input type="checkbox"/> 37 00 403	Commutateur : pignon fixe - déverrouillage du pédalier		390 €
<input type="checkbox"/> 37 00 002	Entraînement "light" (seulement pour les propulsion ci-dessus)		incl.
<input type="checkbox"/> 37 00 303	Commutateur : pignon fixe - déverrouillage - roue libre 3 vitesses avec option de recul		610 €
<input type="checkbox"/> 37 00 005	Roue libre 3 vitesses (avec frein de retour arrière)		226 €
<input type="checkbox"/> 37 00 007	Roue libre 3 vitesses avec option de recul		379 €
<input type="checkbox"/> 37 00 008	Roue libre 7 vitesses (avec frein de retour arrière)		429 €
<input type="checkbox"/> 37 00 202	Roue libre 7 vitesses avec freins à rouleaux (sans frein de retour arrière)		540 €

**Selles**

Selle standard - (configuration standard)			Selle gel			Selle anatomique					
											
	<b>Largeur</b>	<b>Longueur</b>		<b>Largeur arrière</b>	<b>Largeur avant</b>	<b>Longueur</b>	<b>Largeur arrière</b>	<b>Largeur avant</b>	<b>Longueur arrière</b>	<b>Longueur totale</b>	
<b>T. 1</b>	15 cm	21 cm	<b>T. 1</b>	19 cm	4 cm	24 cm	<b>T. 1</b>	20,5 cm	4 cm	9,5 cm	14,5 cm
<b>T. 2</b>	15 cm	24 cm	<b>T. 2</b>	24 cm	7 cm	27 cm	<b>T. 2</b>	24 cm	4 cm	9,5 cm	14,5 cm
<b>T. 3</b>	18 cm	26 cm									
Prix / Pièce			Supplément / Pièce			Supplément / Pièce					
<input type="checkbox"/> T. 1 (37 01 001)		incl.	<input type="checkbox"/> T. 1 (37 01 024)		57 €	<input type="checkbox"/> Gr. 1 (37 01 003)				216 €	
<input type="checkbox"/> T. 2 (37 02 001)		incl.	<input type="checkbox"/> T. 2 (37 02 024)		57 €	<input type="checkbox"/> Gr. 2 (37 02 003)				216 €	
<input type="checkbox"/> T. 3 (37 03 001)		incl.									

**Selles**
**Tiges de selle**
**Selle banane** – (Attention: l'entre-jambe est augmentée de 2cm)


Largeur arrière	Largeur centrale	Largeur avant	Longueur
11cm	6cm	8cm	25cm

Supplément / Pièce		
<input type="checkbox"/> 37 00 010	106 €	

**Selle Mofa** – (Attention: l'entre-jambe est augmentée de 2cm)


Largeur arrière	Largeur avant	Longueur arrière	Longueur totale
26cm	9,5cm	12cm	25cm

Supplément / Pièce		
<input type="checkbox"/> 37 00 023	158 €	

**Tige de selle standard**  
(configuration standard)


	pour
T. 1	12" + 16"/12"
T. 2	16"
T. 3	20" - 26"

Prix / Pièce	
<input type="checkbox"/> Gr. 1 (37 01 004)	incl.
<input type="checkbox"/> Gr. 2 (37 02 004)	incl.
<input type="checkbox"/> Gr. 3 (37 03 004)	incl.


**Tige de selle T** – pour un réglage horizontale de la selle


	pour
T. 1	12" + 16"/12"
T. 2	16" + 20"
T. 3	24" + 24/20" + 26"

Supplément / Pièce	
<input type="checkbox"/> Gr. 1 (37 01 005)	83 €
<input type="checkbox"/> Gr. 2 (37 02 005)	83 €
<input type="checkbox"/> Gr. 3 (37 03 005)	83 €

**Cintres**
**Appui-tête**
**Cintre avec fixation** – utilisation uniquement possible avec la tige de selle en T

	Hauteur max*	Profondeur
T. 1	20cm	12cm
T. 2	30cm	12cm
T. 3	37cm	12cm
T. 4	53cm	12cm
sur mesure	____cm (max. 85cm)	____cm (max. 30cm)


**Appui-tête** – utilisable seulement avec un cintre

	Largeur	Hauteur
T. 1	20cm	15cm
T. 2	23cm	18cm



\* Hauteur max.: mesurée de la selle standard jusqu'à la partie supérieure de la pelote

Preis / Satz		Prix / Pièce	
<input type="checkbox"/> T. 1 (37 01 007)	129 €	<input type="checkbox"/> T. 3 (37 03 007)	129 €
<input type="checkbox"/> T. 2 (37 02 007)	129 €	<input type="checkbox"/> T. 4 (37 04 007)	129 €
<input type="checkbox"/> sur mesure (37 09 007)	272 €	<input type="checkbox"/> Gr. 1 (37 01 029)	343 €
		<input type="checkbox"/> Gr. 2 (37 02 029)	343 €

**Appuis dorsaux**
**Soutiens de bassin**
**Pelote dorsale dynamique**  
rembourrée avec ceinture de maintien (seulement utilisable avec le cintre)


	Largeur
T. 1	20 - 30cm
T. 2	25 - 35cm
T. 3	30 - 40cm

Prix / Pièce	
<input type="checkbox"/> T. 1 (37 01 008)	243 €
<input type="checkbox"/> T. 2 (37 02 008)	243 €
<input type="checkbox"/> T. 3 (37 03 008)	243 €

**Pelote dorsale réglable en largeur**  
rembourrée (seulement utilisable avec le cintre)


	Largeur
T. 1	20 - 28cm
T. 2	25 - 33cm
T. 3	30 - 36cm

Prix / Pièce	
<input type="checkbox"/> T. 1 (37 01 025)	324 €
<input type="checkbox"/> T. 2 (37 02 025)	324 €
<input type="checkbox"/> T. 3 (37 03 025)	324 €

**Pelote de bassin dynamique**  
rembourrée avec ceinture de maintien (seulement utilisable avec le cintre)


	Largeur
T. 1	20 - 30cm
T. 2	25 - 35cm
T. 3	30 - 40cm

Prix / Pièce	
<input type="checkbox"/> T. 1 (37 01 009)	243 €
<input type="checkbox"/> T. 2 (37 02 009)	243 €
<input type="checkbox"/> T. 3 (37 03 009)	243 €

**Pelote de bassin réglable en largeur**  
rembourré (seulement utilisable avec le cintre)


	Largeur
T. 1	20 - 28cm
T. 2	25 - 33cm
T. 3	30 - 36cm

Prix / Pièce	
<input type="checkbox"/> T. 1 (37 01 026)	324 €
<input type="checkbox"/> T. 2 (37 02 026)	324 €
<input type="checkbox"/> T. 3 (37 03 026)	324 €

**Systèmes de sangles**
**Ceinture** – en combinaison avec pelote dorsale réglable en largeur

	Largeur	Longueur
T. 1	5cm	18,5cm
T. 2	6,5cm	25,5cm
T. 3	7cm	30,5cm



Prix / Pièce	
<input type="checkbox"/> T. 1 (37 01 050)	98 €
<input type="checkbox"/> T. 2 (37 02 050)	98 €
<input type="checkbox"/> T. 3 (37 03 050)	98 €

**Harnais** – en combinaison avec pelote dorsale réglable en largeur

	Largeur intérieur	Largeur totale	Hauteur latérale	Hauteur totale
T. 1	8cm	25cm	10cm	28cm
T. 2	9cm	30cm	12cm	30cm
T. 3	12cm	34cm	16cm	35cm



Prix / Pièce	
<input type="checkbox"/> T. 1 (37 01 051)	243 €
<input type="checkbox"/> T. 2 (37 02 051)	243 €
<input type="checkbox"/> T. 3 (37 03 051)	243 €

**Systèmes de sangles**

Culotte „T“ de maintien – en combinaison avec support de bassin réglable en largeur					Ceinture 4-points – en combinaison avec support de bassin réglable en largeur						
	Largeur assise	Largeur avant	Longueur assise	Longueur totale		Largeur parties extérieures	Largeur parties centrale	Longueur parties extérieures	Longueur parties centrale		
T. 1	24 cm	23 cm	15 cm	32 cm		T. 1	7 cm	7 cm	12 cm	12 cm	
T. 2	26 cm	26 cm	17 cm	34 cm		T. 2	9 cm	8,5 cm	13 cm	14 cm	
T. 3	28 cm	28 cm	19 cm	38 cm		T. 3	11,5 cm	11 cm	15 cm	16 cm	
Prix / Pièce					Prix / Pièce						
<input type="checkbox"/> T. 1	<b>(37 01 052)</b>	166 €			<input type="checkbox"/> T. 1	<b>(37 01 053)</b>	170 €				
<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(37 02 052)</b>	166 €			<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(37 02 053)</b>	170 €				
<input type="checkbox"/> T. 3	<b>(37 03 052)</b>	166 €			<input type="checkbox"/> T. 3	<b>(37 03 053)</b>	170 €				

**Accessoires**

Fixation universelle pour ceintures ou harnais sans utilisation de pelote (largeur = 27,5 cm)		Gant – pour tous les guidons (en l'absence de mention de quantité : standard = 1 pièce)		Contrôleur de direction – réglable jusqu'au blocage de la direction (y compris direction pour accompagnateur)		Rallonge de potence		
		Largeur avant						
	T. 0	8,5 cm						
	T. 1	10 cm						
	T. 2	12 cm						
T. 3	14 cm							
Prix / Pièce		Prix / Pièce	Quantité	Prix / Pièce		Prix / Pièce		
<input type="checkbox"/> 37 02 055	110 €	<input type="checkbox"/> T. 0 <b>(37 00 054)</b>	70 €	_____	<input type="checkbox"/> T. 1 <b>(37 01 006)</b>	129 €	<input type="checkbox"/> T. 1 <b>(37 01 022)</b>	29 €
		<input type="checkbox"/> T. 1 <b>(37 01 054)</b>	70 €	_____	<input type="checkbox"/> T. 2 <b>(37 03 006)</b>	129 €	<input type="checkbox"/> T. 2 <b>(37 02 022)</b>	29 €
		<input type="checkbox"/> T. 2 <b>(37 02 054)</b>	70 €	_____				
		<input type="checkbox"/> T. 3 <b>(37 03 054)</b>	70 €	_____				

**Guidons**

Guidon Classic – noir (configuration standard, sauf instruction différente)			Guidon touring			Guidon circulaire			Guidon multi-réglable approprié pour 20" à 26"												
	Standard sur	Largeur		Largeur	Profondeur		Largeur	Profondeur		Largeur	Profondeur										
	T. 1	12"										47 cm	T. 1	55 cm	17 cm	T. 1	40 cm	17 cm	T. 1	61,5 cm	16,5 cm
	T. 2	16/12" + 16"										49 cm	T. 2	58 cm	17 cm	T. 2	43 cm	21 cm	T. 2		
	T. 3	20"										52 cm	T. 3			T. 3	48 cm	25 cm	T. 3		
T. 4	24/20" - 26"	58 cm																			
Prix / Pièce			Supplément / Pièce			Supplément / Pièce			Supplément / Pièce												
<input type="checkbox"/> T. 1	<b>(37 01 011)</b>	incl.	<input type="checkbox"/> T. 1	<b>(37 01 012)</b>	111 €	<input type="checkbox"/> T. 1	<b>(37 01 013)</b>	111 €	<input type="checkbox"/> 37 02 014			162 €									
<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(37 02 011)</b>	incl.	<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(37 02 012)</b>	111 €	<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(37 02 013)</b>	111 €													
<input type="checkbox"/> T. 3	<b>(37 03 011)</b>	incl.				<input type="checkbox"/> T. 3	<b>(37 03 013)</b>	111 €													
<input type="checkbox"/> T. 4	<b>(37 04 011)</b>	incl.																			

**Frein sur guidon**

Guidon circulaire avec poignée de frein circulaire			Guidon circulaire frein – la fonction de freinage est actionnée par une simple pression sur le guidon rond				
	Largeur	Profondeur		Largeur	Profondeur		
	T. 1	40 cm		17 cm	T. 1	40 cm	17 cm
	T. 2	43 cm		21 cm	T. 2	43 cm	21 cm
	T. 3	48 cm		25 cm	T. 3	48 cm	25 cm
Supplément / Pièce			Supplément / Pièce				
<input type="checkbox"/> T. 1	<b>(37 01 028)</b>	329 €	<input type="checkbox"/> T. 1	<b>(37 01 031)</b>	329 €		
<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(37 02 028)</b>	329 €	<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(37 02 031)</b>	329 €		
<input type="checkbox"/> T. 3	<b>(37 03 028)</b>	329 €	<input type="checkbox"/> T. 3	<b>(37 03 031)</b>	329 €		

**Barres de poussée**

<b>Barre de poussée</b> réglable en hauteur et amovible, avec anti-torsion intégré	<b>Frein pour accompagnant</b> (en combinaison avec la barre de poussée)	<b>Système de contrôle de direction</b> – y compris contrôleur de direction (en combinaison avec la barre de poussée)																								
Prix / Pièce <input type="checkbox"/> <b>37 00 011</b> 179 €	Prix / Pièce <input type="checkbox"/> <b>37 00 012</b> 119 €	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Prix / Pièce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> pour 12"</td> <td><b>(37 01 010)</b></td> <td>432 €</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> pour 16"/12"</td> <td><b>(37 02 110)</b></td> <td>432 €</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> pour 16"</td> <td><b>(37 02 010)</b></td> <td>432 €</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> pour 20"</td> <td><b>(37 03 010)</b></td> <td>432 €</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> pour 24"/20"</td> <td><b>(37 04 110)</b></td> <td>432 €</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> pour 24"</td> <td><b>(37 04 010)</b></td> <td>432 €</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> pour 26"</td> <td><b>(37 05 010)</b></td> <td>432 €</td> </tr> </tbody> </table>	Prix / Pièce			<input type="checkbox"/> pour 12"	<b>(37 01 010)</b>	432 €	<input type="checkbox"/> pour 16"/12"	<b>(37 02 110)</b>	432 €	<input type="checkbox"/> pour 16"	<b>(37 02 010)</b>	432 €	<input type="checkbox"/> pour 20"	<b>(37 03 010)</b>	432 €	<input type="checkbox"/> pour 24"/20"	<b>(37 04 110)</b>	432 €	<input type="checkbox"/> pour 24"	<b>(37 04 010)</b>	432 €	<input type="checkbox"/> pour 26"	<b>(37 05 010)</b>	432 €
Prix / Pièce																										
<input type="checkbox"/> pour 12"	<b>(37 01 010)</b>	432 €																								
<input type="checkbox"/> pour 16"/12"	<b>(37 02 110)</b>	432 €																								
<input type="checkbox"/> pour 16"	<b>(37 02 010)</b>	432 €																								
<input type="checkbox"/> pour 20"	<b>(37 03 010)</b>	432 €																								
<input type="checkbox"/> pour 24"/20"	<b>(37 04 110)</b>	432 €																								
<input type="checkbox"/> pour 24"	<b>(37 04 010)</b>	432 €																								
<input type="checkbox"/> pour 26"	<b>(37 05 010)</b>	432 €																								

**Supports de pédales**

<b>Support de montage sur pédalier</b> aucun élargissement de l'écart entre les pédales pour 12"-20" ; et un, d'environ 18mm de chaque côté pour 24"+26"	<b>Support de montage sur pédalier</b> – avec léger écartement de la pédale, raccourcissement de 2,5 à 5cm	<b>Pédale pour contractures de genou</b> pour 20" - 26"
Prix / Paire <input type="checkbox"/> pour 12"-20"+16"/12"+24"/20" <b>(37 00 016)</b> 176 € <input type="checkbox"/> pour 24"+26" <b>(37 04 016)</b> 176 €	Prix / Paire <input type="checkbox"/> pour 16"+20"+24"/20" <b>(37 02 015)</b> 91 € <input type="checkbox"/> pour 24"+26" <b>(37 05 015)</b> 91 €	Prix / Pièce <input type="checkbox"/> montage à droite <b>(37 03 015)</b> 377 € <input type="checkbox"/> montage à gauche <b>(37 04 015)</b> 377 €

**Pédales**


<b>Pédale cale-pied</b> avec sangle et contre-poids	<b>Pédale Home Trainer</b>	<b>Support de pieds</b> – réglable en largeur, avec sangles de maintien et fermeture magnétique, poids de compensation inclus																								
Profondeur 13cm	Largeur 12cm	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Largeur avant min</th> <th>Largeur avant max</th> <th>Largeur arrière min</th> <th>Largeur arrière max</th> <th>Longueur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>T. 1</b></td> <td>8,7 cm</td> <td>10,4 cm</td> <td>5,7 cm</td> <td>7,4 cm</td> <td>17,4 cm</td> </tr> <tr> <td><b>T. 2</b></td> <td>9,5 cm</td> <td>12 cm</td> <td>6,7 cm</td> <td>9,2 cm</td> <td>20,1 cm</td> </tr> <tr> <td><b>T. 3</b></td> <td>11,5 cm</td> <td>14 cm</td> <td>8,1 cm</td> <td>10,6 cm</td> <td>23,8 cm</td> </tr> </tbody> </table>		Largeur avant min	Largeur avant max	Largeur arrière min	Largeur arrière max	Longueur	<b>T. 1</b>	8,7 cm	10,4 cm	5,7 cm	7,4 cm	17,4 cm	<b>T. 2</b>	9,5 cm	12 cm	6,7 cm	9,2 cm	20,1 cm	<b>T. 3</b>	11,5 cm	14 cm	8,1 cm	10,6 cm	23,8 cm
	Largeur avant min	Largeur avant max	Largeur arrière min	Largeur arrière max	Longueur																					
<b>T. 1</b>	8,7 cm	10,4 cm	5,7 cm	7,4 cm	17,4 cm																					
<b>T. 2</b>	9,5 cm	12 cm	6,7 cm	9,2 cm	20,1 cm																					
<b>T. 3</b>	11,5 cm	14 cm	8,1 cm	10,6 cm	23,8 cm																					
Supplément / Paire <input type="checkbox"/> <b>37 00 013</b> 91 €	Supplément / Paire <input type="checkbox"/> <b>37 00 014</b> 62 €	Prix / Paire <input type="checkbox"/> T. 1 <b>(37 01 037/M)</b> 213 € <input type="checkbox"/> T. 2 <b>(37 02 037/M)</b> 213 € <input type="checkbox"/> T. 3 <b>(37 03 037/M)</b> 213 €																								

**Supports de pieds avec guide de jambe**

<b>Support de pieds avec guide de jambe</b> – réglable en largeur et avec sangles de maintien et fermeture magnétique								
	Largeur avant min	Largeur avant max	Largeur arrière min	Largeur arrière max	Longueur	Hauteur min guide de jambe	Hauteur max guide de jambe	
<b>T. 1</b>	8,7 cm	10,4 cm	5,7 cm	7,4 cm	17,4 cm	15 cm	18,5 cm	
<b>T. 2</b>	9,5 cm	12 cm	6,7 cm	9,2 cm	20,1 cm	18 cm	22 cm	
<b>T. 3</b>	11,5 cm	14 cm	8,1 cm	10,6 cm	23,8 cm	21 cm	26 cm	
<b>T. 4</b>	11,5 cm	14 cm	8,1 cm	10,6 cm	23,8 cm	28 cm	36 cm	
Prix / Paire								
<input type="checkbox"/> T. 1	<b>(37 01 038)</b>							361 €
<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(37 02 038)</b>							361 €
<input type="checkbox"/> T. 3	<b>(37 03 038)</b>							361 €
<input type="checkbox"/> T. 4	<b>(37 04 038)</b>							361 €

**Supports de pieds avec guide dynamique de jambe**

**Support de pieds avec guide dynamique de jambe**  
réglable en largeur et avec sangles de maintien  
et fermeture magnétique



	Largeur avant min	Largeur avant max	Largeur arrière min	Largeur arrière max	Longueur	Hauteur min guide de jambe	Hauteur max guide de jambe
<b>T. 1</b>	8,7cm	10,4cm	5,7cm	7,4cm	17,4cm	15cm	18,5cm
<b>T. 2</b>	9,5cm	12cm	6,7cm	9,2cm	20,1cm	18cm	22cm
<b>T. 3</b>	12cm	15cm	8,8cm	11,8cm	24cm	20,5cm	25,5cm

Prix / Paire

<input type="checkbox"/> T. 1	<b>(37 01 039)</b>	472 €
<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(37 02 039)</b>	472 €
<input type="checkbox"/> T. 3	<b>(37 03 039)</b>	472 €

**Possibilités de configuration - Éclairages**

	Réf. art	Éclairage	pour	Supplément / Set
	<input type="checkbox"/> <b>37 03 021</b>	Extension d'éclairage – avec dynamo et réflecteurs selon le code de la route allemand (montés sur la roue arrière)	12"	129 €
	<input type="checkbox"/> <b>37 00 021</b>	Mise à niveau d'un système d'éclairage à accumulateur enfichable, réflecteurs inclus	12" – 26"	169 €
	<input type="checkbox"/> <b>37 01 021</b>	Extension d'éclairage avec dynamo à moyeu et réflecteurs – selon le code de la route allemand (incompatible en relation avec une propulsion électrique)	16/12"+ 16"+20"	169 €

**momo motion. - Le tricycle à assistance électrique**

L'assistance par un moteur lors de l'utilisation d'un tricycle est utile et / ou nécessaire pour de nombreux utilisateurs. Le démarrage est souvent un obstacle pour certains utilisateurs à utiliser le tricycle indépendamment. Dans le cas de symptômes tels que les dystrophies, un soutien permanent est obligatoire pour compenser la perte relative de force musculaire.

Afin de rendre les avantages médicaux du tricycle accessibles à tous, nous avons développé **momo motion.**

Vous trouverez la fiche de mesure correspondante pour notre **momo motion.** ainsi que d'autres informations sur les possibilités d'assistance par moteur sur notre page d'accueil à l'adresse suivante **[www.schuchmann.fr/momo-motion](http://www.schuchmann.fr/momo-motion)**.



**Couleurs RAL disponibles sans supplément pour le tricycle momo.**

RAL 1000 Blanc pur White Weiß Bianco Bianco Bianco	RAL 1001 Blanc White Weiß Bianco Bianco	RAL 1002 Blanc cassé White Weiß Bianco Bianco	RAL 1003 Blanc cassé White Weiß Bianco Bianco	RAL 1004 Blanc cassé White Weiß Bianco Bianco	RAL 1028 Blanc cassé White Weiß Bianco Bianco	RAL 1032 Blanc cassé White Weiß Bianco Bianco	RAL 1033 Blanc cassé White Weiß Bianco Bianco	RAL 1034 Blanc cassé White Weiß Bianco Bianco	RAL 1035 Blanc cassé White Weiß Bianco Bianco	RAL 3003 Rouge Red Rot Rosso Rosso	RAL 3004 Rouge Red Rot Rosso Rosso	RAL 3005 Rouge Red Rot Rosso Rosso	RAL 3009 Rouge Red Rot Rosso Rosso	RAL 3011 Rouge Red Rot Rosso Rosso
RAL 1005 Blanc cassé White Weiß Bianco Bianco	RAL 1006 Blanc cassé White Weiß Bianco Bianco	RAL 1007 Blanc cassé White Weiß Bianco Bianco	RAL 1011 Blanc cassé White Weiß Bianco Bianco	RAL 1013 Blanc cassé White Weiß Bianco Bianco	RAL 1036 Blanc cassé White Weiß Bianco Bianco	RAL 1037 Blanc cassé White Weiß Bianco Bianco	RAL 2000 Orange Orange Orange Arancio Arancio	RAL 2001 Orange Orange Orange Arancio Arancio	RAL 2002 Orange Orange Orange Arancio Arancio	RAL 3012 Rouge Red Rot Rosso Rosso	RAL 3013 Rouge Red Rot Rosso Rosso	RAL 3014 Rouge Red Rot Rosso Rosso	RAL 3016 Rouge Red Rot Rosso Rosso	RAL 3020 Rouge Red Rot Rosso Rosso
RAL 1014 Blanc cassé White Weiß Bianco Bianco	RAL 1015 Blanc cassé White Weiß Bianco Bianco	RAL 1016 Blanc cassé White Weiß Bianco Bianco	RAL 1017 Blanc cassé White Weiß Bianco Bianco	RAL 1018 Blanc cassé White Weiß Bianco Bianco	RAL 2003 Orange Orange Orange Arancio Arancio	RAL 2004 Orange Orange Orange Arancio Arancio	RAL 2008 Orange Orange Orange Arancio Arancio	RAL 2009 Orange Orange Orange Arancio Arancio	RAL 2010 Orange Orange Orange Arancio Arancio	RAL 3031 Rouge Red Rot Rosso Rosso	RAL 3032 Rouge Red Rot Rosso Rosso	RAL 4002 Rouge Red Rot Rosso Rosso	RAL 4003 Rouge Red Rot Rosso Rosso	RAL 4004 Rouge Red Rot Rosso Rosso
RAL 1019 Blanc cassé White Weiß Bianco Bianco	RAL 1020 Blanc cassé White Weiß Bianco Bianco	RAL 1021 Blanc cassé White Weiß Bianco Bianco	RAL 1023 Blanc cassé White Weiß Bianco Bianco	RAL 1024 Blanc cassé White Weiß Bianco Bianco	RAL 2011 Orange Orange Orange Arancio Arancio	RAL 2012 Orange Orange Orange Arancio Arancio	RAL 3000 Rouge Red Rot Rosso Rosso	RAL 3001 Rouge Red Rot Rosso Rosso	RAL 3002 Rouge Red Rot Rosso Rosso	RAL 4005 Rouge Red Rot Rosso Rosso	RAL 4006 Rouge Red Rot Rosso Rosso	RAL 4007 Rouge Red Rot Rosso Rosso	RAL 4009 Rouge Red Rot Rosso Rosso	RAL 4010 Rouge Red Rot Rosso Rosso
RAL 5000 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 5001 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 5002 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 5003 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 5004 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 5022 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 5024 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 5025 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 5026 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 6001 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 6020 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 6021 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 6024 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 6025 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 6026 Vert Green Grün Verde Verde
RAL 5005 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 5007 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 5008 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 5009 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 5010 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 6002 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 6003 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 6004 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 6005 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 6008 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 6027 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 6029 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 6032 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 6033 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 6034 Vert Green Grün Verde Verde
RAL 5011 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 5012 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 5013 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 5014 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 5015 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 6009 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 6010 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 6011 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 6012 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 6013 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 6036 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 7000 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 7001 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 7004 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 7005 Vert Green Grün Verde Verde
RAL 5017 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 5018 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 5019 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 5020 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 5021 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 6014 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 6016 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 6017 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 6018 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 6019 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 7006 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 7009 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 7011 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 7012 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 7015 Vert Green Grün Verde Verde
RAL 7016 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 7021 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 7022 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 7023 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 7024 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 7046 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 7047 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 7048 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 8001 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 8002 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 9005 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 9006 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 9007 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 9010 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 9011 Vert Green Grün Verde Verde
RAL 7026 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 7030 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 7031 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 7032 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 7033 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 8003 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 8004 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 8007 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 8011 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 8012 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 9016 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 9018 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 9022 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 9023 Vert Green Grün Verde Verde	
RAL 7035 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 7036 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 7037 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 7038 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 7039 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 8016 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 8017 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 8019 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 8022 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 8023 Vert Green Grün Verde Verde					
RAL 7040 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 7042 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 7043 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 7044 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 7045 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 8029 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 9001 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 9002 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 9003 Vert Green Grün Verde Verde	RAL 9004 Vert Green Grün Verde Verde					

**Important : ce nancier RAL est proposé à titre d'information, les couleurs ou leurs nuances peuvent être légèrement différentes.**

nouveau

maintenant plus  
pratique grâce  
au velcro et  
à la fermeture  
magnétique



## Supports de pieds.

Peuvent être sélectionnés comme accessoires **momo tricycle.** (page 60), **momo motion.** (page 70), **madita.** (page 8) et **madita-fun.** (page 14).

**Adresse de facturation :****Adresse de livraison :**  voir adresse de facturation

 **Commande**
 **Devis**

N° client : \_\_\_\_\_

Client : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

**Commission :****L'attelage tandem parent-enfant futé.**

- Adapté à tous les tricycles Schuchmann avec roue libre et/ou avec commutateur (incompatible avec les tricycles à propulsion électrique)
- Pour tous les vélos pour adultes 26" et 28" avec ou sans suspension arrière avec fixation de la roue par attache rapide
- Les vélos équipés d'un axe plein ou de moyeux à vitesses internes intégrées peuvent être préparés avec des adaptateurs disponibles en option
- Les sièges pour enfants, porte-bagages et sacoches sont compatibles
- Couplage et découplage du tricycle en quelques secondes
- Y compris écrous spéciaux pour axes

• Prix public HT

• TVA: 5,5%


**Dimensions**

	T. 1	T. 2	T. 3
Taille requise du vélo tractant	26"-28"	26"-28"	26"-28"
Taille max du tricycle	12" (convient aussi pour 16" + 20")	16"+20"	24"+26"
Poids tracté max	40 kg	60 kg	80 kg
Poids	5,1kg	5,1kg	8,7kg

Modèles de base		
follow-me momo. T. 1 pour 12"	follow-me momo. T. 2 pour 16/12"+16"+20"	follow-me momo. T. 3 pour 24/20"+24"+26"
	Prix / Pièce	Prix / Pièce
<input type="checkbox"/> 39 00 100	548 €	<input type="checkbox"/> 39 01 100
		Prix / Pièce
		<input type="checkbox"/> 39 02 100
		759 €

Adaptateurs				
Axe arrière à serrage rapide avec une largeur extérieure maximale du cadre de <b>150 mm.</b>	Axe arrière à serrage rapide avec une largeur extérieure maximale du cadre de <b>150 mm à 175 mm.</b>	Axe arrière à écrou. Composition: Adaptateurs écrous : M10 x 1 3/8" Références: 121.011 121.012	Axe arrière avec <b>clickbox.</b>	Axe arrière avec <b>axe traversant.</b>
				
ⓘ L'un de ces adaptateurs est inclus. Chaque adaptateur supplémentaire sera facturé € 88 / set.				
Prix / Set	Prix / Set	Prix / Set	Prix / Set	Prix / Set
<input type="checkbox"/> 39 01 101	incl.	<input type="checkbox"/> 39 02 101	incl.	<input type="checkbox"/> 39 01 102
		incl.		incl.
			<input type="checkbox"/> 39 01 103	incl.
				<input type="checkbox"/> 39 01 104 sur demande

Accessoires	
<b>Système d'attache</b> – pour porte-bagage avec éclairage Top-Light (incl. dans taille 3) 	<b>Préparation au montage du follow me momo.</b> réglage du <b>follow-me momo.</b> à la taille des roues du tricycle (par la maison Schuchmann)
Prix / Pièce	Prix net
<input type="checkbox"/> 39 01 109	25 €
<input type="checkbox"/> 39 01 110	36 €

Note	
<b>Vélo adulte tractant avec moteur arrière</b> – est le vélo adulte sur lequel est monté le <b>follow-me momo.</b> Il faut un adaptateur différent comme décrit ci-dessus. S'il vous plaît contactez-nous nous travaillerons avec vous pour développer une solution.	<b>momo motion. à assistance électrique couplé avec avec le follow-me momo.</b> En règle générale, nous ne recommandons pas l'utilisation d'un <b>follow-me momo.</b> avec <b>momo motion.</b> Cela peut entraîner des situations dangereuses en raison du soutien fourni par l'entraînement électrique. Veuillez nous contacter si vous avez toujours besoin de cette combinaison. Nous essaierons volontiers de trouver une solution avec vous.
ⓘ Si le câble d'un moteur arrière passe par l'axe, la compatibilité avec le <b>follow-me momo.</b> n'est pas assurée.	

**Adresse de facturation :****Adresse de livraison :** voir adresse de facturation **Commande** **Devis**

N° client : \_\_\_\_\_

Client : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

**Commission :****Le tricycle thérapeutique avec assistance électrique.**

- Avec motorisation Heinzmann Direct Power (36V, 250 W, couple 60 Nm)
- Cadre en aluminium avec garde au sol extra-basse
- Frein de parking séparé
- Potence à inclinaison réglable
- Ressort de direction pour stabiliser le tout-droit
- Système d'éclairage selon la loi allemande (StVZO), alimenté par la batterie haute capacité lithium-ion (14,25Ah)
- Garde-boues sur roues arrières et avant
- Panier inclu


**Prix public HT****TVA: 5,5% sur tricycle et accessoires****Code LPPR Schuchmann :**

- 9277520 Tricycle à propulsion podale (631,17€ TTC)

nouveau

dans les tailles  
**24/20"**

Dimensions						
		16"	20"	24"	26"	26" (XL)
<b>A*</b>	Distances pédale – selle (min – max)	42 – 62 cm	49 – 71 cm	55 – 77 cm	65 – 87 cm	72 – 94 cm
<b>A**</b>	Distances pédale – selle (min – max)	45 – 60 cm	52 – 67 cm	58 – 81 cm	68 – 91 cm	75 – 98 cm
<b>B</b>	Distance tube de selle – potence	39 cm	45 cm	52 cm	58 cm	58 cm
<b>C</b>	Distance entre axes des roues	80 cm	91 cm	104 cm	112 cm	112 cm
<b>D</b>	Distance sol – cadre	18 cm	20 cm	22 cm	23 cm	23 cm
<b>E</b>	Longueur totale	120 cm	140 cm	165 cm	178 cm	178 cm
	Largeur totale	65 cm	69 cm	75 cm	75 cm	75 cm
	Charge max	60 kg	80 kg	100 kg	120 kg	120 kg
	Poids	24,5 kg	27 kg	29,5 kg	31,5 kg	31,7 kg



\* Dimension avec tige de selle standard / \*\* Dimension avec tige de selle T

Modèles de base					
momo motion. 16"	momo motion. 20"	momo motion. 24/20"	momo motion. 24"	momo motion. 26"	momo motion. 26" (XL)
Prix / Pièce					
<input type="checkbox"/> 36 02 000 4.350 €	<input type="checkbox"/> 36 03 000 4.470 €	<input type="checkbox"/> 36 04 100 4.565 €	<input type="checkbox"/> 36 04 000 4.565 €	<input type="checkbox"/> 36 05 000 4.695 €	<input type="checkbox"/> 36 06 000 4.865 €

Couleurs de cadres		
<b>Choix des couleurs pour 16" + 20"</b> 	<b>Choix des couleurs pour 24/20" + 24" + 26" + 26" XL</b> 	<b>Choix des couleurs pour toutes Tailles Merci de demander la palette des couleurs</b> RAL: _____
Prix	Prix	Prix
<input type="checkbox"/> Jaune melon <b>(92 00 006)</b> <input type="checkbox"/> Bleu marine <b>(92 00 008)</b> <input type="checkbox"/> Blanc pur <b>(92 00 100)</b>	incl. incl. incl.	<input type="checkbox"/> Anthracite <b>(92 00 014)</b> <input type="checkbox"/> Blanc pur <b>(92 00 100)</b> incl. incl.
		<input type="checkbox"/> Couleur spéciale incl.

## Assistanes électriques

**Assistance électrique DirectPower de Heinzmann**

Le **momo motion.** est équipé de l'assistance électrique DirectPower de Heinzmann. Nous vous proposons ainsi une transmission directe sans usure et silencieuse. Le moteur est conçu sans balais et sans engrenage. Cela minimise les frais d'entretien et l'usure ; il n'y a plus de bruits de moteur. Le système à récupération se recharge automatiquement sur les routes montagneuses et lors du freinage. Ainsi, la distance peut être augmentée de 15 %. La force de l'utilisateur est mesurée par un capteur d'effort intégré dans le pédalier et l'assistance assurée par la motorisation électrique est adaptée en conséquence.

Parmi les configurations suivantes, sélectionnez l'assistance électrique appropriée pour le momo motion. Vous pouvez alors choisir si l'assistance doit être équipée **ou non d'une aide au démarrage**. De plus, vous pouvez également choisir entre une **version Débutant** et une **version Confirmé**. La différence réside dans le **comportement au démarrage** et dans la **vitesse finale** des différents modes **Eco**, **Standard** et **Power** pouvant être sélectionnés sur l'écran.

## Configurations de l'assistance électrique

**Assistance électrique DirectPower de Heinzmann – sans aide au démarrage**

Pour taille	Version	Comportement au démarrage / Vitesse finale			Prix / Pièce
		Eco	Standard	Power	
16"	<input type="checkbox"/> Débutant <b>(36 02 070)</b>	modéré / 4 km/h	intermédiaire / 4 km/h	puissant / 6 km/h	incl.
	<input type="checkbox"/> Confirmé <b>(36 02 071)</b>	intermédiaire / 6 km/h	puissant / 8 km/h	puissant / 10 km/h	incl.
20"	<input type="checkbox"/> Débutant <b>(36 03 070)</b>	modéré / 4 km/h	intermédiaire / 4 km/h	puissant / 6 km/h	incl.
	<input type="checkbox"/> Confirmé <b>(36 03 071)</b>	intermédiaire / 6 km/h	puissant / 8 km/h	puissant / 12 km/h	incl.
24" & 24/20"	<input type="checkbox"/> Débutant <b>(36 04 070)</b>	modéré / 6 km/h	intermédiaire / 8 km/h	puissant / 12 km/h	incl.
	<input type="checkbox"/> Confirmé <b>(36 04 071)</b>	modéré / 10 km/h	intermédiaire / 15 km/h	puissant / 20 km/h	incl.
26"	<input type="checkbox"/> Débutant <b>(36 05 070)</b>	modéré / 6 km/h	intermédiaire / 8 km/h	puissant / 12 km/h	incl.
	<input type="checkbox"/> Confirmé <b>(36 05 071)</b>	modéré / 10 km/h	intermédiaire / 15 km/h	puissant / 20 km/h	incl.

## Configurations de l'assistance électrique

**Assistance DirectPower de Heinzmann – avec aide au démarrage**

Sélectionnez si l'aide au démarrage doit être activée en appuyant sur un bouton (**illustr. 1**) ou au moyen d'une poignée rotative (**illustr. 2**)



pour taille	Version	Aide au démarrage	Comportement au démarrage / Vitesse finale			Supplément / Pièce
			Eco	Standard	Power	
16"	<input type="checkbox"/> Débutant avec poignée rotative <b>(36 02 072)</b>	4 km/h	modéré / 4 km/h	intermédiaire / 4 km/h	puissant / 6 km/h	117 €
	<input type="checkbox"/> Débutant avec bouton <b>(36 02 073)</b>					117 €
	<input type="checkbox"/> Confirmé avec poignée rotative <b>(36 02 074)</b>	6 km/h	intermédiaire / 6 km/h	puissant / 8 km/h	puissant / 10 km/h	117 €
	<input type="checkbox"/> Confirmé avec bouton <b>(36 02 075)</b>					117 €
20"	<input type="checkbox"/> Débutant avec poignée rotative <b>(36 03 072)</b>	4 km/h	modéré / 4 km/h	intermédiaire / 4 km/h	puissant / 6 km/h	117 €
	<input type="checkbox"/> Débutant avec bouton <b>(36 03 073)</b>					117 €
	<input type="checkbox"/> Confirmé avec poignée rotative <b>(36 03 074)</b>	6 km/h	intermédiaire / 6 km/h	puissant / 8 km/h	puissant / 12 km/h	117 €
	<input type="checkbox"/> Confirmé avec bouton <b>(36 03 075)</b>					117 €
24" & 24/20"	<input type="checkbox"/> Débutant avec poignée rotative <b>(36 04 072)</b>	6 km/h	modéré / 6 km/h	intermédiaire / 8 km/h	puissant / 12 km/h	117 €
	<input type="checkbox"/> Débutant avec bouton <b>(36 04 073)</b>					117 €
	<input type="checkbox"/> Confirmé avec poignée rotative <b>(36 04 074)</b>	6 km/h	modéré / 10 km/h	intermédiaire / 15 km/h	puissant / 20 km/h	117 €
	<input type="checkbox"/> Confirmé avec bouton <b>(36 04 075)</b>					117 €
26"	<input type="checkbox"/> Débutant avec poignée rotative <b>(36 05 072)</b>	6 km/h	modéré / 6 km/h	intermédiaire / 8 km/h	puissant / 12 km/h	117 €
	<input type="checkbox"/> Débutant avec bouton <b>(36 05 073)</b>					117 €
	<input type="checkbox"/> Confirmé avec poignée rotative <b>(36 05 074)</b>	6 km/h	modéré / 10 km/h	intermédiaire / 15 km/h	puissant / 20 km/h	117 €
	<input type="checkbox"/> Confirmé avec bouton <b>(36 05 075)</b>					117 €

**Possibilités de configuration - Propulsions**

 	N° d'art.	Propulsion	Supplément / Pièce
	<input type="checkbox"/> 3600001	Roue libre (avec frein de retour arrière)	incl.
	<input type="checkbox"/> 3601001	Roue libre 3 vitesses (avec frein de retour arrière)	226 €
	<input type="checkbox"/> 3602001	Roue libre 3 vitesses avec option de recul	379 €
	<input type="checkbox"/> 3603001	Roue libre 7 vitesses (avec frein de retour arrière)	429 €
<input type="checkbox"/> 3604001	Roue libre 7 vitesses avec freins à rouleaux (sans frein de retour arrière)	540 €	

**Selles**


Selle standard (configuration standard, sauf instruction différente)		Selle gel			Selle anatomique						
	Largeur	Longueur		Largeur arrière	Largeur avant	Longueur		Largeur arrière	Largeur avant	Longueur arrière	Longueur totale
T. 1	15 cm	21 cm	T. 1	19 cm	4 cm	24 cm	T. 1	20,5 cm	4 cm	9,5 cm	14,5 cm
T. 2	15 cm	24 cm	T. 2	24 cm	7 cm	27 cm	T. 2	24 cm	4 cm	9,5 cm	14,5 cm
T. 3	18 cm	26 cm									
Prix / Pièce			Supplément / Pièce			Supplément / Pièce					
<input type="checkbox"/> T. 1	<b>(3701001)</b>	incl.	<input type="checkbox"/> T. 1	<b>(3701024)</b>		57 €	<input type="checkbox"/> T. 1	<b>(3701003)</b>			216 €
<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(3702001)</b>	incl.	<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(3702024)</b>		57 €	<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(3702003)</b>			216 €
<input type="checkbox"/> T. 3	<b>(3703001)</b>	incl.									

**Selles**
**Tiges de selle**

Selle Banane (Attention : la longueur min de l'entrejambe est augmentée de 2 cm)				Selle Mofa (Attention : la longueur min de l'entrejambe est augmentée de 2 cm)				Tige de selle standard (configuration standard, sauf instruction différente)		Tige de selle en T – pour le réglage horizontal de la selle							
Largeur arrière	Largeur centrale	Largeur avant	Longueur	Largeur arrière	Largeur avant	Longueur arrière	Longueur totale		pour		pour						
11 cm	6 cm	8 cm	25 cm	26 cm	9,5 cm	12 cm	25 cm	T. 2	16"	T. 2	16"+20"						
								T. 3	20"-26"	T. 3	24"+24"/20"+26"						
Supplément / Pièce				Supplément / Pièce				Prix / Pièce		Supplément / Pièce							
<input type="checkbox"/> 3700010				106 €				<input type="checkbox"/> 3700023		158 €		<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(3702004)</b>	incl.	<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(3702005)</b>	83 €
												<input type="checkbox"/> T. 3	<b>(3703004)</b>	incl.	<input type="checkbox"/> T. 3	<b>(3703005)</b>	83 €

**Cintres**
**Cintre avec fixation** – utilisable seulement avec la tige de selle T

	Hauteur max*	Profondeur
T. 1	20 cm	12 cm
T. 2	30 cm	12 cm
T. 3	37 cm	12 cm
T. 4	53 cm	12 cm
sur mesure	____ cm (max. 85 cm)	____ cm (max. 30 cm)



\* Hauteur max.: mesurée de la selle standard jusqu'au bord supérieur de la pelote respective

		Prix / Set
<input type="checkbox"/> T. 1	<b>(37 01 007)</b>	129 €
<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(37 02 007)</b>	129 €
<input type="checkbox"/> T. 3	<b>(37 03 007)</b>	129 €
<input type="checkbox"/> T. 4	<b>(37 04 007)</b>	129 €
<input type="checkbox"/> sur mesure	<b>(37 09 007)</b>	272 €

**Appui-tête**
**Appui-tête** – utilisable uniquement en relation avec un cintre

	Largeur	Hauteur
T. 1	20 cm	15 cm
T. 2	23 cm	18 cm



		Prix / Pièce
<input type="checkbox"/> T. 1	<b>(37 01 029)</b>	343 €
<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(37 02 029)</b>	343 €

**Appuis dorsaux**
**Pelote dorsale dynamique**  
rembourrée avec ceinture et support (utilisable uniquement en relation avec un cintre)


	Largeur
T. 1	20 - 30 cm
T. 2	25 - 35 cm
T. 3	30 - 40 cm

**Pelote dorsale à largeur réglable**  
rembourrée, avec fixation (utilisable uniquement en relation avec un cintre)


	Largeur
T. 1	20 - 28 cm
T. 2	25 - 33 cm
T. 3	30 - 36 cm

**Pelote de bassin dynamique**  
rembourrée, avec sangle et fixation (utilisable uniquement en relation avec un cintre)


	Largeur
T. 1	20 - 30 cm
T. 2	25 - 35 cm
T. 3	30 - 40 cm

**Pelote de bassin réglable en largeur**  
rembourrée, avec fixation (utilisable uniquement en relation avec un cintre)


	Largeur
T. 1	20 - 28 cm
T. 2	25 - 33 cm
T. 3	30 - 36 cm

		Prix / Pièce		Prix / Pièce		Prix / Pièce		Prix / Pièce			
<input type="checkbox"/> T. 1	<b>(37 01 008)</b>	243 €	<input type="checkbox"/> T. 1	<b>(37 01 025)</b>	324 €	<input type="checkbox"/> T. 1	<b>(37 01 009)</b>	243 €	<input type="checkbox"/> T. 1	<b>(37 01 026)</b>	324 €
<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(37 02 008)</b>	243 €	<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(37 02 025)</b>	324 €	<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(37 02 009)</b>	243 €	<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(37 02 026)</b>	324 €
<input type="checkbox"/> T. 3	<b>(37 03 008)</b>	243 €	<input type="checkbox"/> T. 3	<b>(37 03 025)</b>	324 €	<input type="checkbox"/> T. 3	<b>(37 03 009)</b>	243 €	<input type="checkbox"/> T. 3	<b>(37 03 026)</b>	324 €

**Systèmes de sangles**
**Ceinture** – en combinaison avec pelote dorsale réglable en largeur

	Largeur	Longueur
T. 1	5 cm	18,5 cm
T. 2	6,5 cm	25,5 cm
T. 3	7 cm	30,5 cm



		Prix / Pièce
<input type="checkbox"/> T. 1	<b>(37 01 050)</b>	98 €
<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(37 02 050)</b>	98 €
<input type="checkbox"/> T. 3	<b>(37 03 050)</b>	98 €

**Harnais** – en combinaison avec pelote dorsale réglable en largeur y compris fixation universelle

	Largeur intérieur	Largeur totale	Hauteur latérale	Hauteur totale
T. 1	8 cm	25 cm	10 cm	28 cm
T. 2	9 cm	30 cm	12 cm	30 cm
T. 3	12 cm	34 cm	16 cm	35 cm



		Prix / Pièce
<input type="checkbox"/> T. 1	<b>(37 01 051)</b>	243 €
<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(37 02 051)</b>	243 €
<input type="checkbox"/> T. 3	<b>(37 03 051)</b>	243 €

**Systèmes de sangles**

<b>Culotte „T“ de maintien</b> – en combinaison avec support de bassin réglable en largeur					<b>Ceinture 4-points</b> – en combinaison avec support de bassin réglable en largeur						
	Largeur assise	Largeur avant	Longueur assise	Longueur totale		Largeur extérieure	Largeur centrale	Longueur extérieure	Longueur centrale		
<b>T. 1</b>	24 cm	23 cm	15 cm	32 cm		<b>T. 1</b>	7 cm	7 cm	12 cm		
<b>T. 2</b>	26 cm	26 cm	17 cm	34 cm		<b>T. 2</b>	9 cm	8,5 cm	13 cm		
<b>T. 3</b>	28 cm	28 cm	19 cm	38 cm		<b>T. 3</b>	11,5 cm	11 cm	15 cm		
Prix / Pièce					Prix / Pièce						
<input type="checkbox"/> T. 1	<b>(37 01 052)</b>				166 €	<input type="checkbox"/> T. 1	<b>(37 01 053)</b>				170 €
<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(37 02 052)</b>				166 €	<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(37 02 053)</b>				170 €
<input type="checkbox"/> T. 3	<b>(37 03 052)</b>				166 €	<input type="checkbox"/> T. 3	<b>(37 03 053)</b>				170 €


**Accessoires**

<b>Fixation universelle</b> pour ceintures ou harnais sans utilisation de pelote (largeur = 27,5 cm)		<b>Contrôleur de direction</b> – réglable jusqu'au blocage de la direction (incl. dans le système de contrôle de direction)		<b>Rallonge de potenc</b>	
		pour		pour	Longueur
		16"-26"		16"-26"	10 cm
Prix / Pièce		Prix / Pièce		Prix / Pièce	
<input type="checkbox"/> <b>37 02 055</b>	110 €	<input type="checkbox"/> <b>37 03 006</b>	129 €	<input type="checkbox"/> <b>37 02 022</b>	29 €

**Guidons**

<b>Guidon Classic</b> – noir (configuration standard, sauf instruction différente)			<b>Guidon touring</b>			<b>Guidon circulaire</b>			<b>Guidon multi-réglable</b> approprié pour 20" à 26"			
	Standard pour	Largeur		Largeur	Profondeur		Largeur	Profondeur		Largeur	Profondeur	
<b>T. 2</b>	16"	49 cm			<b>T. 1</b>	55 cm	17 cm			<b>T. 1</b>	61,5 cm	16,5 cm
<b>T. 3</b>	20"	52 cm		<b>T. 2</b>	58 cm	17 cm	<b>T. 2</b>	43 cm	21 cm			
<b>T. 4</b>	24/20" - 26"	58 cm					<b>T. 3</b>	48 cm	25 cm			
Prix / Pièce			Supplément / Pièce			Supplément / Pièce			Supplément / Pièce			
<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(37 02 011)</b>	incl.	<input type="checkbox"/> T. 1	<b>(37 01 012)</b>	111 €	<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(37 02 013)</b>	111 €	<input type="checkbox"/> <b>37 02 014</b> 162 €			
<input type="checkbox"/> T. 3	<b>(37 03 011)</b>	incl.	<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(37 02 012)</b>	111 €	<input type="checkbox"/> T. 3	<b>(37 03 013)</b>	111 €				
<input type="checkbox"/> T. 4	<b>(37 04 011)</b>	incl.										

**Accessoires**

<b>Barre de poussée</b> réglable en hauteur et amovible, avec anti-torsion intégrée		<b>Frein pour accompagnateur</b> incl. arrêt du moteur et le montage d'un frein à disque sur la roue avant (utilisation possible uniquement avec la barre de poussée)	
			
Prix / Pièce		Prix / Pièce	
<input type="checkbox"/> pour toutes les tailles	<b>(36 00 012)</b> 179 €	<input type="checkbox"/> <b>36 07 012</b>	473 €

**Manivelles**

<b>Raccourcisseur de manivelle réglables en continu pour l'adaptation de l'amplitude de la pédale</b> aucun élargissement de l'écart entre les pédales pour 12"-20"; et un, d'environ 18mm de chaque côté pour 24"+26" 	<b>Raccourcisseur de manivelle – élargissement</b> minimum de l'écart entre les pédales, raccourcissement de 2,5 ou 5 cm 	<b>Manivelle spéciale contracture du genou</b> pour 20" - 26" 
Prix / Paire	Prix / Paire	Prix / Pièce
<input type="checkbox"/> pour 16"+20"+24/20" <b>(37 00 016)</b> 176 € <input type="checkbox"/> pour 24"+26" <b>(37 04 016)</b> 176 €	<input type="checkbox"/> pour 16"+20"+24/20" <b>(37 02 015)</b> 91 € <input type="checkbox"/> pour 24"+26" <b>(37 05 015)</b> 91 €	<input type="checkbox"/> montage à droite <b>(37 03 015)</b> 377 € <input type="checkbox"/> montage à gauche <b>(37 04 015)</b> 377 €


**Pédales**
**Supports de pieds**

<b>Pédale cale-pieds</b> avec sangles et contre-poids 	<b>Pédale hometrainer</b> avec contre-poids 	<b>Support de pieds – réglables en largeur,</b> avec sangles de positionnement, poids de compensation inclus 
Profondeur	Largeur	
13 cm	12 cm	
Supplément / Paire	Supplément / Paire	Prix / Paire
<input type="checkbox"/> <b>37 00 013</b> 91 €	<input type="checkbox"/> <b>37 00 014</b> 62 €	<input type="checkbox"/> T. 1 <b>(37 01 037/M)</b> 213 € <input type="checkbox"/> T. 2 <b>(37 02 037/M)</b> 213 € <input type="checkbox"/> T. 3 <b>(37 03 037/M)</b> 213 €

**Supports de pieds avec guide de jambe**

<b>Support de pieds avec guide de jambe – réglables en largeur et avec sangles de positionnement et fermeture magnétique</b>								
	<b>Largeur avant min</b>	<b>Largeur avant max</b>	<b>Largeur arrière min</b>	<b>Largeur arrière max</b>	<b>Longueur</b>	<b>Hauteur min guide de jambe</b>	<b>Hauteur max guide de jambe</b>	
<b>T. 1</b>	8,7 cm	10,4 cm	5,7 cm	7,4 cm	17,4 cm	15 cm	18,5 cm	
<b>T. 2</b>	9,5 cm	12 cm	6,7 cm	9,2 cm	20,1 cm	18 cm	22 cm	
<b>T. 3</b>	11,5 cm	14 cm	8,1 cm	10,6 cm	23,8 cm	21 cm	26 cm	
<b>T. 4</b>	11,5 cm	14 cm	8,1 cm	10,6 cm	23,8 cm	28 cm	36 cm	
	Prix / Paire							
<input type="checkbox"/> T. 1 <b>(37 01 038)</b>	361 €							
<input type="checkbox"/> T. 2 <b>(37 02 038)</b>	361 €							
<input type="checkbox"/> T. 3 <b>(37 03 038)</b>	361 €							
<input type="checkbox"/> T. 4 <b>(37 04 038)</b>	361 €							

**Supports de pieds avec guide dynamique de jambe**

<b>Support de pieds avec guide dynamique de jambe</b> réglables en largeur et avec sangles de positionnement et fermeture magnétique								
	<b>Largeur avant min</b>	<b>Largeur avant max</b>	<b>Largeur arrière min</b>	<b>Largeur arrière max</b>	<b>Longueur</b>	<b>Hauteur min guide de jambe</b>	<b>Hauteur min guide de jambe</b>	
<b>T. 1</b>	8,7 cm	10,4 cm	5,7 cm	7,4 cm	17,4 cm	15 cm	18,5 cm	
<b>T. 2</b>	9,5 cm	12 cm	6,7 cm	9,2 cm	20,1 cm	18 cm	22 cm	
<b>T. 3</b>	12 cm	15 cm	8,8 cm	11,8 cm	24 cm	20,5 cm	25,5 cm	
	Prix / Paire							
<input type="checkbox"/> T. 1 <b>(37 01 039)</b>	472 €							
<input type="checkbox"/> T. 2 <b>(37 02 039)</b>	472 €							
<input type="checkbox"/> T. 3 <b>(37 03 039)</b>	472 €							

nouveau



## dynamic pacer.

### Le cadre de marche dynamique.

Parfois, moins c'est plus. Même sans équipement complet, le **dynamic pacer** apporte déjà un soutien optimal pour marcher, courir ou s'amuser. Par exemple en version light équipée uniquement des nouvelles poignées, du nouveau système de poitrine et le MPS.

Plus d'informations à partir de la page 54.

**Adresse de facturation :****Adresse de livraison :**
 voir adresse de facturation

 **Commande**
 **Devis**

N° client : \_\_\_\_\_

Client : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

**Commission :****La chaise de douche et de toilette confortable.**

- Coque d'assise anatomique en PE, couleur bleue
- Châssis en acier inoxydable
- Réglage de l'angle d'assise par vérin à gaz 130 N (T. 0), 200 N (T. 1-3) et 2x 30 N (T. 4)
- Réglage mécanique de la hauteur
- 4 roulettes doubles (100 mm) avec freins


• **Prix public HT**• **TVA: 5.5 % sur chaise et accessoires**• **Code LPPR Schuchmann :**

- 6210075\* Chaise percée avec pot (102,62€ TTC)

\* Le code LPPR est donné à titre indicatif

**Dimensions**

		T.0	T.1	T.2	T.3	T.4
<b>A</b>	Largeur assise (arrière)	26 cm	31 cm	36 cm	41 cm	46 cm
<b>B</b>	Profondeur assise	31 cm	36 cm	41 cm	46 cm	48 cm
<b>C</b>	Largeur de la coquille (avant)	31 cm	36 cm	41 cm	46 cm	51 cm
<b>D</b>	Hauteur du dossier	49 cm	51 cm	56 cm	61 cm	65 cm
<b>E</b>	Inclinaison assise	(-)5° - 30°	(-)5° - 30°	(-)5° - 30°	(-)5° - 30°	(-)5° - 30°
<b>F</b>	Hauteur des toilettes	47 - 57 cm	45 - 55 cm	42 - 52 cm	42 - 52 cm	42 - 52 cm
<b>G</b>	Largeur totale	56 cm	61 cm	63 cm	71,5 cm	74 cm
<b>H</b>	Longueur totale	65 cm	65 cm	65 cm	70 cm	70 cm
<b>I</b>	Longueur max. des mollets	38 cm	38 cm	48 cm	48 cm	48 cm
<b>J</b>	Distance ouverture avant pot - arrière châssis	47 cm	49 cm	51 cm	54 cm	57 cm
<b>K</b>	Largeur ouverture avant	10 cm				
<b>L</b>	Largeur ouverture arrière	12 cm	12 cm	13,5 cm	13,5 cm	13,5 cm
<b>M*</b>	Largeur grande ouverture arrière	-	-	18,5 cm	18,5 cm	18,5 cm
	Charge max	60 kg	80 kg	100 kg	100 kg	150 kg
	Poids	28 kg	30 kg	33 kg	35 kg	38 kg



\* s'applique uniquement aux tailles 2b, 3b et 4 b

Modèles de base				
boris. T. 0	boris. T. 1	boris. T. 2	boris. T. 3	boris. T. 4
Prix / Pièce	Prix / Pièce	Prix / Pièce	Prix / Pièce	Prix / Pièce
<input type="checkbox"/> 52 00 100/A 2.540 €	<input type="checkbox"/> 52 01 100/A 2.565 €	<input type="checkbox"/> T. 2a (52 02 100/A) 2.565 € <input type="checkbox"/> T. 2b (52 02 200/A) 2.640 €	<input type="checkbox"/> T. 3a (52 03 100/A) 2.640 € <input type="checkbox"/> T. 3b (52 03 200/A) 2.715 €	<input type="checkbox"/> T. 4a (52 04 100/A) 2.955 € <input type="checkbox"/> T. 4b (52 04 200/A) 3.040 €

Accessoires			
<b>PU-Appui-tête</b> – bleu, réglable en hauteur et en profondeur avec support en acier inoxydable 	<b>Rembourrage PU</b> – deux parties pour l'ouverture a 	<b>Rembourrage PU</b> – deux parties pour l'ouverture b 	<b>Table</b> – avec rembourrage et fixation 
Prix / Pièce	Prix / Pièce		Prix / Pièce
<input type="checkbox"/> 52 00 001 259 €	<input type="checkbox"/> pour T. 0 (52 00 101) 367 € <input type="checkbox"/> pour T. 1 (52 01 101) 367 € <input type="checkbox"/> pour T. 2a (52 02 101) 367 € <input type="checkbox"/> pour T. 3a (52 03 101) 367 € <input type="checkbox"/> pour T. 4a (52 04 101) 367 €	<input type="checkbox"/> pour T. 2b (52 02 201) 411 € <input type="checkbox"/> pour T. 3b (52 03 201) 411 € <input type="checkbox"/> pour T. 4b (52 04 201) 411 €	<input type="checkbox"/> pour T. 0 (52 00 012) 417 € <input type="checkbox"/> pour T. 1 (52 01 002) 417 € <input type="checkbox"/> pour T. 2 (52 02 002) 417 € <input type="checkbox"/> pour T. 3 (52 03 002) 417 € <input type="checkbox"/> pour T. 4 (52 04 002) 417 €

Accessoires																								
<b>Pot</b> – avec couvercle et fixation 	<b>Bloc d'abduction</b> – avec anti-projections (Remarque : un montage ultérieur pour la taille 4 nécessite un retour en usine) 	<b>Repose-pieds</b> – escamotable, réglable en hauteur et en angle 	<b>Repose mollets PU</b> – réglable en hauteur (utilisable uniquement avec repose pieds) 																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Largeur</th> <th>Hauteur depuis l'assise</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pour T. 0+1</td> <td>7 cm</td> <td>14 cm</td> </tr> <tr> <td>pour T. 2-4</td> <td>8 cm</td> <td>17,5 cm</td> </tr> </tbody> </table>		Largeur	Hauteur depuis l'assise	pour T. 0+1	7 cm	14 cm	pour T. 2-4	8 cm	17,5 cm	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Longueur des mollets réglable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pour T. 0+1</td> <td>30 - 38 cm</td> </tr> <tr> <td>pour T. 2-4</td> <td>35 - 48 cm</td> </tr> </tbody> </table>		Longueur des mollets réglable	pour T. 0+1	30 - 38 cm	pour T. 2-4	35 - 48 cm	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Hauteur</th> <th>Largeur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>15 cm</td> <td>38 cm</td> </tr> </tbody> </table>		Hauteur	Largeur		15 cm	38 cm
	Largeur	Hauteur depuis l'assise																						
pour T. 0+1	7 cm	14 cm																						
pour T. 2-4	8 cm	17,5 cm																						
	Longueur des mollets réglable																							
pour T. 0+1	30 - 38 cm																							
pour T. 2-4	35 - 48 cm																							
	Hauteur	Largeur																						
	15 cm	38 cm																						
Prix / Set	Prix / Pièce		Prix / Pièce																					
<input type="checkbox"/> pour T. 0+1+3 (52 00 102) 188 € <input type="checkbox"/> pour T. 2+4 (52 02 102) 188 €	<input type="checkbox"/> pour T. 0+1 (52 01 103/F) 201 € <input type="checkbox"/> pour T. 2+4 (52 02 103/F) 201 € <input type="checkbox"/> pour T. 3 (52 03 103/F) 201 €	<input type="checkbox"/> pour T. 0+1 (52 01 004) 360 € <input type="checkbox"/> pour T. 2-4 (52 02 004) 360 €	<input type="checkbox"/> 52 01 009 227 €																					

Accessoires		Fixations pour harnais		
<b>Harnais</b> – de tissu intercalaire, avec fixation, couleur: bleu 	<b>Ceinture de bassin</b> – de tissu intercalaire, couleur: bleu 	<b>Fixation pour harnais</b> – à utiliser pour des harnais différents de celui proposé 		
Prix / Set	Prix / Pièce		N° d'art.	Utilisation
<input type="checkbox"/> T. 1 (52 01 010) 278 € <input type="checkbox"/> T. 2 (52 02 010) 278 € <input type="checkbox"/> T. 3 (52 03 010) 278 €	<input type="checkbox"/> T. 1 (52 01 011) 117 € <input type="checkbox"/> T. 2 (52 02 011) 117 € <input type="checkbox"/> T. 3 (52 03 011) 117 €	<input type="checkbox"/> 52 01 005 117 € <input type="checkbox"/> 52 01 008 117 €	avec appui-tête	30 cm
			sans appui-tête	30 cm

**Adresse de facturation :**
**Adresse de livraison :**
 voir adresse de facturation

 **Commande**
 **Devis**

N° client : \_\_\_\_\_

Client : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

**Commission :**
**Le siège de douche et de WC.**

- Utilisable directement sur les toilettes, ou avec un châssis comme chaise de douche
- Inclus ceinture de bassin et accoudoirs amovibles
- Profondeur d'assise et angle du dossier réglable

**Prix public HT**
**TVA: 5.5 % sur chaise et accessoires**
**Codes LPPR Schuchmann possibles :**

- 6284748\* Siège de série modulable et évolutif (838,47€ TTC)
  - 6284702\* Châssis à roulettes (140,63€ TTC)
  - 6284719\* Repose-pieds réglable (84,02€ TTC)
  - 6210193\* Tablette amovible (60,31€ TTC)
- Autre code LPPR Schuchmann possible :
- 6210075\* Chaise percée avec pot (102,62€ TTC)

\* Le code LPPR est donné à titre indicatif


**Modèles de base**

	<b>hts. T. 1</b>	<b>hts. T. 2</b>	<b>hts. T. 3</b>
	Prix / Pièce	Prix / Pièce	Prix / Pièce
<input type="checkbox"/> <b>57 01 000</b>	1.070 €	<input type="checkbox"/> <b>57 02 000</b>	1.165 €

**Châssis**

**Châssis mobiles hts.** – incl. repose-pieds et roulettes de 75 mm (avec frein de stationnement), réglable en hauteur, avec réglage de l'angle du siège (-)5° - 25°



**Châssis mobiles hts.** – incl. repose-pieds et roulettes de 75 mm (avec frein de stationnement), réglable en hauteur, avec réglage de l'angle du siège (-)15° - 15°



**Châssis fixe hts.** – réglable en hauteur, incl. repose-pieds



	Prix / Pièce		Prix / Pièce		Prix / Pièce
<input type="checkbox"/> pour T. 1 ( <b>57 01 025</b> )	1.430 €	<input type="checkbox"/> pour T. 1 ( <b>57 01 002</b> )	1.430 €	<input type="checkbox"/> pour T. 1 ( <b>57 01 026</b> )	1.080 €
<input type="checkbox"/> pour T. 2 ( <b>57 02 025</b> )	1.430 €	<input type="checkbox"/> pour T. 2 ( <b>57 02 002</b> )	1.430 €	<input type="checkbox"/> pour T. 2 ( <b>57 02 026</b> )	1.080 €
<input type="checkbox"/> pour T. 3 ( <b>57 03 025</b> )	1.430 €	<input type="checkbox"/> pour T. 3 ( <b>57 03 002</b> )	1.430 €	<input type="checkbox"/> pour T. 3 ( <b>57 03 026</b> )	1.080 €

**Châssis**

**Châssis de transfert et de soins hts.** – en acier inoxydable pulvérisé, incl. repose-pieds, roues 100 mm (avec frein de stationnement), réglable en hauteur. Avec cette châssis pour répondre aux besoins de l'utilisateur et de la personne accompagnante pour faciliter les transferts et les soins. À l'aide de pédales sur chaque côtés, la hauteur est facilement réglée. L'assise peut être aisément inclinée vers l'avant ou vers l'arrière.

	pour T. 1+2	pour T. 3
<b>Largeur</b>	67 cm	71 cm
<b>Longueur</b>	84 cm	87 cm
<b>Angle de l'assise</b>	(-)5° - 25°	(-)5° - 25°
<b>Hauteur assise</b>	51 - 78 cm	51 - 78 cm
<b>Longueur des mollets réglable</b>	27 - 40 cm	40 - 53 cm
	Prix / Pièce	
<input type="checkbox"/> pour T. 1+2 <b>(57 01 030)</b>	2.840 €	
<input type="checkbox"/> pour T. 3 <b>(57 03 030)</b>	3.070 €	


**Châssis**
**Accessoires**

**Châssis bain hts.** – non disponible pour T. 3, utilisable sans repose-pieds

**Barre de fixation** – pour le montage sur les toilettes (configuration standard, si aucune châssis n'a été sélectionnée)

<b>Largeur (en bas / en haut)</b>	41 / 49 cm
<b>Longueur</b>	58 cm
<b>Hauteur (avant)</b>	25 cm
	Prix / Pièce
<input type="checkbox"/> pour T. 1+2 <b>(57 01 003)</b>	390 €



pour T. 1+2 **(57 01 004)**

pour T. 3 **(57 03 004)**

Prix / Pièce


185 €

185 €

**Dimensions**

			T. 1	T. 2	T. 3
<b>A</b>	Largeur	châssis mobiles	53 cm	53 cm	57 cm
		châssis fixe	51 cm	51 cm	53 cm
		Tchâssis de transfert et de soins	67 cm	67 cm	71 cm
<b>B</b>	Hauteur assise	châssis mobiles	39 - 55 cm	39 - 55 cm	44 - 58 cm
		châssis fixe	33 - 43 cm	36 - 44 cm	38 - 48 cm
		châssis de transfert et de soins	51 - 78 cm	51 - 78 cm	51 - 78 cm
<b>C</b>	Largeur assise	20* / 25* / 30 cm	20* / 25* / 30* / 36 cm	28* / 33* / 38* / 43 cm	
<b>D</b>	Profondeur assise	20 / 23 / 25 / 28 cm	29 / 32 / 34 / 37 cm	37 / 40 / 42 / 44 cm	
<b>E</b>	Hauteur des accoudoirs	13,5 cm	17 cm	20 cm	
<b>F</b>	Largeur du dossier	29 cm	34 cm	41 cm	
<b>G</b>	Longueur des mollets	22 - 34 cm	27 - 39 cm	34 - 44 cm	
<b>H</b>	Hauteur du dossier	42 cm	50 cm	62 cm	
<b>I</b>	Hauteur max. des toilettes	châssis mobiles	52 cm	52 cm	52,5 cm
		châssis fixe	38 cm	38 cm	42 cm
<b>J</b>	Longueur	châssis mobiles	74 cm	74 cm	81 cm
		châssis fixe	71 cm	71 cm	74 cm
		châssis de transfert et de soins	84 cm	84 cm	87 cm
<b>K</b>	Distance entre l'ouverture à l'avant du pot jusqu'à l'arrière du châssis roulant	48 cm	48 cm	48 cm	
	Angle arrière	(-)6°, 6°, 18°	(-)6°, 6°, 18°	(-)6°, 6°, 18°	
	Angle d'assise	(-)5° - 25°	(-)5° - 25°	(-)5° - 25°	
		(-)15° - 15°	(-)15° - 15°	(-)15° - 15°	
	Charge max	34 kg	68 kg	113 kg	

\* réglable à l'aide d'une pelote de bassin en option



**Accoudoirs**

	<b>Accoudoir pour T. 1</b> – amovible (configuration standard pour la taille 1 sauf indication contraire)		<b>Accoudoir pour T. 1-3</b> – amovible (configuration standard pour la taille 2 sauf indication contraire)		<b>Accoudoir pour T. 2+3</b> – amovible (configuration standard pour la taille 3 sauf indication contraire)	
	<b>Hauteur</b>	13,5cm	<b>Hauteur</b>	17cm	<b>Hauteur</b>	20 cm
	Prix / Paire		Prix / Paire		Prix / Paire	
	<input type="checkbox"/> <b>57 01 001</b> incl.		<input type="checkbox"/> <b>57 02 001</b> incl.		<input type="checkbox"/> <b>57 03 001</b> incl.	

**Rembourrages**

Coussin de dossier et coussin d'assise (fermé à l'arrière)		Coussin de dossier et coussin d'assise (ouvert à l'arrière)		Coussin de dossier et coussin d'assise (fermé intégralement)		Coussin d'assise (fermé intégralement)	
							
La taille du trou dans le coussin de siège		La taille du trou dans le coussin de siège					
pour T. 1	8x20cm	pour T. 1	10x23 cm				
pour T. 2	9x25cm	pour T. 2	11x30 cm				
pour T. 3	11x30 cm	pour T. 3	15x36 cm				
Prix / Set		Prix / Set		Prix / Set		Prix / Pièce	
<input type="checkbox"/> pour T. 1 ( <b>57 01 013</b> )	371 €	<input type="checkbox"/> pour T. 1 ( <b>57 01 012</b> )	371 €	<input type="checkbox"/> pour T. 1 ( <b>57 01 028</b> )	445 €	<input type="checkbox"/> pour T. 1 ( <b>57 01 029</b> )	251 €
<input type="checkbox"/> pour T. 2 ( <b>57 02 013</b> )	371 €	<input type="checkbox"/> pour T. 2 ( <b>57 02 012</b> )	371 €	<input type="checkbox"/> pour T. 2 ( <b>57 02 028</b> )	445 €	<input type="checkbox"/> pour T. 2 ( <b>57 02 029</b> )	251 €
<input type="checkbox"/> pour T. 3 ( <b>57 03 013</b> )	371 €	<input type="checkbox"/> pour T. 3 ( <b>57 03 012</b> )	371 €	<input type="checkbox"/> pour T. 3 ( <b>57 03 028</b> )	445 €	<input type="checkbox"/> pour T. 3 ( <b>57 03 029</b> )	251 €

**Accessoires**

<b>Pelote thoracique</b> – réglable en largeur et hauteur				<b>Pelote thoracique rabattable</b> – réglable en largeur et hauteur			
	<b>T. 1</b>	<b>T. 2</b>			<b>T. 1</b>	<b>T. 2</b>	
<b>Hauteur</b>	10 cm	13 cm		<b>Hauteur</b>	10 cm	13 cm	
<b>Profondeur</b>	13 cm	17 cm		<b>Profondeur</b>	13 cm	17 cm	
<b>adapté pour</b>	T. 1+2	T. 2+3		<b>adapté pour</b>	T. 1+2	T. 2+3	
<b>Largeur de poitrine pour T. 1</b>	15 – 28 cm			<b>Largeur de poitrine pour T. 1</b>	15 – 28 cm		
<b>Largeur de poitrine pour T. 2</b>	19 – 32 cm		<b>Largeur de poitrine pour T. 2</b>	19 – 32 cm			
<b>Largeur de poitrine pour T. 3</b>	28 – 42 cm		<b>Largeur de poitrine pour T. 3</b>	28 – 42 cm			
Prix / Paire			Prix / Paire				
<input type="checkbox"/> T. 1	<b>(57 01 007)</b>		330 €	<input type="checkbox"/> T. 1	<b>(57 01 032)</b>		460 €
<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(57 02 007)</b>		330 €	<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(57 02 032)</b>		460 €
<input type="checkbox"/> T. 1 en plus avec sangle de poitrine	<b>(57 01 008)</b>		390 €	<input type="checkbox"/> T. 1 en plus avec sangle de poitrine	<b>(57 01 033)</b>		520 €
<input type="checkbox"/> T. 2 en plus avec sangle de poitrine	<b>(57 02 008)</b>		390 €	<input type="checkbox"/> T. 2 en plus avec sangle de poitrine	<b>(57 02 033)</b>		520 €

**Accessoires**

<b>Pelote de bassin</b> – largeur réglable						<b>Tablette</b>		<b>Appui-tête</b> – réglable en hauteur, angle et profondeur	
	<b>Hauteur du rembourrage</b>	<b>Largeur du rembourrage</b>	<b>Plage de largeur d'assise</b>						
			<b>T.1</b>	<b>T.2</b>	<b>T.3</b>				
<b>57 00 010</b>	7,5cm	18cm	20/25cm	25/30cm	33/38cm				
<b>57 01 010</b>	7,5cm	28cm	-	25/30cm	33/38cm				
<b>57 02 010</b>	7,5cm	28cm	-	20/25cm	28/33cm				
Prix / Paire			Prix / Pièce			Prix / Pièce			
<input type="checkbox"/> pour T. 1-3	<b>(57 00 010)</b>		177 €	<input type="checkbox"/> pour T. 1 ( <b>57 01 011</b> )	407 €	<input type="checkbox"/> <b>57 00 006</b>		391 €	
<input type="checkbox"/> pour T. 2+3	<b>(57 01 010)</b>		199 €	<input type="checkbox"/> pour T. 2 ( <b>57 02 011</b> )	407 €				
<input type="checkbox"/> pour T. 2+3 (largeur d'assise plus étroite (-5 cm))	<b>(57 02 010)</b>		220 €	<input type="checkbox"/> pour T. 3 ( <b>57 03 011</b> )	407 €				

### Accessoires

<b>Défecteur standard</b> utilisable avec un coussin de siège ouvert et un bloc d'abduction	<b>Défecteur grande protection</b> – utilisable avec un coussin de siège ouvert	<b>Bloc d'abduction</b>	<b>Pot</b>
			
Prix / Pièce	Prix / Pièce	Prix / Pièce	Prix / Pièce
<input type="checkbox"/> pour T. 1+2 <b>(5701014)</b> 77 € <input type="checkbox"/> pour T. 3 <b>(5703014)</b> 77 €	<input type="checkbox"/> pour T. 1+2 <b>(5701015)</b> 159 € <input type="checkbox"/> pour T. 3 <b>(5703015)</b> 159 €	<input type="checkbox"/> pour T. 1+2 <b>(5701016)</b> 181 € <input type="checkbox"/> pour T. 3 <b>(5703016)</b> 181 €	<input type="checkbox"/> pour T. 1 <b>(5701017)</b> 129 € <input type="checkbox"/> pour T. 2 <b>(5702017)</b> 129 € <input type="checkbox"/> pour T. 3 <b>(5703017)</b> 129 €

### Accessoires

<b>Repose-pieds</b> – utilisable sur les toilettes (inclus sur le châssis mobile)	<b>Repose mollets</b> – utilisable avec le repose-pieds	<b>Maintien de chevilles</b> – utilisable avec le repose-pieds
		
Prix / Pièce	Prix / Pièce	Prix / Paire
<input type="checkbox"/> pour T. 1 <b>(5701018)</b> 495 € <input type="checkbox"/> pour T. 2 <b>(5702018)</b> 495 € <input type="checkbox"/> pour T. 3 <b>(5703018)</b> 495 €	<input type="checkbox"/> pour T. 1+2 <b>(5701019)</b> 103 € <input type="checkbox"/> pour T. 3 <b>(5703019)</b> 103 €	<input type="checkbox"/> pour T. 1+2 <b>(5701020)</b> 118 € <input type="checkbox"/> pour T. 3 <b>(5703020)</b> 118 €

### Accessoires

<b>Harnais</b>	<b>Poignée</b> – pour les châssis mobiles	<b>Roulettes 100 mm</b> – pour châssis mobiles
		
Prix / Pièce	Prix / Paire	Supplément / Set
<input type="checkbox"/> pour T. 1 <b>(5701009)</b> 260 € <input type="checkbox"/> pour T. 2 <b>(5702009)</b> 260 € <input type="checkbox"/> pour T. 3 <b>(5703009)</b> 260 €	<input type="checkbox"/> <b>5700030</b> 223 €	<input type="checkbox"/> <b>5700031</b> 148 €

### Accessoires

<b>Base de voyage hts.</b> – avec son sac de transport, hauteur max. de toilettes = 47 cm, non disponible pour la taille 3, utiliser sans repose-pieds (uniquement adapté pour un usage temporaire en voyage)

Prix / Pièce
<input type="checkbox"/> pour T. 1+2 <b>(5701022)</b> 731 €

**Adresse de facturation :**
**Adresse de livraison :**
 voir adresse de facturation

 **Commande**
 **Devis**

N° client : \_\_\_\_\_

Client : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

**Commission :**
**Le transat de bain et de douche universel.**

- Cadre polymère anti-UV avec housse amovible
- Assise et dossier réglable en angles
- Angle du dossier réglable d'une seule main
- 2 hauteurs d'assise avec les pieds réglables

**• Prix public HT**
**• TVA: 5.5 % sur chaise et accessoire**
**• Code LPPR Schuchmann possible :**

- 6284748\* Siège de série modulable et évolutif (838,47€ TTC)

**• Autres codes LPPR Schuchmann possibles :**

- 6210106\* Coquille pour bain (127,31€ TTC) (&lt; 16 ans)

- 6210218\* Socle (40,13€ TTC) (&lt; 16 ans)

\* Les codes LPPR sont donnés à titre indicatif


**Modèles de base incl. accessoires**
**wave T. 1 - 3**

Standard, incl. appui-tête et ceinture thoracique



		Prix / Pièce
<input type="checkbox"/> T. 1	<b>(58 01 050/F)</b>	794,76 €
<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(58 02 050/F)</b>	794,76 €
<input type="checkbox"/> T. 3	<b>(58 03 050/F)</b>	794,76 €




**wave T. 1 - 3**

avec repose jambes à angles variables, incl. appui-tête et ceinture thoracique



		Prix / Pièce
<input type="checkbox"/> T. 1	<b>(58 01 150/F)</b>	1.048 €
<input type="checkbox"/> T. 2	<b>(58 02 150/F)</b>	1.048 €
<input type="checkbox"/> T. 3	<b>(58 03 150/F)</b>	1.048 €

Couleurs			
<b>Bleu</b>		<b>Rose</b>	
Prix / Pièce		Prix / Pièce	
<input type="checkbox"/> <b>9100300</b>	incl.	<input type="checkbox"/> <b>9100301</b>	incl.

Dimensions						
		T. 1	T. 2	T. 3		
<b>A</b>	Profondeur d'assise	27 cm	33 cm	43 cm		
<b>B</b>	Largeur d'assise	38 cm	38 cm	44 cm		
<b>C</b>	Hauteur dossier	58 cm	67 cm	81 cm		
<b>D</b>	Hauteur d'assise	avec châssis en plastique	5 cm / 18 cm	5 cm / 18 cm	5 cm / 18 cm	
		avec châssis pour baignoire	32 - 47 cm	32 - 47 cm	32 - 47 cm	
		avec châssis pour douche	70 cm	70 cm	70 cm	
		avec châssis de transfert	53 - 75 cm	53 - 75 cm	53 - 75 cm	
<b>E</b>	Largeur	46 cm	46 cm	53 cm		
	Longueur du transat complètement allongé, sans repose-jambes	89 cm	104 cm	128 cm		
	Longueur du transat complètement allongé, avec repose-jambes	108 cm	124 cm	155 cm		
	Longueur du transat en plastique, complètement allongé	75 cm	75 cm	75 cm		
	Hauteur châssis bain	20 cm	20 cm	20 cm		
	Longueur châssis bain	99 cm	99 cm	99 cm		
	Largeur châssis bain	44 cm	44 cm	44 cm		
	Hauteur châssis douche	56 cm	56 cm	56 cm		
	Largeur châssis douche	69 cm	69 cm	69 cm		
	Longueur châssis douche	86 cm	86 cm	86 cm		
	Charge max	34 kg	68 kg	114 kg		
	Inclinaison dossier et assise	0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°	0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°	0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°		

Châssis		
<p><b>Châssis bain wave.</b> pour augmenter la hauteur de baignade</p> 	<p><b>Châssis douche wave.</b> mobile avec 4 roues doubles (100 mm) avec freins</p> 	<p><b>Châssis de transfert wave.</b> – mobile avec 4 roulettes (2 avec freins), pivotant sur le côté droit (pivotant vers la gauche par conversion), pliable, avec support pour accrocher au mur (nous recommandons l'utilisation en combinaison avec le <b>wave</b>, avec repose jambes à angles variables)</p> 
Prix / Pièce	Prix / Pièce	Prix / Pièce
<input type="checkbox"/> <b>58 00 500</b> 635 €	<input type="checkbox"/> <b>58 00 510</b> 1.350 €	<input type="checkbox"/> <b>58 00 520</b> 1.565 €

Accessoires			
<p><b>Appui-tête</b></p> 	<p><b>Ceinture thoracique / pelvienne</b></p> 	<p><b>Ceinture thoracique avec guide latéraux réglables</b></p> 	<p><b>Ceinture de jambes</b></p> 
Prix / Pièce	Prix / Pièce	Prix / Pièce	Prix / Pièce
<input type="checkbox"/> pour T. 1+2 ( <b>58 01 001</b> ) 142 € <input type="checkbox"/> pour T. 3 ( <b>58 03 001</b> ) 142 €	<input type="checkbox"/> pour T. 1 ( <b>58 01 002</b> ) 91 € <input type="checkbox"/> pour T. 2 ( <b>58 02 002</b> ) 91 € <input type="checkbox"/> pour T. 3 ( <b>58 03 002</b> ) 91 €	<input type="checkbox"/> pour T. 1 ( <b>58 01 003</b> ) 113 € <input type="checkbox"/> pour T. 2 ( <b>58 02 003</b> ) 113 € <input type="checkbox"/> pour T. 3 ( <b>58 03 003</b> ) 113 €	<input type="checkbox"/> pour T. 1 ( <b>58 01 004</b> ) 91 € <input type="checkbox"/> pour T. 2 ( <b>58 02 004</b> ) 91 € <input type="checkbox"/> pour T. 3 ( <b>58 03 004</b> ) 91 €

# Broderie de nom.

**Adresse de facturation :**

**Adresse de livraison :**  voir adresse de facturation

 **Commande**
 **Devis**

N° client : \_\_\_\_\_

Client : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

**Commission :**

Nous vous offrons la possibilité d'individualiser nos aides techniques **smilla.**, **madita.**, **madita-fun.** et **madita-fun mini.** Le remboursement du dossier de chacune des aides techniques peut être brodé avec le nom de l'utilisateur.

Sélectionnez une broderie de nom pour le produit souhaité et communiquez- nous le nom à broder. Vous n'avez plus qu'à envoyer le présent formulaire avec le formulaire de commande du produit respectif et vous recevrez le produit commandé avec le nom souhaité sur le remboursement du dossier.

- La hauteur de la broderie est de 2,5 cm (2 cm sur **madita-fun mini.**)  
– la largeur résulte de la longueur du nom respectif
- La broderie est placée sur le côté droit du remboursement du dossier (au centre sur **madita-fun mini.**)
- Pour la broderie, nous utilisons un fil blanc-argenté
- Vous pouvez visualiser les polices que nous utilisons pour la broderie sur les illustrations ci-contre
- Remarque : la broderie est incompatible avec nos tissus Flexi



## Configuration broderie de nom

<b>Mention du nom</b> à remplir en LETTRES D'IMPRI- MERIE (max 12 lettres) s.v.p.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> </div>											
	<b>Attribution au produit</b>	<input type="checkbox"/> <b>smilla.</b> <input type="checkbox"/> <b>madita-fun.</b>						<input type="checkbox"/> <b>madita.</b> <input type="checkbox"/> <b>madita-fun mini.</b>				

# Collection de tissus.

## Aussi individuel que toi :

Chaque siège thérapeutique peut s'adapter à ton goût – avec un grand choix en tissus de qualité supérieure et de motifs. Choisis tout simplement ton motif préféré afin que chacun sache qu'il s'agit-là de ton aide à toi.

## Nos tissus sont fantastiques :

- Traitement simple et léger
- Haute résistance au frottement
- Largeurs entre 135 et 155 cm
- difficilement inflammables selon DIN EN 1021-1+2
- tolérés par la peau selon DIN EN ISO 10993-5
- conformes aux exigences de la réglementation sur les dispositifs médicaux pour sièges-coque et constructions spéciales

### Tissus.


**9001123** (Nr. 123)

**9001124** (Nr. 124)

**9001125** (Nr. 125)

**9001126** (Nr. 126)

### Tricot.


**9001091** (Nr. 91)

**9001092** (Nr. 92)

**9001105** (Nr. 105)

**9001106** (Nr. 106)

**9001111** (Nr. 111)\*

**9001112** (Nr. 112)

**9001114** (Nr. 114)

**9001115** (Nr. 115)


### Flexi.


**9001043** (Nr. 43)

**9001044** (Nr. 44)


**9001050** (Nr. 50)

### Filet / tissu intercalaire.


**9001046** (Nr. 46)\*

**9001047** (Nr. 47)

**9001048** (Nr. 48)\*

**9001101** (Nr. 101)

**9001109** (Nr. 109)

#### Remarque :

Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications sur les matériaux, les couleurs et les constructions selon l'état de la technique et dans le cadre du développement des produits usuel sur le marché. Les reproductions de produits et couleurs sont uniquement à des fins d'orientation. Des divergences par rapport à l'original dues à l'impression ne sont pas à exclure au point de vue technique. Toutes les indications sont données sans garantie.

\* Ce produit n'est pas conforme à la norme DIN EN 1021-1+2.

# Nettoyage + désinfection.

## Introduction à l'utilisation de nos produits.

Veillez noter que les **handicapés mentaux et les personnes présentant un déficit des facultés visuelles et de lecture** doivent se faire lire ou expliquer nos documentations techniques par leurs parents, leurs accompagnateurs ou des consultants techniques afin de garantir la sécurité d'utilisation de nos produits.

Nous faisons remarquer que seuls les **pièces de rechange et accessoires** de notre maison sont autorisés à être utilisés et montés afin de ne pas compromettre la sécurité de l'utilisateur. Dans certains cas isolés, des combinaisons avec des produits d'autres fabricants nécessitent une concertation avec votre revendeur ou avec nous en tant que fabricant.

Seules des personnes ayant suivi une initiation adéquate par un consultant en dispositifs médicaux sont autorisées à effectuer des **réglages et des modifications sur le produit** ou les accessoires. Ce faisant, veillez, lors de tout réglages ou toute modification, à ce que les extrémités de l'opérateur ou de l'utilisateur ne se trouvent pas aux endroits à régler/modifier afin de minimiser les risques de blessures.

**Avant tout transport**, chaque produit doit être réduit à ses dimensions les plus compactes. Ramenez par exemple les accoudoirs, le dossier etc. à leurs dimensions les plus réduites. Enlevez les pièces faciles à démonter du produit comme p. ex. les roues du verticalisateur **todd.**, le guidon du **tricycle momo.** etc. Relevez le repose-pieds, le cas échéant. Vous trouverez des indications détaillées à ce sujet dans le mode d'emploi de chaque produit.

Les **modes d'emploi** de chacun des produits sont disponibles sur [www.schuchmann.ch/mediathek](http://www.schuchmann.ch/mediathek). Le cas échéant, des **remarques de nettoyage spécifiques au produit** sont à consulter dans les modes d'emploi correspondants.

## Mesures de nettoyage selon la nature du matériau.

L'entretien et le nettoyage de nos produits doit être effectué à des intervalles réguliers afin de garantir leur bon fonctionnement sur toute leur durée de vie. À cet effet, le choix du produit nettoyant approprié est décisif.

**Bois :** Nettoyer les pièces en bois avec un chiffon, ou autre, légèrement humidifié. Veuillez tenir compte des indications des fabricants de produits de nettoyage concernant la concentration du produit nettoyant. Les nettoyants ménagers abrasifs ou autres substances agressives sont impropres. Le bois est un produit naturel qui ne doit jamais rester trop longtemps ou constamment mouillé car il absorbe l'eau et peut se déformer (gonfler). Veiller à ne l'essuyer et le nettoyer qu'avec un chiffon humide (c.-à-d. un chiffon essoré). Effectuer un test de compatibilité à un endroit non apparent.

**Pièces thermolaquées :** nettoyer les pièces en aluminium à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide et d'un produit nettoyant antibactérien courant.

**Acier inoxydable:** nettoyer les pièces en acier inox à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide imbibés d'eau savonneuse. Ne pas utiliser de produits de blanchiment.

**Housses / pièces en tissu :** laver les housses ou les pièces en tissu à 40°C en machine avec une lessive courante, ne pas les sécher au sèche-linge.

**Matières plastiques :** nettoyer les pièces en plastique à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon imbibés d'eau savonneuse. Ne pas utiliser de produits de blanchiment.

**PU (polyuréthane) :** nettoyer les pièces en PU à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide imbibés d'eau savonneuse. Ne pas utiliser de produits de blanchiment.

Si vous avez des questions  
contactez-nous  
directement!



## Mesures de désinfections selon le type de matériau.

Pour la **désinfection des surfaces en métal, en bois et en plastique**, différents produits sont utilisables. Les désinfectants utilisés doivent couvrir un **large champ d'action** (bactéricide, levuricide et virucide) et être autorisés sur les dispositifs médicaux.

Consulter les recommandations de la Commission d'hygiène hospitalière et de prévention des infections et de l'Institut fédéral allemand des médicaments et des dispositifs médicaux.

Les **désinfectants liquides** existent sous forme de solution à vaporiser et à essuyer en la répartissant uniformément avec un chiffon doux. En alternative, des **lingettes pré-imprégnés de désinfectant** sont également utilisables pour essuyer toute la surface des appareils. Dans les deux cas, le chiffon et l'appareil doivent être entièrement humidifiés.

Les **temps d'action** pouvant varier, ils sont à consulter dans les instructions du fabricant des produits utilisés. Toutefois, ne pas utiliser de produits contenant un agent blanchissant (p. ex. peroxyde d'hydrogène) ou à base d'alcool. Les unités de désinfection produisent d'excellents résultats. Les appareils contaminés entiers y sont placés, puis désinfectés par nébulisation à froid.

Le cas échéant, des **remarques de désinfection spécifiques au produit** sont à consulter dans les modes d'emploi correspondants.

## Mesures d'hygiène à appliquer à tous nos produits.

### 1. Qui doit exécuter les mesures d'hygiène ?

L'utilisateur ou les accompagnateurs, le personnel de service de votre revendeur et autres établissements agréés.

### 2. À quels intervalles ?

- Nettoyage : régulièrement et selon les besoins (en présence de saleté)
- Nettoyage + désinfection : régulièrement et selon les besoins (en cas de contamination possible et avant les mesures de maintenance et d'entretien).
- Après le nettoyage + la désinfection : les châssis ou autres composants endommagés doivent être tout d'abord enlevés ou remis en état.
- Traitement par un personnel qualifié (nettoyage intense et désinfection) : avant la cession à des tiers

### 3. Que doit-on utiliser en travaillant ?

Le port de **gants de protection** (p. ex. en caoutchouc nitrile ou butyle) est recommandé ! Éviter la pénétration de liquides dans les câbles Bowden, tubes de cadre ou autres. Enlever les salissures visibles à l'aide d'une lavette humide et, le cas échéant, d'un peu de liquide vaisselle. Ne pas utiliser de produits ou objets abrasifs !

### 4. Comment procéder exactement ?

Pour le nettoyage de toutes les surfaces accessibles, utiliser une lavette humide et, le cas échéant, un produit nettoyant approprié. Sécher immédiatement les surfaces à l'aide d'un chiffon en coton ou d'un essuie-tout jetable. Sécher les endroits difficiles d'accès à l'aide d'un sèche-cheveux réglé à basse vitesse/température.

Pour procéder à la désinfection, utiliser le désinfectant selon les instructions du fabricant.

Veiller à **humidifier complètement** la surface. Le cas échéant, enlever les restes excédentaires de produit à l'aide d'un essuie-tout jetable non coloré. L'observation du temps d'action prescrit par le fabricant est particulièrement importante !





**schuchmann.fr**