



2024/25




schuchmann®





Le temps passé en famille vaut de l'or.

Avec **madita-fun.** tu es au cœur de l'action au lieu d'y participer.



12
–
47

Assise + Positionnement.

48
–
55

Siège auto.

56
–
97


Marche + Déplacement.

98
–
113

Bain + Toilette.

114
–
119

Remarques générales.



Que ce soit pour t'asseoir, conduire, marcher ou te tenir debout, nos aides t'accompagnent et te soutiennent dans ta vie quotidienne. Elles te permettent de rencontrer tes amis et favorisent ton développement et ta santé. Chaque aide peut être adaptée individuellement à ton corps et à ton goût.

Table des matières.



12-47 **Assise + Positionnement.**



smilla.
16-19



madita.
20-23



madita-fun.
24-27



madita-fun mini.
28-31



madita hd.
32-35



madita maxi.
36-39



activity chair.
40-43



tina.
44-47

48-55 **Siège auto.**



carrot 3.
52-55

Table des matières.

56-97 Marche + Déplacement.



malte.
60-63



malte outdoor.
64-65



marcy.
66-69



dynamic pacer.
70-73



momo tricycle.
74-77



follow-me momo.
78-81



momo motion.
82-85



momo accessoires.
86-89



rifton tricycle.
90-93



mats.
94-97

98-113 Bain + Toilette.



boris.
102-105



hts.
106-109



wave.
110-113

114-119 Remarques générales.



Nettoyage + désinfection.
116-117



Collection de tissus.
118



Broderie de nom.
119



Indoor



Extérieur



Lieux humides



Voiture particulière



Charge max

max. 60



(-)15°- 30°

Réglage inclinaison
colonne centrale

(-)5°-15°

Inclinaison
dossier

(-)5°-37°

Bascule



25-62 cm

Hauteur assise



(-)5°-15°

Inclinaison
assise

16-35 cm

Profondeur
assise

17-40 cm

Largeur
assise

41-98 cm

Hauteur
coude

30-88 cm

Hauteur
poignées

30-95 cm

Longueur
entrejambe

85-185 cm

Taille



16-23 cm

Hauteur de
montéeGMFCS
Niveaux
I - IIIClassification
GMFCS

Tu trouveras toutes les infos sur **les tissus fantastiques qui existent pour ton aide technique** aux pages 118 à 119.



Systèmes de sangles possibles
Pour que tu te sentes en sécurité et que tu puisses utiliser ton aide technique en position droite et verticale, il existe beaucoup de systèmes de sangles différents possibles (voir liste des prix).



Ton siège thérapeutique t'appartient, tout le monde doit le voir et le savoir.
À cet effet, tu peux faire broder ton nom sur le dossier. Tu trouveras plus d'infos à la page 119.



Gamme d'accessoires variés pour un soutien optimal & un équipement individuel. Tu trouveras plus d'infos dans la liste des prix.

Nos icônes vous aident à trouver comment et où vous pouvez utiliser nos aides techniques.

Vous pouvez ainsi reconnaître au premier coup d'œil si nos produits sont adaptés à l'intérieur ou à l'extérieur ou comment vous pouvez les adapter aux différentes mensurations et aux besoins individuels.

Tu as le choix :

entre une foule de tissus, sangles, accessoires et broderies. Afin que ton aide technique soit aussi individuelle que toi !



**Bonjour,
nous sommes Miriam et Torsten Schuchmann.
Notre entreprise familiale est maintenant à sa
deuxième génération. Elle a près de 40 ans
d'expérience dans le domaine de la fabrication
et de la distribution d'aides techniques à la
rééducation pour enfants.**

Ce qui nous tient à cœur : soutenir les enfants présentant des besoins individuels de la manière la plus optimale possible – avec des produits qui soient tout aussi individuels qu'eux.

Ce qui nous anime.

Le fait que nous nous engagions justement pour l'aide technique à la rééducation pour enfants a sa source dans notre propre famille. Car nous savons ce que cela signifie d'accompagner une personne présentant un polyhandicap sévère.

Quand la sœur de Miriam était petite, le domaine de l'aide technique à la rééducation en était encore à ses balbutiements. Ses parents ont su ce qu'il fallait améliorer pour permettre à leur fille de participer à la vie quotidienne. L'idée commerciale était née.

Ce que nous faisons bouger.

Notre ambition est d'aider les enfants handicapés en augmentant leur mobilité et leur indépendance. Parallèlement, notre tâche va bien plus en profondeur. Notre équipe, qui compte, entre temps, plus de 170 personnes, coopère étroitement avec les revendeurs, médecins et thérapeutes afin de se faire une meilleure idée des besoins des enfants et de leurs familles.

Voilà pourquoi nos produits sont plus que seulement des produits. Ils deviennent des compagnons pour la vie. En conséquence, nous avons décidé de faire bouger le marché – avec de véritables innovations dans le domaine de l'aide technique à la rééducation, des innovations qui correspondent aux exigences les plus élevées en matière de fonction, design et sécurité.

C'est avec plaisir que l'ensemble de l'équipe Schuchmann se tient, avec nous, à tout moment à votre disposition pour répondre à vos questions et écouter vos suggestions, en général ou en particulier, sur nos produits.



Trouver des compagnons quotidiens est un jeu d'enfant.

GMFCS est un système de classification des capacités motrices grossières chez les enfants et les jeunes adultes. Les médecins et thérapeutes utilisent ce système pour classer le degré des troubles moteurs chez les enfants atteints de paralysie cérébrale. Il est divisé en cinq niveaux, du Niveau 1 au Niveau 5. Chaque niveau définit comment et si les enfants peuvent se mouvoir de manière autonome ou s'ils dépendent d'aides techniques et d'aides à la mobilité.

GMFCS entre le 6ème et le 12ème anniversaire :

GMFCS Niveau I



Les enfants marchent à domicile, à l'école, à l'extérieur et en collectivité. Ces enfants sont capables de monter et de descendre d'un trottoir sans assistance et de gravir et de descendre des marches sans utiliser une main courante. Ils peuvent courir et sauter, mais la vitesse d'exécution, le maintien de l'équilibre et la coordination des mouvements sont limités. Ces enfants peuvent participer à des activités physiques et sportives ; celles-ci dépendent de leurs choix personnels et des facteurs environnementaux.

GMFCS Niveau II



Les enfants marchent dans la plupart des situations, mais ont des difficultés pour marcher sur de longues distances et maintenir leur équilibre en terrain accidenté, sur des plans inclinés, au milieu de la foule, au sein d'espaces confinés ou encore lorsqu'ils portent des objets. Ils gravissent et descendent des marches en prenant appui sur une main courante ou, si elle est absente, avec une assistance physique. À l'extérieur et en collectivité, ces enfants peuvent éventuellement marcher, soit avec une assistance physique, soit avec une aide technique à la marche, ou encore utiliser un équipement de mobilité sur roues pour parcourir de longues distances. Ces enfants présentent au mieux une activité minimale pour effectuer des performances de motricité globale comme courir et sauter. Les restrictions pour effectuer des performances de motricité globale peuvent éventuellement nécessiter des adaptations techniques afin de rendre possible une participation à des activités physiques et sportives.

GMFCS Niveau III



Les enfants utilisent une aide technique à la marche dans la plupart des situations, en intérieur. Lorsqu'ils sont assis, ces enfants peuvent éventuellement avoir recours à une ceinture de sécurité pour leur permettre un alignement de la ceinture pelvienne et le maintien de leur équilibre. Les transferts de la station assise à debout, ou d'une station au sol à érigée, requièrent l'assistance physique de la part d'un tiers ou la présence d'un support stable sur lequel l'enfant puisse prendre appui. Lorsqu'ils effectuent de longs déplacements, ils utilisent un équipement de mobilité sur roues. Ces enfants peuvent gravir ou descendre des marches en prenant appui sur une main courante sous la surveillance d'un adulte ou avec une assistance physique. Les restrictions à la marche peuvent nécessiter des adaptations techniques permettant la participation à des activités physiques et sportives ; y compris le fait de propulser son fauteuil roulant manuel ou d'utiliser une aide motorisée.

GMFCS Niveau IV



Les enfants utilisent des modes de déplacement qui requièrent une assistance physique ou une aide motorisée dans la plupart des situations. Ces enfants requièrent un siège adapté pour le contrôle postural de la ceinture pelvienne et du tronc et une assistance physique pour la plupart des transferts. À domicile, ils utilisent un mode de déplacement au sol (enroulade, en se traînant, ou en rampant), marchent sur de courtes distances avec une assistance physique, ou utilisent une aide motorisée. Une fois installés, ces enfants peuvent utiliser un déambulateur avec une assise et un soutien du tronc et ce, à domicile et à l'école. À l'école, en extérieur ou en collectivité, ils sont déplacés en fauteuil roulant manuel poussé par un adulte, ou utilisent une aide motorisée. Les restrictions de mobilité rendent nécessaires des adaptations techniques, afin de permettre la participation à des activités physiques et sportives ; ce qui comprend aussi le fait d'avoir recours à une assistance physique et/ou une aide motorisée.

GMFCS Niveau V



Les enfants sont déplacés en fauteuil roulant dans toutes les situations. Ces enfants sont limités dans leur capacité à maintenir le contrôle postural anti-gravifique de la tête et du tronc et pour le contrôle volontaire des mouvements des bras et des jambes. Une technologie d'assistance est mise en place, afin d'améliorer l'alignement de la tête, l'assise, la station érigée et/ou la mobilité, mais les restrictions ne sont pas entièrement compensées par l'équipement. Les transferts requièrent l'assistance totale de la part d'un adulte. À domicile, ces enfants peuvent éventuellement se déplacer au sol sur de courtes distances où doivent être portés par un adulte. Ils peuvent éventuellement réaliser des déplacements autonomes en utilisant une aide motorisée, associée à de multiples adaptations techniques pour l'assise et l'accessibilité. Les restrictions de mobilité rendent nécessaires des adaptations techniques, afin de permettre la participation à des activités physiques ou sportives ; y compris le recours à une assistance physique et / ou à l'utilisation d'une aide motorisée.

Pour plus d'infos concernant la classification GMFCS entre le 12ème et le 18ème anniversaire, aller sur www.schuchmann.fr.

GMFCS

Nous avons attribué à chacun de nos produits le Niveau GMFCS qui lui correspond. Cela aide à trouver l'aide à la mobilité adaptée aux besoins de l'enfant. Cette classification est uniquement destinée à fournir une orientation et peut diverger d'enfant à enfant.



Assise + Positionnement.



Cuisiner ensemble - cela crée des liens.



Leah adore cuisiner avec son papa. Bien positionnée dans sa **madita-fun**, les fruits et légumes frais se coupent presque tout seuls. Avec un peu d'aide de Leah ! Heureusement que **madita-fun** se règle facilement à la hauteur de travail.

Assise + Positionnement.



Après une longue journée d'école, Luisa aime jouer tranquillement à la maison avec son frère. Elle découpe des figures très créatives dans le sable magique. Dans sa madita maxi, elle est tenue droite et stabilisée à hauteur optimale de la table de la cuisine. Être assis dans la bonne position est important pour permettre aux os et à la musculature de Luisa de bien se développer.

Rester assis jour après jour est une posture de base de l'être humain qui a une signification encore plus importante chez les enfants handicapés. Il est donc très important de veiller à une position assise correcte pour éviter les déformations. Dès le plus jeune âge, il faut veiller à empêcher les dommages causés par de mauvaises postures à la colonne vertébrale, au bassin et aux hanches.

Le siège thérapeutique correct, qui s'adapte individuellement, empêche les défauts de posture – il rend la position assise aussi agréable que possible pour les enfants.

Par ailleurs : l'effet positif de la meilleure position assise possible n'est pas limité au dos, il influe aussi sur la digestion et la respiration. L'enfant se fatigue moins vite, et, très important : les enfants peuvent participer à la vie quotidienne, jouer avec leurs amis ou entreprendre d'autres activités. Cela soulage également les parents, les éducateurs et les professeurs.

Découvrir le monde en restant assis

En position assise, même les plus petits peuvent déjà découvrir leur environnement. Ils n'ont pas besoin de se soucier de leur soutien. Chaque siège thérapeutique offre la sécurité requise et les mains restent libres pour jouer. On obtient la plus grande liberté de mouvement possible avec un dossier amovible. La liberté donnée à l'enfant dans la partie supérieure du dos le pousse à se redresser et à être actif. Les enfants ne devraient donc jamais rester trop longtemps dans la même position. Nos sièges thérapeutiques offrent donc beaucoup de possibilités pour modifier et varier la position. Par exemple, le siège peut être incliné vers l'avant ou l'arrière. Il existe aussi des aides qui permettent une position assise dynamique : ici, le dossier accompagne les mouvements de l'enfant. Cela permet de relâcher les tensions physiques et psychiques.

Il est important pour nous d'adapter tous les sièges thérapeutiques exactement aux besoins des enfants, parents et thérapeutes. Ils sont donc variables, faciles à manier et offrent les fonctions les plus diverses afin que les enfants se sentent bien. Et ce, en position assise comme en position allongée. C'est pourquoi nous disposons également d'un système de coques-couchage pour les enfants souffrant de contractions extrêmes et qui sont sensibles aux points de contact. Les petits enfants se sentent bien dans ce système de couchage mobile, ils peuvent se détendre et être mis en position assise sur de courtes durées.

Assise + Positionnement.



smilla.
16-19



madita.
20-23



madita-fun.
24-27



madita-fun mini.
28-31



madita hd.
32-35



madita maxi.
36-39



activity chair.
40-43



tina.
44-47



GMFCS
Level I-III

kg
max. 60



(-) 3°-17,5°

(-) 5°-15°

16-40 cm

17-40 cm

Depuis
2023
disponible!

- laqué en anthracite
- Réglage de la hauteur par simple pression sur un bouton



Je suis ta chaise thérapeutique pratique au quotidien.

Je t'aide à rester actif en position assise et, ce faisant, je soutiens ton développement. Et le mieux, c'est que, peu importe ta taille, je grandis avec toi ! Afin que tu puisses toujours être assis à la même table que ton grand frère, mon assise et mon repose-pieds monobloc se règlent tout simplement vers l'avant et l'arrière. J'ai été fait en bois avec un grand amour du détail. C'est super que je puisse m'assortir aux autres meubles de ta maison ! Avec mes nombreux accessoires, je m'adapte facilement et encore plus individuellement à tes besoins.



**C'est toi qui décide de mon look !
Combine les 3 couleurs de mon cadre
avec un super choix de tissus !**



Réglage en hauteur facile !

Appuyer sur le bouton pour déplacer le siège tout simplement vers le haut et le bas.



Réglage de l'angle sans outil !

L'angle d'assise peut être réglé en tournant la poignée.

Appui-tête

aide à contrôler la tête.

Dossier

adaptable en hauteur et en inclinaison.

Accoudoirs

réglables en hauteur.

Plaque d'assise

adaptable en hauteur, profondeur et inclinaison.

Pied

avec patins en plastique.

Housse amovible

en tissu respirant.

Pelotes thoraciques

permettent d'obtenir une position assise stable et verticale.

Pelotes de bassin

offrent l'appui requis.

Cadre en bois

avec profilés en alu intégrés.

Repose-pieds

adaptable en hauteur, profondeur et inclinaison.

**Réglage en hauteur rapide**

à l'aide de profilés en alu intégrés au cadre.

**Couleurs du cadre**

- Hêtre naturel
- Blanc de Hêtre
- Hêtre gris



Données		T.0 KITA	T.0	T.1 KITA	T.1	T.2
Largeur assise		17 - 28 cm		20 - 35 cm		30 - 40 cm
Profondeur d'assise		16 - 26 cm		25 - 35 cm		30 - 40 cm
Hauteur assise max.		42 cm	62 cm	42 cm	62 cm	
Hauteur dossier		25 cm		29 cm		34 cm
Inclinaison dossier		(-) 3° - 17,5°				
Inclinaison assise		(-) 5° - 15°				
Réglage rapide de la hauteur du repose-pieds min.*	Standard	12 cm				
	avec double rouleau de 50 mm	17 cm				
	avec double rouleau de 75 mm	20 cm				
Hauteur du repose-pieds jusqu'au sol min.*	Standard	2,5 cm				
	avec double rouleau de 50 mm	7,5 cm				
	avec double rouleau de 75 mm	10,5 cm				
Largeur totale		46 cm	47 cm	53 cm	54 cm	59 cm
Longueur du cadre de base		63 cm	69 cm**	63 cm	69 cm**	69 cm**
Charge max.		30 kg		45 kg		60 kg
Poids		9,2 kg	9,7 kg	9,6 kg	10,2 kg	12 kg

* longueur de jambe réglable max. = hauteur d'assise choisie/nécessaire - hauteur de repose-pieds min. **avec pied long + 10 cm



Plus d'infos sur les tissus & broderies
aux pages 118 - 119.

Plus d'infos sur les accessoires et fixations
dans la liste de prix.



Scanne ce code QR
et regarde les vidéos du
produit directement sur notre
page d'accueil.



GMFCS
Level III-VNouveau
Design

Je suis ton siège thérapeutique évolutif.

Je trouve très beau de t'accompagner en tant que petit enfant ou adolescent. C'est pour ça que j'existe en quatre tailles. Ce qui est super, c'est que mon assise bascule vers l'avant ou l'arrière – c'est très facile avec un levier. Et elle va si loin que tu peux même t'allonger pour te détendre. Pour que tu sois toujours au cœur de l'action, je suis adaptable vers le haut ou le bas. Je t'aide aussi à entraîner la musculature de ton dos : il suffit d'enlever mon dossier en deux temps trois mouvements.







**En un geste: tu peux enlever mon dossier
tout simplement si tu le souhaites.
Tu as ainsi plus de liberté de mouvement.**



**Couleurs du
cadre**

- Anthracite métallisé
- Télégris 4 (blanc-gris)



Mon appui-tête avec guide latéral à angle réglable est flexible, adaptable, pratique et offre un grand avantage thérapeutique.

Données	T. 0	T. 1	T. 1b	T. 2
Profondeur assise*	15-25 cm	21-30 cm	26-36 cm	30-42 cm
Largeur assise	16-26 cm	20-30 cm		28-38 cm
Hauteur dossier avec extra dossier court	32-35 cm		35-43 cm	
Hauteur dossier avec dossier court	35-43 cm		42-52 cm	
Hauteur dossier avec dossier long	42-52 cm		53-63 cm	
Hauteur dossier avec dossier interactif	35-43 cm			42-52 cm
Hauteur assise	47,5-58 cm			
Longueur mollet	12-22 cm** / 15-25 cm	16-29 cm** / 19-32 cm	19-33 cm** / 22-36 cm	25-43 cm
Largeur totale	45 cm		53 cm	
Longueur du cadre de base	66 cm		77 cm	
Angle d'assise	(-)5° - 37°			
Angle du dos	(-)5° - 25°			
Charge max.	30 kg		45 kg	50 kg
Poids	16 kg	17 kg	18 kg	19 kg

* réduit de 1 cm lorsque le guide de bassin est réglable ** cette plage de réglage peut être obtenue en déplaçant le support.



Plus d'infos sur les tissus & broderies
aux pages 118 - 119.

Plus d'infos sur les accessoires et fixations
dans la liste de prix.



GMFCS
Level III-V

kg
max. 50



(-)5° - 25°

(-)5° - 37°

15 - 42 cm

25 - 62 cm

16 - 38 cm



Je suis ton siège thérapeutique intégratif.

À table ou dans le coin jeu, je te mets à la même hauteur que ton copain. Je te déplace vers le haut et le bas. C'est un jeu d'enfant grâce aux vérins à gaz. Un levier permet de m'incliner vers l'avant ou l'arrière. Cela permet de m'adapter à ton corps. Et à ton goût : j'existe en plein de couleurs fantastiques. Est-ce que tu sais que mon dossier est amovible ? Cela entraîne la musculature de ton dos et t'aide à mieux te verticaliser.

Nouveau
Design





Poignée de poussée

pour faciliter le transfert.

Dossier

en option également amovible,
réglable en inclinaison et en hauteur.

Repose-pieds

disponible en trois variantes :

- sans blocage
- avec blocage
- avec réglage de l'inclinaison en continu

Roulettes

existent en différentes
tailles, facilitent le transfert.

Appui-tête

réglable en hauteur,
profondeur et inclinaison.

Pelotes thoraciques

permettent une position stable et verticale.

Accoudoirs

adaptables en hauteur et en largeur.

Assise

adaptable individuellement.

Châssis

fabrication stable et compacte



**En un geste: tu peux enlever mon dossier
tout simplement si tu le souhaites.
Tu as ainsi plus de liberté de mouvement.**



Couleurs du cadre

- Anthracite métallisé
- Télégris 4 (blanc-gris)



Mon appui-tête avec guide latéral à angle réglable est flexible, adaptable, pratique et offre un grand avantage thérapeutique.

Données	T. 0	T. 1	T. 1b	T. 2
Profondeur d'assise	15 - 25 cm	21 - 30 cm	26 - 36 cm	30 - 42 cm
Largeur assise	16 - 26 cm	20 - 30 cm		28 - 38 cm
Hauteur dossier avec extra dossier court	32 - 35 cm		35 - 43 cm	
Hauteur dossier avec dossier court	35 - 43 cm		42 - 52 cm	
Hauteur dossier avec dossier long	42 - 52 cm		53 - 63 cm	
Hauteur dossier avec dossier interactif	35 - 43 cm			42 - 52 cm
Hauteur assise	25 - 62 cm			
Hauteur assise avec réglage en haut. électr.	32 - 62 cm			
Hauteur assise avec réglage en haut. hydr.	27 - 63 cm			
Longueur mollet	12 - 22 cm** / 15 - 25 cm	16 - 29 cm** / 19 - 32 cm	19 - 33 cm** / 22 - 36 cm	25 - 43 cm
Largeur totale	54 cm		64 cm	
Longueur châssis de base	61 cm		75 cm	
Longueur totale avec châssis combiné	76 cm		86 cm	
Inclinaison assise	(-) 8° - 37°			
Inclinaison dossier	(-) 5° - 25°			
Charge max.	30 kg		45 kg	50 kg
Poids	19 kg	20 kg	22 kg	24 kg

* réduit de 1 cm en cas de guide de bassin réglable | ** cette plage de réglage peut être obtenue en déplaçant le support.



Plus d'infos sur les tissus & broderies
aux pages 118 - 119.

Plus d'infos sur les accessoires et fixations
dans la liste de prix.



madita-fun mini.

Petite mais impressionnante.

GMFCS
Level III-V

kg
max. 20



(-)5°-25°

(-)5°-42°

12-19 cm

25-62 cm

14-22 cm



Je suis ton siège thérapeutique pendant ta petite enfance et je te sécurise dès le début.

Je te mets à la hauteur de tes amis. Car mon siège confortable est réglable en hauteur afin que tu puisses prendre place à toutes les tables et être remis ensuite à la hauteur du plan de jeu.

Mon siège adapté à la dysplasie est disponible en option, il te permet de t'asseoir correctement de sorte que tes hanches puissent se développer positivement. En plus, je t'offre une forme de dossier étroite ou large.

nouveau

maintenant
aussi en
gris soft





madita-fun mini.

Poignée de poussée
facilite le transfert.

Appui-tête
existe en variante réglable en trois dimensions ou réglable en hauteur.

Accoudoirs
adaptables en hauteur et en largeur.

Pelotes thoraciques
permettent d'obtenir une position stable et verticale.

Ceinture pelvienne
offre la sécurité requise.

Siège
assure le développement optimal de l'articulation de la hanche.

Repose-pieds
rembourré.

Hauteur assise
adaptable à l'aide d'un vérin à gaz.

Roulettes
facilitent le transfert.

Aussi individuel que toi : en plus du rembourrage d'assise standard, tu peux choisir aussi un rembourrage avec guidage de jambe anatomique ou un siège adapté à la dysplasie.



Couleur de cadre

● Télégris 4 (blanc-gris)

Idéal pour les premiers soins donnés aux enfants.



Données	madita-fun mini.
Profondeur assise	12 - 19 cm
Largeur assise	14 - 22 cm
Hauteur dossier court	28 - 33 cm
Hauteur dossier long	30 - 35 cm
Hauteur assise	25 - 62 cm
Longueur mollet	12 - 22 cm
Largeur totale	52 cm
Longueur châssis de base	58 cm
Inclinaison assise	(-)5° - 37° / 0° - 42°
Inclinaison dossier	(-)5° - 25°
Charge max.	20 kg
Poids	16 kg



Plus d'infos sur les tissus & broderies
aux pages 118 - 119.

Plus d'infos sur les accessoires et fixations
dans la liste de prix.



GMFCS
Level III-V

kg
max. 65



(-)5° - 25°

(-)5° - 20°

30 - 42 cm

46 - 58 cm


28 - 38 cm



Je suis ta chaise thérapeutique pleine de force.

Je te soutiens à tous points de vue pendant que tu prends activement part aux activités quotidiennes. Mon cadre super-stable est conçu pour les enfants et adolescents actifs, comme toi. Mon siège bascule facilement vers l'avant ou l'arrière à l'aide d'un levier. Et il bascule même si loin que tu peux t'allonger pour te détendre. Ma stabilité est assurée par le lestage de mon châssis avec jusqu'à trois poids. Tu peux toujours me faire confiance – ensemble, nous sommes forts.





Poignée de poussée
pour faciliter le transfert.

Dossier
particulièrement stable et réglable en inclinaison ainsi qu'en hauteur.

Ceinture pelvienne
donne la sécurité requise.

Repose-pieds
pour le positionnement optimal des pieds.

Poids
pour une stabilité fixe et solide.

Roulettes
disponibles en différentes tailles, facilitent les déplacements de la chaise dans la maison et dans l'école.

Appui-tête
réglable en trois dimensions et spécialement renforcé pour les enfants et adolescents actifs.

Pelotes thoraciques
renforcées offrant une position assise stable et verticale.

Accoudoirs
réglables en hauteur et en largeur.

Pelotes de bassin
réglables en inclinaison, en profondeur et en largeur.

Siège
inclinable vers l'avant et vers l'arrière pour une position assise confortable.

Châssis
construction compacte et robuste.

Vérin à gaz
pour le réglage en hauteur et en inclinaison avec stabilisation supplémentaire de l'inclinaison du siège.



Appui-tête
réglable en trois dimensions, avec fixation renforcée, rembourré, housse comprise.



Appui-tête avec guide latéral à angle réglable
est flexible, adaptable, pratique et offre un grand avantage thérapeutique.



Couleur de cadre

● Anthracite métallisé



Données	madita hd.
Profondeur assise	30-42 cm
Largeur assise	28-38 cm
Hauteur dossier avec dossier court	42-52 cm
Hauteur dossier avec dossier long	53-63 cm
Hauteur assise	47,5-58 cm
Longueur mollet	30-48 cm
Largeur totale	53 cm
Longueur totale	77 cm
Inclinaison assise	(-)5° - 20°
Inclinaison dossier	(-)5° - 25°
Charge max.	65 kg
Poids	29 kg

**Super-stable, surface d'appui réduite :
au maximum, trois poids de 8 kilos chacun
peuvent être placés sur mon châssis
pour le stabiliser.**



Plus d'infos sur les tissus & broderies
aux pages 118 - 119.

Plus d'infos sur les accessoires et fixations
dans la liste de prix.



Scanne ce code QR
et regarde les vidéos du
produit directement sur notre
page d'accueil.



Elle vaut son pesant de confiance.

GMFCS
Level III-V

kg
max. 120



(-)5° - 25°

(-)5° - 30°

36 - 47 cm

48 - 60 cm

34 - 44 cm



Je suis ton siège thérapeutique solide.

Je suis l'accompagnateur quotidien des adolescents et adultes. Pour les repas, les devoirs ou la lecture : je veille à ce que tu sois toujours assis de manière optimale. Ma colonne centrale et ma rallonge d'empattement garantissent une stabilité élevée, je suis à la hauteur de fortes sollicitations. Mon assise de forme anatomique assure la position droite du bassin et empêche que tu ne glisses hors de l'assise.





madita maxi.

Poignée de poussée
pour faciliter le transfert.

Pelotes thoraciques
permettent d'obtenir une position stable et verticale.

Accoudoirs
équipés de surfaces d'appui moelleuses et réglables en largeur, hauteur et inclinaison.

Pédale
pour déclencher le réglage en inclinaison du siège.

Roulettes doubles
facilitent le transfert.

Appui-tête
adaptable en hauteur.

Inclinaison dossier
réglable à l'aide d'un levier de blocage.

Pelotes de bassin
adaptable en hauteur, profondeur et inclinaison.

Châssis
solide et stable.

Simple, pratique, bien :
le repose-pieds amovible te permet de poser tes pieds confortablement mais aussi de faire avancer ton siège avec les pieds, sans le repose-pieds.



Couleurs du cadre

- Anthracite métallisé
- Télégris 4 (blanc-gris)



Données	madita maxi.
Profondeur assise	36 - 47 cm
Largeur assise	34 - 44 cm
Hauteur dossier court (en tôle d'aluminium 3 mm / 4 mm)	40 cm / 48 cm
Hauteur dossier long (en tôle d'aluminium 3 mm / 4 mm)	48 cm / 56 cm
Hauteur assise	48 - 60 cm
Longueur mollet	37 - 49 cm
Largeur totale	64 cm
Longueur châssis de base	80 cm
Inclinaison assise	(-)5° - 30°
Inclinaison dossier	(-)5° - 25°
Charge max.	120 kg
Poids	26 kg

**Être bien assis, c'est facile :
ton bassin est soutenu de manière
optimale grâce à la surface de forme
anatomique du siège et du dossier.**

**Surface du siège et
du dossier de forme
anatomique.**



Plus d'infos sur les tissus & broderies
aux pages 118 - 119.

Plus d'infos sur les accessoires et fixations
dans la liste de prix.



GMFCS
Level II-IV



Je suis ton siège thérapeutique dynamique.

Rester assis sans bouger, je trouve ça nul !
J'aime mieux évoluer dans toutes les positions.
Je m'incline vers l'avant et l'arrière, vers le haut
et le bas – aussi dynamiquement que tu en as
besoin. La position assise active a un grand
avantage : elle t'aide à relâcher les tensions
physiques et psychiques. Mes nombreux
accessoires, tels appuis-tête, pelotes ou
guidages latéraux assurent la stabilité requise
dans chaque situation.





activity chair.

Poignée de poussée
pour un transfert agréable.

Pelotes thoraciques
permettent d'obtenir une position stable et verticale.

Harnais
pour plus de sécurité et une plus grande liberté de mouvement.

Culotte abdominale
positionne le bassin et stimule l'orientation correcte de la colonne vertébrale.

Sandalettes à lanières
participent à l'orientation optimale du corps par rapport aux pieds de l'utilisateur.

Roulettes doubles avec bloqueur
facilitent le transfert.

Appui-tête
adaptable en hauteur, profondeur et inclinaison.

Inclinaison dossier
réglable à l'aide d'un vérin à gaz.

Accoudoirs
réglables en hauteur et en inclinaison.

Assise
confortables, empêchent la formation d'escarres.

Châssis
particulièrement stable et réglable en hauteur.

Repose-pieds
repose-pieds rabattable vers l'arrière, idéal pour le transfert autonome.



Fonction dynamique en option

absorbe tes mouvements en douceur, s'active et se désactive très facilement et sans outils à l'aide d'une poignée tournante.



Couleur de cadre ● Noir Effect



Données		T.0	T. 1	T. 2
Profondeur assise		20 - 30 cm	28 - 41 cm	38 - 51 cm
Largeur assise		30 cm	36 cm	43 cm
Largeur assise (avec pelotes de hanches)		18 - 23 cm	22 - 29 cm	28 - 36 cm
Largeur de torse		17 - 29 cm	17 - 30 cm	24 - 36 cm
Hauteur dossier		32 - 39 cm	39 - 48 cm	48 - 61 cm
Hauteur Appui-tête - Siège		37 - 53 cm	44 - 62 cm	50 - 75 cm
Hauteur Accoudoir - Siège		13 - 19 cm	18 - 27 cm	18 - 27 cm
Longueur mollet		18 - 30 cm	20 - 38 cm	29 - 54 cm
Hauteur assise au-dessus du sol	avec pieds courts / avec pieds longs	24 - 32 cm / 47 - 55 cm	32 - 42 cm / 48 - 58 cm	42 - 52 cm / 51 - 61 cm
	avec pieds courts / avec pieds longs et roulettes doubles	34 - 42 cm / 47 - 55 cm	41 - 51 cm / 48 - 58 cm	42 - 52 cm / 51 - 61 cm
	avec châssis Hi/Lo	25,5 - 63,5 cm	30,5 - 58,5 cm	40,5 - 61 cm
Largeur du cadre	avec pieds courts / avec pieds longs	53 / 58 cm	59 / 62 cm	68 / 68 cm
	avec pieds courts / avec pieds longs et roulettes doubles	57 / 60 cm	62 / 65 cm	71 / 71 cm
	avec châssis Hi/Lo	66 cm	68,5 cm	73,5 cm
Inclinaison assise	avec châssis standard / avec châssis Hi/Lo	(-)15° - 15° / (-)15° - 25°		
Angle du dos		(-)5° - 20°		
Longueur totale/profondeur du cadre		54-73 cm	57-73 cm	77-90 cm
Largeur totale		53-60 cm	59-65 cm	68-70,5 cm
Hauteur totale avec appui-tête		61-108 cm	76-120 cm	92-136 cm
Hauteur totale sans appui-tête		56-94 cm	71-106 cm	90-122 cm
Taille recommandée		81-122 cm	102-142 cm	127-188 cm
Charge max.		34 kg	68 kg	113 kg
Poids du châssis standard		12,2 kg	15,9 kg	24,5 kg
Poids du châssis Hi/Lo		25,4 kg	39 kg	44,5 kg

Les dimensions indiquées sont valables pour les deux unités de sièges avec tous les châssis. Si certaines dimensions diffèrent entre les soubassements, elles sont concrètement indiquées.



Plus d'infos sur accessoires & fixations dans la liste de prix.



Scanne ce code QR et regarde les vidéos du produit directement sur notre page d'accueil.




GMFCS
Level IV-V



Je suis ton châssis porte-coque avec système de positionnement.

Je te rends la vie aussi confortable que possible. Sur mon matelas sous vide à pompe électrique tu seras toujours bien couché sans points de pression ni douleurs, mais stabilisé de manière optimale. Je suis très facile à manier. Mon plan de couchage est réglable en hauteur par moteur électrique de même que l'inclinaison de l'appui-tête. Tu peux même t'asseoir ! Ma partie inférieure est mobile à l'aide d'un vérin à gaz. Savais-tu que je suis très facile à retourner et à pousser ? Comme ça, tu peux participer à toutes les promenades.







Tu peux t'allonger sur mon plan de couchage mais tu peux aussi t'y asseoir confortablement. Comme ça, tu peux embrasser du regard le monde autour de toi.



Couleur de cadre

● Blanc aluminium (argent)

Hauteur du plan de couchage & Inclinaison de l'appui-tête
modifiables avec un moteur électrique.



Pompe électrique
pour le matelas sous vide.



Données tina.	Système de coque-couchage triple	Système de coque-couchage simple
Hauteur accueil de la coque-couchage à partir du sol	53 - 79 cm	
Inclinaison dossier réglable	0° - 50°	-
Inclinaison assise réglable en continu	0° - 18°	-
Inclinaison repose-pieds réglable	0° - 50°	-
Angle d'inclinaison plan de couchage	-	0° - 20°
Longueur accueil de la coque-couchage	-	95 cm
Largeur Largeur châssis	64 cm	
Charge max.	100 kg	
Poids	44 kg	



Données système de couchage à l'unité	T. 2	T. 3	T. 4
Largeur		70 cm	
Longueur partie tête	60 cm	75 cm	90 cm
Longueur partie centrale		35 cm	
Longueur partie pieds	45 cm	55 cm	65 cm
Longueur totale	140 cm	165 cm	190 cm
Hauteur		12 cm	



Plus d'infos sur accessoires & fixations dans la liste de prix.



Scanne ce code QR et regarde les vidéos du produit directement sur notre page d'accueil.





Faire un voyage avec maman, c'est bien.

Ruben aime prendre la voiture avec sa mère.
Parfois, on part en voyage, parfois on rend visite
à des amis. Son **carrot 3.** est indispensable.
Tu arriveras en toute sécurité à destination.





Ruben aime conduire. Avec sa mère et son siège auto carrot 3., il se déplace toujours de manière sûre et confortable.

La possibilité d'être mobile est un aspect essentiel de la vie des enfants handicapés et aussi de leurs parents. La mobilité augmente non seulement la qualité de vie, mais aussi les contacts sociaux. Les aides techniques au transport comme les sièges auto, garantissent que l'enfant arrivera sain et sauf à l'école ou au jardin d'enfants. Ils peuvent rendre visite à leurs amis ou à leurs grands-parents. Ou ils peuvent faire une excursion dans la nature.

Nos sièges auto de rééducation spécialement équipés permettent par exemple aux parents ou aux accompagnateurs de bien positionner les enfants en les amenant de A à B. Ils sont conformes à toutes les directives en vigueur et contrôlés par des instituts de test indépendants. Mais outre la sécurité, le bien-être des enfants et le maniement facile jouent un rôle très important pour nous.

Être bien assis, se sentir bien

Les enfants doivent se sentir aussi bien que possible pendant le transport. Régler le siège en hauteur, incliner le siège vers l'avant et vers l'arrière – tout peut être adapté aux besoins de l'enfant. Toutes les modifications sont en général très faciles à effectuer et en quelques gestes seulement.

Le bon positionnement dans le siège est le point essentiel. L'assise des enfants est stable quand le bassin, les cuisses et les pieds sont suffisamment maintenus. Pour l'équilibre, il est important bien positionner le tronc, les épaules et la tête.

Siège auto.



carrot 3.
52-55



carrot 3. Toujours sur la route.

GMFCS
Level III-V

kg
max. 75



25-44 cm

26-38 cm



Je suis ton siège auto pivotant.

J'aime les promenades en voiture. Toi aussi ? Alors emmène-moi. Avec moi tu iras partout en toute sécurité. Car j'ai été contrôlé et j'ai reçu la mention absolument sûr – sur le siège avant comme sur le siège arrière. Afin que tes parents puissent te positionner facilement sur mon siège, ils peuvent me sortir de la voiture en me faisant pivoter à 90 degrés. Mon point fort imbattable : avec mes accessoires, je grandis avec toi. Il y en a peu qui peuvent en dire autant.



Avec les deux kits de croissance,
le carrot 3. évolue et suit la
croissance de l'enfant.



carrot 3.

Housse de siège
amovible.

Pelotes thoraciques
permettent d'obtenir une
position stable et verticale.

Dossier
inclinable.

Extension d'assise insérable
amovible.

Appui-tête rembourré
réglable en hauteur.

Sangles
soutien et positionnement.

Appuis latéraux anatomiques
pour redresser le corps.

Repose-pieds
réglable en hauteur et
amovible pour le transfert.



Repose jambes
enfichable

Embase pivotante
avec attache ISOFIX



Couleur de
sièges autos

● Rouge

● Noir



Données	T. S	T. L	T. XL
Profondeur assise	25 - 28,5 cm	25 - 28,5 cm	44 cm
Largeur assise	26 cm	26 cm	38 cm
Hauteur dossier	30 - 40 cm	45 - 55 cm	50 - 60 cm
Hauteur appui-tête	52 - 62 cm	67 - 77 cm	73,5 - 83,5 cm
Largeur totale	42 cm	46 cm	46 cm
Hauteur du repose-pieds		25 - 46 cm	
Poids max. utilisateur*	10 - 50 kg	10 - 50 kg	40 - 75 kg
Taille utilisateur	jusqu'à 145 cm	jusqu'à 160 cm	jusqu'à 176 cm
Poids	à partir de 8 kg	à partir de 8 kg	à partir de 8 kg

* Dans le cadre de la norme ECE R44 / 04, le Carrot 3 a été testé de 15 à 36 kg. De plus, des mannequins de 10, 49 et 75 kg ont été testés avec succès conformément à la norme.



Plus d'infos sur les accessoires dans la liste de prix.



Scanne ce code QR et regarde les vidéos du produit directement sur notre page d'accueil.



Marche + Déplacement.



Une rando à vélo inoubliable.



Marie adore sentir le vent de la course sur son visage. Elle fait donc régulièrement des déplacements avec son **momo motion**. Nos autres aides à la marche et à la conduite sont également de bons accompagnateurs qui te permettent de découvrir le monde sur tes pieds.



Marche + Déplacement.



On ne peut plus arrêter Marie une fois qu'elle est sur son tricycle ! Elle adore faire des balades et découvrir le monde de sa propre initiative. Dans ce cas, elle peut toujours faire confiance à son momo motion. Et de plus : le vélo est un bon entraînement pour les muscles et pour le sens de l'équilibre. Il fortifie également les facultés mentales ainsi que le bien-être et incite à la marche à pied.

La marche est une activité naturelle qui doit toutefois être apprise. Même si les premiers pas sont encore mal contrôlés, les enfants en bonne santé maîtrisent complètement la marche au bout d'environ trois ans. La marche mobilise le corps entier – le squelette, les articulations, les muscles, les nerfs, jusqu'aux poumons et au cœur. C'est pourquoi il peut y avoir de nombreuses raisons au fait que la marche soit difficile pour des enfants handicapés. Mais un soutien correct motivera très vite même les plus petits à aller découvrir le monde sur leurs propres pieds.

Antérieur ou postérieur ?

Le déroulement de la marche est fort complexe. Transférer le poids d'une jambe sur l'autre, faire pivoter la hanche, incliner le bassin, balancer le corps d'un côté à l'autre – ce sont des processus qui exigent un soutien pour les enfants à capacités psychiques ou motrices réduites. Les aides à la marche doivent être utilisées dès les premières tentatives de marche. Selon le type de soins et l'objectif thérapeutique, on fait une distinction entre les aides à la marche antérieures et postérieures.

Les aides à la marche antérieures sont des aides qui sont poussées par le corps et qui sollicitent fortement le corps des enfants. Elles permettent d'entraîner par exemple la musculature thoracique. Si la musculature thoracique est particulièrement faible, les aides à la marche postérieures, tirées derrière le corps, sont recommandées. Le poids corporel est supporté partiellement par l'aide à la marche. Des accessoires adaptés permettent d'améliorer rapidement la démarche. En outre, il existe des entraîneurs à la marche dynamiques. Ces derniers sont particulièrement intelligents : un cadre dynamique soutient le mouvement naturel de montée et descente et simule le transfert de poids de gauche à droite. Comme sur des roulettes.

Se déplacer de manière autonome – ça ne fonctionne pas seulement avec une aide à la marche appropriée. Les tricycles thérapeutiques soutiennent également la mobilité des enfants handicapés. Un aspect essentiel en est l'entraînement de la musculature et de l'équilibre, l'amélioration des postures incorrectes et l'atténuation des contractions musculaires. En outre, la stimulation du système cardio-vasculaire et de l'appareil digestif augmentent la sensation de bien-être. Cela fait donc du bien au corps et à l'âme de découvrir les environs sur son vélo à soi. Et de surcroît, ton tricycle thérapeutique a presque l'air d'un vélo normal !

Marche + Déplacement.



malte.
60-63



malte outdoor.
64-65



marcy.
66-69



dynamic pacer.
70-73



momo tricycle.
74-77



follow-me momo.
78-81



momo motion.
82-85



momo accessoires.
86-89



rifton tricycle.
90-93



mats.
94-97



GMFCS
Level III-IV

kg
max. 100



46-124 cm

29-113 cm



Je suis ton aide à la marche postérieure polyvalente.

Je suis toujours là pour toi – dès la première année de ta vie. Marcher, c'est ma grande passion. Où que tu ailles, je te suivrai. En t'appuyant sur mes poignées, tu remarqueras vite que je me charge de ton poids.

En outre, la forme spéciale en abduction de mon cadre te soutient en marchant afin que tu ne penches pas vers l'extérieur.

Ma pelote de bassin assure que tu marches droit et en position verticale. Cool, non ?





Pelote de bassin

se transforme en un geste en dossier.

Appuis d'avant-bras
avec poignées.

Siège rembourré

facile à rabattre vers l'arrière.

Cadre en aluminium

facile à plier rapidement.

Bloqueurs de direction

permet de marcher
en ligne droite.

Anti-recul

empêche les retours
en arrière inopinés.

Roulettes pivotantes

rendent l'aide à la marche maniable.

**Forme de cadre en abduction**

te soutient pendant la
marche et t'empêche de
pencher vers l'extérieur.

**Cadre en aluminium**

des articulations pliantes
permettent de le replier
facilement.

Couleurs du
cadre T. 0 mini



Couleurs du
cadre T. 1

Rose




Couleurs du
cadre T. 2

Bleu



Couleurs du
cadre T. 3 et T. 4

Anthracite
métallisé





Données	T. 0 mini*	T. 1	T. 2	T. 3	T. 4
Hauteur de poignée	29 - 53 cm	34 - 58 cm	51 - 75 cm	68 - 94 cm	87 - 113 cm
Hauteur appuis d'avant-bras	-	46 - 70 cm	63 - 87 cm	79 - 103 cm	98 - 124 cm
Écart entre les poignées	22 - 36 cm	22 - 36 cm	30 - 44 cm	38 - 52 cm	43 - 57 cm
Hauteur assise	-	33 cm	45 cm	60 cm	70 cm
Largeur totale	52 cm	51 cm	61 cm	68 cm	75 cm
Longueur totale	58 cm	58 cm	70 cm	77 cm	87 cm
Hauteur du cadre (plié)	37 cm	25 cm	32 cm	34 cm	37 cm
Dimensions de transport (L x l x H)	58 x 52 x 37 cm	58 x 51 x 25 cm	70 x 61 x 32 cm	77 x 68 x 34 cm	87 x 75 x 37 cm
Charge max.	20 kg	30 kg	50 kg	75 kg	100 kg
Poids	3,9 kg	7,1 kg	8,3 kg	8,5 kg	10,2 kg

* cadre non pliant



Plus d'infos sur les accessoires dans la liste de prix.



Scanne ce code QR et regarde les vidéos du produit directement sur notre page d'accueil.



Cadre en aluminium
facile à plier rapidement.

Roues arrière
avec frein à tambour.

Anti-recul en option
empêche les retours
en arrière inopinés.

Poignée de frein
pour plus de sécurité.

Siège rembourré
facile à rabattre vers l'arrière.

Pneus
Dimension spéciale
pour l'extérieur.


Je suis ton aide à la marche postérieure en plein air.

Comme un frère je t'accompagne partout où tu veux gagner du terrain et je t'offre à cet effet le meilleur soutien possible. Grâce à mon équipement outdoor, je ne me sens jamais mieux qu'à l'air libre et je suis ton compagnon parfait pour une promenade dans la nature : mes grandes roues sont adaptés à tous les terrains et mes freins à tambour et mon frein de parking me sécurisent.



Dispositif anti-bascule en option
t'empêche de basculer en arrière.

Couleurs du cadre T. 1



Couleurs du cadre T. 2



Couleurs du cadre T. 3





Données	T. 1	T. 2	T. 3
Hauteur de poignée	34 - 58 cm	51 - 75 cm	68 - 94 cm
Hauteur appuis d'avant-bras	46 - 70 cm	63 - 87 cm	79 - 103 cm
Écart entre les poignées	22 - 36 cm	30 - 44 cm	38 - 52 cm
Hauteur assise	33 cm	45 cm	60 cm
Largeur totale	56 cm	66 cm	73 cm
Longueur totale	66 cm	75 cm	82 cm
Hauteur du cadre (plié)	25 cm	32 cm	34 cm
Dimensions de transport (L x l x H)	66 x 56 x 25 cm	75 x 66 x 32 cm	82 x 73 x 34 cm
Charge max.	30 kg	50 kg	70 kg
Poids	7,1 kg	8,3 kg	9,8 kg

Savais-tu que je suis une des rares aides à la marche avec une homologation pour le plein air ? Avec mes roues plus grandes et plus larges, mon frein à tambour et mon frein de parking, je suis prêt pour de grandes aventures à l'air libre. Génial !



Plus d'infos sur les accessoires dans la liste de prix.



Scanne ce code QR et regarde les vidéos du produit directement sur notre page d'accueil.





GMFCS
Level II-IV

Je suis ton aide à la marche antérieure et je t'aide dès tes premiers pas.

Je brûle d'impatience d'aller faire mes premiers tours avec toi ! Je t'aide à garder l'équilibre et en même temps j'entraîne ta musculature thoracique. Mon empattement est adaptable individuellement : si on le raccourcit, je deviens très maniable et tu as plus de liberté de mouvement.

Si l'empattement est long, je t'offre plus de sécurité et de soutien. Si tu n'arrives pas bien à marcher en ligne droite, je t'aide avec mon bloqueur de direction.





Poignées

adaptable en hauteur et en largeur.

Cadre en aluminium

super compact et pliant dans les tailles 2+3.

Freins progressifs sur les roues arrière

limitent la vitesse afin que tu puisses te concentrer complètement sur la marche.

Panier

spacieux pour accueillir des jouets ou des boissons.

Bloqueurs de direction

aident à marcher en ligne droite.


Pneus PU
résistants.

**Appuis d'avant-bras réglables en trois dimensions**


stabilisation de ta démarche.

**Poignées de frein avec frein de parking en option**

plus de sécurité et de contrôle – aussi en combinaison avec les appuis d'avant-bras.



Couleurs du cadre T. 0+1



Couleurs du cadre T. 2



Couleurs du cadre T. 3





Données	T.0	T.1	T.2	T.3
Hauteur de poignée	30 - 47 cm	38 - 59 cm	53 - 75 cm	63 - 88 cm
Hauteur appuis d'avant-bras	41 - 58 cm	49 - 70 cm	63 - 85 cm	73 - 98 cm
Écart entre les poignées	18 - 32 cm	22 - 36 cm	30 - 44 cm	36 - 50 cm
Hauteur assise	25 cm	30 cm	45 cm	45 cm
Largeur totale	44 cm	48 cm	62 cm	71 cm
Longueur totale	36,5 cm	42,5 cm	57,5 cm	61 cm
Longueur totale (empattement télescopique)	39 - 47 cm	45 - 55 cm	60 - 74 cm	65 - 79 cm
Charge max.	20 kg	30 kg	50 kg	65 kg
Poids	4,2 kg	5 kg	7,4 kg	9,1 kg



Plus d'infos sur les accessoires dans la liste de prix.



Scanne ce code QR et regarde les vidéos du produit directement sur notre page d'accueil.



GMFCS
Level III-Vkg
max. 113

39-124 cm

**Je suis ton entraîneur à la marche dynamique.**

Tu voudrais marcher, courir voire te démener ? Mes nouvelles petites tailles, te soutiendrons dès le début et je suis déjà super content de te voir faire tes premiers pas. Tu peux compter à cent pour cent sur mon soutien. Quand tu auras grandi et que tu auras plus de courage tu voudras partir à la découverte du monde, ma selle multi-positions te soutiendra à partir de la Taille 1. Elle porte une partie du poids de ton corps et elle est capable de positionner exactement ton bassin dans cinq directions, selon tes besoins. Tu peux me pousser devant toi ou me tirer derrière toi. En tout cas, ma grande surface d'appui te permet de rester toujours à la verticale. En option, mon cadre dynamique te soutient pendant la prise en charge et le transfert du poids qui sont nécessaires à une démarche ergonomique. Bon à savoir : toutes les modifications et adaptations peuvent être effectuées sur moi sans outils.





Ma Selle Multi-Positions (SMP) va t'emballer :

Elle permet de régler la position de ton bassin rapidement et précisément dans différentes directions ce qui rend possible d'adapter sur toi la verticalisation, la longueur d'entrejambe ainsi que la prise en charge et le transfert du poids. Un réglage correct de la profondeur de la selle, par exemple, permet de placer ton bassin dans une position optimale par rapport au haut de ton corps. Le réglage de l'angle de la selle met ton bassin en avant ou arrière. Le dispositif d'accueil des hanches est réglable en hauteur et en profondeur afin que tes hanches soient bien soutenues. Et le réglage en hauteur de la selle permet d'ajuster en détail la position du bassin de sorte que tu puisses décider toi-même de combien de ton poids corporel la SMP va se charger. C'est super, non ?



Il n'est pas toujours nécessaire d'avoir un équipement complet. Avec mon dispositif thoracique en combinaison avec les poignées et à la Selle Multi-Positions (SMP) je t'offre déjà de nombreuses possibilités de positionnement.



dynamic pacer.



Appuis d'avant-bras rembourrés
décharge partielle
du poids corporel.

Cadre dynamique
soutient la démarche et permet
un mouvement vertical de 8 cm
et un mouvement horizontal
de 5 cm pendant la marche.

Selle Multi-Positions
s'adapte vite à la
position du bassin.

Colonne centrale
modifiable en hauteur grâce à un
vérin à gaz et soutient la
verticalisation en position debout.

Construction légère et stable
donne une sensation de sécurité.

Bloqueurs de direction
aident à marcher
en ligne droite.

Roulettes
avec blocage directionnel, anti-recul,
frein progressif et de parking.

Compteur de distance
enregistre les progrès
de la thérapie.

Système modulaire

Possibilités très variées d'utilisation :

les cadres en tailles 2+3 se détachent
du châssis standard et se montent sur
le châssis combiné ou le châssis pour
tapis de course.



Soutien thoracique multi-fonctionnel

Selon l'intensité du soutien dont tu
as besoin, il s'adapte en hauteur
et en inclinaison.



Couleur de
cadre T. 0 mini ● Citron vert

Couleurs du
cadre T. 1 ○ Blanc
● Citron vert

Couleurs du
cadre T. 2 ○ Blanc
● Rouge

Couleurs du
cadre T. 3 ● Bleu
● Anthracite

Couleur de
cadre T. 4 ● Anthracite



Grâce à ma colonne centrale avec vérin à gaz, je m'adapte rapidement en hauteur, ce qui présente un grand avantage : le transfert de l'assise à la position debout devient super-facile !

Données		T. 0 mini	T. 1	T. 2	T. 3	T. 4
Hauteur de coude recommandée		39 - 52 cm	47 - 70 cm	61 - 89 cm	81 - 119 cm	86 - 124 cm
Largeur totale	Châssis standard	52 cm	58 cm	66 cm	71 cm	80 cm
	Châssis combiné	-	-	76 cm	81 cm	-
	Châssis pour tapis de course étroit	-	-	89 cm	-	-
Longueur totale	Châssis standard	57 cm	66 cm	76 cm	91 cm	101 cm
	Châssis combiné	-	-	91 cm	103 cm	-
	Châssis pour tapis de course	-	-	104 cm	-	-
Hauteur du cadre	Châssis combiné/standard	32 cm	41 - 53 cm	55 - 69 cm	72 - 98 cm	79 - 104 cm
	Châssis pour tapis de course	-	58 - 89 cm	60 - 93 cm	76 - 119 cm	-
Hauteur châssis (sans cadre)	Châssis combiné/standard	-	28 cm	37 cm	41 cm	47 cm
	Châssis pour tapis de course	-	-	53 cm	-	-
Poids	Châssis standard	4,6 kg	5,2 kg	6,8 kg	7 kg	10,2 kg
	Châssis combiné	-	-	8,4 kg	8,7 kg	-
	Châssis pour tapis de course étroit	-	-	12,5 kg	-	-
	Cadre standard	-	2,7 kg	3,4 kg	4,4 kg	4,9 kg
	Cadre dynamique	-	3,4 kg	5,2 kg	6,1 kg	6,8 kg
Mouvement du cadre standard	Vertical	-	3,5 cm	-	8 cm	-
	Horizontal	-	4 cm	-	5 cm	-
Largeur max. tapis de course	Châssis pour tapis de course étroit	-	-	74 cm	-	-
Hauteur max. tapis de course	Châssis pour tapis de course	-	-	28 cm	-	-
Charge max.		23 kg	34 kg	68 kg	91 kg	113 kg



Plus d'infos sur les accessoires dans la liste de prix.



Scanne ce code QR et regarde les vidéos du produit directement sur notre page d'accueil.



GMFCS
Level I-V
kg
max. 120

Je suis ton tricycle très cool. Je suis vite prêt si tu as envie de faire un tour du quartier ou du lac. Non seulement c'est chouette, mais en plus on entraîne et on fait bouger tes articulations, ta musculature et ton système cardio-vasculaire. Tu peux m'avoir avec différentes selles, guidons et couleurs. Ton âge n'a aucune importance car j'existe en différentes tailles : pour enfants, adolescents et adultes.





momo tricycle.



Gamme d'accessoires diversifiée

pour un soutien optimal & un
équipement individuel, à partir
de la page 86.



**Tu as le choix ! Entre un grand nombre de
guidons, selles, pédales, appuis-tête et
différentes propulsions !**



Couleurs du
cadre 12"



Couleurs du
cadre 16", 16/12"
et 20"



Couleurs du cadre
24", 24/20", 26"
et 26" (XL)





Données	12"	16/12"	16"	20"	24/20"	24"	26"	26" (XL)
Distance pédale - selle min. et max. *	30 - 43 cm	35 - 48 cm	42 - 62 cm	49 - 71 cm	53 - 75 cm	55 - 77 cm	65 - 87 cm	72 - 94 cm
Distance pédale - selle min. et max. **	33 - 40 cm	38 - 45 cm	45 - 60 cm	52 - 67 cm	56 - 71 cm	58 - 81 cm	68 - 91 cm	75 - 98 cm
Distance tige de selle - potence	33 cm	40 cm	39 cm	45 cm	54 cm	52 cm	58 cm	
Distance axes roues avant et arrière	68 cm	75 cm	80 cm	91 cm	99 cm	104 cm	112 cm	
Hauteur garde au sol	16 cm		18 cm	20 cm		22 cm	23 cm	
Longueur globale	102 cm	110 cm	120 cm	140 cm	153 cm	165 cm	178 cm	
Largeur globale	58 cm	65 cm		69 cm	75 cm			
Charge max.	40 kg	50 kg	60 kg	80 kg	90 kg	100 kg	120 kg	
Poids à vide	12 kg	13,5 kg	14,5 kg	17 kg	18,5 kg	19,5 kg	21,5 kg	21,7 kg

* Dimension avec tige de selle standard / ** Dimension avec tige de selle en T



Plus d'infos sur accessoires & fixations
dans la liste de prix.





Je suis ton attelage tandem futé.

Je m'accroche pour que tu puisses participer à toutes les excursions ! Grâce à moi, ton **momo tricycle** peut se coupler au vélo de tes parents. C'est un jeu d'enfant grâce aux adaptateurs qui fonctionnent sur quasiment tous les types de vélos. Une fois monté, on me fixe en quelques gestes et avec peu d'outils – même spontanément pendant une randonnée, par exemple si tu es fatigué et que la circulation te déroute. Et après une petite pause, hop tu peux te remettre en route !



Une seule préparation à effectuer sur le tricycle.



Je te permets de t'accrocher facilement et en toute sécurité au vélo de tes parents si tu es fatigué, que tu n'as plus la force de continuer ou que la circulation est trop dangereuse.



follow-me momo.



Léger

pour un transport facile et durable sur le vélo adulte.

Différents adaptateurs

permettent le montage sur des vélos avec roues à attache rapide ou écrous.

Traverse

adaptable à tous les vélos pour adultes 26" et 28".

Plaque de serrage

très facilement adaptable à une taille de tricycle.

Étrier principal

sécurisation de l'accueil de l'axe et de la hauteur de transport

Rotule

pour plus de sécurité. Il permet au tricycle et au vélo des parents de se pencher indépendamment.





Données	T. 1	T. 2	T. 3
Taille requise du vélo tracteur		26" - 28"	
Taille de tricycle max.	12" (à utiliser aussi pour 16" + 20")	16/12" + 16" + 20"	24/20" + 24" + 26"
Poids de traction max	40 kg	60 kg	80 kg
Poids	5,1 kg		8,7 kg

GMFCS
Level I-V

kg
max. 120



42-98 cm

18-23 cm

Je suis ton tricycle avec assistance électrique qui a fait ses preuves.

Je t'assiste quand ta force n'est pas tout à fait suffisante. Que ce soit pour de courts ou de longs trajets en ville ou à la campagne. Etant donné que je dispose d'une transmission directe silencieuse, tu peux profiter de ton excursion sans être perturbé par le bruit. De plus, mon aide au démarrage en option t'assiste pour un démarrage à pleine vitesse. Pour les conducteurs expérimentés, mon assistance est également disponible en « version Confirmé ». Celle-ci offre un moteur plus puissant. Sur ma « version Débutant », le mode Eco, Standard ou Power peut être également réglé sur l'écran.





momo motion.



L'assistance électrique DirectPower E-Bike

est conçue sans balai et sans engrenage, minimise les frais d'entretien et l'usure ; de plus, il n'y a pas de bruits de moteur.



La commande par bouton ou poignée rotative

te permet, également pendant le trajet, de régler le mode et, le cas échéant, l'aide au démarrage.



L'écran LCD


affiche des indications sur le niveau d'assistance, la vitesse et l'état de la batterie. Facile à lire même dans un environnement clair/ensoleillé.



Couleurs du
cadre 16" & 20"



Couleurs du
cadre
24", 24/20", 26"
& 26" XL





**Quelle que soit la destination,
tu peux toujours compter sur moi.
L'union fait la force !**



**La batterie peut être
également retirée pour être
rechargée. L'état de charge
peut être lu à l'écran.**



Données	16"	20"	24/20"	24"	26"	26" (XL)
Pédale jusqu'au bord supérieur selle*	42 - 62 cm	50 - 71 cm	53 - 75 cm	55 - 77 cm	65 - 87 cm	72 - 94 cm
Pédale jusqu'au bord supérieur selle**	45 - 60 cm	52 - 67 cm	56 - 71 cm	58 - 81 cm	68 - 91 cm	75 - 98 cm
Tube de la tige de selle jusqu'au tube de la potence	39 cm	45 cm	54 cm	52 cm	58 cm	
Empattement	80 cm	91 cm	99 cm	104 cm	112 cm	
Hauteur d'enjambement	18 cm	20 cm		22 cm	23 cm	
Longueur globale	120 cm	140 cm	153 cm	165 cm	178 cm	
Largeur globale	65 cm	69 cm	75 cm			
Charge max.	60 kg	80 kg	90 kg	100 kg	120 kg	120 kg
Poids	24,5 kg	27 kg	28,5 kg	29,5 kg	31,5 kg	31,7 kg

* Dimension avec tige de selle standard / ** Dimension avec tige de selle en T



Plus d'infos sur accessoires & fixations
dans la liste de prix.



Scanne ce code QR
et regarde les vidéos du
produit directement sur notre
page d'accueil.




momo accessoires.

Diversité.



**Guidon circulaire
avec poignée de frein**



**Limiteur d'angle
de braquage**



Rallonge de potence



Selle standard



Selle gel



Selle banane



Selle Mofa

		Données			T. 1	
Selle standard	Largeur	15 cm	15 cm	18 cm		
	Longueur	21 cm	24 cm	26 cm		
Selle gel	Largeur arrière	19 cm	24 cm	-		
	Largeur avant	4 cm	7 cm	-		
	Longueur	24 cm	27 cm	-		
Selle banane	Largeur arrière	11 cm				
	Largeur au centre	6 cm				
	Largeur avant	8 cm				
	Longueur	25 cm				
Selle Mofa	Largeur arrière	26 cm				
	Largeur avant	9,5 cm				
	Longueur totale	12 cm				



**Raccourcisseurs de
manivelle réglables en
continu**



**Raccourcisseur de
manivelle**



**Manivelle spéciale
contracture du genou**



	T. 1	T. 2.	T. 3
Tige de selle standard	pour 12" + 16"/12"	pour 16"	pour 20" - 26"
Tige de selle en T	pour 12" + 16"/12"	pour 16" + 20"	pour 24" + 24"/20" + 26"



Cintre
en quatre tailles



avec fixation adaptée



Données	T. 1	T. 2.	T. 3	T. 4
Hauteur max.*	20 cm	30 cm	37 cm	53 cm
Profondeur	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm

* mesuré de selle standard à bord supérieur de la pelote respective



Guidon Classic



Guidon Touring



Guidon circulaire



Guidon multi-réglable

	Données	T. 1	T. 2.	T. 3	T. 4
Guidon Classic	Largeur	47 cm	49 cm	52 cm	58 cm
Guidon Touring	Largeur	55 cm	58 cm	-	-
	Profondeur	17 cm	17 cm	-	-
Guidon circulaire	Largeur	40 cm	43 cm	48 cm	-
	Profondeur	17 cm	21 cm	25 cm	-
Guidon multi-réglable	Largeur	61,5 cm	-	-	-
	Profondeur	16,5 cm	-	-	-





**Pédale avec
cale-pied**



Pédale home-trainer



Support de pieds



**Support de pieds
avec guide de jambe**



**Support de pieds
avec guide de
jambe dynamique**

**Pelotes dorsales et pelviennes
dynamiques et réglables en largeur**



	Données	T. 1	T. 2.	T. 3
Pelote dorsale dynamique				
Pelote pelvienne dynamique	Largeur	20 - 30 cm	25 - 35 cm	30 - 40 cm
Pelote pelvienne réglable en largeur				
Pelote pelvienne réglable en largeur	Largeur	20 - 28 cm	25 - 33 cm	30 - 36 cm

Gant de maintien



Ceinture 2 points



Harnais



	Données	T. 0	T. 1	T. 2	T. 3
Gant de maintien	Largeur avant	8,5 cm	10 cm	12 cm	14 cm
Ceinture 2 points	Largeur	-	5 cm	6,5 cm	7 cm
	Longueur	-	18,5 cm	25,5 cm	30,5 cm
Harnais	Largeur intérieure	-	8 cm	9 cm	12 cm
	Largeur totale	-	25 cm	30 cm	34 cm
	Hauteur côté	-	10 cm	12 cm	16 cm
	Hauteur totale	-	28 cm	30 cm	35 cm



Barre de poussée



Système de contrôle directionnel pour accompagnateur



Un succès en intérieur comme en extérieur.

GMFCS
Level I-V

kg
max. 140



38-91 cm



Je suis ton tricycle optimisé.


Je t'accompagne dans tes virées – avec tes copains. Je te rends mobile et en même temps je t'aide à fortifier ton sens de l'équilibre, ta perception spatiale et visuelle et tes membres inférieurs. Comme de coutume avec moi, tous mes réglages s'effectuent sans outils. Mes nombreux accessoires permettent de m'adapter individuellement à tes besoins. J'ai quatre appuis-tête différents à ta disposition et différentes poignées de direction et freins pour ton accompagnateur. Mon dossier et la résistance de mes pédales peuvent également se régler en fonction de tes besoins. En route pour une balade à vélo !

nouveau



Mes pédales à résistance variable vont t'emballer :

En effet, elles te permettent d'augmenter ou de diminuer individuellement la résistance de la chaîne. En fonction de tes capacités et de ton énergie et de la nature du parcours. Super, non ?



Les avantages du tricycle rifton tricycle.

Appui-tête

disponibles en différentes variantes.

Guidon

disponible en version droite ou guidon circulaire permettant de s'appuyer confortablement.

Dossier

réglable en inclinaison à 0°, 7 1/2° et 15° et de plus, démontable et repliable pour le transport.

Roues avec verrouillage rapide

démontables en un clin d'œil grâce à l'élément de serrage rapide et en outre absolument increvables.

Sangles de pédales

détachables et déplaçables dans toutes les positions possibles autour de la pédale.



Je voudrais te présenter une autre nouveauté, mes supports super stables. Ils transforment ton tricycle en home-trainer. Comme ça, tu peux apprendre à faire du vélo confortablement à la maison.

Couleur du cadre small Couleur du cadre medium Couleur du cadre large





		rifton tricycle. small	rifton tricycle. medium	rifton tricycle. large
Hauteur totale		54 cm		76 cm
Longueur totale		112 cm	135 cm	165 cm
Largeur totale		67 cm	70 cm	80 cm
Longueur totale sans poignée arrière (Roues et partie avant retirées)		91 cm	104 cm	124 cm
Longueur totale avec poignée arrière (Roues et partie avant retirées)		122 cm	130 cm	152 cm
Siège jusqu'au bord supérieur du support du tronc (hauteur max.)		51	61 cm	
Pédales jusqu'au bord supérieur de la selle		38 - 51 cm	48 - 71 cm	64 - 91 cm
Plage de réglage des parties latérales	petit support de tronc	15 - 30 cm		-
	grand soutien du tronc	-	24 - 39 cm	
Max. Charge		57 kg	113 kg	140 kg
Poids		22 kg	25 kg	29 kg



GMFCS
Level I-IV

kg
max. 75



42-75 cm

(-)5°-20°

26 cm

Je suis ton fidèle tricycle couché qui évolue avec toi.

Et un ami pour la vie – et les amis, c'est bien connu, s'entraident toujours et sont là les uns pour les autres. Grâce à mon système évolutif, je t'accompagne dès ton plus jeune âge. Et comme le mouvement est si important et si bon, je me réjouis déjà de vivre de nombreuses aventures avec toi dans les années à venir. Tu peux déjà te réjouir d'un pédalage simple et facile, car mon assise particulière permet des flexions au niveau des hanches et des genoux beaucoup plus facilement que dans la position classique du cycliste. Tu atteindras ainsi facilement tes objectifs avec peu de force. Monte et découvrons le monde ensemble.



nouveau

Empattement modifié

permettant une longue durée d'utilisation pour les utilisateurs de taille 100 - 160 cm.



Cadre asymétrique

dégageant l'accès pour le transfert et permettant une montée et descente faciles et autonomes.







Siège ergonomique

offrant également une position assise très basse et assurant, en combinaison avec la géométrie particulière du cadre, une position optimale dans les virages.



Cape de pluie

protège le siège des intempéries.

Couleurs du cadre

-  Blanc pur
-  Bleu turquoise
-  Orange pur



Partons à l'aventure et découvrons le monde ensemble ! Grâce à mon cadre évolutif génial je t'accompagnerai très longtemps.



Tendeur de chaîne automatique
empêche efficacement
l'affaissement de la chaîne.



Direction basse
réglable en profondeur en
fonction de l'ergonomie du siège
et offrant ainsi la possibilité d'une
position détendue des deux
bras pendant la conduite.



	mats.
Taille du corps	100 – 160 cm
Longueur de jambe intérieure	42 – 75 cm
Hauteur du pédalier	32,5 cm
Hauteur d'accès	20 cm
Hauteur d'assise	32 – 42 cm
Angle d'assise	5 - 20°
Profondeur d'assise	26 cm
Angle du dos	5 - 20°
Longueur du dossier	50 cm
Empattement	105 – 132 cm
Largeur de voie	69 cm
Longueur hors tout	155 – 182 cm
Largeur hors tout	76 cm
Hauteur hors tout	65 – 88 cm
Longueur max. Largeur de l'assise étroite	37 cm
Longueur max. Largeur d'assise large	46 cm
Rayon de braquage	238 – 390 cm
Poids à vide	29 kg
Nombre max. Charge	75 kg



Théo est un vrai raton laveur. Il aime sentir l'eau chatouiller sa peau. La **hts.** l'aide à se décontracter complètement. Nos autres aides au bain sont elles aussi toujours prêtes à servir et t'accompagnent dans toutes tes activités dans la salle de bain.

À l'eau !







Waouh, c'était super génial ! Théo a passé tout l'après-midi sur le terrain de jeux avec ses sœurs et il a construit des châteaux de sable avec elles. Mais maintenant, c'est l'heure de la douche. Comme Théo ne peut pas se tenir debout, c'est son aide à la toilette hts, qui fait tout son possible pour lui dans la salle de bain. Allez, sous la douche !

Les soins du corps, tels douche, bain, brossage de dents et aller aux WC font partie des activités que tout le monde fait tous les jours. Les enfants et adolescents handicapés ne peuvent pas faire leur toilette tout seuls. Ils ont besoin d'aide. Pour que les enfants acceptent mieux les soins de toilette quotidiens et qu'ils deviennent autonomes, par exemple pour aller aux WC, il existe des aides à la toilette pour différents besoins. Elles ont toutes une chose en commun : elles offrent aux enfants suffisamment de soutien et de sécurité et soulagent les parents ou les accompagnateurs au quotidien.

Parfois, on n'a pas assez de mains pour bien maintenir un enfant pendant qu'on le lave dans la baignoire ou la douche. Les aides techniques sont donc indispensables pour donner à l'enfant un sentiment de sécurité. Beaucoup de réglages peuvent être effectués d'une seule main. Et aussi les accessoires, tels sangles ou pelotes contribuent à assurer un bon maintien. Avec une aide technique appropriée, une main reste toujours libre pour maintenir l'enfant ou l'adolescent et lui donner un sentiment de sécurité.

À emporter, s'il vous plaît !

Nos aides à la toilette sont de vieux loups de mer en matière de bien-être et de sécurisation des petits et des grands. Les housses, par exemple, sont particulièrement bien tolérées par la peau et ne laissent pas de marques sur le corps. Se faire asperger au rinçage sur des sièges rembourrés garnis de matériaux doux procure une sensation agréable et pas du tout froide.

Et nous avons gardé le meilleur pour la fin : vous pouvez emporter nos aides à la toilette tout simplement – par exemple pour aller passer le week-end chez les grands-parents. Beaucoup d'aides sont très petites, compactes et pliantes, d'autres présentent un châssis de voyage spécial.

Bain + Toilette.



boris.
102-105



hts.
106-109



wave.
110-113



GMFCS
Level III-V

kg
max. 150



26-46 cm

31-48 cm

(-15° - 30°)



Je suis ton siège de douche et de toilette confortable.

Que tu te brosses les dents ou que tu prennes une douche, l'inclinaison de mon siège s'adapte à toutes les situations. Mon assise de forme anatomique t'apporte le soutien requis, stabilise le haut de ton corps et est modifiable en hauteur. Tu seras encore plus confortablement installé sur mes rembourrages. Ils sont super faciles à retirer et à nettoyer. Comme j'ai été fabriqué dans un matériau très robuste, vous profiterez longtemps de moi, tes parents et toi. Savais-tu que j'existe en cinq tailles et que je peux porter jusqu'à 150 kilos ?



Sur le rembourrage amovible en option du siège
tu seras confortablement assis.



La tablette rabattable
te stabilise en plus.





Appui-têteréglable en hauteur
et en inclinaison.**Tablette rembourrée**

avec appui pour les bras.

Rembourrage insérablepour éviter les points de
pression sur le corps.**Siège-coque**forme anatomique. Soutient
au niveau du bassin et stabilise
le haut du corps.**Châssis robuste**

en acier inoxydable.

Pédalepour régler le siège-coque
de (-)5° à 30° en continu.**Repose-pieds**rabattable pour faciliter la
montée et la descente.**Équipement de WC**Tu peux m'utiliser comme siège de
toilette indépendamment des WC.**Dans les tailles 2-4**avec ouverture
hygiénique plus large.



Données	T. 0	T. 1	T. 2	T. 3	T. 4
Largeur assise (arrière)	26 cm	31 cm	36 cm	41 cm	46 cm
Profondeur assise	31 cm	36 cm	41 cm	46 cm	48 cm
Largeur coque (avant)	31 cm	36 cm	41 cm	46 cm	51 cm
Hauteur dossier	49 cm	51 cm	56 cm	61 cm	65 cm
Inclinaison assise	(-)5° - 30°				
Hauteur de toilettes compatible avec la chaise	47 - 57 cm	45 - 55 cm	42 - 52 cm	42 - 52 cm	
Largeur totale	56 cm	61 cm	63 cm	71,5 cm	74 cm
Longueur totale	65 cm			70 cm	
Longueur mollet max.	38 cm			48 cm	
Bord avant ouverture hygiénique à Bord arrière châssis	47 cm	49 cm	51 cm	54 cm	57 cm
Largeur ouverture avant	A	10 cm			
Largeur ouverture arrière	B	12 cm		13,5 cm	
Largeur ouverture arrière*	C	-	-	18,5 cm	
Charge max.	60 kg	80 kg	100 kg		150 kg
Poids	28 kg	30 kg	33 kg	35 kg	38 kg

* s'applique uniquement aux tailles 2 b, 3 b et 4 b



Plus d'infos sur accessoires & fixations dans la liste de prix.



Scanne ce code QR et regarde les vidéos du produit directement sur notre page d'accueil.



GMFCS
Level III-V

kg
max. 113



20-43 cm

20-44 cm

(-16°-18°)

(-5°-25°)



Je suis ton siège de douche et de WC et un fan absolu de l'eau!

Avec mes nombreux châssis différents je t'accompagne pour tout ce que tu veux faire dans la salle de bains – opérer un transfert, aller aux WC, prendre une douche. Mon dossier s'adapte exactement à l'inclinaison de ton dos, si bien que tu peux super bien te pencher vers l'avant et l'arrière. Mes différents châssis étant très variés, je suis en mesure de m'adapter à tous les lieux et à t'aider parfaitement.




Les boutons bleus

indiquent les endroits où on peut faire un réglage en hauteur, en profondeur ou en inclinaison – sans aucun outil.

L'inclinaison de l'assise est modifiable à chaque hauteur.





Plaque de fixation
permet de monter le siège sur tous les types de WC.

La plaque de fixation peut rester sur les toilettes à long terme sans en limiter l'usage.



Différents châssis
pour tout les espaces environnants.



Châssis mobile



Châssis fixe



Châssis pour baignoire



Châssis de transfert et de soins

Inclinaison dossier
réglable de (-)6° à 18°.

Pelote thoracique
pour plus de stabilité.

Siège multifonctionnel
adaptable à la
profondeur de l'assise.

Rembourrage d'assise
avec deux variantes d'ouverture.
Disponible également en
version fermée.

Châssis
adaptable en hauteur
et en inclinaison.

Roulettes
pour un transfert sans problèmes.

Appui-tête
réglable en hauteur, en profondeur
et en inclinaison.

Rembourrages amovibles
faciles à nettoyer.

Accoudoir
offre l'appui requis.

Pelotes de bassin
offrent l'appui requis.

Plot d'abduction
guide les jambes.

Repose-pieds
multiples possibilités de
réglages. Rabattable pour
faciliter le transfert.



Tablette amovible

avec surface rembourrée d'appui
abdominal. Elle t'offre la possibilité
de prendre appui sur les bras et te
stimule pendant que tu vas aux WC.



Équipement de WC

Tu peux m'utiliser comme siège de
toilette indépendamment des WC.



Équipement de base de voyage hts.

Emporte-moi avec toi dans
mon sac adapté.



Couleur de
cadre Blanc



Données		T. 1	T. 2	T. 3
Largeur	Châssis mobiles	53 cm		57 cm
	Châssis fixes	51 cm		53 cm
	Châssis de transfert et de soins	67 cm		71 cm
Hauteur assise	Châssis mobiles	39 - 55 cm		44 - 58 cm
	Châssis fixes	33 - 43 cm	36 - 44 cm	38 - 48 cm
	Châssis de transfert et de soins	51 - 78 cm		
Largeur assise		20* / 25* / 30 cm	20* / 25* / 30* / 36 cm	28* / 33* / 38* / 43 cm
Profondeur assise		20 / 23 / 25 / 28 cm	29 / 32 / 34 / 37 cm	37 / 40 / 42 / 44 cm
Hauteur accoudoir		13,5 cm	17 cm	20 cm
Largeur dossier		29 cm	34 cm	41 cm
Longueur mollet siège de toilettes		22 - 34 cm	27 - 39 cm	34 - 44 cm
Hauteur dossier		42 cm	50 cm	62 cm
Hauteur de toilettes max. compatible avec la chaise	Châssis mobiles	52 cm		52,5 cm
	Châssis fixes	38 cm		42 cm
Longueur	Châssis mobiles	74 cm		81 cm
	Châssis fixes	71 cm		74 cm
	Châssis de transfert et de soins	84 cm		87 cm
Bord avant ouverture hygiénique à bord arrière châssis mobiles			48 cm	
Inclinaison dossier			(-) 6°, 6°, 18°	
Inclinaison assise			(-) 5° - 25°	
			(-) 15° - 15°	
Charge max.		34 kg	68 kg	113 kg

* réglable à l'aide de pelotes de bassin en option



Plus d'infos sur accessoires & fixations dans la liste de prix.



Sur la même longueur d'onde.

GMFCS
Level III-V

kg
max. 114



Je suis ton transat de bain et de douche universel.

Mon assise confortable te permet de vraiment bien te détendre. Pour ce, on peut régler mon dossier de telle sorte qu'il soit adapté le mieux possible pour toi – même directement pendant le bain. Pour que tu te sentes toujours en sécurité, il existe des sangles pour le thorax, le bassin ou les jambes. Et un appui-tête est bien sûr indispensable. Tu peux me choisir avec ou sans repose-jambes. Mon châssis de transfert te soutient de manière optimale au-dessus de la baignoire pendant la douche.

Châssis pour baignoire


Il te met à la bonne hauteur et soulage le dos de tes parents.



Châssis pour douche

avec roulettes larges équipées de freins, peut aussi être utilisé pour le transfert.





Appui-tête

réglable en hauteur et en largeur.

Housse amovible

pour un lavage simple et rapide en machine.

Châssis en plastique

adaptable en hauteur.

Pieds

adaptables en hauteur.

**Sangle thoracique**

sécurise et soutient. Il est disponible avec et sans guidage latéral réglable et peut aussi être utilisé comme ceinture pelvienne.

Sangle pour jambes en option

réglable à l'aide d'une bande auto-agrippante.

Repose-jambes en option

adaptable pendant le soin.

Inclinaison dossier

modifiable d'une seule main.




L'inclinaison du repose-jambes et de l'assise se modifie indépendamment l'un de l'autre aussi pendant le soin – afin que tu sois assis de manière stable et agréable ou même que tu puisses t'allonger.



Couleur de cadre

Blanc



Châssis de transfert
pliable et tenant peu
de place.

Avec le châssis de transfert sous moi, je peux te positionner sans peine au-dessus de la baignoire et je peux même pivoter à 90°. Comme ça, c'est vraiment chouette de prendre une douche !



Données	T. 1	T. 2	T. 3
Profondeur assise	27 cm	33 cm	43 cm
Largeur assise	38 cm		44 cm
Hauteur dossier	58 cm	67 cm	81 cm
Hauteur assise	5 cm / 18 cm		
Hauteur assise avec châssis pour baignoire	32 - 47 cm		
Hauteur assise avec châssis pour douche	70 cm		
Hauteur assise avec châssis de transfert	53 - 75 cm		
Longueur transat de bain, complètement à plat, sans repose-jambes	89 cm	104 cm	128 cm
Longueur transat de bain, complètement à plat, avec repose-jambes	108 cm	124 cm	155 cm
Largeur	46 cm		53 cm
Longueur, complètement à plat	75 cm		
Hauteur châssis pour baignoire	20 cm		
Longueur châssis pour baignoire	99 cm		
Largeur châssis pour baignoire	44 cm		
Hauteur châssis pour douche	56 cm		
Largeur châssis pour douche	69 cm		
Longueur châssis pour douche	86 cm		
Charge max.	34 kg	68 kg	114 kg
Inclinaison dossier et assise	0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°		



Plus d'infos sur accessoires & fixations
dans la liste de prix.



Remarques générales.



Regarde, la tache est partie.



« Un coup de chiffon, et hop, **smilla.** est tout propre. »

Et pas seulement **smilla.**, toutes nos aides techniques sont extrêmement facile à nettoyer. Sur les pages suivantes, nous expliquons comment les nettoyer et les utiliser. Mais surtout: cherche ton motif préféré dans notre grand choix de tissus et de couleurs!



Introduction à l'utilisation de nos produits.

Veillez noter que les **handicapés mentaux et les personnes présentant un déficit des facultés visuelles et de lecture** doivent se faire lire ou expliquer nos documentations techniques par leurs parents, leurs accompagnateurs ou des consultants techniques afin de garantir la sécurité d'utilisation de nos produits.

Nous faisons remarquer que seuls les **pièces de rechange et accessoires** de notre maison sont autorisés à être utilisés et montés afin de ne pas compromettre la sécurité de l'utilisateur. Dans certains cas isolés, des combinaisons avec des produits d'autres fabricants nécessitent une concertation avec votre revendeur ou avec nous en tant que fabricant.

Seules des personnes ayant suivi une initiation adéquate par un consultant en dispositifs médicaux sont autorisées à effectuer des **réglages et des modifications sur le produit** ou les accessoires. Ce faisant, veillez, lors de tout réglages ou toute modification, à ce que les extrémités de l'opérateur ou de l'utilisateur ne se trouvent pas aux endroits à régler/modifier afin de minimiser les risques de blessures.

Avant tout transport, chaque produit doit être réduit à ses dimensions les plus compactes. Ramenez par exemple les accoudoirs, le dossier etc. à leurs dimensions les plus réduites. Enlevez les pièces faciles à démonter du produit comme p. ex. les roues du verticalisateur **todd.**, le guidon du **tricycle momo.** etc. Relevez le repose-pieds, le cas échéant. Vous trouverez des indications détaillées à ce sujet dans le mode d'emploi de chaque produit.

Les **modes d'emploi** de chacun des produits sont disponibles sur www.schuchmann.fr/mediatheque. Le cas échéant, des **remarques de nettoyage spécifiques au produit** sont à consulter dans les modes d'emploi correspondants.

Mesures de nettoyage selon la nature du matériau.

L'entretien et le nettoyage de nos produits doit être effectué à des intervalles réguliers afin de garantir leur bon fonctionnement sur toute leur durée de vie. À cet effet, le choix du produit nettoyant approprié est décisif.

Bois : Nettoyer les pièces en bois avec un chiffon, ou autre, légèrement humidifié. Veuillez tenir compte des indications des fabricants de produits de nettoyage concernant la concentration du produit nettoyant. Les nettoyants ménagers abrasifs ou autres substances agressives sont impropres. Le bois est un produit naturel qui ne doit jamais rester trop longtemps ou constamment mouillé car il absorbe l'eau et peut se déformer (gonfler). Veiller à ne l'essuyer et le nettoyer qu'avec un chiffon humide (c.-à-d. un chiffon essoré). Effectuer un test de compatibilité à un endroit non apparent.

Pièces thermolaquées : nettoyer les pièces en aluminium à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide et d'un produit nettoyant antibactérien courant.

Acier inoxydable: nettoyer les pièces en acier inox à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide imbibés d'eau savonneuse. Ne pas utiliser de produits de blanchiment.

Housses / pièces en tissu : laver les housses ou les pièces en tissu à 40°C en machine avec une lessive courante, ne pas les sécher au sèche-linge.

Matières plastiques : nettoyer les pièces en plastique à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon imbibés d'eau savonneuse. Ne pas utiliser de produits de blanchiment.

PU (polyuréthane) : nettoyer les pièces en PU à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide imbibés d'eau savonneuse. Ne pas utiliser de produits de blanchiment.

Si vous avez des questions
contactez-nous
directement!



Mesures de désinfections selon le type de matériau.

Pour la **désinfection des surfaces en métal, en bois et en plastique**, différents produits sont utilisables. Les désinfectants utilisés doivent couvrir **un large champ d'action** (bactéricide, levuricide et virucide) et être autorisés sur les dispositifs médicaux.

Consulter les recommandations de la Commission d'hygiène hospitalière et de prévention des infections et de l'Institut fédéral allemand des médicaments et des dispositifs médicaux.

Les **désinfectants liquides** existent sous forme de solution à vaporiser et à essuyer en la répartissant uniformément avec un chiffon doux. En alternative, des **lingettes pré-imprégnés de désinfectant** sont également utilisables pour essuyer toute la surface des appareils. Dans les deux cas, le chiffon et l'appareil doivent être entièrement humidifiés.

Les **temps d'action** pouvant varier, ils sont à consulter dans les instructions du fabricant des produits utilisés. Toutefois, ne pas utiliser de produits contenant à base d'alcool. Les unités de désinfection produisent d'excellents résultats. Les appareils contaminés entiers y sont placés, puis désinfectés par nébulisation à froid. Les méthodes de désinfection par glaçage ne sont pas autorisées. Le cas échéant, les **instructions de désinfection spécifiques au produit** doivent être prises en compte dans les modes d'emploi respectifs.

Mesures d'hygiène à appliquer à tous nos produits.

1. Qui doit exécuter les mesures d'hygiène ?

L'utilisateur ou les accompagnateurs, le personnel de service de votre revendeur et autres établissements agréés.

2. À quels intervalles ?

- Nettoyage : régulièrement et selon les besoins (en présence de saleté)
- Nettoyage + désinfection : régulièrement et selon les besoins (en cas de contamination possible et avant les mesures de maintenance et d'entretien).
- Après le nettoyage + la désinfection : les châssis ou autres composants endommagés doivent être tout d'abord enlevés ou remis en état.
- Traitement par un personnel qualifié (nettoyage intense et désinfection) : avant la cession à des tiers

3. Que doit-on utiliser en travaillant ?

Le port de **gants de protection** (p. ex. en caoutchouc nitrile ou butyle) est recommandé ! Éviter la pénétration de liquides dans les câbles Bowden, tubes de cadre ou autres. Enlever les salissures visibles à l'aide d'une lavette humide et, le cas échéant, d'un peu de liquide vaisselle. Ne pas utiliser de produits ou objets abrasifs !

4. Comment procéder exactement ?

Pour le nettoyage de toutes les surfaces accessibles, utiliser une lavette humide et, le cas échéant, un produit nettoyant approprié. Sécher immédiatement les surfaces à l'aide d'un chiffon en coton ou d'un essuie-tout jetable. Sécher les endroits difficiles d'accès à l'aide d'un sèche-cheveux réglé à basse vitesse/température.

Pour procéder à la désinfection, utiliser le désinfectant selon les instructions du fabricant. L'utilisation de nettoyeurs à haute pression n'est pas autorisée, car leur utilisation peut endommager les produits.

Veiller à **humidifier complètement** la surface. Le cas échéant, enlever les restes excédentaires de produit à l'aide d'un essuie-tout jetable non coloré. L'observation du temps d'action prescrit par le fabricant est particulièrement importante !





Toupiés tournoyantes et billes bigarrées – découvrons le monde en jouant !

Ainsi se présentent nos tissus. Ils satisfont toutes les exigences de qualité imaginables en matière d'assistance par aide technique.

Bon à savoir – tous nos tissus sont :

- extrêmement résistants
- tolérés par la peau selon DIN EN ISO 10993-5
- difficilement inflammables selon DIN EN 1021-1+2
- simples et faciles à traiter
- testés selon Öko-Tex Standard 100



Si cela t'intéresse,
nous t'enversons
avec plaisir notre carte
d'échantillons de tissu !




Flexi.



9001043 (No. 43)



9001044 (No. 44)



9001050 (No. 50)

Tissus.



9001123 (No. 123)



9001124 (No. 124)



9001127 (No. 127)

Tricots.



9001091 (No. 91)



9001092 (No. 92)



9001105 (No. 105)



9001106 (No. 106)



9001111 (No. 111)*



9001112 (No. 112)*



9001114 (No. 114)*




9001115 (No. 115)*



Encore plus cool : Fais broder ton nom sur le rembourrage du dossier de ton siège thérapeutique. Tous les tissus, sauf Flexi, peuvent être brodés en argent-blanc avec douze lettres au maximum. Tes amis seront époustoufflés.



Filet / tissu intercalaire.



9001046 (No. 46)*



9001047 (No. 47)



9001048 (No. 48)*



9001101 (No. 101)




9001109 (No. 109)

Remarque:

Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications sur les matériaux, les couleurs et les constructions selon l'état de la technique et dans le cadre du développement des produits usuel sur le marché. Les reproductions de produits et couleurs sont uniquement à des fins d'orientation. Des divergences par rapport à l'original dues à l'impression ne sont pas à exclure au point de vue technique. Toutes les indications sont données sans garantie.

* Ce produit n'est pas conforme à la norme DIN EN 1021-1+2.





Parrainage.

Le petit éléphant qui figure sur chaque page de ce catalogue a un nom : c'est manni, le logo de notre marque. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles nous avons choisi un éléphant, mais l'une d'elles nous tient particulièrement à cœur : Le comportement social des éléphants est très évolué. En ce sens qu'ils vivent en troupes, accordent une grande importance à la famille et protègent leurs enfants. Nous trouvons ça formidable. Car les familles, les enfants et leur bien-être au quotidien jouent un rôle important, aussi pour nous et pour nos produits.

Quelle n'a pas été notre joie de trouver un petit frère pour manni : à partir de l'été 2018, nous avons parrainé Minh-Tan, le premier éléphant né au zoo d'Osnabrück. En 2022, Minh-Tan a quitté l'enclos comme prévu. Car le temps des rivalités et des épreuves de force typiques entre éléphants était venu. Nous sommes d'autant plus heureux d'avoir trouvé en Yaro, le petit frère de Minh-Tan, un remplaçant digne d'assurer sa succession. Nous aidons le zoo à s'occuper le mieux possible de Yaro et assurons, par exemple, que le petit éléphant reçoive son alimentation préférée.

Un fils bien-aimé.


Yaro a vu le jour le 21 décembre 2020 - il est le premier éléphant conçu à Osnabrück. Sa mère Douanita et sa soeur Sita, sont extrêmement fières du bébé pachyderme et s'occupent de manière exemplaire du petit.

Nous sommes sûrs qu'il va devenir formidable - tout comme son grand frère Minh-Tan. Ce dernier vit maintenant au zoo de Heidelberg. À sa naissance, l'éléphanteau à longue trompe pesait déjà 100 kilos. Dès le début, ce jeune mâle vif et éveillé a constitué un pôle d'attraction. Il n'intéressait pas seulement les autres éléphants de l'enclos, mais aussi les visiteurs du zoo, petits et grands.

D'ailleurs : Yaro est un prénom indien qui signifie « fils bien-aimé ». Ça lui va bien, vous ne trouvez pas ? Nous sommes très heureux d'accueillir ce nouveau membre dans notre famille et surtout de pouvoir poursuivre notre parrainage avec le zoo d'Osnabrück.

Yaro. Notre nouveau protégé espiègle.





Schuchmann, c'est nous.

Nous sommes membres de l'Association internationale de soutien à la rééducation des enfants et adolescents.

Depuis 2000, l'Association internationale rehaKIND e.V. s'engage pour les besoins particuliers des enfants et adolescents handicapés.

La prise en charge de ces enfants sous forme de thérapies et d'aides techniques est un domaine particulièrement sensible de la rééducation : la collaboration interdisciplinaire de toutes les personnes impliquées est requise – la compétence entraîne la confiance.

L'objectif de cette association de soutien est une optimisation du processus de prise en charge, la qualité garantie des moyens et une utilisation optimale des moyens existants.

En outre, le centre de ses activités est le soutien d'établissements et d'organisations d'intérêt public et de la recherche scientifique dans le domaine de la rééducation des enfants et adolescents.

Pour nous en tant que membre fondateur, la coopération et l'échange avec rehaKIND sont d'une grande importance. Par le biais de cette association de soutien, nous obtenons, en tant que fabricant d'aides techniques à la rééducation, des stimulations importantes concernant l'amélioration de la qualité de nos produits. Cela nous permet de relever les défis individuels lancés aux fournisseurs d'aides techniques modernes.

Nous profitons de cette occasion pour remercier rehaKIND de son engagement intense pour le soutien des enfants et adolescents handicapés et pour déclarer que nous sommes heureux d'être membre de cette association de soutien.

Vous trouverez de plus amples informations au sujet de rehaKIND sur www.rehakind.com.



rehaKIND. Offre des chances à tous les enfants.





schuchmann.fr