

GMFCS
Level II-IV



Je suis ton siège thérapeutique dynamique.

Rester assis sans bouger, je trouve ça nul !
J'aime mieux évoluer dans toutes les positions.
Je m'incline vers l'avant et l'arrière, vers le haut
et le bas – aussi dynamiquement que tu en as
besoin. La position assise active a un grand
avantage : elle t'aide à relâcher les tensions
physiques et psychiques. Mes nombreux
accessoires, tels appuis-tête, pelotes ou
guidages latéraux assurent la stabilité requise
dans chaque situation.





activity chair.

Poignée de poussée
pour un transfert agréable.

Pelotes thoraciques
permettent d'obtenir une position stable et verticale.

Harnais
pour plus de sécurité et une plus grande liberté de mouvement.

Culotte abdominale
positionne le bassin et stimule l'orientation correcte de la colonne vertébrale.

Sandalettes à lanières
participent à l'orientation optimale du corps par rapport aux pieds de l'utilisateur.

Roulettes doubles avec bloqueur
facilitent le transfert.

Appui-tête
adaptable en hauteur, profondeur et inclinaison.

Inclinaison dossier
réglable à l'aide d'un vérin à gaz.

Accoudoirs
réglables en hauteur et en inclinaison.

Assise
confortables, empêchent la formation d'escarres.

Châssis
particulièrement stable et réglable en hauteur.

Repose-pieds
repose-pieds rabattable vers l'arrière, idéal pour le transfert autonome.



Fonction dynamique en option

absorbe tes mouvements en douceur, s'active et se désactive très facilement et sans outils à l'aide d'une poignée tournante.



Couleur de cadre ● Noir Effect



Données		T.0	T. 1	T. 2
Profondeur assise		20 - 30 cm	28 - 41 cm	38 - 51 cm
Largeur assise		30 cm	36 cm	43 cm
Largeur assise (avec pelotes de hanches)		18 - 23 cm	22 - 29 cm	28 - 36 cm
Largeur de torse		17 - 29 cm	17 - 30 cm	24 - 36 cm
Hauteur dossier		32 - 39 cm	39 - 48 cm	48 - 61 cm
Hauteur Appui-tête - Siège		37 - 53 cm	44 - 62 cm	50 - 75 cm
Hauteur Accoudoir - Siège		13 - 19 cm	18 - 27 cm	18 - 27 cm
Longueur mollet		18 - 30 cm	20 - 38 cm	29 - 54 cm
Hauteur assise au-dessus du sol	avec pieds courts / avec pieds longs	24 - 32 cm / 47 - 55 cm	32 - 42 cm / 48 - 58 cm	42 - 52 cm / 51 - 61 cm
	avec pieds courts / avec pieds longs et roulettes doubles	34 - 42 cm / 47 - 55 cm	41 - 51 cm / 48 - 58 cm	42 - 52 cm / 51 - 61 cm
	avec châssis Hi/Lo	25,5 - 63,5 cm	30,5 - 58,5 cm	40,5 - 61 cm
Largeur du cadre	avec pieds courts / avec pieds longs	53 / 58 cm	59 / 62 cm	68 / 68 cm
	avec pieds courts / avec pieds longs et roulettes doubles	57 / 60 cm	62 / 65 cm	71 / 71 cm
	avec châssis Hi/Lo	66 cm	68,5 cm	73,5 cm
Inclinaison assise	avec châssis standard / avec châssis Hi/Lo	(-)15° - 15° / (-)15° - 25°		
Angle du dos		(-)5° - 20°		
Longueur totale/profondeur du cadre		54-73 cm	57-73 cm	77-90 cm
Largeur totale		53-60 cm	59-65 cm	68-70,5 cm
Hauteur totale avec appui-tête		61-108 cm	76-120 cm	92-136 cm
Hauteur totale sans appui-tête		56-94 cm	71-106 cm	90-122 cm
Taille recommandée		81-122 cm	102-142 cm	127-188 cm
Charge max.		34 kg	68 kg	113 kg
Poids du châssis standard		12,2 kg	15,9 kg	24,5 kg
Poids du châssis Hi/Lo		25,4 Kg	39 Kg	44,5 kg

Les dimensions indiquées sont valables pour les deux unités de sièges avec tous les châssis. Si certaines dimensions diffèrent entre les soubassements, elles sont concrètement indiquées.



Plus d'infos sur accessoires & fixations dans la liste de prix.



Scanne ce code QR et regarde les vidéos de produit directement sur notre page d'accueil.

