

GMFCS
Level III-V

kg
max. 150



26-46 cm

31-48 cm

(-15°-30°)



Je suis ton siège de douche et de toilette confortable.

Que tu te brosses les dents ou que tu prends une douche, l'inclinaison de mon siège s'adapte à toutes les situations. Mon assise de forme anatomique t'apporte le soutien requis, stabilise le haut de ton corps et est modifiable en hauteur. Tu seras encore plus confortablement installé sur mes rembourrages. Ils sont super faciles à retirer et à nettoyer. Comme j'ai été fabriqué dans un matériau très robuste, vous profiterez longtemps de moi, tes parents et toi. Savais-tu que j'existe en cinq tailles et que je peux porter jusqu'à 150 kilos ?



Sur le rembourrage amovible en option du siège
tu seras confortablement assis.



La tablette rabattable
te stabilise en plus.




Appui-têteréglable en hauteur
et en inclinaison.**Tablette rembourrée**

avec appui pour les bras.

Rembourrage insérablepour éviter les points de
pression sur le corps.**Siège-coque**forme anatomique. Soutient
au niveau du bassin et stabilise
le haut du corps.**Châssis robuste**

en acier inoxydable.

Pédalepour régler le siège-coque
de (-)5° à 30° en continu.**Repose-pieds**rabattable pour faciliter la
montée et la descente.**Équipement de WC**Tu peux m'utiliser comme siège de
toilette indépendamment des WC.**Dans les tailles 2-4**avec ouverture
hygiénique plus large.



Données	T. 0	T. 1	T. 2	T. 3	T. 4
Largeur assise (arrière)	26 cm	31 cm	36 cm	41 cm	46 cm
Profondeur assise	31 cm	36 cm	41 cm	46 cm	48 cm
Largeur coque (avant)	31 cm	36 cm	41 cm	46 cm	51 cm
Hauteur dossier	49 cm	51 cm	56 cm	61 cm	65 cm
Inclinaison assise	(-)5° - 30°				
Hauteur de toilettes compatible avec la chaise	47 - 57 cm	45 - 55 cm	42 - 52 cm	42 - 52 cm	
Largeur totale	56 cm	61 cm	63 cm	71,5 cm	74 cm
Longueur totale	65 cm			70 cm	
Longueur mollet max.	38 cm			48 cm	
Bord avant ouverture hygiénique à Bord arrière châssis	47 cm	49 cm	51 cm	54 cm	57 cm
Largeur ouverture avant	A	10 cm			
Largeur ouverture arrière	B	12 cm		13,5 cm	
Largeur ouverture arrière*	C	-	-	18,5 cm	
Charge max.	60 kg	80 kg	100 kg		150 kg
Poids	28 kg	30 kg	33 kg	35 kg	38 kg

* s'applique uniquement aux tailles 2 b, 3 b et 4 b



Plus d'infos sur accessoires & fixations dans la liste de prix.



Scanne ce code QR et regarde les vidéos du produit directement sur notre page d'accueil.

