

GMFCS
Level III-V

kg
max. 75



25-44 cm

26-38 cm



Je suis ton siège auto pivotant.

J'aime les promenades en voiture. Toi aussi ? Alors emmène-moi. Avec moi tu iras partout en toute sécurité. Car j'ai été contrôlé et j'ai reçu la mention absolument sûr – sur le siège avant comme sur le siège arrière. Afin que tes parents puissent te positionner facilement sur mon siège, ils peuvent me sortir de la voiture en me faisant pivoter à 90 degrés. Mon point fort imbattable : avec mes accessoires, je grandis avec toi. Il y en a peu qui peuvent en dire autant.



Avec les deux kits de croissance,
le carrot 3. évolue et suit la
croissance de l'enfant.



carrot 3.

Housse de siège
amovible.

Pelotes thoraciques
permettent d'obtenir une
position stable et verticale.

Dossier
inclinable.

Extension d'assise insérable
amovible.

Appui-tête rembourré
réglable en hauteur.

Sangles
soutien et positionnement.

Appuis latéraux anatomiques
pour redresser le corps.

Repose-pieds
réglable en hauteur et
amovible pour le transfert.



Repose jambes
enfilable

Embase pivotante
avec attache ISOFIX



Couleur de
sièges autos

● Rouge

● Noir



Données	T. S	T. L	T. XL
Profondeur assise	25 - 28,5 cm	25 - 28,5 cm	44 cm
Largeur assise	26 cm	26 cm	38 cm
Hauteur dossier	30 - 40 cm	45 - 55 cm	50 - 60 cm
Hauteur appui-tête	52 - 62 cm	67 - 77 cm	73,5 - 83,5 cm
Largeur totale	42 cm	46 cm	46 cm
Hauteur du repose-pieds		25 - 46 cm	
Poids max. utilisateur*	10 - 50 kg	10 - 50 kg	40 - 75 kg
Taille utilisateur	jusqu'à 145 cm	jusqu'à 160 cm	jusqu'à 176 cm
Poids	à partir de 8 kg	à partir de 8 kg	à partir de 8 kg

* Dans le cadre de la norme ECE R44 / 04, le Carrot 3 a été testé de 15 à 36 kg. De plus, des mannequins de 10, 49 et 75 kg ont été testés avec succès conformément à la norme.



Plus d'infos sur les accessoires dans la liste de prix.



Scanne ce code QR et regarde les vidéos du produit directement sur notre page d'accueil.

