

GMFCS  
Level III-Vkg  
max. 113

39-124 cm

**Je suis ton entraîneur à la marche dynamique.**

Tu voudrais marcher, courir voire te démener ? Mes nouvelles petites tailles, te soutiendrons dès le début et je suis déjà super content de te voir faire tes premiers pas. Tu peux compter à cent pour cent sur mon soutien. Quand tu auras grandi et que tu auras plus de courage tu voudras partir à la découverte du monde, ma selle multi-positions te soutiendra à partir de la Taille 1. Elle porte une partie du poids de ton corps et elle est capable de positionner exactement ton bassin dans cinq directions, selon tes besoins. Tu peux me pousser devant toi ou me tirer derrière toi. En tout cas, ma grande surface d'appui te permet de rester toujours à la verticale. En option, mon cadre dynamique te soutient pendant la prise en charge et le transfert du poids qui sont nécessaires à une démarche ergonomique. Bon à savoir : toutes les modifications et adaptations peuvent être effectuées sur moi sans outils.





### **Ma Selle Multi-Positions (SMP) va t'emballer :**

Elle permet de régler la position de ton bassin rapidement et précisément dans différentes directions ce qui rend possible d'adapter sur toi la verticalisation, la longueur d'entrejambe ainsi que la prise en charge et le transfert du poids. Un réglage correct de la profondeur de la selle, par exemple, permet de placer ton bassin dans une position optimale par rapport au haut de ton corps. Le réglage de l'angle de la selle met ton bassin en avant ou arrière. Le dispositif d'accueil des hanches est réglable en hauteur et en profondeur afin que tes hanches soient bien soutenues. Et le réglage en hauteur de la selle permet d'ajuster en détail la position du bassin de sorte que tu puisses décider toi-même de combien de ton poids corporel la SMP va se charger. C'est super, non ?



**Il n'est pas toujours nécessaire d'avoir un équipement complet. Avec mon dispositif thoracique en combinaison avec les poignées et à la Selle Multi-Positions (SMP) je t'offre déjà de nombreuses possibilités de positionnement.**



# dynamic pacer.



**Appuis d'avant-bras rembourrés**  
décharge partielle  
du poids corporel.

**Cadre dynamique**  
soutient la démarche et permet  
un mouvement vertical de 8 cm  
et un mouvement horizontal  
de 5 cm pendant la marche.

**Selle Multi-Positions**  
s'adapte vite à la  
position du bassin.

**Colonne centrale**  
modifiable en hauteur grâce à un  
vérin à gaz et soutient la  
verticalisation en position debout.

**Construction légère et stable**  
donne une sensation de sécurité.

**Bloqueurs de direction**  
aident à marcher  
en ligne droite.

**Roulettes**  
avec blocage directionnel, anti-recul,  
frein progressif et de parking.

**Compteur de distance**  
enregistre les progrès  
de la thérapie.

## Système modulaire

### Possibilités très variées d'utilisation :

les cadres en tailles 2+3 se détachent  
du châssis standard et se montent sur  
le châssis combiné ou le châssis pour  
tapis de course.



### Soutien thoracique multi-fonctionnel

Selon l'intensité du soutien dont tu  
as besoin, il s'adapte en hauteur  
et en inclinaison.



Couleur de  
cadre T. 0 mini ● Citron vert

Couleurs du  
cadre T. 1 ○ Blanc  
● Citron vert

Couleurs du  
cadre T. 2 ○ Blanc  
● Rouge

Couleurs du  
cadre T. 3 ● Bleu  
● Anthracite

Couleur de  
cadre T. 4 ● Anthracite



**Grâce à ma colonne centrale avec vérin à gaz, je m'adapte rapidement en hauteur, ce qui présente un grand avantage : le transfert de l'assise à la position debout devient super-facile !**

Données		T. 0 mini	T. 1	T. 2	T. 3	T. 4
Hauteur de coude recommandée		39 - 52 cm	47 - 70 cm	61 - 89 cm	81 - 119 cm	86 - 124 cm
Largeur totale	Châssis standard	52 cm	58 cm	66 cm	71 cm	80 cm
	Châssis combiné	-	-	76 cm	81 cm	-
	Châssis pour tapis de course étroit	-	89 cm	89 cm	89 cm	-
	Châssis pour tapis de course large	-	102 cm	102 cm	102 cm	-
Longueur totale	Châssis standard	57 cm	66 cm	76 cm	91 cm	101 cm
	Châssis combiné	-	-	91 cm	103 cm	-
	Châssis pour tapis de course	-	104 cm	104 cm	104 cm	-
Hauteur du cadre	Châssis combiné/standard	32 cm	41 - 53 cm	55 - 69 cm	72 - 98 cm	79 - 104 cm
	Châssis pour tapis de course	-	58 - 89 cm	60 - 93 cm	76 - 119 cm	-
Hauteur châssis (sans cadre)	Châssis combiné/standard	-	28 cm	37 cm	41 cm	47 cm
	Châssis pour tapis de course	-	53 cm	53 cm	53 cm	-
Poids	Châssis standard	4,6 kg	5,2 kg	6,8 kg	7 kg	10,2 kg
	Châssis combiné	-	-	8,4 kg	8,7 kg	-
	Châssis pour tapis de course étroit	-	12,5 kg	12,5 kg	12,5 kg	-
	Châssis pour tapis de course large	-	12,7 kg	12,7 kg	12,7 kg	-
	Cadre standard	-	2,7 kg	3,4 kg	4,4 kg	4,9 kg
Mouvement du cadre standard	Cadre dynamique	-	3,4 kg	5,2 kg	6,1 kg	6,8 kg
	Vertical	-	3,5 cm	8 cm	8 cm	8 cm
Largeur max. tapis de course	Horizontal	-	4 cm	5 cm	5 cm	5 cm
	Châssis pour tapis de course étroit	-	74 cm	74 cm	74 cm	-
Hauteur max. tapis de course	Châssis pour tapis de course large	-	86 cm	86 cm	86 cm	-
	Châssis pour tapis de course	-	28 cm	28 cm	28 cm	-
Charge max.		23 kg	34 kg	68 kg	91 kg	113 kg



**Plus d'infos sur les accessoires**  
dans la liste de prix.



**Scanne ce code QR**  
et regarde les vidéos du  
produit directement sur notre  
page d'accueil.

