

GMFCS
Level III-V

kg
max. 113



20-43 cm

20-44 cm

(-16°-18°)

(-5°-25°)



Je suis ton siège de douche et de WC et un fan absolu de l'eau!

Avec mes nombreux châssis différents je t'accompagne pour tout ce que tu veux faire dans la salle de bains – opérer un transfert, aller aux WC, prendre une douche. Mon dossier s'adapte exactement à l'inclinaison de ton dos, si bien que tu peux super bien te pencher vers l'avant et l'arrière. Mes différents châssis étant très variés, je suis en mesure de m'adapter à tous les lieux et à t'aider parfaitement.




Les boutons bleus

indiquent les endroits où on peut faire un réglage en hauteur, en profondeur ou en inclinaison – sans aucun outil.

L'inclinaison de l'assise est modifiable à chaque hauteur.





Plaque de fixation

permet de monter le siège sur tous les types de WC.

La plaque de fixation peut rester sur les toilettes à long terme sans en limiter l'usage.



Différents châssis

pour tout les espaces environnants.



Châssis mobile



Châssis fixe



Châssis pour baignoire



Châssis de transfert et de soins

Inclinaison dossier
réglable de (-)6° à 18°.

Pelote thoracique
pour plus de stabilité.

Siège multifonctionnel
adaptable à la profondeur
de l'assise.

Rembourrage d'assise
avec deux variantes d'ouverture.
Disponible également en version
fermée.

Châssis
adaptable en hauteur
et en inclinaison.

Roulettes
pour un transfert
sans problèmes.

Appui-tête
réglable en hauteur, en profondeur
et en inclinaison.

Rembourrages amovibles
faciles à nettoyer.

Accoudoir
offre l'appui requis.

Pelotes de bassin
offrent l'appui requis.

Plot d'abduction
guide les jambes.

Repose-pieds
multiples possibilités de
réglages. Rabattable pour
faciliter le transfert.

Tablette amovible

avec surface rembourrée d'appui
abdominal. Elle t'offre la possibilité de
prendre appui sur les bras et te stimule
pendant que tu vas aux WC.



Équipement de WC

Tu peux m'utiliser comme siège de
toilette indépendamment des WC.



Équipement de base de voyage hts.

Emporte-moi avec toi
dans mon sac adapté.




Couleur de
cadre Blanc

Mon conseil :
Combine-moi avec un
WC-douche de Closomat !

Pour plus d'infos, aller sur
www.closomat.de



closomat®
 sense the difference



		Données	T. 1	T. 2	T. 3
Largeur	Châssis mobiles		53 cm	53 cm	57 cm
	Châssis fixes		51 cm	51 cm	53 cm
	Châssis de transfert et de soins		67 cm	67 cm	71 cm
Hauteur assise	Châssis mobiles		39 - 55 cm	39 - 55 cm	44 - 58 cm
	Châssis fixes		33 - 43 cm	36 - 44 cm	38 - 48 cm
	Châssis de transfert et de soins		51 - 78 cm	51 - 78 cm	51 - 78 cm
Largeur assise			20* / 25* / 30 cm	25* / 30* / 36 cm	33* / 38* / 43 cm
Profondeur assise			20 / 23 / 25 / 28 cm	29 / 32 / 34 / 37 cm	37 / 40 / 42 / 44 cm
Hauteur accoudoir			13,5 cm	17 cm	20 cm
Largeur dossier			29 cm	34 cm	41 cm
Longueur mollet siège de toilettes			22 - 34 cm	27 - 39 cm	34 - 44 cm
Hauteur dossier			42 cm	50 cm	62 cm
Hauteur de toilettes max. compatible avec la chaise	Châssis mobiles		52 cm	52 cm	52,5 cm
	Châssis fixes		38 cm	38 cm	42 cm
Longueur	Châssis mobiles		74 cm	74 cm	81 cm
	Châssis fixes		71 cm	71 cm	74 cm
	Châssis de transfert et de soins		84 cm	84 cm	87 cm
Bord avant ouverture hygiénique à Bord arrière châssis mobiles			48 cm	48 cm	48 cm
Inclinaison dossier			(-)6°, 6°, 18°	(-)6°, 6°, 18°	(-)6°, 6°, 18°
Inclinaison assise			(-)5° - 25°	(-)5° - 25°	(-)5° - 25°
			(-)15° - 15°	(-)15° - 15°	(-)15° - 15°
Charge max.			34 kg	68 kg	113 kg

* réglable à l'aide de pelotes de bassin en option



Plus d'infos sur accessoires & fixations
 aux pages dans la liste de prix.

