

GMFCS
Level III-V

kg
max. 113



20-43 cm

20-44 cm

(-16°-18°)

(-5°-25°)



Je suis ton siège de douche et de WC et un fan absolu de l'eau!

Avec mes nombreux châssis différents je t'accompagne pour tout ce que tu veux faire dans la salle de bains – opérer un transfert, aller aux WC, prendre une douche. Mon dossier s'adapte exactement à l'inclinaison de ton dos, si bien que tu peux super bien te pencher vers l'avant et l'arrière. Mes différents châssis étant très variés, je suis en mesure de m'adapter à tous les lieux et à t'aider parfaitement.




Les boutons bleus

indiquent les endroits où on peut faire un réglage en hauteur, en profondeur ou en inclinaison – sans aucun outil.

L'inclinaison de l'assise est modifiable à chaque hauteur.





Plaque de fixation
permet de monter le siège
sur tous les types de WC.

La plaque de fixation
peut rester sur les toilettes
à long terme sans en
limiter l'usage.



Différents châssis
pour tout les espaces
environnants.



Châssis mobile



Châssis fixe



Châssis pour baignoire



Châssis de transfert et de soins

Inclinaison dossier
réglable de (-)6° à 18°.

Pelote thoracique
pour plus de stabilité.

Siège multifonctionnel
adaptable à la
profondeur de l'assise.

Rembourrage d'assise
avec deux variantes d'ouverture.
Disponible également en
version fermée.

Châssis
adaptable en hauteur
et en inclinaison.

Roulettes
pour un transfert sans problèmes.

Appui-tête
réglable en hauteur, en profondeur
et en inclinaison.

Rembourrages amovibles
faciles à nettoyer.

Accoudoir
offre l'appui requis.

Pelotes de bassin
offrent l'appui requis.

Plot d'abduction
guide les jambes.

Repose-pieds
multiples possibilités de
réglages. Rabattable pour
faciliter le transfert.

Tablette amovible

avec surface rembourrée d'appui
abdominal. Elle t'offre la possibilité
de prendre appui sur les bras et te
stimule pendant que tu vas aux WC.



Équipement de WC

Tu peux m'utiliser comme siège de
toilette indépendamment des WC.

Équipement de base de voyage hts.

Emporte-moi avec toi dans
mon sac adapté.




Couleur de
cadre Blanc

Mon conseil :
Combine-moi avec un
WC-douche de Closomat !
 Pour plus d'infos, aller sur
www.closomat.de



closomat®
 sense the difference



Données		T. 1	T. 2	T. 3
Largeur	Châssis mobiles	53 cm		57 cm
	Châssis fixes	51 cm		53 cm
	Châssis de transfert et de soins	67 cm		71 cm
Hauteur assise	Châssis mobiles	39 - 55 cm		44 - 58 cm
	Châssis fixes	33 - 43 cm	36 - 44 cm	38 - 48 cm
	Châssis de transfert et de soins	51 - 78 cm		
Largeur assise		20* / 25* / 30 cm	20* / 25* / 30* / 36 cm	28* / 33* / 38* / 43 cm
Profondeur assise		20 / 23 / 25 / 28 cm	29 / 32 / 34 / 37 cm	37 / 40 / 42 / 44 cm
Hauteur accoudoir		13,5 cm	17 cm	20 cm
Largeur dossier		29 cm	34 cm	41 cm
Longueur mollet siège de toilettes		22 - 34 cm	27 - 39 cm	34 - 44 cm
Hauteur dossier		42 cm	50 cm	62 cm
Hauteur de toilettes max. compatible avec la chaise	Châssis mobiles	52 cm		52,5 cm
	Châssis fixes	38 cm		42 cm
Longueur	Châssis mobiles	74 cm		81 cm
	Châssis fixes	71 cm		74 cm
	Châssis de transfert et de soins	84 cm		87 cm
Bord avant ouverture hygiénique à bord arrière châssis mobiles			48 cm	
Inclinaison dossier			(-) 6°, 6°, 18°	
Inclinaison assise			(-) 5° - 25°	
			(-) 15° - 15°	
Charge max.		34 kg	68 kg	113 kg

* réglable à l'aide de pelotes de bassin en option



Plus d'infos sur accessoires & fixations
 dans la liste de prix.

