

GMFCS  
Level III-V

kg  
max. 50



(-)5° - 25°

(-)5° - 37°

15 - 42 cm

25 - 62 cm

16 - 38 cm



### Je suis ton siège thérapeutique intégratif.

À table ou dans le coin jeu, je te mets à la même hauteur que ton copain. Je te déplace vers le haut et le bas. C'est un jeu d'enfant grâce aux vérins à gaz. Un levier permet de m'incliner vers l'avant ou l'arrière. Cela permet de m'adapter à ton corps. Et à ton goût : j'existe en plein de couleurs fantastiques. Est-ce que tu sais que mon dossier est amovible ? Cela entraîne la musculature de ton dos et t'aide à mieux te verticaliser.

Nouveau  
Design





### Poignée de poussée

pour faciliter le transfert.

### Dossier

en option également amovible, réglable en inclinaison et en hauteur.

### Repose-pieds

disponible en trois variantes :

- sans blocage
- avec blocage
- avec réglage de l'inclinaison en continu

### Roulettes

existent en différentes tailles, facilitent le transfert.

### Appui-tête

réglable en hauteur, profondeur et inclinaison.

### Pelotes thoraciques

permettent une position stable et verticale.

### Accoudoirs

adaptables en hauteur et en largeur.

### Assise

adaptable individuellement.

### Châssis

fabrication stable et compacte



**En un geste: tu peux enlever mon dossier tout simplement si tu le souhaites. Tu as ainsi plus de liberté de mouvement.**



### Couleurs du cadre

- Anthracite métallisé
- Télégris 4 (blanc-gris)



**Mon appui-tête avec guide latéral à angle réglable est flexible, adaptable, pratique et offre un grand avantage thérapeutique.**

| Données                                      | T. 0                      | T. 1                      | T. 1b                     | T. 2       |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| Profondeur d'assise                          | 15 - 25 cm                | 21 - 30 cm                | 26 - 36 cm                | 30 - 42 cm |
| Largeur assise                               | 16 - 26 cm                | 20 - 30 cm                |                           | 28 - 38 cm |
| Hauteur dossier avec extra dossier court     | 32 - 35 cm                |                           | 35 - 43 cm                |            |
| Hauteur dossier avec dossier court           | 35 - 43 cm                |                           | 42 - 52 cm                |            |
| Hauteur dossier avec dossier long            | 42 - 52 cm                |                           | 53 - 63 cm                |            |
| Hauteur dossier avec dossier interactif      | 35 - 43 cm                |                           |                           | 42 - 52 cm |
| Hauteur assise                               | 25 - 62 cm                |                           |                           |            |
| Hauteur assise avec réglage en haut. électr. | 32 - 62 cm                |                           |                           |            |
| Hauteur assise avec réglage en haut. hydr.   | 27 - 63 cm                |                           |                           |            |
| Longueur mollet                              | 12 - 22 cm** / 15 - 25 cm | 16 - 29 cm** / 19 - 32 cm | 19 - 33 cm** / 22 - 36 cm | 25 - 43 cm |
| Largeur totale                               | 54 cm                     |                           | 64 cm                     |            |
| Longueur châssis de base                     | 61 cm                     |                           | 75 cm                     |            |
| Longueur totale avec châssis combiné         | 76 cm                     |                           | 86 cm                     |            |
| Inclinaison assise                           | (-) 8° - 37°              |                           |                           |            |
| Inclinaison dossier                          | (-) 5° - 25°              |                           |                           |            |
| Charge max.                                  | 30 kg                     |                           | 45 kg                     | 50 kg      |
| Poids  | 19 kg                     | 20 kg                     | 22 kg                     | 24 kg      |

\* réduit de 1 cm en cas de guide de bassin réglable | \*\* cette plage de réglage peut être obtenue en déplaçant le support.



**Plus d'infos sur les tissus & broderies**  
aux pages 118 - 119.

**Plus d'infos sur les accessoires et fixations**  
dans la liste de prix.

