

GMFCS
Level III-V

kg
max. 65



(-)5° - 25°

(-)5° - 20°

30 - 42 cm

46 - 58 cm


28 - 38 cm



Je suis ta chaise thérapeutique pleine de force.

Je te soutiens à tous points de vue pendant que tu prends activement part aux activités quotidiennes. Mon cadre super-stable est conçu pour les enfants et adolescents actifs, comme toi. Mon siège bascule facilement vers l'avant ou l'arrière à l'aide d'un levier. Et il bascule même si loin que tu peux t'allonger pour te détendre. Ma stabilité est assurée par le lestage de mon châssis avec jusqu'à trois poids. Tu peux toujours me faire confiance – ensemble, nous sommes forts.







Appui-tête
réglable en trois dimensions, avec fixation renforcée, rembourré, housse comprise.



Appui-tête avec guide latéral à angle réglable
est flexible, adaptable, pratique et offre un grand avantage thérapeutique.



Vérin à gaz
pour le réglage en hauteur et en inclinaison avec stabilisation supplémentaire de l'inclinaison du siège.



Données	madita hd.
Profondeur assise	30-42 cm
Largeur assise	28-38 cm
Hauteur dossier avec dossier court	42-52 cm
Hauteur dossier avec dossier long	53-63 cm
Hauteur assise	47,5-58 cm
Longueur mollet	30-48 cm
Largeur totale	53 cm
Longueur totale	77 cm
Inclinaison assise	(-)-5° - 20°
Inclinaison dossier	(-)-5° - 25°
Charge max.	65 kg
Poids	29 kg

**Super-stable, surface d'appui réduite :
au maximum, trois poids de 8 kilos chacun
peuvent être placés sur mon châssis
pour le stabiliser.**



Plus d'infos sur les tissus & broderies
aux pages 118 - 119.

Plus d'infos sur les accessoires et fixations
dans la liste de prix.



Scanne ce code QR
et regarde les vidéos du
produit directement sur notre
page d'accueil.

