

GMFCS
Level III-VNouveau
Design

Je suis ton siège thérapeutique évolutif.

Je trouve très beau de t'accompagner en tant que petit enfant ou adolescent. C'est pour ça que j'existe en quatre tailles. Ce qui est super, c'est que mon assise bascule vers l'avant ou l'arrière – c'est très facile avec un levier. Et elle va si loin que tu peux même t'allonger pour te détendre. Pour que tu sois toujours au cœur de l'action, je suis adaptable vers le haut ou le bas. Je t'aide aussi à entraîner la musculature de ton dos : il suffit d'enlever mon dossier en deux temps trois mouvements.







**En un geste: tu peux enlever mon dossier
tout simplement si tu le souhaites.
Tu as ainsi plus de liberté de mouvement.**



**Couleurs du
cadre**

- Anthracite métallisé
- Télégris 4 (blanc-gris)



Mon appui-tête avec guide latéral à angle réglable est flexible, adaptable, pratique et offre un grand avantage thérapeutique.

Données	T. 0	T. 1	T. 1b	T. 2
Profondeur assise*	15-25 cm	21-30 cm	26-36 cm	30-42 cm
Largeur assise	16-26 cm	20-30 cm		28-38 cm
Hauteur dossier avec extra dossier court	32-35 cm		35-43 cm	
Hauteur dossier avec dossier court	35-43 cm		42-52 cm	
Hauteur dossier avec dossier long	42-52 cm		53-63 cm	
Hauteur dossier avec dossier interactif	35-43 cm			42-52 cm
Hauteur assise	47,5-58 cm			
Longueur mollet	12-22 cm** / 15-25 cm	16-29 cm** / 19-32 cm	19-33 cm** / 22-36 cm	25-43 cm
Largeur totale	45 cm		53 cm	
Longueur du cadre de base	66 cm		77 cm	
Angle d'assise	(-)15° - 37°			
Angle du dos	(-)15° - 25°			
Charge max.	30 kg		45 kg	50 kg
Poids	16 kg	17 kg	18 kg	19 kg
* réduit de 1 cm lorsque le guide de bassin est réglable ** cette plage de réglage peut être obtenue en déplaçant le support.				



Plus d'infos sur les tissus & broderies
aux pages 118 - 119.

Plus d'infos sur les accessoires et fixations
dans la liste de prix.

