

**Cadre en aluminium**  
facile à plier rapidement.

**Roues arrière**  
avec frein à tambour.

**Anti-recul en option**  
empêche les retours  
en arrière inopinés.

**Poignée de frein**  
pour plus de sécurité.

**Siège rembourré**  
facile à rabattre vers l'arrière.

**Pneus**  
Dimension spéciale  
pour l'extérieur.


### Je suis ton aide à la marche postérieure en plein air.

Comme un frère je t'accompagne partout où tu veux gagner du terrain et je t'offre à cet effet le meilleur soutien possible. Grâce à mon équipement outdoor, je ne me sens jamais mieux qu'à l'air libre et je suis ton compagnon parfait pour une promenade dans la nature : mes grandes roues sont adaptés à tous les terrains et mes freins à tambour et mon frein de parking me sécurisent.



**Dispositif anti-bascule en option**  
t'empêche de basculer en arrière.

**Couleurs du cadre T. 1**



**Couleurs du cadre T. 2**



**Couleurs du cadre T. 3**





Données	T. 1	T. 2	T. 3
Hauteur de poignée	34 - 58 cm	51 - 75 cm	68 - 94 cm
Hauteur appuis d'avant-bras	46 - 70 cm	63 - 87 cm	79 - 103 cm
Écart entre les poignées	22 - 36 cm	30 - 44 cm	38 - 52 cm
Hauteur assise	33 cm	45 cm	60 cm
Largeur totale	56 cm	66 cm	73 cm
Longueur totale	66 cm	75 cm	82 cm
Hauteur du cadre (plié)	25 cm	32 cm	34 cm
Dimensions de transport (L x l x H)	66 x 56 x 25 cm	75 x 66 x 32 cm	82 x 73 x 34 cm
Charge max.	30 kg	50 kg	70 kg
Poids	7,1 kg	8,3 kg	9,8 kg

**Savais-tu que je suis une des rares aides à la marche avec une homologation pour le plein air ? Avec mes roues plus grandes et plus larges, mon frein à tambour et mon frein de parking, je suis prêt pour de grandes aventures à l'air libre. Génial !**



Plus d'infos sur les accessoires dans la liste de prix.



Scanne ce code QR et regarde les vidéos du produit directement sur notre page d'accueil.

