

GMFCS
Level III-IV

kg
max. 100



46-124 cm

29-113 cm



Je suis ton aide à la marche postérieure polyvalente.

Je suis toujours là pour toi – dès la première année de ta vie. Marcher, c'est ma grande passion. Où que tu ailles, je te suivrai. En t'appuyant sur mes poignées, tu remarqueras vite que je me charge de ton poids.

En outre, la forme spéciale en abduction de mon cadre te soutient en marchant afin que tu ne penches pas vers l'extérieur.

Ma pelote de bassin assure que tu marches droit et en position verticale. Cool, non ?





Pelote de bassin

se transforme en un geste en dossier.

Appuis d'avant-bras
avec poignées.

Siège rembourré

facile à rabattre vers l'arrière.

Cadre en aluminium

facile à plier rapidement.

Bloqueurs de direction

permet de marcher
en ligne droite.

Anti-recul

empêche les retours
en arrière inopinés.

Roulettes pivotantes

rendent l'aide à la marche maniable.

**Forme de cadre en abduction**

te soutient pendant la
marche et t'empêche de
pencher vers l'extérieur.

**Cadre en aluminium**

des articulations pliantes
permettent de le replier
facilement.

Couleurs du
cadre T. 0 mini



Couleurs du
cadre T. 1

Rose




Couleurs du
cadre T. 2

Bleu



Couleurs du
cadre T. 3 et T. 4

Anthracite
métallisé





Données	T. 0 mini*	T. 1	T. 2	T. 3	T. 4
Hauteur de poignée	29 - 53 cm	34 - 58 cm	51 - 75 cm	68 - 94 cm	87 - 113 cm
Hauteur appuis d'avant-bras	-	46 - 70 cm	63 - 87 cm	79 - 103 cm	98 - 124 cm
Écart entre les poignées	22 - 36 cm	22 - 36 cm	30 - 44 cm	38 - 52 cm	43 - 57 cm
Hauteur assise	-	33 cm	45 cm	60 cm	70 cm
Largeur totale	52 cm	51 cm	61 cm	68 cm	75 cm
Longueur totale	58 cm	58 cm	70 cm	77 cm	87 cm
Hauteur du cadre (plié)	37 cm	25 cm	32 cm	34 cm	37 cm
Dimensions de transport (L x l x H)	58 x 52 x 37 cm	58 x 51 x 25 cm	70 x 61 x 32 cm	77 x 68 x 34 cm	87 x 75 x 37 cm
Charge max.	20 kg	30 kg	50 kg	75 kg	100 kg
Poids	3,9 kg	7,1 kg	8,3 kg	8,5 kg	10,2 kg

* cadre non pliant



Plus d'infos sur les accessoires dans la liste de prix.



Scanne ce code QR et regarde les vidéos du produit directement sur notre page d'accueil.

