

madita-fun mini.

Petite mais impressionnante.

GMFCS
Level III-V

kg
max. 20



(-)5°-25°

(-)5°-42°

12-19 cm

25-62 cm

14-22 cm



Je suis ton siège thérapeutique pendant ta petite enfance et je te sécurise dès le début.

Je te mets à la hauteur de tes amis. Car mon siège confortable est réglable en hauteur afin que tu puisses prendre place à toutes les tables et être remis ensuite à la hauteur du plan de jeu.

Mon siège adapté à la dysplasie est disponible en option, il te permet de t'asseoir correctement de sorte que tes hanches puissent se développer positivement. En plus, je t'offre une forme de dossier étroite ou large.

nouveau

maintenant
aussi en
gris soft





madita-fun mini.

Poignée de poussée
facilite le transfert.

Accoudoirs
adaptables en hauteur et en largeur.

Ceinture pelvienne
offre la sécurité requise.

Appui-tête
existe en variante réglable en trois dimensions ou réglable en hauteur.

Pelotes thoraciques
permettent d'obtenir une position stable et verticale.

Siège
assure le développement optimal de l'articulation de la hanche.

Repose-pieds
rembourré.

Hauteur assise
adaptable à l'aide d'un vérin à gaz.

Roulettes
facilitent le transfert.

Aussi individuel que toi : en plus du rembourrage d'assise standard, tu peux choisir aussi un rembourrage avec guidage de jambe anatomique ou un siège adapté à la dysplasie.



Couleur de cadre

● Télégris 4 (blanc-gris)

Idéal pour les premiers
soins donnés aux enfants.



Données	madita-fun mini.
Profondeur assise	12 - 19 cm
Largeur assise	14 - 22 cm
Hauteur dossier court	28 - 33 cm
Hauteur dossier long	30 - 35 cm
Hauteur assise	25 - 62 cm
Longueur mollet	12 - 22 cm
Largeur totale	52 cm
Longueur châssis de base	58 cm
Inclinaison assise	(-)5° - 37° / 0° - 42°
Inclinaison dossier	(-)5° - 25°
Charge max.	20 kg
Poids	16 kg



Plus d'infos sur les tissus & broderies
aux pages 118 - 119.

Plus d'infos sur les accessoires et fixations
dans la liste de prix.

