

GMFCS  
Level I-IV

kg  
max. 75



42-75 cm

(-)5°-20°

26 cm

### Je suis ton fidèle tricycle couché qui évolue avec toi.

Et un ami pour la vie – et les amis, c'est bien connu, s'entraident toujours et sont là les uns pour les autres. Grâce à mon système évolutif, je t'accompagne dès ton plus jeune âge. Et comme le mouvement est si important et si bon, je me réjouis déjà de vivre de nombreuses aventures avec toi dans les années à venir. Tu peux déjà te réjouir d'un pédalage simple et facile, car mon assise particulière permet des flexions au niveau des hanches et des genoux beaucoup plus facilement que dans la position classique du cycliste. Tu atteindras ainsi facilement tes objectifs avec peu de force. Monte et découvrons le monde ensemble.



nouveau

#### Empattement modifié

permettant une longue durée d'utilisation pour les utilisateurs de taille 100 – 160 cm.



#### Cadre asymétrique

dégageant l'accès pour le transfert et permettant une montée et descente faciles et autonomes.







**Siège ergonomique**  
offrant également une position assise très basse et assurant, en combinaison avec la géométrie particulière du cadre, une position optimale dans les virages.




**Cape de pluie**  
protège le siège des intempéries.

**Couleurs du cadre**

-  Blanc pur
-  Bleu turquoise
-  Orange pur



**Partons à l'aventure et découvrons le monde ensemble ! Grâce à mon cadre évolutif génial je t'accompagnerai très longtemps.**



**Tendeur de chaîne automatique**  
empêche efficacement  
l'affaissement de la chaîne.



**Direction basse**  
réglable en profondeur en  
fonction de l'ergonomie du siège  
et offrant ainsi la possibilité d'une  
position détendue des deux  
bras pendant la conduite.

	<b>mats.</b>
Taille du corps	100 – 160 cm
Longueur de jambe intérieure	42 – 75 cm
Hauteur du pédalier	32,5 cm
Hauteur d'accès	20 cm
Hauteur d'assise	32 – 42 cm
Angle d'assise	5 – 20°
Profondeur d'assise	26 cm
Angle du dos	5 – 20°
Longueur du dossier	50 cm
Empattement	105 – 132 cm
Largeur de voie	69 cm
Longueur hors tout	155 – 182 cm
Largeur hors tout	76 cm
Hauteur hors tout	65 – 88 cm
Longueur max. Largeur de l'assise étroite	37 cm
Longueur max. Largeur d'assise large	46 cm
Rayon de braquage	238 – 390 cm
Poids à vide	29 kg
Nombre max. Charge	75 kg

