

momo accessoires.

Diversité.



**Guidon circulaire
avec poignée de frein**



**Limiteur d'angle
de braquage**



Rallonge de potence



Selle standard



Selle gel



Selle anatomique



Selle banane



Selle Mofa

	Données	T. 1	T. 2.	T. 3
Selle standard	Largeur	15 cm	15 cm	18 cm
	Longueur	21 cm	24 cm	26 cm
Selle gel	Largeur arrière	19 cm	24 cm	-
	Largeur avant	4 cm	7 cm	-
	Longueur	24 cm	27 cm	-
Selle anatomique	Largeur arrière	20,5 cm	24 cm	-
	Largeur avant	4 cm	4 cm	-
	Longueur arrière	9,5 cm	9,5 cm	-
	Longueur totale	14,5 cm	14,5 cm	-

	Données	T. 1
Selle banane	Largeur arrière	11 cm
	Largeur au centre	6 cm
	Largeur avant	8 cm
	Longueur	25 cm
Selle Mofa	Largeur arrière	26 cm
	Largeur avant	9,5 cm
	Longueur totale	25 cm



**Raccourcisseurs de
manivelle réglables en
continu**



**Raccourcisseur de
manivelle**



**Manivelle spéciale
contracture du genou**



	T. 1	T. 2.	T. 3
Tige de selle standard	pour 12" + 16"/12"	pour 16"	pour 20" - 26"
Tige de selle en T	pour 12" + 16"/12"	pour 16" + 20"	pour 24" + 24"/20" + 26"



Cintre
en quatre tailles



avec fixation adaptée



Données	T. 1	T. 2.	T. 3	T. 4
Hauteur max.*	20 cm	30 cm	37 cm	53 cm
Profondeur	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm

* mesuré de selle standard à bord supérieur de la pelote respective



Guidon Classic



Guidon Touring



Guidon circulaire



Guidon multi-réglable

	Données	T. 1	T. 2.	T. 3	T. 4
Guidon Classic	Largeur	47 cm	49 cm	52 cm	58 cm
Guidon Touring	Largeur	55 cm	58 cm	-	-
	Profondeur	17 cm	17 cm	-	-
Guidon circulaire	Largeur	40 cm	43 cm	48 cm	-
	Profondeur	17 cm	21 cm	25 cm	-
Guidon multi-réglable	Largeur	61,5 cm	-	-	-
	Profondeur	16,5 cm	-	-	-



**Pédale avec
cale-pied**



Pédale home-trainer



Support de pieds



**Support de pieds
avec guide de jambe**



**Support de pieds
avec guide de
jambe dynamique**

**Pelotes dorsales et pelviennes
dynamiques et réglables en largeur**



	Données	T. 1	T. 2.	T. 3
Pelote dorsale dynamique				
Pelote pelvienne dynamique	Largeur	20 - 30 cm	25 - 35 cm	30 - 40 cm
Pelote pelvienne réglable en largeur				
Pelote pelvienne réglable en largeur	Largeur	20 - 28 cm	25 - 33 cm	30 - 36 cm

Gant de maintien



Ceinture 2 points



Harnais



	Données	T. 0	T. 1	T. 2	T. 3
Gant de maintien	Largeur avant	8,5 cm	10 cm	12 cm	14 cm
Ceinture 2 points	Largeur	-	5 cm	6,5 cm	7 cm
	Longueur	-	18,5 cm	25,5 cm	30,5 cm
Harnais	Largeur intérieure	-	8 cm	9 cm	12 cm
	Largeur totale	-	25 cm	30 cm	34 cm
	Hauteur côté	-	10 cm	12 cm	16 cm
	Hauteur totale	-	28 cm	30 cm	35 cm



Barre de poussée



Système de contrôle directionnel pour accompagnateur

