

GMFCS  
Level I-V

kg  
max. 120



42-98 cm

18-23 cm

### Je suis ton tricycle avec assistance électrique qui a fait ses preuves.

Je t'assiste quand ta force n'est pas tout à fait suffisante. Que ce soit pour de courts ou de longs trajets en ville ou à la campagne. Etant donné que je dispose d'une transmission directe silencieuse, tu peux profiter de ton excursion sans être perturbé par le bruit. De plus, mon aide au démarrage en option t'assiste pour un démarrage à pleine vitesse. Pour les conducteurs expérimentés, mon assistance est également disponible en « version Confirmé ». Celle-ci offre un moteur plus puissant. Sur ma « version Débutant », le mode Eco, Standard ou Power peut être également réglé sur l'écran.







### L'assistance électrique DirectPower E-Bike

est conçue sans balai et sans engrenage, minimise les frais d'entretien et l'usure ; de plus, il n'y a pas de bruits de moteur.



### La commande par bouton ou poignée rotative

te permet, également pendant le trajet, de régler le mode et, le cas échéant, l'aide au démarrage.



### L'écran LCD

affiche des indications sur le niveau d'assistance, la vitesse et l'état de la batterie. Facile à lire même dans un environnement clair/ensoleillé.

Couleurs du  
cadre 16" & 20"

- Melon jaune
- Bleu marine
- Blanc pur

Couleurs du  
cadre  
24", 24/20", 26"  
& 26" XL

- Anthracite métallisé
- Blanc pur



**Quelle que soit la destination,  
tu peux toujours compter sur moi.  
L'union fait la force !**



**La batterie peut être  
également retirée pour être  
rechargée. L'état de charge  
peut être lu à l'écran.**



Données	16"	20"	24/20"	24"	26"	26" (XL)
Pédale jusqu'au bord supérieur selle*	42 - 62 cm	50 - 71 cm	53 - 75 cm	55 - 77 cm	65 - 87 cm	72 - 94 cm
Pédale jusqu'au bord supérieur selle**	45 - 60 cm	52 - 67 cm	56 - 71 cm	58 - 81 cm	68 - 91 cm	75 - 98 cm
Tube de la tige de selle jusqu'au tube de la potence	39 cm	45 cm	54 cm	52 cm	58 cm	
Empattement	80 cm	91 cm	99 cm	104 cm	112 cm	
Hauteur d'enjambement	18 cm	20 cm		22 cm	23 cm	
Longueur globale	120 cm	140 cm	153 cm	165 cm	178 cm	
Largeur globale	65 cm	69 cm	75 cm			
Charge max.	60 kg	80 kg	90 kg	100 kg	120 kg	120 kg
Poids	24,5 kg	27 kg	28,5 kg	29,5 kg	31,5 kg	31,7 kg

\* Dimension avec tige de selle standard / \*\* Dimension avec tige de selle en T



**Plus d'infos sur accessoires & fixations**  
dans la liste de prix.



**Scanne ce code QR**  
et regarde les vidéos du  
produit directement sur notre  
page d'accueil.

