

GMFCS
Level I-V

kg
max. 120



30-98 cm

16-23 cm

Je suis ton tricycle très cool. Je suis vite prêt si tu as envie de faire un tour du quartier ou du lac. Non seulement c'est chouette, mais en plus on entraîne et on fait bouger tes articulations, ta musculature et ton système cardio-vasculaire. Tu peux m'avoir avec différentes selles, guidons et couleurs. Ton âge n'a aucune importance car j'existe en différentes tailles : pour enfants, adolescents et adultes.





momo tricycle.



Gamme d'accessoires diversifiée

pour un soutien optimal & un
équipement individuel, à partir
de la page 86.



**Tu as le choix ! Entre un grand nombre de
guidons, selles, pédales, appuis-tête et
différentes propulsions !**



Couleurs du
cadre 12"



Couleurs du
cadre 16", 16/12"
et 20"



Couleurs du cadre
24", 24/20", 26"
et 26" (XL)





Données	12"	16/12"	16"	20"	24/20"	24"	26"	26" (XL)
Distance pédale - selle min. et max. *	30 - 43 cm	35 - 48 cm	42 - 62 cm	49 - 71 cm	53 - 75 cm	55 - 77 cm	65 - 87 cm	72 - 94 cm
Distance pédale - selle min. et max. **	33 - 40 cm	38 - 45 cm	45 - 60 cm	52 - 67 cm	56 - 71 cm	58 - 81 cm	68 - 91 cm	75 - 98 cm
Distance tige de selle - potence	33 cm	40 cm	39 cm	45 cm	54 cm	52 cm	58 cm	
Distance axes roues avant et arrière	68 cm	75 cm	80 cm	91 cm	99 cm	104 cm	112 cm	
Hauteur garde au sol	16 cm	16 cm	18 cm	20 cm	20 cm	22 cm	23 cm	
Longueur globale	102 cm	110 cm	120 cm	140 cm	153 cm	165 cm	178 cm	
Largeur globale	58 cm	65 cm		69 cm	75 cm			
Charge max.	40 kg	50 kg	60 kg	80 kg	90 kg	100 kg	120 kg	
Poids à vide	12 kg	13,5 kg	14,5 kg	17 kg	18,5 kg	19,5 kg	21,5 kg	21,7 kg

* Dimension avec tige de selle standard / ** Dimension avec tige de selle en T



Plus d'infos sur accessoires & fixations
dans la liste de prix.

