

Un succès en intérieur comme en extérieur.

GMFCS
Level I-V

kg
max. 140



38-91 cm



Je suis ton tricycle optimisé.

Je t'accompagne dans tes virées – avec tes copains. Je te rends mobile et en même temps je t'aide à fortifier ton sens de l'équilibre, ta perception spatiale et visuelle et tes membres inférieurs. Comme de coutume avec moi, tous mes réglages s'effectuent sans outils. Mes nombreux accessoires permettent de m'adapter individuellement à tes besoins. J'ai quatre appuis-tête différents à ta disposition et différentes poignées de direction et freins pour ton accompagnateur. Mon dossier et la résistance de mes pédales peuvent également se régler en fonction de tes besoins. En route pour une balade à vélo !

nouveau



Mes pédales à résistance variable vont t'emballer :

En effet, elles te permettent d'augmenter ou de diminuer individuellement la résistance de la chaîne. En fonction de tes capacités et de ton énergie et de la nature du parcours. Super, non ?



Les avantages du tricycle rifton tricycle.

Appui-tête

disponibles en différentes variantes.

Guidon

disponible en version droite ou guidon circulaire permettant de s'appuyer confortablement.

Dossier

réglable en inclinaison à 0°, 7 1/2° et 15° et de plus, démontable et repliable pour le transport.

Roues avec verrouillage rapide

démontables en un clin d'œil grâce à l'élément de serrage rapide et en outre absolument increvables.

Sangles de pédales

détachables et déplaçables dans toutes les positions possibles autour de la pédale.



Je voudrais te présenter une autre nouveauté, mes supports super stables. Ils transforment ton tricycle en home-trainer. Comme ça, tu peux apprendre à faire du vélo confortablement à la maison.

Couleur du cadre small Couleur du cadre medium Couleur du cadre large





		rifton tricycle. small	rifton tricycle. medium	rifton tricycle. large
Hauteur totale		54 cm		76 cm
Longueur totale		112 cm	135 cm	165 cm
Largeur totale		67 cm	70 cm	80 cm
Longueur totale sans poignée arrière (Roues et partie avant retirées)		91 cm	104 cm	124 cm
Longueur totale avec poignée arrière (Roues et partie avant retirées)		122 cm	130 cm	152 cm
Siège jusqu'au bord supérieur du support du tronc (hauteur max.)		51	61 cm	
Pédales jusqu'au bord supérieur de la selle		38 - 51 cm	48 - 71 cm	64 - 91 cm
Plage de réglage des parties latérales	petit support de tronc	15 - 30 cm		-
	grand soutien du tronc	-	24 - 39 cm	
Max. Charge		57 kg	113 kg	140 kg
Poids		22 kg	25 kg	29 kg

