

GMFCS
Level I-III

kg
max. 60



(-) 3°-17,5°

(-) 5°-15°

16-40 cm

17-40 cm

Depuis
2023
disponible!

- laqué en anthracite
- Réglage de la hauteur par simple pression sur un bouton



Je suis ta chaise thérapeutique pratique au quotidien.

Je t'aide à rester actif en position assise et, ce faisant, je soutiens ton développement. Et le mieux, c'est que, peu importe ta taille, je grandis avec toi ! Afin que tu puisses toujours être assis à la même table que ton grand frère, mon assise et mon repose-pieds monobloc se règlent tout simplement vers l'avant et l'arrière. J'ai été fait en bois avec un grand amour du détail. C'est super que je puisse m'assortir aux autres meubles de ta maison ! Avec mes nombreux accessoires, je m'adapte facilement et encore plus individuellement à tes besoins.



**C'est toi qui décide de mon look !
Combine les 3 couleurs de mon cadre
avec un super choix de tissus !**



Réglage en hauteur facile !

Appuyer sur le bouton pour déplacer le siège tout simplement vers le haut et le bas.



Réglage de l'angle sans outil !

L'angle d'assise peut être réglé en tournant la poignée.

Appui-tête

aide à contrôler la tête.

Dossieradaptable en hauteur
et en inclinaison.**Accoudoirs**

réglables en hauteur.

Plaque d'assiseadaptable en hauteur,
profondeur et inclinaison.**Pied**

avec patins en plastique.

Housse amovible

en tissu respirant.

Pelotes thoraciquespermettent d'obtenir une position
assise stable et verticale.**Pelotes de bassin**

offrent l'appui requis.

Cadre en bois

avec profilés en alu intégrés.

Repose-piedsadaptable en hauteur,
profondeur et inclinaison.**Réglage en hauteur rapide**à l'aide de profilés en alu
intégrés au cadre.**Couleurs du
cadre**

-  Hêtre naturel
-  Blanc de Hêtre
-  Hêtre gris



Données		T.0 KITA	T.0	T.1 KITA	T.1	T.2
Largeur assise		17 - 28 cm		20 - 35 cm		30 - 40 cm
Profondeur d'assise		16 - 26 cm		25 - 35 cm		30 - 40 cm
Hauteur assise max.		42 cm	62 cm	42 cm	62 cm	
Hauteur dossier		25 cm		29 cm		34 cm
Inclinaison dossier		(-) 3° - 17,5°				
Inclinaison assise		(-) 5° - 15°				
Réglage rapide de la hauteur du repose-pieds min.*	Standard	12 cm				
	avec double rouleau de 50 mm	17 cm				
	avec double rouleau de 75 mm	20 cm				
Hauteur du repose-pieds jusqu'au sol min.*	Standard	2,5 cm				
	avec double rouleau de 50 mm	7,5 cm				
	avec double rouleau de 75 mm	10,5 cm				
Largeur totale		46 cm	47 cm	53 cm	54 cm	59 cm
Longueur du cadre de base		63 cm	69 cm**	63 cm	69 cm**	69 cm**
Charge max.		30 kg		45 kg		60 kg
Poids		9,2 kg	9,7 kg	9,6 kg	10,2 kg	12 kg

* longueur de jambe réglable max. = hauteur d'assise choisie/nécessaire - hauteur de repose-pieds min. **avec pied long + 10 cm



Plus d'infos sur les tissus & broderies
aux pages 118 - 119.

Plus d'infos sur les accessoires et fixations
dans la liste de prix.



Scanne ce code QR
et regarde les vidéos du
produit directement sur notre
page d'accueil.

