

GMFCS
Level IV-Vkg
max. 100

(-) 0° - 50°


(-) 0° - 18°

115 - 190 cm

**Je suis ton châssis porte-coque avec système de positionnement.**

Je te rends la vie aussi confortable que possible. Sur mon matelas sous vide à pompe électrique tu seras toujours bien couché sans points de pression ni douleurs, mais stabilisé de manière optimale. Je suis très facile à manier. Mon plan de couchage est réglable en hauteur par moteur électrique de même que l'inclinaison de l'appui-tête. Tu peux même t'asseoir ! Ma partie inférieure est mobile à l'aide d'un vérin à gaz. Savais-tu que je suis très facile à retourner et à pousser ? Comme ça, tu peux participer à toutes les promenades.








Tu peux t'allonger sur mon plan de couchage mais tu peux aussi t'y asseoir confortablement. Comme ça, tu peux embrasser du regard le monde autour de toi.



Couleur de cadre

● Blanc aluminium (argent)

Hauteur du plan de couchage & Inclinaison de l'appui-tête
modifiables avec un moteur électrique.



Pompe électrique
pour le matelas sous vide.



Données tina.	Système de coque-couchage triple	Système de coque-couchage simple
Hauteur accueil de la coque-couchage à partir du sol	53 - 79 cm	
Inclinaison dossier réglable	0° - 50°	-
Inclinaison assise réglable en continu	0° - 18°	-
Inclinaison repose-pieds réglable	0° - 50°	-
Angle d'inclinaison plan de couchage	-	0° - 20°
Longueur accueil de la coque-couchage	-	95 cm
Largeur Largeur châssis	64 cm	
Charge max.	100 kg	
Poids	44 kg	



Données système de couchage à l'unité	T. 2	T. 3	T. 4
Largeur		70 cm	
Longueur partie tête	60 cm	75 cm	90 cm
Longueur partie centrale		35 cm	
Longueur partie pieds	45 cm	55 cm	65 cm
Longueur totale	140 cm	165 cm	190 cm
Hauteur		12 cm	



Plus d'infos sur accessoires & fixations dans la liste de prix.



Scanne ce code QR et regarde les vidéos du produit directement sur notre page d'accueil.

