

Sur la même longueur d'onde.

GMFCS
Level III-V

kg
max. 114



0°-75°

0°-75°

44 cm

27-43 cm

Je suis ton transat de bain et de douche universel.

Mon assise confortable te permet de vraiment bien te détendre. Pour ce, on peut régler mon dossier de telle sorte qu'il soit adapté le mieux possible pour toi – même directement pendant le bain. Pour que tu te sentes toujours en sécurité, il existe des sangles pour le thorax, le bassin ou les jambes. Et un appui-tête est bien sûr indispensable. Tu peux me choisir avec ou sans repose-jambes. Mon châssis de transfert te soutient de manière optimale au-dessus de la baignoire pendant la douche.



Châssis pour baignoire

Il te met à la bonne hauteur et soulage le dos de tes parents.



Châssis pour douche

avec roulettes larges équipées de freins, peut aussi être utilisé pour le transfert.





Appui-tête

réglable en hauteur et en largeur.

Housse amovible

pour un lavage simple et rapide en machine.

Châssis en plastique

adaptable en hauteur.

Pieds

adaptables en hauteur.

**Sangle thoracique**

sécurise et soutient. Il est disponible avec et sans guidage latéral réglable et peut aussi être utilisé comme ceinture pelvienne.

Sangle pour jambes en option

réglable à l'aide d'une bande auto-agrippante.

Repose-jambes en option

adaptable pendant le soin.

Inclinaison dossier

modifiable d'une seule main.




L'inclinaison du repose-jambes et de l'assise se modifient indépendamment l'un de l'autre aussi pendant le soin – afin que tu sois assis de manière stable et agréable ou même que tu puisses t'allonger.



Couleur de cadre

Blanc



Châssis de transfert
pliable et tenant peu
de place.

Avec le châssis de transfert sous moi, je peux te positionner sans peine au-dessus de la baignoire et je peux même pivoter à 90°. Comme ça, c'est vraiment chouette de prendre une douche !



| Données | T. 1 | T. 2 | T. 3 |
|---|-----------------------------|--------------|--------------|
| Profondeur assise | 27 cm | 33 cm | 43 cm |
| Largeur assise | 38 cm | 38 cm | 44 cm |
| Hauteur dossier | 58 cm | 67 cm | 81 cm |
| Hauteur assise | 5 cm / 18 cm | 5 cm / 18 cm | 5 cm / 18 cm |
| Hauteur assise avec châssis pour baignoire | 32 - 47 cm | 32 - 47 cm | 32 - 47 cm |
| Hauteur assise avec châssis pour douche | 70 cm | 70 cm | 70 cm |
| Hauteur assise avec châssis de transfert | 53 - 75 cm | 53 - 75 cm | 53 - 75 cm |
| Longueur transat de bain, complètement à plat, sans repose-jambes | 89 cm | 104 cm | 128 cm |
| Longueur transat de bain, complètement à plat, avec repose-jambes | 108 cm | 124 cm | 155 cm |
| Largeur | 46 cm | 46 cm | 53 cm |
| Longueur, complètement à plat | 75 cm | 75 cm | 75 cm |
| Hauteur châssis pour baignoire | 20 cm | 20 cm | 20 cm |
| Longueur châssis pour baignoire | 99 cm | 99 cm | 99 cm |
| Largeur châssis pour baignoire | 44 cm | 44 cm | 44 cm |
| Hauteur châssis pour douche | 56 cm | 56 cm | 56 cm |
| Largeur châssis pour douche | 69 cm | 69 cm | 69 cm |
| Longueur châssis pour douche | 86 cm | 86 cm | 86 cm |
| Charge max. | 34 kg | 68 kg | 114 kg |
| Inclinaison dossier et assise | 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75° | | |



Plus d'infos sur accessoires & fixations
aux pages dans la liste de prix.

