

# Sur la même longueur d'onde.

GMFCS  
Level III-V

kg  
max. 114



## Je suis ton transat de bain et de douche universel.

Mon assise confortable te permet de vraiment bien te détendre. Pour ce, on peut régler mon dossier de telle sorte qu'il soit adapté le mieux possible pour toi – même directement pendant le bain. Pour que tu te sentes toujours en sécurité, il existe des sangles pour le thorax, le bassin ou les jambes. Et un appui-tête est bien sûr indispensable. Tu peux me choisir avec ou sans repose-jambes. Mon châssis de transfert te soutient de manière optimale au-dessus de la baignoire pendant la douche.



### Châssis pour baignoire


Il te met à la bonne hauteur et soulage le dos de tes parents.



### Châssis pour douche

avec roulettes larges équipées de freins, peut aussi être utilisé pour le transfert.





**Appui-tête**

réglable en hauteur et en largeur.

**Housse amovible**

pour un lavage simple et rapide en machine.

**Châssis en plastique**

adaptable en hauteur.

**Pieds**

adaptables en hauteur.

**Sangle thoracique**

sécurise et soutient. Il est disponible avec et sans guidage latéral réglable et peut aussi être utilisé comme ceinture pelvienne.

**Sangle pour jambes en option**

réglable à l'aide d'une bande auto-agrippante.

**Repose-jambes en option**

adaptable pendant le soin.

**Inclinaison dossier**

modifiable d'une seule main.




L'inclinaison du repose-jambes et de l'assise se modifie indépendamment l'un de l'autre aussi pendant le soin – afin que tu sois assis de manière stable et agréable ou même que tu puisses t'allonger.



Couleur de cadre

Blanc



**Châssis de transfert**  
pliable et tenant peu  
de place.

**Avec le châssis de transfert sous moi, je peux te positionner sans peine au-dessus de la baignoire et je peux même pivoter à 90°. Comme ça, c'est vraiment chouette de prendre une douche !**



Données	T. 1	T. 2	T. 3
Profondeur assise	27 cm	33 cm	43 cm
Largeur assise	38 cm		44 cm
Hauteur dossier	58 cm	67 cm	81 cm
Hauteur assise	5 cm / 18 cm		
Hauteur assise avec châssis pour baignoire	32 - 47 cm		
Hauteur assise avec châssis pour douche	70 cm		
Hauteur assise avec châssis de transfert	53 - 75 cm		
Longueur transat de bain, complètement à plat, sans repose-jambes	89 cm	104 cm	128 cm
Longueur transat de bain, complètement à plat, avec repose-jambes	108 cm	124 cm	155 cm
Largeur	46 cm		53 cm
Longueur, complètement à plat	75 cm		
Hauteur châssis pour baignoire	20 cm		
Longueur châssis pour baignoire	99 cm		
Largeur châssis pour baignoire	44 cm		
Hauteur châssis pour douche	56 cm		
Largeur châssis pour douche	69 cm		
Longueur châssis pour douche	86 cm		
Charge max.	34 kg	68 kg	114 kg
Inclinaison dossier et assise	0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°		



**Plus d'infos sur accessoires & fixations**  
dans la liste de prix.

