



malte outdoor.

Adresse de facturation :

Adresse de livraison :

voir adresse de facturation

Commande Devis

N° client : _____

Client : _____

Date : _____

Signature : _____

Commission :

Le cadre de marche postérieur compact et polyvalent en extérieur.

- Cadre en aluminium léger et pliant
- Poignées réglables séparément en hauteur et en largeur
- Freins à tambour avec freins à main de série
- Roues arrière en EVA
- Roues directrices en EVA avec bloqueurs de direction

• **Prix public HT**

• **TVA: 10% sur cadre et accessoires**

• **Code LPPR Schuchmann :**


- 6210158* Déambulateur (53,81€ TTC)

* Le code LPPR est donné à titre indicatif



Dimensions




		T. 1	T. 2	T. 3
A	Hauteur poignées	34 - 58 cm	51 - 75 cm	68 - 94 cm
B	Distance entre les poignées	22 - 36 cm	30 - 44 cm	38 - 52 cm
C	Hauteur assise	33 cm	45 cm	60 cm
D	Largeur totale	56 cm	66 cm	73 cm
E	Longueur totale	66 cm	75 cm	82 cm
	Hauteur cadre (plié)	25 cm	32 cm	34 cm
	Dimensions transport (L x B x H)	66x56x25 cm	75x66x32 cm	82x73x34 cm
	Charge max	30 kg	50 kg	70 kg
	Poids	7,1 kg	8,3 kg	9,8 kg



Modèles de base

malte outdoor. T. 1 pneux 6" (avant) et 8" (arrière)		malte outdoor. T. 2 pneux 8" (avant) et 10" (arrière)		malte outdoor. T. 3 pneux 8" (avant) et 10" (arrière)	
Prix / Pièce		Prix / Pièce		Prix / Pièce	
75 01 100	920 €	75 02 100	920 €	75 03 100	1.020 €

Modèles de base

Choix de coloris pour T. 1		Choix de coloris pour T. 2		Choix de coloris pour T. 3		Autres couleurs (après demande) Merci de spécifier le code couleur : RAL _____	
							
Prix		Prix		Prix		Prix	
Rose Bleu ciel	(92 00 012) incl. (92 00 013) incl.	Bleu Rouge	(92 00 010) incl. (92 00 007) incl.	Anthracite Blanc pur	(92 00 014) incl. (92 00 100) incl.	75 00 090	110 €

Accessoires

Appui de bassin – hauteur, profondeur et largeur ajustable, PU rembourré		Ceinture 4-points – en combinaison avec support de bassin réglable en largeur				
						
	Largeur		Largeur parties extérieures	Largeur parties centrale	Longueur parties extérieures	Longueur parties centrale
T. 1	20 - 28cm	T. 1	7cm	7cm	12cm	12cm
T. 2	25 - 33cm	T. 2	9cm	8,5cm	13cm	14cm
T. 3	30 - 36cm	T. 3	11,5cm	11cm	15cm	16cm
Prix / Set		Preis / Stück				
T. 1	(75 01 005) 363 €	T. 1	(75 01 020)	162 €		
T. 2	(75 02 005) 363 €	T. 2	(75 02 020)	162 €		
T. 3	(75 03 005) 363 €	T. 3	(75 03 020)	162 €		

Accessoires

Butée pour poignée		Accoudoirs avec poignées accoudoirs réglables en profondeur, hauteur et angle, poignées réglables en profondeur et angle. (Pour T. 0 sur demande)			Frein à main – avec des leviers de frein extra petits à largeur de prise réduite avec une fonction de verrouillage séparée	
						
			Longueur	Largeur		
		T. 1	18cm	6,5cm		
		T. 2	25cm	8cm		
Prix / Set		Prix / Set				
75 00 004	122 €	T. 1	(75 01 001)	313 €	pour T. 1	(75 01 016) 148 €
		T. 2	(75 02 001)	313 €	pour T. 2	(75 02 016) 148 €
					pour T. 3	(75 03 016) 148 €

Accessoires

Siège escamotable – rembourré



Prix / Pièce

pour T. 1	(75 01007)	290 €
pour T. 1	(75 02007)	290 €
pour T. 1	(75 03007)	290 €

Barre de poussée pour l'accompagnateur



Prix / Pièce

à droite	(75 00018)	168 €
à gauche	(75 01018)	168 €

Corbeille



Prix / Pièce

75 00011	61 €
-----------------	------

Accessoires

Anti-bascule – incl. roues de stabilisation



Prix / Set

75 00019	122 €
-----------------	-------

Anti-recul – (équipement ultérieur impossible)



Supplément / Paire

pour T. 1	(75 01013)	222 €
pour T. 2+3	(75 02013)	222 €