



activity chair.

Adresse de facturation :

Adresse de livraison :

voir adresse de facturation

Commande

Devis

N° client : _____

Client : _____

Date : _____

Signature : _____

Commission :

La chaise thérapeutique dynamique de Rifton.

- Ensemble siège et dossier y compris rembourrage
- Réglage de l'inclinaison du dossier de (-) 5° à 20° par vérin à gaz
- Y compris ceinture pelvienne 2 points
- Châssis à pieds fixes, réglables en hauteur
- Réglage de l'inclinaison du siège par vérin à gaz
 - pour le châssis standard (-) 15° à 15°
 - pour le châssis Hi/Lo (-) 15° à 25°
- Couleur du cadre : noir Effect

• Prix public HT

• TVA : 5.5% sur chaise et accessoires

• Codes LPPR Schuchmann possibles :

- 6284748* Siège de série modulable et évolutif (838,47 € TTC)
- 6284702* Châssis d'intérieur (140,63 € TTC)
- 6284719* Repose-pieds réglable (84,02 € TTC)
- 6210193* Tablette amovible (60,31 € TTC)

* Les codes LPPR sont donnés à titre indicatif



Modèles de base



activity chair.

Unité d'assise (standard)

Réglage de l'inclinaison du dossier de (-) 5° à 20° par vérin à gaz.

Prix / Pièce

T. 0	(72 00 200)	998 €
T. 1	(72 01 200)	1.019 €
T. 2	(72 02 200)	1.165 €



activity chair.

Unité d'assise (dynamique)


Réglage de l'inclinaison du dossier de (-)5° à 20° par vérin à gaz; le vérin à gaz permet d'absorber le mouvement auto-généré - la fonction dynamique offre à l'utilisateur une marge de mouvement de 10°.

Prix / Pièce

T. 0	(72 00 300)	1.139 €
T. 1	(72 01 300)	1.165 €
T. 2	(72 02 300)	1.347 €


Dimensions				
		T.0	T.1	T.2
Profondeur assise		20 - 30 cm	28 - 41 cm	38 - 51 cm
Largeur assise		30 cm	36 cm	43 cm
Largeur assise (avec pelotes bassin)		18 - 23 cm	22 - 29 cm	28 - 36 cm
Largeur thorax		17 - 29 cm	17 - 30 cm	24 - 36 cm
Hauteur du dossier		32 - 39 cm	39 - 48 cm	48 - 61 cm
Hauteur Appui-tête - siège		37 - 53 cm	44 - 62 cm	50 - 75 cm
Hauteur accoudoir - siège		13 - 19 cm	18 - 27 cm	18 - 27 cm
Longueur mollet		18 - 30 cm	20 - 38 cm	29 - 54 cm
Hauteur siège au-dessus du sol	avec pieds fixes courts / longs	24 - 32 cm / 47 - 55 cm	32 - 42 cm / 48 - 58 cm	42 - 52 cm / 51 - 61 cm
	avec pieds fixes courts / longs et roulettes doubles	34 - 42 cm / 47 - 55 cm	41 - 51 cm / 48 - 58 cm	42 - 52 cm / 51 - 61 cm
	avec châssis Hi/Lo	25,5 - 63,5 cm	30,5 - 58,5 cm	40,5 - 61 cm
Largeur cadre	avec pieds fixes courts / longs	53 / 58 cm	59 / 62 cm	68 / 68 cm
	avec pieds fixes courts / longs et roulettes doubles	57 / 60 cm	62 / 65 cm	71 / 71 cm
	avec châssis Hi/Lo	66 cm	68,5 cm	73,5 cm
Inclinaison assise	avec châssis standard / avec châssis Hi/Lo	(-) 15° - 15° / (-) 15° - 25°		
Inclinaison dossier		(-) 5° - 20°		
Longueur totale/profondeur du cadre		54-73 cm	57-73 cm	77-90 cm
Largeur totale		53-60 cm	59-65 cm	68-70,5 cm
Hauteur totale avec appuie-tête		61-108 cm	76-120 cm	92-136 cm
Hauteur totale sans appuie-tête		56-94 cm	71-106 cm	90-122 cm
Taille recommandée		81-122 cm	102-142 cm	127-188 cm
Charge max.		34 kg	68 kg	113 kg
Poids propre du châssis standard		12,2 kg	15,9 kg	24,5 kg
Poids propre du châssis Hi/Lo		25,4 Kg	39 Kg	44,5 kg

Les dimensions indiquées sont valables pour les deux unités de sièges avec tous les châssis. Si certaines dimensions diffèrent entre les soubassements, elles sont concrètement indiquées.

Châssis					
Châssis standard activity chair. incl. pieds fixes réglables en hauteur et antidérapants ; réglage de l'inclinaison de l'assise de (-) 15° à 15° par vérin à gaz 		Châssis dynamique activity chair. incl. pieds fixes réglables en hauteur et antidérapants ; réglage de l'inclinaison de l'assise de (-) 15° à 15° par vérin à gaz ; la fonction dynamique permet d'absorber les mouvements en douceur et offre une grande liberté de mouvement 		Hi/Lo châssis activity chair. incl. 4 roulettes doubles (100mm avec freins dont 1x avec blocage directionnel) ; réglage en hauteur (avec vérin à gaz pour la taille 0 et hydraulique pour les tailles 1+2) ; réglage de l'inclinaison de l'assise de (-) 25° à 15° par vérin à gaz 	
Prix / Pièce		Prix / Pièce		Prix / Pièce	
T. 0	(72 00 400) 709 €	T. 0	(72 00 500) 817 €	T. 0	(72 00 600) 2.204 €
T. 1	(72 01 400) 721 €	T. 1	(72 01 500) 846 €	T. 1	(72 01 600) 3.094 €
T. 2	(72 02 400) 846 €	T. 2	(72 02 500) 986 €	T. 2	(72 02 600) 3.283 €

Couleurs rembourrages					
Bleu 			Rouge 		
Prix			Prix		
pour T. 0 (72 05 201) incl.			pour T. 0 (72 05 301) incl.		
pour T. 1 (72 00 201) incl.			pour T. 1 (72 00 301) incl.		
pour T. 2 (72 02 201) incl.			pour T. 2 (72 02 301) incl.		

Pieds fixes

	Pieds fixes courts – configuration standard, sauf instruction différente	Pieds fixes longs – pour toutes les tailles	
		Prix / Set	Prix / Set
	pour T. 0 (72 04 004) pour T. 1 (72 00 004) pour T. 2 (72 05 004)	incl. incl. incl.	72 01 004 incl.

Pieds fixes

	4 Roues doubles (75 mm) version courte, toutes avec frein et une avec blocage directionnel		4 Roues doubles (75 mm) version longue, toutes avec frein et une avec blocage directionnel, pour toutes les tailles	
			Supplément / Set	Supplément / Set
	pour T. 0 (72 06 004) pour T. 1+2 (72 02 004)		382 € 382 €	72 03 004 382 €

Accessoires

Appui-tête (standard) – réglable en profondeur, en inclinaison et en hauteur	Appui-tête (coque) – réglable en profondeur, en inclinaison et en hauteur	Appui-tête (anatomique) – réglable en profondeur, en inclinaison et en hauteur, les coussins à ailettes peuvent être réglés de quasi 0° à 90°.
		
Prix / Pièce	Prix / Pièce	Prix / Pièce
72 00 010 342 €	72 00 011 367 €	72 00 018 471 €

Accessoires





Pelote thoracique – réglables en hauteur et en largeur	Pelote thoracique – réglables en hauteur et en largeur, avec sangle de poitrine	Poignées de poussée – recommandées pour tous les modèles d'activity chair. (avec roulettes doubles et châssis Hi/Lo)																		
																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Profondeur</th> <th>Hauteur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pour T. 0-2</td> <td>13cm</td> <td>10cm</td> </tr> <tr> <td>pour T. 1-2</td> <td>16,5cm</td> <td>13cm</td> </tr> </tbody> </table>		Profondeur	Hauteur	pour T. 0-2	13cm	10cm	pour T. 1-2	16,5cm	13cm	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Profondeur</th> <th>Hauteur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pour T. 0+1</td> <td>13cm</td> <td>10cm</td> </tr> <tr> <td>pour T. 2</td> <td>16,5cm</td> <td>13cm</td> </tr> </tbody> </table>		Profondeur	Hauteur	pour T. 0+1	13cm	10cm	pour T. 2	16,5cm	13cm	
	Profondeur	Hauteur																		
pour T. 0-2	13cm	10cm																		
pour T. 1-2	16,5cm	13cm																		
	Profondeur	Hauteur																		
pour T. 0+1	13cm	10cm																		
pour T. 2	16,5cm	13cm																		
Prix / Paire	Prix / Set	Prix / Paire																		
pour T. 0-2 (72 01 005) 300 € pour T. 1-2 (72 02 005) 324 €	pour T. 0 (72 00 006) 382 € pour T. 1 (72 01 006) 382 € pour T. 2 (72 02 006) 409 €	72 00 012 243 €																		

Accessoires

Accoudoirs – réglables en hauteur	Pelotes de bassin – rembourrées et réglables en inclinaison (utilisables uniquement en association avec les accoudoirs)	Tablette thérapeutique – utilisable uniquement en association avec les accoudoirs																		
																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Largeur</th> <th>Longueur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pour T. 0</td> <td>6cm</td> <td>22cm</td> </tr> <tr> <td>pour T. 1+2</td> <td>7,5cm</td> <td>30,5cm</td> </tr> </tbody> </table>		Largeur	Longueur	pour T. 0	6cm	22cm	pour T. 1+2	7,5cm	30,5cm	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Hauteur</th> <th>Longueur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pour T. 0</td> <td>8cm</td> <td>14cm</td> </tr> <tr> <td>pour T. 1+2</td> <td>10cm</td> <td>23,5cm</td> </tr> </tbody> </table>		Hauteur	Longueur	pour T. 0	8cm	14cm	pour T. 1+2	10cm	23,5cm	
	Largeur	Longueur																		
pour T. 0	6cm	22cm																		
pour T. 1+2	7,5cm	30,5cm																		
	Hauteur	Longueur																		
pour T. 0	8cm	14cm																		
pour T. 1+2	10cm	23,5cm																		
Prix / Paire	Prix / Paire	Prix / Pièce																		
pour T. 0 (72 05 007) 382 € pour T. 1+2 (72 00 007) 382 €	pour T. 0 (72 05 008) 382 € pour T. 1+2 (72 00 008) 382 €	pour T. 0 (72 00 009) 449 € pour T. 1 (72 01 009) 449 € pour T. 2 (72 02 009) 449 €																		

Accessoires															
Rallonge de dossier 	Appui lombaire et support d'assise pour os iliaques 	Bloc d'abduction réglable en profondeur 													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Largeur</th> <th>Profondeur</th> <th>Hauteur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pour T. 0+1 (72 01 016)</td> <td>7,5 cm</td> <td>15 cm</td> <td>9 cm</td> </tr> <tr> <td>pour T. 2 (72 02 016)</td> <td>10 cm</td> <td>19 cm</td> <td>10 cm</td> </tr> </tbody> </table>		Largeur	Profondeur	Hauteur	pour T. 0+1 (72 01 016)	7,5 cm	15 cm	9 cm	pour T. 2 (72 02 016)	10 cm	19 cm	10 cm	
	Largeur	Profondeur	Hauteur												
pour T. 0+1 (72 01 016)	7,5 cm	15 cm	9 cm												
pour T. 2 (72 02 016)	10 cm	19 cm	10 cm												
	Prix / Pièce	Prix / Set	Prix / Pièce												
pour T. 0+1 (72 01 016) pour T. 2 (72 02 016)	193 € 193 €	pour T. 0 (72 00 017) pour T. 1 (72 01 017) pour T. 2 (72 02 017)	167 € 167 € 167 €												
			pour T. 0+1 (72 01 013) pour T. 2 (72 02 013)												
			206 € 206 €												

Accessoires			
Guidage latéral genoux 		Guide jambe avec boucle rapide, réglable en profondeur 	
	Prix / Paire		Prix / Pièce
72 00 014	300 €	pour T. 0 (72 00 015) pour T. 1 (72 01 015) pour T. 2 (72 02 015)	338 € 338 € 367 €

Systèmes de sangles			
Ceinture thoracique 	Harnais 	Ceinture pour cuisses 	Culotte abdominale 
	Prix / Pièce	Prix / Pièce	Prix / Pièce
pour T. 0 (72 00 020) pour T. 1 (72 01 020) pour T. 2 (72 02 020)	149 € 149 € 149 €	standard pour T. 0 (72 00 021) standard pour T. 1 (72 01 021) standard pour T. 2 (72 02 021) mince pour T. 1 (72 04 021) mince pour T. 2 (72 03 021)	220 € 220 € 220 € 220 € 220 €
		Prix / Paire	Prix / Pièce
		pour T. 0 (72 00 022) pour T. 1 (72 01 022) pour T. 2 (72 02 022)	149 € 149 € 149 €
			pour T. 0 (72 00 023) pour T. 1 (72 01 023) pour T. 2 (72 02 023)
			260 € 260 € 260 €

Accessoires			
Repose-pieds – réglable en hauteur, peut être replié et basculé pour le transfert. Recommandé pour les modèles avec châssis Hi/Lo. 	Fixation des chevilles – avec boucle rapide, utilisable uniquement en association avec le repose-pieds 		
	pour T. 0	pour T. 1	pour T. 2
Longueur mollet	23 - 30 cm	30 - 42 cm	38 - 51 cm
	Prix / Pièce		Prix / Paire
pour T. 0 (72 00 029) pour T. 1 (72 01 029) pour T. 2 (72 02 029)	682 € 682 € 682 €		pour T. 0+1 (72 01 026) pour T. 2 (72 02 026)
			149 € 149 €

Accessoires			
Sandales avec attaches – utilisables uniquement en association avec le repose-pieds 	Cales – utilisables uniquement en association avec le repose-pieds et les sandales 		
	Prix / Paire		Prix / Paire
	pour T. 0 (72 00 027) pour T. 1 (72 01 027) pour T. 2 (72 02 027)	149 € 149 € 149 €	pour T. 0 (72 00 028) pour T. 1 (72 01 028) pour T. 2 (72 02 028)
			118 € 118 € 118 €