



# carrot 3.

**Adresse de facturation :**

**Adresse de livraison :** voir adresse de facturation

**Commande**  
**Devis**

N° client : \_\_\_\_\_

Client : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

**Commission :**

## Le siège auto le plus confortable et le plus adaptable pour les enfants avec handicap.

- Siège auto anatomique avec appui-tête réglable en profondeur, accoudoirs intégrés, appui ventral rembourré, harnais à 5 points avec déverrouillage rapide, sangles de guidage de ceinture de sécurité à gauche et à droite
- Incl. cales „appui-tête“ à scratcher, coussins d'assise et de dossier, ainsi que 2 cales de tronc
- Housses amovibles et lavables
- Incl. module d'épaule pour taille L et extension de dossier (5 cm) pour la taille XL
- Testé et approuvé selon la norme ECE-44/03
- Réglages possibles :
  - Hauteur du dossier +10 cm
  - Profondeur de l'assise +3,5 cm
  - appui-tête réglable en profondeur
  - Position de sommeil

**• Prix public HT**

**• TVA : 5.5% sur siège et accessoires**

**• Codes LPPR Schuchmann possibles :**


- 6284748\* Siège de série modulable et évolutif (838,47 € TTC)
- 6210193\* Tablette amovible (60,31 € TTC)

\* Les codes LPPR sont donnés à titre indicatif

Crash-testé jusqu'à 49 kg pour la version L et 75 kg pour la version XL !



Dimensions - Modèles de base				
		Taille S	Taille L	Taille XL
<b>A</b>	Profondeur d'assise	25 - 28,5 cm	25 - 28,5 cm	44 cm
<b>B</b>	Largeur d'assise	26 cm	26 cm	38 cm
<b>C</b>	Hauteur du dossier	30 - 40 cm	45 - 55 cm	50 - 60 cm
<b>D</b>	Hauteur de l'appui-tête	52 - 62 cm	67 - 77 cm	73,5 - 83,5 cm
<b>E</b>	Largeur totale	42 cm	42 cm	42 cm
	Hauteur du repose-pieds	25 - 46 cm		
	Poids max. utilisateur*	10 - 50 kg	10 - 50 kg	40 - 75 kg
	Taille utilisateur	jusqu'à 145 cm	jusqu'à 160 cm	jusqu'à 176 cm
	Poids	à partir de 8 kg	à partir de 8 kg	à partir de 8 kg



\* Dans le cadre de la norme ECE R44 / 04, le Carrot 3 a été testé de 15 à 36 kg. De plus, des mannequins de 10, 49 et 75 kg ont été testés avec succès conformément à la norme

**Modèles de base**

<b>carrot 3. – T. S</b>		<b>carrot 3. – T. L</b> incl. module d'épaule et appui-tête L		<b>carrot 3. – T. XL</b> incl. module d'épaule, extension de dossier (5 cm) et appui-tête L	
Prix / Pièce		Prix / Pièce		Prix / Pièce	
Rouge <b>(BRCAR/1200)</b>	1.680 €	Rouge <b>(BRCAR/1201)</b>	1.930 €	Noir <b>(BRCAS/1230)</b>	2.330 €
Noir <b>(BRCAS/1200)</b>	1.680 €	Noir <b>(BRCAS/1201)</b>	1.930 €		

**Possibilités de configuration - siege**

<b>Repose jambes</b> – pour tailles S + L, enfichable		<b>Extension d'assise enfichable (5 cm)</b> – pour tailles S + L (impossible en combinaison avec le repose jambes et le repose-pieds)		<b>Extension d'assise</b> – pour tailles S + L, insérable L'extension d'assise 10 cm n'est utilisable qu'avec le repose-pieds ou repose-jambes.	
Prix / Pièce		Prix / Pièce		Prix / Pièce	
Rouge <b>(BRCAR/1202)</b>	173 €	Rouge <b>(BRCAR/1207)</b>	173 €	Rouge, 5 cm <b>(BRCAR/1204)</b>	107 €
Noir <b>(BRCAS/1202)</b>	173 €	Noir <b>(BRCAS/1207)</b>	173 €	Noir, 5 cm <b>(BRCAS/1204)</b>	107 €
				Rouge, 10 cm <b>(BRCAR/1205)</b>	132 €
				Noir, 10 cm <b>(BRCAS/1205)</b>	132 €

**Accessoires**

<b>Extensions de dossier</b> – pour tailles S + L, insérable, rallonge max. = 10 cm (extension de dossier (5 cm) pour la taille XL déjà incluse dans le modèle de base)		<b>Rembourement 3D</b> – en mousse, pour le guidage thoracique, pelvien ou cuisse, gris, scratchable		<b>Mini Rembourrage</b> pour les tous petits		<b>Coussin cale</b> Angle = 25°	
Prix / Pièce		Prix / Paire		Prix / Pièce		Prix / Pièce	
Rouge, 5 cm <b>(BRCAR/1217)</b>	70 €	<b>BRCBSB/0073</b>	121 €	<b>BRCBSB/0067</b>	121 €	Rouge <b>(BRCAR/1206*)</b>	141 €
Noir, 5 cm <b>(BRCAS/1217)</b>	70 €					Noir <b>(BRCAS/1206*)</b>	141 €
Rouge, 10 cm <b>(BRCAR/1218)</b>	91 €						
Noir, 10 cm <b>(BRCAS/1218)</b>	91 €						

**Accessoires**

<b>Tablette</b> – avec guide latéral, à attacher au siège de voiture avec Velcro		<b>Bloc d'abduction enfichable</b> – pour tailles S + L (INCOMPATIBLE avec un repose-jambes, une extension d'assise (5 cm) ou un repose-pieds)		<b>Bloc d'abduction</b> – insérable, pour tailles S + L (COMPATIBLE avec un repose-jambes, une extension d'assise (5 cm) ou un repose-pieds)	
Prix / Pièce		Prix / Pièce		Prix / Pièce	
Rouge, pour T. S+L <b>(BRCAR/1213)</b>	295 €	<b>BRCA/1225</b>	315 €	<b>BRCA/1211</b>	315 €
Noir, pour T. S+L <b>(BRCAS/1213)</b>	295 €				
Noir, pour T. XL <b>(BRCA/1238)</b>	315 €				

**Accessoires**
**Repose-pieds** - réglable en hauteur et en inclinaison

**Repose-pieds** - pour Taille S + L, enfichable, pivotant, réglable en hauteur, avec housse et fermeture Velcro pour les jambes et les pieds

	Longueur mollets
<b>Court</b>	25 - 31cm
<b>Moyen</b>	30 - 41cm
<b>Long</b>	35 - 46cm



	Prix / Pièce		Prix / Pièce
<b>16 04 007</b>	216 €	Court <b>(BRCAG/1208)</b>	291 €
		Moyen <b>(BRCAG/1209)</b>	291 €
		Long <b>(BRCAG/1210)</b>	291 €

**Attaches ISOFIX**
**Embase pivotante avec attache ISOFIX**  
pour Taille S + L, avec réglage continu de l'angle du dossier et pied de renfort (réglable de 34 à 40cm), avec coussin pour protéger le siège de la voiture

**Rallonge pied de renfort pour embase pivotante**  
réglable de 36 à 55cm

**Support de repose-pieds pour dispositif pivotant**

**Embase ISOFIX** - pour le montage du **carrot 3.** dans toutes les tailles, pour montage côté conducteur et passager, sans fonction de pivotement


	Prix / Set	Supplément / Pièce	Prix / Pièce	Prix / Pièce	
Côté conducteur <b>(BRCSE/0005/F)</b>	995 €	<b>BRCSE/0054</b>	142 €	<b>BRCSE/0037</b>	101 €
Côté passager <b>(BRCSE/0005/B)</b>	995 €			<b>BRCSE/0007</b>	264 €

**Kits de croissance**
**Kit de croissance (de la taille S à la taille L)** - pour convertir un Carrot 3 (taille S) en taille L, composé d'un module d'épaule, d'un appui-tête (grand) et d'un protège-thorax (grand)

**Kit de croissance (de la taille L à la taille XL)** - pour convertir un **carrot 3.** (taille L) en taille XL, composé d'une assise large et profonde, de longs tubes de raccordement pour le dossier, de sangles à attacher au dossier et d'un harnais pour l'utilisateur

**Veillez retirer la plaque signalétique orange existante (ECE-44/03) à l'arrière pendant la conversion, car la plage d'application de 40 à 75 kg est hors norme !**


	Prix / Set		Prix / Set
Rouge <b>(BRCSE/0070)</b>	773 €	Rouge <b>(BRCAR/1234)</b>	995 €
Noir <b>(BRCSE/0070)</b>	773 €	Noir <b>(BRCAS/1234)</b>	995 €

**Protection incontinence**

<b>Housses de protection pour l'assise et le dossier</b> Dartex black		<b>Housses de protection pour le module d'épaule</b> Dartex black		<b>Housse de protection pour appui ventral rembourré</b> Dartex black	
Prix		Prix		Prix	
pour T. S+L <b>(CAR0066)</b>	162 €	<b>BRC5B/0056</b>	60 €	pour T. S <b>(CAR0068)</b>	49 €
pour T. XL <b>(CAR0080)</b>	162 €			pour T. L <b>(CAR0081)</b>	49 €

**Protection incontinence**

<b>Housse de protection pour l'appui-tête</b> Dartex black		<b>Housse de protection pour les extensions d'assise</b> Dartex black		<b>Housse de protection pour les extensions de dossier</b> Dartex black	
Prix		Prix		Prix	
pour T. S <b>(CAR0069)</b>	49 €	50mm <b>(BRC5B/0061)</b>	49 €	50mm <b>(BRC5B/0063)</b>	49 €
pour T. L+XL <b>(CAR0082)</b>	49 €	100mm <b>(BRC5B/0062)</b>	49 €	100mm <b>(BRC5B/0064)</b>	49 €

**Veste Anti-Escape**

	<b>Veste Anti-Escape T. S</b> Tour de poitrine = 60-70 cm		<b>Veste Anti-Escape T. M</b> Tour de poitrine = 70-80 cm		<b>Veste Anti-Escape T. L</b> Tour de poitrine = 80-90 cm	
	Prix		Prix		Prix	
	<b>BRC5B/0136S</b>	133 €	<b>BRC5B/0136M</b>	133 €	<b>BRC5B/0136L</b>	133 €