



carrot 3.

Adresse de facturation :

Adresse de livraison :

voir adresse de facturation

Commande

Devis

N° client : _____

Client : _____

Date : _____

Signature : _____

Commission :

Le siège auto le plus confortable et le plus adaptable pour les enfants avec handicap.

- Siège auto anatomique avec appui-tête réglable en profondeur, accoudoirs intégrés, appui ventral rembourré, harnais à 5 points avec déverrouillage rapide, sangles de guidage de ceinture de sécurité à gauche et à droite
- Incl. cales „appui-tête“ à scratcher, coussins d'assise et de dossier, ainsi que 2 cales de tronc
- Housses amovibles et lavables
- Incl. module d'épaule pour taille L et extension de dossier (5 cm) pour la taille XL
- Testé et approuvé selon la norme ECE-44/03
- Réglages possibles :
 - Hauteur du dossier +10 cm
 - Profondeur de l'assise +3,5 cm
 - appui-tête réglable en profondeur
 - Position de sommeil

• Prix public HT

• TVA : 5.5% sur siège et accessoires

• Codes LPPR Schuchmann possibles :

- 6284748* Siège de série modulable et évolutif (838,47 € TTC)
- 6210193* Tablette amovible (60,31 € TTC)


* Les codes LPPR sont donnés à titre indicatif

Crash-testé jusqu'à 49 kg pour la version L et 75 kg pour la version XL !






Dimensions - Modèles de base

		Taille S	Taille L	Taille XL
A	Profondeur d'assise	25 - 28,5 cm	25 - 28,5 cm	44 cm
B	Largeur d'assise	26 cm	26 cm	38 cm
C	Hauteur du dossier	30 - 40 cm	45 - 55 cm	50 - 60 cm
D	Hauteur de l'appui-tête	52 - 62 cm	67 - 77 cm	73,5 - 83,5 cm
E	Largeur totale	42 cm	42 cm	42 cm
	Hauteur du repose-pieds	25 - 46 cm		
	Poids max. utilisateur*	10 - 50 kg	10 - 50 kg	40 - 75 kg
	Taille utilisateur	jusqu'à 145 cm	jusqu'à 160 cm	jusqu'à 176 cm
	Poids	à partir de 8 kg	à partir de 8 kg	à partir de 8 kg



* Dans le cadre de la norme ECE R44 / 04, le Carrot 3 a été testé de 15 à 36 kg. De plus, des mannequins de 10, 49 et 75 kg ont été testés avec succès conformément à la norme

Modèles de base					
carrot 3. – T. S		carrot 3. – T. L incl. module d'épaule et appui-tête L		carrot 3. – T. XL incl. module d'épaule, extension de dossier (5 cm) et appui-tête L	
Prix / Pièce		Prix / Pièce		Prix / Pièce	
Rouge (BRCAR/1200)	1.850 €	Rouge (BRCAR/1201)	2.130 €	Noir (BRCAS/1230)	2.550 €
Noir (BRCAS/1200)	1.850 €	Noir (BRCAS/1201)	2.130 €		

Possibilités de configuration - siege					
Repose jambes – pour tailles S + L, enfichable		Extension d'assise enfichable (5 cm) – pour tailles S + L (impossible en combinaison avec le repose jambes et le repose-pieds)		Extension d'assise – pour tailles S + L, insérable L'extension d'assise 10 cm n'est utilisable qu'avec le repose-pieds ou repose-jambes..	
					
Prix / Pièce		Prix / Pièce		Prix / Pièce	
Rouge (BRCAR/1202)	199 €	Rouge (BRCAR/1207)	194 €	Rouge, 5 cm (BRCAR/1204)	119 €
Noir (BRCAS/1202)	199 €	Noir (BRCAS/1207)	194 €	Noir, 5 cm (BRCAS/1204)	119 €
				Rouge, 10 cm (BRCAR/1205)	147 €
				Noir, 10 cm (BRCAS/1205)	147 €

Accessoires													
Extensions de dossier – pour tailles S + L, insérable, rallonge max. = 10 cm (extension de dossier (5 cm) pour la taille XL déjà incluse dans le modèle de base)		Rembourement 3D – en mousse, pour le guidage thoracique, pelvien ou cuisse, gris, scratchable		Mini Rembourement pour les tous petits									
													
Prix / Pièce		Prix / Paire		Prix / Pièce									
Rouge, 5 cm (BRCAR/1217)	77 €	BRC5B/0073	133 €	BRC5B/0067	133 €								
Noir, 5 cm (BRCAS/1217)	77 €												
Rouge, 10 cm (BRCAR/1218)	100 €												
Noir, 10 cm (BRCAS/1218)	100 €												
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Largeur</th> <th>Profondeur</th> <th>Hauteur</th> <th>Angle</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>35 cm</td> <td>28 cm</td> <td>11 cm</td> <td>25°</td> </tr> </tbody> </table>		Largeur	Profondeur	Hauteur	Angle	35 cm	28 cm	11 cm	25°
Largeur	Profondeur	Hauteur	Angle										
35 cm	28 cm	11 cm	25°										
				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Prix / Pièce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rouge (BRCAR/1206*)</td> <td>155 €</td> </tr> <tr> <td>Noir (BRCAS/1206*)</td> <td>155 €</td> </tr> </tbody> </table>		Prix / Pièce		Rouge (BRCAR/1206*)	155 €	Noir (BRCAS/1206*)	155 €		
Prix / Pièce													
Rouge (BRCAR/1206*)	155 €												
Noir (BRCAS/1206*)	155 €												

Accessoires					
Tablette – avec guide latéral, à attacher au siège de voiture avec Velcro		Bloc d'abduction enfichable – pour tailles S + L (INCOMPATIBLE avec un repose-jambes, une extension d'assise (5 cm) ou un repose-pieds)		Bloc d'abduction – insérable, pour tailles S + L (COMPATIBLE avec un repose-jambes, une extension d'assise (5 cm) ou un repose-pieds)	
					
Prix / Pièce		Prix / Pièce		Prix / Pièce	
Rouge, pour T. S+L (BRCAR/1213)	325 €	BRCA/1225	347 €	BRCA/1211	347 €
Noir, pour T. S+L (BRCAS/1213)	325 €				
Noir, pour T. XL (BRCA/1238)	347 €				

Accessoires
Repose-pieds - réglable en hauteur et en inclinaison

Repose-pieds - pour Taille S + L, enfichable, pivotant, réglable en hauteur, avec housse et fermeture Velcro pour les jambes et les pieds


	Longueur mollets
Court	25 - 31cm
Moyen	30 - 41cm
Long	35 - 46cm



	Prix / Pièce		Prix / Pièce
16 04 007	232 €	Court (BRCAG/1208)	321 €
		Moyen (BRCAG/1209)	321 €
		Long (BRCAG/1210)	321 €

Attaches ISOFIX
Embase pivotante avec attache ISOFIX pour Taille S + L, avec réglage continu de l'angle du dossier et pied de renfort (réglable de 34 à 40cm), avec coussin pour protéger le siège de la voiture

Rallonge pied de renfort pour embase pivotante réglable de 36 à 55cm

Support de repose-pieds pour dispositif pivotant

Embase ISOFIX - pour le montage du **carrot 3**. dans toutes les tailles, pour montage côté conducteur et passager, sans fonction de pivotement


	Prix / Set	Supplément / Pièce		Prix / Pièce		Prix / Pièce	
Côté conducteur (BRCSE/0005/F)	1.097 €	BRCSE/0054	157 €	BRCSE/0037	111 €	BRCSE/0007	291 €
Côté passager (BRCSE/0005/B)	1.097 €						

Kits de croissance
Kit de croissance (de la taille S à la taille L) - pour convertir un Carrot 3 (taille S) en taille L, composé d'un module d'épaule, d'un appui-tête (grand) et d'un protège-thorax (grand)

Kit de croissance (de la taille L à la taille XL) - pour convertir un **carrot 3**. (taille L) en taille XL, composé d'une assise large et profonde, de longs tubes de raccordement pour le dossier, de sangles à attacher au dossier et d'un harnais pour l'utilisateur

Veillez retirer la plaque signalétique orange existante (ECE-44/03) à l'arrière pendant la conversion, car la plage d'application de 40 à 75 kg est hors norme !


	Prix / Set		Prix / Set
Rouge (BRCSE/0070)	853 €	Rouge (BRCAR/1234)	1.097 €
Noir (BRCSE/0070)	853 €	Noir (BRCAS/1234)	1.097 €

Protection incontinence

Housses de protection pour l'assise et le dossier Dartex black		Housses de protection pour le module d'épaule Dartex black		Housse de protection pour appui ventral rembourré Dartex black	
Prix		Prix		Prix	
pour T. S+L (CAR0066)	179 €	CAR0067	66 €	pour T. S (CAR0068)	54 €
pour T. XL (CAR0080)	179 €			pour T. L (CAR0081)	54 €

Protection incontinence

Housse de protection pour l'appui-tête Dartex black		Housse de protection pour les extensions d'assise Dartex black		Housse de protection pour les extensions de dossier Dartex black	
Prix		Prix		Prix	
pour T. S (CAR0069)	54 €	50mm (CAR0070)	54 €	50mm (CAR0072)	54 €
pour T. L+XL (CAR0082)	54 €	100mm (CAR0071)	54 €	100mm (CAR0073)	54 €

Veste Anti-Escape

	Veste Anti-Escape T. S Tour de poitrine = 60-70 cm		Veste Anti-Escape T. M Tour de poitrine = 70-80 cm		Veste Anti-Escape T. L Tour de poitrine = 80-90 cm	
	Prix		Prix		Prix	
	CAR0074	147 €	CAR0075	147 €	CAR0076	147 €

Accessoires

Accessoires		Sangle de fixation pour transport en avion	
Cache pour boucle de sécurité incl. couteau d'urgence, boucle à pression pour bouclier thoracique et sangle d'entrejambe		Sangle de fixation pour transport en avion pour tailles S + L (sous réserve accord de la compagnie aérienne)	
			
Prix		Prix	
CAR0079	169 €	CAR0093	135 €