



madita-fun mini.

Adresse de facturation :

Adresse de livraison :

voir adresse de facturation

Commande

Devis

N° client : _____

Client : _____

Date : _____

Signature : _____

Commission :

La chaise thérapeutique pour les premiers soins.

- Comprenant accoudoirs, repose-pieds avec rembourrage, poignée de Poussée de forme ergonomique, rembourrage assise standard avec housse, 4 roulettes (75mm) - dont 2 avec bloqueurs, dossier
- Réglage en hauteur par vérin à gaz (800 N)
- Couleur du châssis : Télégris 4 (blanc-gris)
- Possibilités de réglages :
 - inclinaison assise (par vérin à gaz 250 N, (-)5° - 37° / 0° - 42°)
 - inclinaison dossier
 - largeur et profondeur assise
 - accoudoirs réglables en inclinaison, hauteur et largeur
 - dossier réglable en hauteur
 - repose-pieds réglable en inclinaison des genoux et en hauteur

• Prix public HT

• TVA : 5.5% sur chaise et accessoires

• Codes LPPR Schuchmann possibles :


- 6284748* Siège de série modulable et évolutif (838,47 € TTC)
- 6284702* Châssis d'intérieur (140,63 € TTC)
- 6284719* Repose-pieds réglable (84,02 € TTC)
- 6210193* Tablette amovible (60,31 € TTC)

* Les codes LPPR sont donnés à titre indicatif








Dimensions

A	Profondeur assise	12 - 19cm
B	Largeur assise	14 - 22cm
C	Hauteur dossier court	28 - 33cm
C	Hauteur dossier long	30 - 35cm
D	Hauteur assise	25 - 62cm
E	Longueur mollet	12 - 22cm
F	Largeur totale	52cm
G	Longueur châssis	58cm
	Inclinaison assise	(-)5° - 37° / 0° - 42°
	Inclinaison dossier	(-)5° - 25°
	Charge max	20kg
	Poids	16kg









Modèles de base		Préréglage de l'inclinaison du siège	
madita-fun mini.		Veuillez sélectionner un préréglage entre (-)5° - 37° = standard, sauf instruction différente	
	Prix / Pièce	Prix / Pièce	Prix / Pièce
3100000	2.675 €	(-)5° - 37° (3100001) incl.	0° - 42° (3100101) incl.

Housses		
Ardoise-gris (N° 124) 	Gris soft (N° 127) 	Housse selon les souhaits du client
Prix	Prix	Prix
9100124 incl.	9100127 incl.	9100999 185 €

Possibilités de configuration - Dossiers						
	Dossier rembourrage et housse inclus standard			Dossier large rembourrage et housse inclus avec partie inférieure réglage avec des cales (hauteur env. 3 cm)		
		Hauteur		Largeur		Hauteur
	Dossier (court)	28 - 33 cm		24 cm	Dossier (court)	28 - 33 cm
	Dossier (long)	30 - 35 cm		24 cm	Dossier (long)	30 - 35 cm
Prix / Pièce			Supplément / Pièce			
Dossier (court) (3100002) incl.			Dossier (court) (3100005) 24 €			
Dossier (long) (3100003) incl.			Dossier (long) (3100006) 24 €			
Pelote thoracique – rembourrée, housse et fixation incluses 	Pelote thoracique longue rembourrée et, housse et fixation incluses 	Dossier sans rembourrage ni housse pour adaptation sur mesure	Broderie de nom sur le rembourrage dossier – veuillez remplir le formulaire à la page 104 ! 			
Hauteur	7 cm	Hauteur	14 cm	Réduction de prix		
Profondeur	9 cm	Profondeur	6 cm			
Largeur thorax	14 - 20 cm	Largeur torse	14 - 20 cm			
Prix / Paire		Prix / Paire		Netto -50 €		
3100009	113 €	3100007	178 €	3100008		

Possibilités de configuration - Assises



Rembourrage assise standard , housse incluse 	Rembourrage assise anatomique housse incluse 		Siège de dysplasie – avec jusqu'à 10 cm d'abduction possible, avec guide jambe extérieure et intérieure (env. 30° d'abduction de chaque côté), rembourrage assise et housse et repose-pieds 10 cm plus large inclus
Prix / Pièce 3100011 incl.	Supplément / Pièce 3100012 228 €		Supplément / Pièce 3100013 329 €
Pelote de bassin – rembourrée, housse incluse, réglables en inclinaison, en profondeur et en largeur (incl. avec le siège de dysplasie) 	Guide intérieur de jambes abduction (inclus au siège de dysplasie) 	Revêtement spécial incontinence sur la mousse de l'assise 	Assise sans rembourrage ni housse pour adaptation sur mesure
Prix / Paire 13 cm (3100016) 204 € 16 cm (3100017) 204 €	Prix / Set 3100015 217 €	Prix / Pièce 3100014 205 €	Réduction de prix 3100018 Netto -50 €



Appui-tête (standard) rembourré, réglable en hauteur, en profondeur et en inclinaison 	Appui-tête (coque) rembourré, réglable en hauteur, en profondeur et en inclinaison 	Appui-tête (anatomique, angle réglable) – rembourrée, housse incluse, réglable en hauteur, en profondeur et en inclinaison, les angles des guides latéraux sont réglables de chaque côté  <p> A = 13,5cm B = 10,5cm C = 10,0cm </p>
Prix / Pièce 3100021 271 €	Prix / Pièce 3100124 382 €	Prix / Pièce T. 1 (3100026) 614 €



Accessoires

Tablette thérapeutique en bois avec bordure 	Rembourrage tablette thérapeutique revêtement tissu Flexi noir, hauteur : 1cm 	4 roulettes – dont 2 avec freins 	4 roulettes – toutes avec freins 
Prix / Pièce 3100022 264 €	Prix / Pièce 3100023 130 €	Supplément / Set 75 mm (7300058) incl. 100 mm (7301058) 60 €	Supplément / Set 75 mm (7300060) 40 € 100 mm (7301060) 95 €

Accessoires		Systèmes de sangles	
Kit de montage de fixations pour l'assise composé de 2 équerres avec boucle rabattable et 2 boucles rabattables (percées)	Kit de montage de fixations pour le dossier composé de 2 plaques filetées avec boucles rabattables et 2 boucles rabattables (percées)	Le système de sangles pour madita-fun mini. se monte à l'aide des kits de montage pour système de sangles ci-contre. Si vous ne choisissez pas de couleur, le produit vous sera livré en couleur standard noire.	
Prix / Set	Prix / Set	Prix / Set	Prix / Set
3100030	46 €	3100031	46 €

Systèmes de sangles																																									
Harnais – matériau élastique, respirant et hydrofuge, trois sangles à boucles rapides, sangle d'épaule gauche fixée par une couture ; couleur : noire		Culotte abdominale en T – matériau élastique, respirant et hydrofuge, deux boucles rapides à l'avant, sangles fixées à l'arrière par une couture ; couleur : noire																																							
																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>T. mini</th> <th>T. 0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>8,5cm</td> <td>13cm</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>17,5cm</td> <td>17,5cm</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>14cm</td> <td>15cm</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>3,5cm</td> <td>3,5cm</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>24,5cm</td> <td>25,5cm</td> </tr> <tr> <td>Largeur sangle</td> <td>2cm</td> <td>2cm</td> </tr> </tbody> </table>		T. mini	T. 0	A	8,5cm	13cm	B	17,5cm	17,5cm	C	14cm	15cm	D	3,5cm	3,5cm	E	24,5cm	25,5cm	Largeur sangle	2cm	2cm	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>T. mini</th> <th>T. 0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>18cm</td> <td>23cm</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>10cm</td> <td>15cm</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>25cm</td> <td>33cm</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>19cm</td> <td>24cm</td> </tr> <tr> <td>Largeur sangle</td> <td>2cm</td> <td>2cm</td> </tr> </tbody> </table>		T. mini	T. 0	A	18cm	23cm	B	10cm	15cm	C	25cm	33cm	D	19cm	24cm	Largeur sangle	2cm	2cm
	T. mini	T. 0																																							
A	8,5cm	13cm																																							
B	17,5cm	17,5cm																																							
C	14cm	15cm																																							
D	3,5cm	3,5cm																																							
E	24,5cm	25,5cm																																							
Largeur sangle	2cm	2cm																																							
	T. mini	T. 0																																							
A	18cm	23cm																																							
B	10cm	15cm																																							
C	25cm	33cm																																							
D	19cm	24cm																																							
Largeur sangle	2cm	2cm																																							
Prix / Pièce		Prix / Pièce																																							
T. mini	(3105032)	185 €	T. mini	(7305033)	155 €																																				
T. 0	(3100032)	185 €	T. 0	(7300033)	155 €																																				

Systèmes de sangles																																	
Ceinture pelvienne – avec rembourrage et boucle rapide réglable des deux côtés ; couleur : noire		Ceinture pelvienne 4 points – avec rembourrage et boucle rapide réglable des deux côtés ; couleur : noire																															
																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>T. mini</th> <th>T. 0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Largeur rembourrage</td> <td>3,5cm</td> <td>4cm</td> </tr> <tr> <td>Longueur rembourrage par côté</td> <td>10cm</td> <td>16cm</td> </tr> <tr> <td>Longueur sangle par côté</td> <td>20cm</td> <td>30cm</td> </tr> <tr> <td>Largeur sangle</td> <td>2cm</td> <td>2cm</td> </tr> </tbody> </table>		T. mini	T. 0	Largeur rembourrage	3,5cm	4cm	Longueur rembourrage par côté	10cm	16cm	Longueur sangle par côté	20cm	30cm	Largeur sangle	2cm	2cm		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>T. mini</th> <th>T. 0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Largeur rembourrage</td> <td>3,5cm</td> <td>4cm</td> </tr> <tr> <td>Longueur rembourrage par côté</td> <td>10cm</td> <td>16cm</td> </tr> <tr> <td>Longueur sangle par côté</td> <td>20cm</td> <td>30cm</td> </tr> <tr> <td>Largeur sangle</td> <td>2cm</td> <td>2cm</td> </tr> </tbody> </table>		T. mini	T. 0	Largeur rembourrage	3,5cm	4cm	Longueur rembourrage par côté	10cm	16cm	Longueur sangle par côté	20cm	30cm	Largeur sangle	2cm	2cm
	T. mini	T. 0																															
Largeur rembourrage	3,5cm	4cm																															
Longueur rembourrage par côté	10cm	16cm																															
Longueur sangle par côté	20cm	30cm																															
Largeur sangle	2cm	2cm																															
	T. mini	T. 0																															
Largeur rembourrage	3,5cm	4cm																															
Longueur rembourrage par côté	10cm	16cm																															
Longueur sangle par côté	20cm	30cm																															
Largeur sangle	2cm	2cm																															
Prix / Pièce		Prix / Pièce																															
T. mini	(7305035)	93 €	T. mini	(7305036)	162 €																												
T. 0	(7300035)	93 €	T. 0	(7300036)	162 €																												

Systèmes de sangles																																							
Manchette de pied – avec poulie et band velcro ; couleur : noire (ne peut pas être utilisé en combinaison avec le coussin de repose-pieds)		Aide au positionnement du pied – avec poulie et band velcro ; couleur : noire (ne peut pas être utilisé en combinaison avec le coussin de repose-pieds)																																					
																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Tour de cheville</th> <th>Largeur sangle</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T. 1</td> <td>12 - 19cm</td> <td>25mm</td> </tr> <tr> <td>T. 2</td> <td>15 - 23cm</td> <td>25mm</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Prix / Paire</td> </tr> <tr> <td>T. 1</td> <td>(7301061)</td> <td>222 €</td> </tr> <tr> <td>T. 2</td> <td>(7302061)</td> <td>222 €</td> </tr> </tbody> </table>		Tour de cheville	Largeur sangle	T. 1	12 - 19cm	25mm	T. 2	15 - 23cm	25mm	Prix / Paire			T. 1	(7301061)	222 €	T. 2	(7302061)	222 €		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>Largeur sangle</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T. 0</td> <td>5cm</td> <td>2,5cm</td> </tr> <tr> <td>T. 1</td> <td>6,5cm</td> <td>2,5cm</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Prix / Paire</td> </tr> <tr> <td>T. 0</td> <td>(7800034)</td> <td>205 €</td> </tr> <tr> <td>T. 1</td> <td>(7801034)</td> <td>205 €</td> </tr> </tbody> </table>		A	Largeur sangle	T. 0	5cm	2,5cm	T. 1	6,5cm	2,5cm	Prix / Paire			T. 0	(7800034)	205 €	T. 1	(7801034)	205 €
	Tour de cheville	Largeur sangle																																					
T. 1	12 - 19cm	25mm																																					
T. 2	15 - 23cm	25mm																																					
Prix / Paire																																							
T. 1	(7301061)	222 €																																					
T. 2	(7302061)	222 €																																					
	A	Largeur sangle																																					
T. 0	5cm	2,5cm																																					
T. 1	6,5cm	2,5cm																																					
Prix / Paire																																							
T. 0	(7800034)	205 €																																					
T. 1	(7801034)	205 €																																					
Bande velcro à ouvrir																																							