



Adresse de facturation :

Adresse de livraison :

voir adresse de facturation

Commande

Devis

N° client : _____

Client : _____

Date : _____

Signature : _____

Commission :



Le tricycle couché qui grandit avec l'enfant.

- géométrie asymétrique du cadre pour faciliter les transferts
- siège réglable en profondeur, en angle et en hauteur, avec guidage latéral intégré et dossier réglable en angle
- empattement réglable
- ceinture ventrale à 2 points
- cadre en aluminium avec entrée extra basse
- freins à disque
- leviers de frein réglables en largeur
- frein de stationnement intégré
- système d'éclairage conforme au StVZO
- y compris feux de position et réflecteurs
- dynamo dans le moyeu de la roue avant
- pédales standard
- pédalier réglable en trois positions
- roues de 20 pouces
- protection des poignées à l'intérieur des roues arrière
- fanion amovible
- sonnette
- cape de pluie



Dimensions - Modèle de base

| | mats. |
|--|--------------|
| Taille du corps | 100 – 160 cm |
| Longueur de jambe intérieure | 42 – 75 cm |
| A Hauteur du pédalier | 32,5 cm |
| B Hauteur d'accès | 20 cm |
| C Hauteur d'assise | 32 – 42 cm |
| Angle d'assise | 0-20 ° |
| Profondeur d'assise | 26 cm |
| D Longueur du dossier | 50 cm |
| E Empattement | 105 – 132 cm |
| Largeur de voie | 69 cm |
| F Longueur hors tout | 155 – 182 cm |
| G Largeur hors tout | 76 cm |
| Hauteur hors tout | 65 – 88 cm |
| H Max. Largeur d'assise pour siège étroit | 37 cm |
| H Max. Largeur d'assise pour siège large | 46 cm |
| Rayon de braquage | 238 – 390 cm |
| Poids à vide | 29 kg |
| Charge max | 75 kg |



HMV-N°: 22.51.02.0063

| Modèle de base | |
|-----------------------|---------|
| mats. | |
| Prix | |
| 34 01 000 | 3.850 € |

Couleurs de cadres

Choix des couleurs



Choix des couleurs pour toutes tailles.

Merci de demander la palette des couleurs

RAL: _____



| | Prix | | Prix |
|----------------------------------|------|------------------|-------|
| Bleu turquoise (92 00 016) incl. | | 34 00 090 | 225 € |
| Blanc pur (92 00 100) incl. | | | |
| Orange pur (92 00 018) incl. | | | |

Option d'orientation
Direction basse

réglage de la profondeur, de la hauteur et de l'angle (possible uniquement en combinaison avec un siège étroit)


Direction supérieure

avec colonne de direction télescopique rabattable, réglable en angle et en profondeur, serrage du guidon amovible pour un positionnement individuel du guidon

! Une modification de la direction n'est possible qu'en usine !

| | Prix / Pièce | | Supplément / Pièce |
|------------------|--------------|------------------|--------------------|
| 34 01 003 | incl. | 34 01 002 | 360 € |

Siège
Siège étroit

Largeur

37 cm

Siège large – possible uniquement en combinaison avec une direction supérieure

Largeur

46 cm

Garniture de siège – la largeur d'assise diminuée de 6 cm


| | Prix / Pièce | | Supplément / Pièce | | Prix / Pièce |
|------------------|--------------|------------------|--------------------|-------------------------------|--------------|
| 34 01 019 | incl. | 34 02 019 | 320 € | pour Siège étroit (34 01 017) | 160 € |
| | | | | pour Siège large (34 02 017) | 160 € |

Siège
Siège monté à l'avant – (recommandé pour les utilisateurs d'une taille comprise entre 100 et 130 cm)

Siège monté à l'arrière – (configuration standard, sauf indication contraire)


| | Prix / Pièce | | Prix / Pièce |
|------------------|--------------|------------------|--------------|
| 34 01 033 | incl. | 34 01 034 | incl. |

Systèmes de sangles
Ceinture 2 points

Ceinture 4 points – y compris support de ceinture au dossier et raccourcisseur de ceinture

| | Prix / Pièce | | Supplément / Pièce |
|------------------|--------------|------------------|--------------------|
| 34 01 013 | incl. | 34 01 014 | 178 € |


Options de configuration - Propulsions

| | | | |
|---|------------------|--|--------------------|
|  | Art.-N° | Propulsions | Supplément / Pièce |
| | 34 00 010 | Pignon fixe (Configuration standard, sauf indication contraire) | incl. |
| | 34 02 010 | Commutateur : pignon fixe - déverrouillage du pédalier | 390 € |
| | 34 03 010 | Commutateur : pignon fixe - déverrouillage - roue libre 8 vitesses avec option de recul et différentiel | 780 € |
| | 34 01 010 | Roue libre 8 vitesses avec option de recul et différentiel | 610 € |

Freins

| | |
|------------------------|---|
| Frein mécanique | Frein hydraulique (avec frein de stationnement mécanique à l'avant) |
| Prix / Pièce | Supplément / Pièce |
| 34 01 004 | 34 01 005 |
| incl. | 340 € |





Accessoires

| | | |
|--|--|---|
| Sac – amovible  | Protège-rayons  | Fonction remorque – (pas possible pour un pignon fixe)  |
| Prix / Pièce | Prix / Set | Prix / Set |
| 34 01 020 | 34 01 018 | 34 01 021 |
| 98 € | 78 € | 360 € |

Accessoires

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|----------------------|----------|-------------|--------------------|------|-------------|--------------------|------|-------------|--------------------|------|-------------|--------------------|------|
| Appui-tête – réglable en hauteur, en largeur et en angle  | Pelote thoracique – réglable en largeur et en hauteur  | Gant – pour tous les guidons (en l'absence de mention de quantité : standard = 1 pièce)  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prix / Pièce | Prix / Set | <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Largeur avant</td> <td></td> </tr> <tr> <td>T. 0</td> <td>8,5 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>T. 1</td> <td>10 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>T. 2</td> <td>12 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>T. 3</td> <td>14 cm</td> <td></td> </tr> </table> | | Largeur avant | | T. 0 | 8,5 cm | | T. 1 | 10 cm | | T. 2 | 12 cm | | T. 3 | 14 cm | |
| | Largeur avant | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T. 0 | 8,5 cm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T. 1 | 10 cm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T. 2 | 12 cm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T. 3 | 14 cm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 01 015 | 34 01 016 | <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Prix / Pièce</td> <td>Quantité</td> </tr> <tr> <td>T. 0</td> <td>(37 00 054)</td> <td>74 €</td> </tr> <tr> <td>T. 1</td> <td>(37 01 054)</td> <td>74 €</td> </tr> <tr> <td>T. 2</td> <td>(37 02 054)</td> <td>74 €</td> </tr> <tr> <td>T. 3</td> <td>(37 03 054)</td> <td>74 €</td> </tr> </table> | | Prix / Pièce | Quantité | T. 0 | (37 00 054) | 74 € | T. 1 | (37 01 054) | 74 € | T. 2 | (37 02 054) | 74 € | T. 3 | (37 03 054) | 74 € |
| | Prix / Pièce | Quantité | | | | | | | | | | | | | | | |
| T. 0 | (37 00 054) | 74 € | | | | | | | | | | | | | | | |
| T. 1 | (37 01 054) | 74 € | | | | | | | | | | | | | | | |
| T. 2 | (37 02 054) | 74 € | | | | | | | | | | | | | | | |
| T. 3 | (37 03 054) | 74 € | | | | | | | | | | | | | | | |
| 230 € | 240 € | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pedale


| Pédale standard | | Pédales de positionnement du pied avec crochets de course, poids d'équilibrage et sangle de talon | | Pédales Ergotec – avec positionnement des pieds | | | |
|------------------------|---|---|---|--|---------|---|---|
| Largeur |  | Profondeur |  | A | Largeur |  |  |
| | 10 cm | | 13 cm | | | | |
| | | | | T. 2 | 8 cm | 9 cm | Bande velcro à ouvrir |
| Prix / Paire | | Prix / Paire | | Prix / Paire | | | |
| 34 01 006 incl. | | 34 00 012 96 € | | T. 1 (34 01 022) 179 € T. 2 (34 02 022) 179 € | | | |

Supports de pieds

| Support de pieds – réglable en largeur, avec sangles de maintien et fermeture magnétique, poids de compensation inclus | | | | | | |
|--|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------|--------------|
| | Largeur avant min | Largeur avant max | Largeur arrière min | Largeur arrière max | Longueur | |
|  | T. 1 | 8,7 cm | 10,4 cm | 5,7 cm | 7,4 cm | 17,4 cm |
| | T. 2 | 9,5 cm | 12 cm | 6,7 cm | 9,2 cm | 20,1 cm |
| | T. 3 | 11,5 cm | 14 cm | 8,1 cm | 10,6 cm | 23,8 cm |
| | | | | | | Prix / Paire |
| | T. 1 | (34 01 011/M) | | | | 224 € |
| | T. 2 | (34 02 011/M) | | | | 224 € |
| | T. 3 | (34 03 011/M) | | | | 224 € |

Supports de pieds avec guide de jambe

| Support de pieds avec guide de jambe – réglable en largeur et avec sangles de maintien et fermeture magnétique | | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------|----------------------------|----------------------------|
| | Largeur avant min | Largeur avant max | Largeur arrière min | Largeur arrière max | Longueur | Hauteur min guide de jambe | Hauteur max guide de jambe |
| | T. 1 | 8,7 cm | 10,4 cm | 5,7 cm | 7,4 cm | 17,4 cm | 15 cm / 18,5 cm |
| | T. 2 | 9,5 cm | 12 cm | 6,7 cm | 9,2 cm | 20,1 cm | 18 cm / 22 cm |
| | T. 3 | 11,5 cm | 14 cm | 8,1 cm | 10,6 cm | 23,8 cm | 21 cm / 26 cm |
| | T. 4 | 11,5 cm | 14 cm | 8,1 cm | 10,6 cm | 23,8 cm | 28 cm / 36 cm |
| | | | | | | | Prix / Paire |
| | T. 1 | (34 01 024) | | | | | 379 € |
| | T. 2 | (34 02 024) | | | | | 379 € |
| | T. 3 | (34 03 024) | | | | | 379 € |
| | T. 4 | (34 04 024) | | | | | 379 € |


Supports de pieds avec guide dynamique de jambe

| Support de pieds avec guide dynamique de jambe réglable en largeur et avec sangles de maintien et fermeture magnétique | | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------|----------------------------|----------------------------|
| | Largeur avant min | Largeur avant max | Largeur arrière min | Largeur arrière max | Longueur | Hauteur min guide de jambe | Hauteur max guide de jambe |
| | T. 1 | 8,7 cm | 10,4 cm | 5,7 cm | 7,4 cm | 17,4 cm | 15 cm / 18,5 cm |
| | T. 2 | 9,5 cm | 12 cm | 6,7 cm | 9,2 cm | 20,1 cm | 18 cm / 22 cm |
| | T. 3 | 12 cm | 15 cm | 8,8 cm | 11,8 cm | 24 cm | 20,5 cm / 25,5 cm |
| | | | | | | | Prix / Paire |
| | T. 1 | (34 01 025) | | | | | 496 € |
| | T. 2 | (34 02 025) | | | | | 496 € |
| | T. 3 | (34 03 025) | | | | | 496 € |




E - Antrieb

Entraînement électrique DirectPower de Heinzmann

Le **mats.** peut être équipé de l'entraînement électrique DirectPower de Heinzmann. Avec celui-ci, nous vous proposons un entraînement direct, sans usure et sans bruit. Le moteur est conçu sans balais et sans engrenage. Cela minimise l'entretien et l'usure et élimine le bruit du moteur. Le système de récupération d'énergie se recharge automatiquement en descente et au freinage. Cela permet d'augmenter l'autonomie jusqu'à 15 %. La force disponible de l'utilisateur est mesurée par un capteur de force intégré dans le pédalier et l'assistance fournie par l'entraînement électrique est ainsi adaptée.

Choisissez parmi les configurations suivantes l'entraînement électrique approprié pour le **mats.** Vous pouvez choisir ici si l'entraînement doit être équipé d'une aide au démarrage ou non. En outre, vous pouvez choisir entre une **version débutant** et une **version avancée**. La différence se situe au niveau du **comportement au démarrage** et de **la vitesse finale** des différents **modes Eco, Standard et Power**, qui peuvent être sélectionnés à l'écran. Le câble d'analyse permet de modifier ultérieurement la version choisie.



L'entraînement électrique n'est possible qu'avec un moyeu de frein à roue libre à 8 vitesses et entraîne un poids supplémentaire d'environ 10 kg.

Configuration de l'assistance électrique
Assistance électrique DirectPower de Heinzmann – sans aide au démarrage

| Version | Comportement au démarrage / Vitesse finale | | | Prix / Pièce |
|-----------------------------|--|-------------------------|--------------------|--------------|
| | Eco | Standard | Power | |
| Débutant (34 01 026) | modéré / 8 km/h | intermédiaire / 10 km/h | puissant / 12 km/h | 3.030 € |
| Confirmé (34 01 027) | intermédiaire / 10 km/h | puissant / 15 km/h | puissant / 20 km/h | 3.030 € |

Assistance électrique DirectPower de Heinzmann – avec aide au démarrage

Sélectionnez si l'aide au démarrage doit être activée en appuyant sur le bouton-poussoir (illustr. 1) ou au moyen de la molette (illustr. 2)



| Version | Aide au démarrage | Comportement au démarrage / Vitesse finale | | | Prix / Pièce |
|---|-------------------|--|-------------------------|--------------------|--------------|
| | | Eco | Standard | Power | |
| Débutant avec poignée rotative (34 01 028) | 4 km/h | modéré / 8 km/h | intermédiaire / 10 km/h | puissant / 12 km/h | 3.154 € |
| Débutant avec bouton (34 01 029) | | | | | 3.154 € |
| Confirmé avec poignée rotative (34 01 030) | 6 km/h | intermédiaire / 10 km/h | puissant / 15 km/h | puissant / 20 km/h | 3.154 € |
| Confirmé avec bouton (34 01 031) | | | | | 3.154 € |

Couleurs RAL disponibles sans supplément pour le tricycle momo.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| RAL 1000 Zwart Black Schwarz | RAL 1001 Zwart Black Schwarz | RAL 1002 Zwart Black Schwarz | RAL 1003 Zwart Black Schwarz | RAL 1004 Zwart Black Schwarz | RAL 1028 Zwart Black Schwarz | RAL 1032 Zwart Black Schwarz | RAL 1033 Zwart Black Schwarz | RAL 1034 Zwart Black Schwarz | RAL 1035 Zwart Black Schwarz | RAL 3003 Zwart Black Schwarz | RAL 3004 Zwart Black Schwarz | RAL 3005 Zwart Black Schwarz | RAL 3009 Zwart Black Schwarz | RAL 3011 Zwart Black Schwarz |
| RAL 1005 Zwart Black Schwarz | RAL 1006 Zwart Black Schwarz | RAL 1007 Zwart Black Schwarz | RAL 1011 Zwart Black Schwarz | RAL 1013 Zwart Black Schwarz | RAL 1036 Zwart Black Schwarz | RAL 1037 Zwart Black Schwarz | RAL 2000 Zwart Black Schwarz | RAL 2001 Zwart Black Schwarz | RAL 2002 Zwart Black Schwarz | RAL 3012 Zwart Black Schwarz | RAL 3013 Zwart Black Schwarz | RAL 3014 Zwart Black Schwarz | RAL 3016 Zwart Black Schwarz | RAL 3020 Zwart Black Schwarz |
| RAL 1014 Zwart Black Schwarz | RAL 1015 Zwart Black Schwarz | RAL 1016 Zwart Black Schwarz | RAL 1017 Zwart Black Schwarz | RAL 1018 Zwart Black Schwarz | RAL 2003 Zwart Black Schwarz | RAL 2004 Zwart Black Schwarz | RAL 2008 Zwart Black Schwarz | RAL 2009 Zwart Black Schwarz | RAL 2010 Zwart Black Schwarz | RAL 3031 Zwart Black Schwarz | RAL 3032 Zwart Black Schwarz | RAL 4002 Zwart Black Schwarz | RAL 4003 Zwart Black Schwarz | RAL 4004 Zwart Black Schwarz |
| RAL 1019 Zwart Black Schwarz | RAL 1020 Zwart Black Schwarz | RAL 1021 Zwart Black Schwarz | RAL 1023 Zwart Black Schwarz | RAL 1024 Zwart Black Schwarz | RAL 2011 Zwart Black Schwarz | RAL 2012 Zwart Black Schwarz | RAL 3000 Zwart Black Schwarz | RAL 3001 Zwart Black Schwarz | RAL 3002 Zwart Black Schwarz | RAL 4005 Zwart Black Schwarz | RAL 4006 Zwart Black Schwarz | RAL 4007 Zwart Black Schwarz | RAL 4009 Zwart Black Schwarz | RAL 4010 Zwart Black Schwarz |
| RAL 5000 Zwart Black Schwarz | RAL 5001 Zwart Black Schwarz | RAL 5002 Zwart Black Schwarz | RAL 5003 Zwart Black Schwarz | RAL 5004 Zwart Black Schwarz | RAL 5022 Zwart Black Schwarz | RAL 5024 Zwart Black Schwarz | RAL 5025 Zwart Black Schwarz | RAL 5026 Zwart Black Schwarz | RAL 6001 Zwart Black Schwarz | RAL 6020 Zwart Black Schwarz | RAL 6021 Zwart Black Schwarz | RAL 6024 Zwart Black Schwarz | RAL 6025 Zwart Black Schwarz | RAL 6026 Zwart Black Schwarz |
| RAL 5005 Zwart Black Schwarz | RAL 5007 Zwart Black Schwarz | RAL 5008 Zwart Black Schwarz | RAL 5009 Zwart Black Schwarz | RAL 5010 Zwart Black Schwarz | RAL 6002 Zwart Black Schwarz | RAL 6003 Zwart Black Schwarz | RAL 6004 Zwart Black Schwarz | RAL 6005 Zwart Black Schwarz | RAL 6008 Zwart Black Schwarz | RAL 6027 Zwart Black Schwarz | RAL 6029 Zwart Black Schwarz | RAL 6032 Zwart Black Schwarz | RAL 6033 Zwart Black Schwarz | RAL 6034 Zwart Black Schwarz |
| RAL 5011 Zwart Black Schwarz | RAL 5012 Zwart Black Schwarz | RAL 5013 Zwart Black Schwarz | RAL 5014 Zwart Black Schwarz | RAL 5015 Zwart Black Schwarz | RAL 6009 Zwart Black Schwarz | RAL 6010 Zwart Black Schwarz | RAL 6011 Zwart Black Schwarz | RAL 6012 Zwart Black Schwarz | RAL 6013 Zwart Black Schwarz | RAL 6036 Zwart Black Schwarz | RAL 7000 Zwart Black Schwarz | RAL 7001 Zwart Black Schwarz | RAL 7004 Zwart Black Schwarz | RAL 7005 Zwart Black Schwarz |
| RAL 5017 Zwart Black Schwarz | RAL 5018 Zwart Black Schwarz | RAL 5019 Zwart Black Schwarz | RAL 5020 Zwart Black Schwarz | RAL 5021 Zwart Black Schwarz | RAL 6014 Zwart Black Schwarz | RAL 6016 Zwart Black Schwarz | RAL 6017 Zwart Black Schwarz | RAL 6018 Zwart Black Schwarz | RAL 6019 Zwart Black Schwarz | RAL 7006 Zwart Black Schwarz | RAL 7009 Zwart Black Schwarz | RAL 7011 Zwart Black Schwarz | RAL 7012 Zwart Black Schwarz | RAL 7015 Zwart Black Schwarz |
| RAL 7016 Zwart Black Schwarz | RAL 7021 Zwart Black Schwarz | RAL 7022 Zwart Black Schwarz | RAL 7023 Zwart Black Schwarz | RAL 7024 Zwart Black Schwarz | RAL 7046 Zwart Black Schwarz | RAL 7047 Zwart Black Schwarz | RAL 7048 Zwart Black Schwarz | RAL 8001 Zwart Black Schwarz | RAL 8002 Zwart Black Schwarz | RAL 9005 Zwart Black Schwarz | RAL 9006 Zwart Black Schwarz | RAL 9007 Zwart Black Schwarz | RAL 9010 Zwart Black Schwarz | RAL 9011 Zwart Black Schwarz |
| RAL 7026 Zwart Black Schwarz | RAL 7030 Zwart Black Schwarz | RAL 7031 Zwart Black Schwarz | RAL 7032 Zwart Black Schwarz | RAL 7033 Zwart Black Schwarz | RAL 8003 Zwart Black Schwarz | RAL 8004 Zwart Black Schwarz | RAL 8007 Zwart Black Schwarz | RAL 8011 Zwart Black Schwarz | RAL 8012 Zwart Black Schwarz | RAL 9016 Zwart Black Schwarz | RAL 9018 Zwart Black Schwarz | RAL 9022 Zwart Black Schwarz | RAL 9023 Zwart Black Schwarz | |
| RAL 7035 Zwart Black Schwarz | RAL 7036 Zwart Black Schwarz | RAL 7037 Zwart Black Schwarz | RAL 7038 Zwart Black Schwarz | RAL 7039 Zwart Black Schwarz | RAL 8016 Zwart Black Schwarz | RAL 8017 Zwart Black Schwarz | RAL 8019 Zwart Black Schwarz | RAL 8022 Zwart Black Schwarz | RAL 8023 Zwart Black Schwarz | | | | | |
| RAL 7040 Zwart Black Schwarz | RAL 7042 Zwart Black Schwarz | RAL 7043 Zwart Black Schwarz | RAL 7044 Zwart Black Schwarz | RAL 7045 Zwart Black Schwarz | RAL 8029 Zwart Black Schwarz | RAL 9001 Zwart Black Schwarz | RAL 9002 Zwart Black Schwarz | RAL 9003 Zwart Black Schwarz | RAL 9004 Zwart Black Schwarz | | | | | |

Important : ce nuancier RAL est proposé à titre d'information, les couleurs ou leurs nuances peuvent être légèrement différentes.