



# 4 smilla. l'essentiel

## Adresse de facturation :

**Adresse de livraison :** voir adresse de facturation

## Commande

### Devis

N° client : \_\_\_\_\_

Client : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

## Commission :

### La chaise thérapeutique pratique au quotidien.

- Cadre stable en bois avec profilés Alu intégrés
- **Maintenant rapidement ajustable sans outil:**
  - assise et dossier ajustables en hauteur et en angle
  - repose-pieds ajustable ras du sol, réglable en hauteur et profondeur
- Inclus coussins d'assise et de dossier
- Inclus kit de montage de sangles pour l'assise et ceinture pelvienne
- Inclus roue de positionnement
- Inclus barre de poussée
- Matériau: hêtre laqué

• **Prix public HT**

• **TVA : 5.5% sur chaise et accessoires**

• **Codes LPPR Schuchmann possibles :**


- 6284748\* Siège de série modulable et évolutif (838,47 € TTC)
- 6210193\* Tablette amovible (60,31 € TTC)

\* Les codes LPPR sont donnés à titre indicatif











### Dimensions

		T. 0 KITA	T. 0	T. 1 KITA	T. 1	T. 2
<b>A</b>	Largeur assise	17 - 28 cm		20 - 35 cm		30 - 40 cm
<b>B</b>	Profondeur assise	16 - 26 cm		25 - 35 cm		30 - 40 cm
<b>C</b>	Hauteur d'assise max.	42 cm	62 cm	42 cm	62 cm	
<b>D</b>	Hauteur du dossier	25 cm		29 cm	34 cm	
<b>E</b>	Inclinaison dossier	(-) 3° - 17,5°				
	Inclinaison assise	(-) 5° - 15°				
<b>F*</b>	Hauteur du repose-pieds min.	standard (sans roues)		12 cm		
		Avec roues de 50 mm		17 cm		
		Avec roues de 75 mm		20 cm		
<b>F*</b>	Hauteur du repose-pieds min. (ajustable au ras du sol)	standard (sans roues)		2,5 cm		
		Avec roues de 50 mm		7,5 cm		
		Avec roues de 75 mm		10,5 cm		
<b>G</b>	Hauteur Longueur de la jambe min.	14 cm				
	Charge max	30 kg		45 kg	60 kg	
	Poids	9,2 kg	9,7 kg	9,6 kg	10,2 kg	12 kg



Modèles de base								
smilla. l'essentiel T. 0			smilla. l'essentiel T. 1			smilla. l'essentiel T. 2		
Prix / Pièce			Prix / Pièce			Prix / Pièce		
T. 0 KITA (sans accoudoirs)	<b>(13 00 500/FE)</b>	795 €	T. 1 KITA (sans accoudoirs)	<b>(13 01 500/FE)</b>	795 €	T. 2 (sans accoudoirs)	<b>(13 02 400/FE)</b>	1.095 €
T. 0 (sans accoudoirs)	<b>(13 00 400/FE)</b>	795 €	T. 1 (sans accoudoirs)	<b>(13 01 400/FE)</b>	795 €			

Couleurs de cadres								
Hêtre naturel			Blanc de hêtre			Hêtre gris		
Prix			Prix			Prix		
	<b>92 00 300</b>	incl.		<b>92 00 301</b>	incl.		<b>92 00 302</b>	incl.

Tissus									
<b>Rose 2 (N° 115)</b> 	<b>Bleu océan (N° 111)</b> 	<b>Vert feuille (N° 123)</b> 	<b>Gris ardoise (N° 124)</b> 	<b>Flexi Bleu (N° 44)</b> 	<b>Broderie personnalisée sur le dossier</b> – veuillez remplir le formulaire à la page 104 ! Une broderie de tissus souples n'est pas possible.				
Prix	Prix	Prix	Prix	Prix	Supplément				
<b>9100 115</b>	incl.	<b>9100 111</b>	incl.	<b>9100 123</b>	incl.	<b>9100 124</b>	incl.	<b>1300 044</b>	260 €

Systèmes de sangles			Options assises						
Le système de sangles pour <b>smilla.</b> se monte à l'aide des kits de montage pour système de sangles. Si vous ne choisissez pas de couleur, le produit vous sera livré en couleur standard noire.			<b>Kit de montage de fixations pour l'assise</b> composé de 2 équerres avec 2 boucles pliantes chacune 			<b>Rembourrage assise standard</b> – incl. housse (configuration standard, sauf instruction différente) 			
			Prix / Set			Prix / Pièce			
			20 mm	<b>(13 00 023)</b>	incl.	pour T. 0 <b>(13 00 021)</b>			incl.
			25 mm	<b>(13 01 023)</b>	incl.	pour T. 1 <b>(13 01 021)</b>			incl.
						pour T. 2 <b>(13 02 021)</b>			incl.

Systèmes de sangles					
<b>Ceinture pelvienne</b> – avec rembourrage et boucle enfichable réglable des deux côtés, couleur : noire					
	<b>T. 0</b>	<b>T. 1</b>	<b>T. 2</b>		
<b>Largeur rembourrage</b>	4cm	4cm	5cm		
<b>Longueur rembourrage par côté</b>	16cm	18cm	28cm		
<b>Longueur sangle par côté</b>	30cm	30cm	40cm		
<b>Largeur sangle</b>	2cm	2,5cm	2,5cm		
Prix / Pièce					
T. 0	<b>(13 00 029)</b>				incl.
T. 1	<b>(13 01 029)</b>				incl.
T. 2	<b>(13 02 029)</b>				incl.

