



# momo essentiel.

## Adresse de facturation :

## Adresse de livraison :

voir adresse de facturation

## Commande

### Devis

N° client : \_\_\_\_\_

Client : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

## Commission :

## L'essentiel est là! momo essentiel. Le tricycle thérapeutique pour enfants, adolescents et adultes.


- Cadre Aluminium avec garde au sol extra basse
- Frein de parking séparé
- Ressort de direction pour stabiliser le tout-droit (non applicable en cas de direction pour accompagnateur)
- Frein à tambour sur la roue avant
- Garde-boues sur roues arrières et avant
- Panier inclus
- Système d'éclairage avec dynamo dans le moyeu (à partir de 24/20")
- **Prix public HT**
- **TVA: 5,5% sur tricycle et accessoires**
- **Code LPPR Schuchmann :**  
- 9277520 Tricycle à propulsion podale (631,17€ TTC)



**nouveau** dans les tailles  
**16/12" & 24/20"**

### Dimensions


|            |   | 12"        | 16/12"     | 16"        | 20"        | 24/20"     | 24"        | 26"        | 26" (XL)   |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>A*</b>  | Pédale jusqu'au bord supérieur de la selle    | 30 - 43 cm | 35 - 48 cm | 42 - 62 cm | 49 - 71 cm | 53 - 75 cm | 55 - 77 cm | 65 - 87 cm | 72 - 94 cm |
| <b>A**</b> | Pédale jusqu'au bord supérieur de la selle    | 33 - 40 cm | 38 - 45 cm | 45 - 60 cm | 52 - 67 cm | 56 - 71 cm | 58 - 81 cm | 68 - 91 cm | 75 - 98 cm |
| <b>B</b>   | Tube de la tige de selle - tube de la potence | 33 cm      | 40 cm      | 39 cm      | 45 cm      | 54 cm      | 52 cm      | 58 cm      | 58 cm      |
| <b>C</b>   | Empattement                                   | 68 cm      | 75 cm      | 80 cm      | 91 cm      | 99 cm      | 104 cm     | 112 cm     | 112 cm     |
| <b>D</b>   | Hauteur à enjamber                            | 16 cm      | 16 cm      | 18 cm      | 20 cm      | 20 cm      | 22 cm      | 23 cm      | 23 cm      |
| <b>E</b>   | Longueur totale                               | 102 cm     | 110 cm     | 120 cm     | 140 cm     | 153 cm     | 165 cm     | 178 cm     | 178 cm     |
|            | Largeur totale                                | 58 cm      | 65 cm      | 65 cm      | 69 cm      | 75 cm      | 75 cm      | 75 cm      | 75 cm      |
|            | Charge max                                    | 40 kg      | 50 kg      | 60 kg      | 80 kg      | 90 kg      | 100 kg     | 120 kg     | 120 kg     |
|            | Poids   | 12 kg      | 13,5 kg    | 14,5 kg    | 17 kg      | 18,5 kg    | 19,5 kg    | 21,5 kg    | 21,7 kg    |



\* Dimension avec tige de selle standard / \*\* Dimension avec tige de selle en T



| Modèles de base  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| momo tricycle. 12"   | momo tricycle. 16/12"                      | momo tricycle. 16"                         | momo tricycle. 20"                         |
| Équipement de base, sans frein à tambour et garde-boue arrière, avec en plus un fanion | Équipement de base, avec en plus un fanion | Équipement de base, avec en plus un fanion | Équipement de base, avec en plus un fanion |
| Prix / Pièce   | Prix / Pièce                               | Prix / Pièce                               | Prix / Pièce                               |
| <b>37 01 000</b> 915 €   | <b>37 02 100</b> 1.365 €                   | <b>37 02 000</b> 1.365 €                   | <b>37 03 000</b> 1.490 €                   |

| Modèles de base          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| momo tricycle. 24/20"    | momo tricycle. 24"       | momo tricycle. 26"       | momo tricycle. 26" (XL)  |
| Équipement de base       | Équipement de base       | Équipement de base       | Équipement de base       |
| Prix / Pièce             | Prix / Pièce             | Prix / Pièce             | Prix / Pièce             |
| <b>37 04 100</b> 1.730 € | <b>37 04 000</b> 1.730 € | <b>37 05 000</b> 1.865 € | <b>37 06 000</b> 2.035 € |

| Couleurs de cadres  |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>Choix des couleurs pour 12"</b><br><br>Prix | <b>Choix des couleurs pour 16" + 16/12" + 20"</b><br><br>Prix | <b>Choix des couleurs pour 24" + 24/20" + 26" + 26" XL</b><br><br>Prix | <b>Choix des couleurs pour toutes tailles.</b><br>Merci de demander la palette des couleurs RAL* : _____<br>Prix |
| Rose <b>(92 00 012)</b> incl.   | Jaune melon <b>(92 00 006)</b> incl.   | Anthracite <b>(92 00 014)</b> incl.  | Couleur spéciale incl.   |
| Bleu ciel <b>(92 00 013)</b> incl.  | Bleu marine <b>(92 00 008)</b> incl.   | Blanc pur <b>(92 00 100)</b> incl.   |  |
| Blanc pur <b>(92 00 100)</b> incl.  | Blanc pur <b>(92 00 100)</b> incl.   |  | *tu trouveras le nuancier RAL à la page 72.  |

| Propulsions      |  |                    |
|------------------|--|--------------------|
| N° d'art.        | Propulsion   | Supplément / pièce |
| <b>37 00 001</b> | Pignon fixe (configuration standard)                           | incl.              |
| <b>37 00 004</b> | Roue libre (avec frein de retour arrière)                      | 180 €              |
| <b>37 00 002</b> | Entraînement "light" (seulement pour les propulsion ci-dessus) | incl.              |

| Selles  |                | Tiges de selle  |             | Guidons   |              |       |
|---|----------------|---|-------------|---|--------------|-------|
| <b>Selle standard</b> – (configuration standard)                                    |                | <b>Tige de selle standard</b> (configuration standard)                              |             | <b>Guidon Classic</b> noir (configuration standard, sauf instruction différente)      |              |       |
|  |                |  |             |  |              |       |
|   | <b>Largeur</b> | <b>Longueur</b>   |             |   |              |       |
| <b>T. 1</b>   | 15 cm          | 21 cm   | <b>T. 1</b> | 12"   | 47 cm        |       |
| <b>T. 2</b>   | 15 cm          | 24 cm   | <b>T. 2</b> | 16"   | 49 cm        |       |
| <b>T. 3</b>   | 18 cm          | 26 cm   | <b>T. 3</b> | 20"   | 52 cm        |       |
|   |                |   |             | <b>T. 4</b>   | 24/20" - 26" | 58 cm |
| Prix / Pièce  |                | Prix / Pièce  |             | Prix / Pièce  |              |       |
| T. 1 <b>(37 01 001)</b>   | incl.          | T. 1 <b>(37 01 004)</b>   | incl.       | T. 1 <b>(37 01 011)</b>   | incl.        |       |
| T. 2 <b>(37 02 001)</b>   | incl.          | T. 2 <b>(37 02 004)</b>   | incl.       | T. 2 <b>(37 02 011)</b>   | incl.        |       |
| T. 3 <b>(37 03 001)</b>   | incl.          | T. 3 <b>(37 03 004)</b>   | incl.       | T. 3 <b>(37 03 011)</b>   | incl.        |       |
|   |                |   |             | T. 4 <b>(37 04 011)</b>   | incl.        |       |

| Pédales   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>Pédale cale-pied</b> avec sangle et contre-poids                                 |  | <b>Pédale Home Trainer</b>  |  |
|  |  |  |  |
| <b>Profondeur</b>   |  | <b>Largeur</b>  |  |
| 13 cm   |  | 12 cm   |  |
| Supplément / Paire  |  | Supplément / Paire  |  |
| <b>37 00 013</b> 96 €   |  | <b>37 00 014</b> 65 €   |  |