

Liste des pièces de rechange.



madita maxi.

ÉTAT 01/2022

Table des matières

2

Introduction	3
Dossier	4
Unité de siège	6
Appui-tête.....	8
Pelote thoracique	10
Pelote de bassin.....	12
Bloc d'abduction.....	14
Frein à main central des roulettes arrières.....	16
Tablette thérapeutique	18
Repose-pieds.....	20
Accoudoirs.....	22
Réglage de l'angle du siège	24
Roulettes.....	26

Adresse de facturation :

 Commande **Devis**

N° client : _____

Client : _____

Date : _____

Signature : _____

Adresse de livraison :

 voir adresse de facturation

Commission : _____

Introduction

Cette liste de pièces détachées est divisée en groupes de construction afin de vous aider à trouver la pièce détachée correspondante.

Elle est généralement rédigée en allemand, mais vous fournira néanmoins des indications importantes pour votre recherche.

Pour chaque commande de pièces de rechange, veuillez remplir cette page et indiquer les données de base suivantes concernant le produit, afin de garantir une livraison sans problème.

Produit : _____

Taille : _____

N° de série : _____

Couleur : _____

N° de tissu : _____

Pour chaque pièce de rechange, veuillez remplir la quantité souhaitée dans la colonne prévue à cet effet dans le tableau et nous envoyer les pages concernées avec cette page par e-mail ou par fax. Veuillez noter que le prix de vente recommandé se réfère à une unité de quantité !

E-Mail: contact@schuchmann.fr**Fax:** 03 89 54 02 06

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques des pièces mentionnées dans cette liste de pièces détachées !

Dossier



Ersatzteilliste - Rücken

Pos.	Art.-Bez.	Montageteil-Nr.	Anzahl	empf. VK	Bestellmenge
Rücken Standard kurz:					
	Rückenblech kurz, Madita Maxi, farbbeschichtet	3092006-FarbVar	1	88,00 €	
	Standard Rückenpolster, kurze Ausführung für Madita Maxi, unbezogen	3093201	1	145,00 €	
	Bezug für das Standard Rückenpolster, kurze Ausführung, Madita Maxi	3093202-FarbVar	1	220,00 €	
Rücken Standard lang:					
	Rückenblech lang, Madita Maxi, farbbeschichtet	3092007-FarbVar	1	102,00 €	
	Standard Rückenpolster, lange Ausführung für Madita Maxi, unbezogen	3093204	1	150,00 €	
	Bezug für das Standard Rückenpolster, lange Ausführung, Madita Maxi	3093205-FarbVar	1	225,00 €	
Rücken Maxi kurz:					
	Rückenblech Maxi kurz, 4mm Alublech, farbbeschichtet	3094006-FarbVar	1	115,00 €	
	Maxi Rückenpolster, kurze Ausführung für Madita Maxi, unbezogen	3094201	1	150,00 €	
	Bezug für Maxi Rückenpolster, kurze Ausführung, Madita Maxi	3094202-FarbVar	1	225,00 €	
Rücken Maxi lang:					
	Rückenblech Maxi lang, 4mm Alublech, farbbeschichtet	3094007-FarbVar	1	122,50 €	
	Maxi Rückenpolster, lange Ausführung für Madita Maxi, unbezogen	3094204	1	155,00 €	
	Bezug für Maxi Rückenpolster, lange Ausführung, Madita Maxi	3094205-FarbVar	1	230,00 €	
Rückenrohre:					
	Rückenrohre mit Schiebegriff und Griffgummi inkl. Befestigungsmaterial	3093228-FarbVar	1	295,00 €	
	Deltagrip 850 Lenkergriff	6190096H	2	99,95 €	

Unité de siège



Ersatzteilliste - Sitzeinheit					
Pos.	Art.-Bez.	Montageteil-Nr.	Anzahl	empf. VK	Bestellmenge
	Madita Maxi Sitzblech einzeln, Version 2020	3054013-FarbVar	1	156,75 €	
	Sitzpolster anatomisch Madita Maxi, unbezogen	3054012	1	105,00 €	
	Sitzpolster anatomisch Madita Maxi inkl. Inkontinenzbeschichtung, unbezogen	3093222		278,00 €	
	Sitzpolster mit anatomischer Anformung inkl. Bezug	3093208-FarbVar	1	240,00 €	
	Bezug für das anatomische Sitzpolster - Version ab 02/2020	B3003001-FarbVar	1	135,00 €	

Appui-tête



Ersatzteilliste - Kopfstützen					
Pos.	Art.-Bez.	Montageteil-Nr.	Anzahl	empf. VK	Bestellmenge
	Kopfstützenblech Maxi, 4mm Alublech, farbbeschichtet	3094010-FarbVar	1	106,00 €	
	Standard Kopfstützpolster, Madita Maxi, unbezogen	3093210	1	89,00 €	
	Bezug für Standard Kopfstützpolster Madita Maxi	3093211-FarbVar	1	110,00 €	
	Kopfstützpolster Muschelform Madita Maxi, unbezogen - Version ab 08/2018	3093012	1	115,00 €	
	Bezug für Muschelform Kopfstützpolster Madita Maxi - Versi- on ab 08/2018	3093212-FarbVar	1	104,00 €	
	Kopfstützenblech Seitenführung Madita Maxi inkl. Polsterung, unbezogen	3093011	1	120,00 €	
	Bezug für Kopfstütze mit Seitenführung Madita Maxi	3093213-FarbVar	1	104,00 €	
	Kopfstützenhalter kpl. inkl. 2x Halteplatte + Befestigungsmaterial für die Kopfstütze Seitenführung oder Muschelform	3050016	1	135,00 €	
Artikel bei Nachrüstungen einer kpl. Kopfstütze als "Zubehör":					
	Kopfstütze (Standard), höhenverstellbar inkl. Polster und Bezug	3003004	1	siehe Preisliste	
	Kopfstütze (Muschelform), höhen- und winkelverstellbar inkl. Polster und Bezug	3002012	1	siehe Preisliste	
	Kopfstütze (Seitenführung), höhen- und winkelverstellbar inkl. Polster und Bezug	3002011	1	siehe Preisliste	

Pelote thoracique



Ersatzteilliste - Thoraxpelotten					
Pos.	Art.-Bez.	Montageteil-Nr.	Anzahl	empf. VK	Bestellmenge
	Thoraxpelottenblech inkl. Polsterung, Brustbreite 24–32cm, unbezogen	3093233	1	65,00 €	
	Thoraxpelottenblech inkl. Polsterung, Brustbreite 32–38cm, unbezogen	3093218	1	65,00 €	
	Thoraxpelottenblech inkl. Polsterung, Brustbreite 38–44cm, unbezogen	3093219	1	68,00 €	
	Bezüge für Thoraxpelotten BB 24–32cm Madita Maxi, Paar	3093234-FarbVar	1	90,00 €	
	Bezüge für Thoraxpelotten BB 32–38cm Madita Maxi, Paar	3093220-FarbVar	1	90,00 €	
	Bezüge für Thoraxpelotten BB 38–44cm Madita Maxi, Paar	3093223-FarbVar	1	90,00 €	

Pelote de bassin



Ersatzteilliste - Oberschenkelführung					
Pos.	Art.-Bez.	Montageteil-Nr.	Anzahl	empf. VK	Bestellmenge
	Standard – Oberschenkelführungsblech inkl. Halter für Tiefen- & Breiten- verstellung + Polsterung, unbezogen – Version bis 02/2020 nicht mehr erhältlich	3093224 + 3093229 bestellen			
	Bezüge für Standard – Oberschenkelführung Madita Maxi, Länge 37cm, Paar – Version bis 02/2020	3093215-FarbVar	1	105,00 €	
	Standard – Oberschenkelführungsblech inkl. Halter für Tiefen- & Breitenverstellung + Polsterung, unbezogen, Länge 37cm, Paar – Version ab 02/2020 (Nachrüstung an alter Version, dann Bohrschablone oder neues Sitzblech notwendig)	3093224	1	240,00 €	
	Bezüge für Oberschenkelführung Standard – 37cm, Paar – Version ab 02/2020	3093229-FarbVar	1	105,00 €	
	Langes Oberschenkelführungsblech inkl. Halter für Tiefen- & Breitenverstellung + Polsterung, unbezogen – Version bis 02/2020 nicht mehr erhältlich	3093225 + 3093230 bestellen			
	Bezüge für lange Oberschenkelführung Madita Maxi, Länge 46cm, Paar – Version bis 02/2020	3093217-FarbVar	1	110,00 €	
	Langes Oberschenkelführungsblech inkl. Halter für Tiefen- & Breitenverstellung + Polsterung, unbezogen, Länge 46cm, Paar – Version ab 02/2020 (Nachrüstung an alter Version, dann Bohrschablone oder neues Sitzblech notwendig)	3093225	1	240,00 €	
	Bezüge für Oberschenkelführung – Länge 46cm, Paar – Version ab 02/2020 -	3093230-FarbVar	1	110,00 €	

Bloc d'abduction



Ersatzteilliste - Knieabduktionskeil					
Pos.	Art.-Bez.	Montageteil-Nr.	Anzahl	empf. VK	Bestellmenge
	Knieabduktionskeilpolster Madita Maxi, unbezogen	3093231	1	69,00 €	
	Bezug für Knieabduktionskeil Madita Maxi	3093221-FarbVar	1	70,00 €	
Artikel bei Nachrüstungen des Knieabduktionskeil kpl. als "Zubehör":					
	Knieabduktionskeil, vorsteckbar inkl. Polster und Bezug	3002008	1	siehe Preisliste	

Frein à main central des roulettes arrière



Ersatzteilliste – Zentrale Feststellbremse					
Pos.	Art.-Bez.	Montageteil-Nr.	Anzahl	empf. VK	Bestellmenge
	Nachrüstsatz zentrale Feststellbremse der hinteren Laufrollen Madita Maxi inkl. vier 100mm Doppellaufrollen. Auslösung links.	3003051ET	1	590,00 €	
	Nachrüstsatz zentrale Feststellbremse der hinteren Laufrollen Madita Maxi inkl. vier 100mm Doppellaufrollen. Auslösung rechts.	3003551ET	1	590,00 €	
	Doppellaufrollen 100 mm, ungebremst (nur verbaut bei "zentrale Feststellbremse")	9091017	2	39,75 €	
	Doppellaufrollen 100 mm mit Totalfeststeller (nur verbaut bei "zentrale Feststellbremse")	9091027	2	170,97 €	
	Universal Innenschaltzug Stahl verzinkt, zwei Nippel L= 2275mm	6190041	2	4,14 €	
	Innenbremszug Universal Birnen- und Walzennippel 205cm Länge	6190040	1	1,98 €	
	Auslöse-Duplikator	6090024	1	11,34 €	

Tablette thérapeutique



Ersatzteilliste - Therapietisch					
Pos.	Art.-Bez.	Montageteil-Nr.	Anzahl	empf. VK	Bestellmenge
	Tischhalterung Maxi, linke Seite, Farbe: Schwarz (Tischrohraufnahme) - Version bis 02/2020 -	3094044-9005	1	2990 €	
	Tischrohr Aufnahme - KTL - Version ab 02/2020 -	3191058	1	34,53 €	
	Tisch Gr. 2	3192026	1	98,70 €	
	Tischumrandung Gr. 2 Edelstahl geschliffen	3192027	1	46,75 €	
	Kunststoffendkappen für Rundrohre 16mm	9090024	2	0,12 €	
	Kunststoff-Distanzstück schwarz, 12,5mm	3195040	4	1,22 €	
Artikel bei Nachrüstungen des Tisches kpl. als "Zubehör":					
	Holz-Therapietisch mit Rand, vorsteckbar, abklappbar und abnehmbar - Version bis 02/2020 -	3003018	1	Preis wie 3003023	
	Holz-Therapietisch mit Rand, vorsteckbar, abklappbar und abnehmbar - Version ab 02/2020 -	3003023	1	siehe Preisliste	

Repose-pieds



Ersatzteilliste - Fußbank					
Pos.	Art.-Bez.	Montageteil-Nr.	Anzahl	empf. VK	Bestellmenge
	Fußbrett Gr. 2 für Madita Maxi, Holz	3092026	1	66,65 €	
	Wadenplatte Gr. 2 für Madita Maxi, Holz	3092027B	1	43,00 €	
Artikel bei Nachrüstungen der Holz-Fußbank kpl. als "Zubehör":					
	Holz-Fußbank, höhen- und fußwinkelverstellbar, zusätzlich hochklappbar	3003015	1	siehe Preisliste	
Aufsteckbare Fußbank kpl. als "Zubehör":					
	aufsteckbare Fußbank, Höhe ca. 8cm über den Boden	3003016	1	siehe Preisliste	

Accoudoirs



Ersatzteilliste - Armlehnen					
Pos.	Art.-Bez.	Montageteil-Nr.	Anzahl	empf. VK	Bestellmenge
	Armlehnenhalter linke Seite KTL-Innenrohr Version 2008	3093009	1	33,80 €	
	Armlehnenhalter rechte Seite KTL-Innenrohr Version 2008	30930091	1	33,80 €	
	Armlehne Madita Maxi links, anthrazit metallic, Höhenversteller und Polsterträgerblech - Version bis 02/2020	3099052	1	189,20 €	
	Armlehne Madita Maxi rechts, anthrazit metallic, Höhenversteller und Polsterträgerblech - Version bis 02/2020	3099053	1	189,20 €	
	Armlehne Madita Maxi links, weißaluminium RAL 9006 - Höhenversteller und Polsterträgerblech - Version bis 02/2020	3099054	1	189,20 €	
	Armlehne Madita Maxi rechts, weißaluminium RAL 9006 - Höhenversteller und Polsterträgerblech - Version bis 02/2020	3099055	1	189,20 €	
	PU Armlehne Gr. 3 - Länge 360mm, Farbe: Schwarz - Version bis 02/2020	9000603	2	23,08 €	
	linke Armlehne Madita Maxi 02/2020 kpl., aber ohne Polster	3099057-FarbVar	1	189,20 €	
	rechte Armlehne Madita Maxi 02/2020 kpl., aber ohne Polster	3099058-FarbVar	1	189,20 €	
	PU Armlehne Gr. 2 Länge: 260 mm - Version ab 02/2020	3192001	2	21,46 €	

Réglage de l'angle du siège



Ersatzteilliste - Sitzwinkelverstellung					
Pos.	Art.-Bez.	Montageteil-Nr.	Anzahl	empf. VK	Bestellmenge
	Gasdruckfeder 200N für die Sitzwinkelverstellung	6090027	2	99,95 €	
	Auslösekopf 4-kt 15x15, M10x1, Bohrung 90° versetzt, Ø 8,1 quer	6050001	2	23,81 €	
	Bedienhebel kurz, 34 mm für Bowdenzug 0=5mm + 0,1 mm	6090038	2	2,60 €	
	Schuh für Bowdenzug nach Zg. 42300035	6090037	2	1,55 €	
	Auslöse-Duplikator	6090024	1	11,34 €	
	Bowdenzug inkl. Außenhülle für die Sitzwinkelverstellung (zwischen Zugverteiler und Auslösepedal)	3093226	1	17,50 €	
	Bowdenzug inkl. Außenhülle, kurze Ausführung, für die Sitzwinkelverstellung (zwischen Zugverteiler und Gasdruckfeder)	3093227	1	17,50 €	
	Bowdenzug inkl. Außenhülle, lange Ausführung, für die Sitzwinkelverstellung (zwischen Zugverteiler und Gasdruckfeder)	3093232	1	17,50 €	
	Fusspedal komplett montiert	10000001	1	24,85 €	

Roulettes



Ersatzteilliste - Sitzwinkelverstellung					
Pos.	Art.-Bez.	Montageteil-Nr.	Anzahl	empf. VK	Bestellmenge
	Doppellaufrolle 100mm, ungebremst, Standard	9000354	2	40,42 €	
	Doppellaufrolle 100mm, gebremst, Standard	9000355	2	48,22 €	

