



**Adresse de facturation :**

**Adresse de livraison :**

voir adresse de facturation

**Commande**

**Devis**

N° client : \_\_\_\_\_

Client : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

**Commission :**

**Le cadre de marche postérieur compact polyvalent.**

- Cadre léger et pliable en aluminium (taille 0 non pliable)
- Poignées réglables individuellement en hauteur et largeur
- Roues arrières en EVA avec anti-recul de série
- Roues avant en EVA avec blocage multidirectionnel de série

• **Prix public HT**

• **TVA : 10% sur cadre et accessoires**

• **Code LPPR Schuchmann :**


- 6210158\* Déambulateur (53,81€ TTC)

\* Le code LPPR est donné à titre indicatif



**Dimensions**




		<b>T. 0</b> Cadre non pliant	<b>T. 1</b>	<b>T. 2</b>	<b>T. 3</b>	<b>T. 4</b>
<b>A1</b>	Hauteur des poignées	29 - 53 cm	34 - 58 cm	51 - 75 cm	68 - 94 cm	87 - 113 cm
<b>A2</b>	Hauteur appuis antébrachiaux	-	46 - 70 cm	63 - 87 cm	79 - 103 cm	98 - 124 cm
<b>B</b>	Distance entre les poignées	22 - 36 cm	22 - 36 cm	30 - 44 cm	38 - 52 cm	43 - 57 cm
<b>C</b>	Hauteur assise	-	33 cm	45 cm	60 cm	70 cm
<b>D</b>	Largeur totale	52 cm	51 cm	61 cm	68 cm	75 cm
<b>E</b>	Longueur totale	58 cm	58 cm	70 cm	77 cm	87 cm
	Hauteur du cadre (plié)	37 cm	25 cm	32 cm	34 cm	37 cm
	Mesures transport (L x L x H)	58x52x37 cm	58x51x25 cm	70x61x32 cm	77x68x34 cm	87x75x37 cm
	Charge max	20 kg	30 kg	50 kg	70 kg	100 kg
	Poids	3,9 kg	7,1 kg	8,3 kg	8,9 kg	10,2 kg



## Modèles de base

malte mini. T. 0 Couleur du cadre : bleu (Cadre non pliable)	malte. T. 1	malte. T. 2	malte. T. 3	malte. T. 4
Prix / Pièce	Prix / Pièce	Prix / Pièce	Prix / Pièce	Prix / Pièce
<b>35 00 100</b> 840 €	<b>75 01 000</b> 870 €	<b>75 02 000</b> 890 €	<b>75 03 000</b> 995 €	<b>75 04 000</b> 1.210 €

## Modèles de base

Choix de coloris pour T. 1	Choix de coloris pour T. 2	Choix de coloris pour T. 3+4	Autres couleurs (après demande) Merci de spécifier le code couleur :
			RAL _____
Prix	Prix	Prix	Prix
Rose <b>(92 00 012)</b> incl.	Bleu <b>(92 00 010)</b> incl.	Anthracite <b>(92 00 014)</b> incl.	<b>75 00 090</b> 225 €
Bleu ciel <b>(92 00 013)</b> incl.	Rouge <b>(92 00 007)</b> incl.	Blanc pur <b>(92 00 100)</b> incl.	



## Accessoires

Accoudoirs avec poignées			Accoudoirs avec poignées boules			Barre de maintien	
accoudoirs réglables en profondeur, hauteur et angle, poignées réglables en profondeur et angle (Pour T. 0 sur demande)			accoudoirs réglables en profondeur, hauteur et angle, poignées réglables en profondeur et angle (Pour T. 0 sur demande)			escamotable, en connexion transversale entre les poignées (non disponible pour les tailles 0 et 4 et pour les accoudoirs avec poigné)	
							
	<b>Longueur</b>	<b>Largeur</b>		<b>Longueur</b>	<b>Largeur</b>		
<b>T. 1</b>	18 cm	6,5 cm	<b>T. 1</b>	18 cm	6,5 cm		
<b>T. 2</b>	25 cm	8 cm	<b>T. 2</b>	25 cm	8 cm		
	Prix / Set			Prix / Set			Prix / Pièce
T. 1 <b>(75 01 001)</b>	352 €		T. 1 <b>(75 01 002)</b>	352 €		pour T. 1 <b>(75 01 003)</b>	288 €
T. 2 <b>(75 02 001)</b>	352 €		T. 2 <b>(75 02 002)</b>	352 €		pour T. 2 <b>(75 02 003)</b>	288 €
						pour T. 3 <b>(75 03 003)</b>	288 €

## Accessoires

Butée pour poignée	Frein à main avec verrouillage (incompatible avec la taille 0)		Frein à main – avec des poignée de frein extra petits à largeur de prise réduite avec une fonction de verrouillage séparée
			
		Montage en combinaison avec les accoudoirs (pas avec les poignées boules)	
Prix / Set		Prix / Set	Prix / Set
<b>75 00 004</b> 137 €	pour T. 1 <b>(75 01 008)</b> 249 € pour T. 2 <b>(75 02 008)</b> 249 € pour T. 3 <b>(75 03 008)</b> 249 € pour T. 4 <b>(75 04 008)</b> 249 €		pour T. 1 <b>(75 01 015)</b> 416 € pour T. 2 <b>(75 02 015)</b> 416 € pour T. 3 <b>(75 03 015)</b> 416 € pour T. 4 <b>(75 04 015)</b> 416 €

**Accessoires**

<b>Appui de bassin pour taille 1 à 4</b> hauteur, profondeur et largeur ajustable, PU rembourré		<b>Appui de bassin pour taille 0</b> hauteur, profondeur et largeur ajustable, PU rembourré		<b>Ceinture 4-points</b> en combinaison avec support de bassin réglable en largeur	
					
<b>Largeur</b>		<b>Largeur</b>			
<b>T. 1</b>	20 - 28 cm	<b>pour T. 0</b> 20 - 28 cm		<b>Largeur parties extérieures</b>	<b>Largeur parties centrale</b>
<b>T. 2</b>	25 - 33 cm			<b>Longueur parties extérieures</b>	<b>Longueur parties centrale</b>
<b>T. 3</b>	30 - 36 cm				
Prix / Set		Prix / Set		Prix / Pièce	
T. 1	<b>(75 01 005)</b>	408 €	pour T. 0	<b>(35 01 103)</b>	408 €
T. 2	<b>(75 02 005)</b>	408 €		T. 1	<b>(75 01 020)</b>
T. 3	<b>(75 03 005)</b>	408 €		T. 2	<b>(75 02 020)</b>
				T. 3	<b>(75 03 020)</b>
					182 €
					182 €
					182 €

**Accessoires**

<b>Siège escamotable</b> – rembourré (non disponible pour la taille 0)		<b>Frein progressif</b>		<b>Barre de poussée pour l'accompagnateur</b> (non disponible pour la taille 0)	
					
Prix / Pièce		Prix / Set		Prix / Pièce	
pour T. 1	<b>(75 01 007)</b>	325 €	pour T. 0+1	<b>(75 00 009)</b>	81 €
pour T. 2	<b>(75 02 007)</b>	325 €	pour T. 2-4	<b>(75 01 009)</b>	81 €
pour T. 3+4	<b>(75 03 007)</b>	325 €		à droite	<b>(75 00 018)</b>
				à gauche	<b>(75 01 018)</b>
					189 €
					189 €

**Accessoires**

<b>Anti-bascule</b> – incl. roues de stabilisation (Taille 0 sans roues)		<b>Set de protection</b> (non disponible pour la taille 0)		<b>Roues de protection</b> – pour T. 0		<b>Corbeille</b>			
									
Prix / Set		Prix / Set		Prix / Set		Prix / Pièce			
pour T. 0	<b>(35 00 005)</b>	137 €	<b>75 00 012</b>	201 €	<b>35 00 010</b>	201 €	pour T. 0	<b>(35 00 011)</b>	69 €
pour T. 1-4	<b>(75 00 019)</b>	137 €					pour T. 1-4	<b>(75 00 011)</b>	69 €