



6 **smilla.**

**Adresse de facturation :**

**Adresse de livraison :** voir adresse de facturation

**Commande**  
**Devis**

N° client : \_\_\_\_\_

Client : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

**Commission :**

**La chaise thérapeutique pratique au quotidien.**

- Cadre en bois stable avec profilés Alu intégrés
- **Maintenant rapidement ajustable sans outil :**
  - dossier réglable en hauteur et en angle
  - assise réglable en hauteur, en angle et en profondeur
  - accoudoirs réglables en hauteur
- Inclus roue de positionnement
- Inclus barre de poussée
- Inclus coussins d'assise et de dossier
- Inclus kit de montage de sangles pour l'assise et ceinture pelvienne
- Inclus repose-pieds
- Matériau : hêtre laqué

- **Prix public HT**
- **TVA : 5.5% sur chaise et accessoires**
- **Codes LPPR Schuchmann possibles :**
  - 6284748\* Siège de série modulable et évolutif (838,47 € TTC)
  - 6210193\* Tablette amovible (60,31 € TTC)

\* Les codes LPPR sont donnés à titre indicatif

**smilla. est maintenant encore plus rapide à ajuster : plus besoin d'outils !**





Modèle de base		
smilla. T. 0	smilla. T. 1	smilla. T. 2
Prix / Pièce	Prix / Pièce	Prix / Pièce
T. 0 KITA (13 00 300/FA) 1.584 €	T. 1 KITA (13 01 300/FA) 1.584 €	T. 2 (13 02 200/FA) 1.794 €
T. 0 (13 00 200/FA) 1.584 €	T. 1 (13 01 200/FA) 1.584 €	

Couleurs de cadres		
Hêtre naturel	Blanc de hêtre	Hêtre gris
Prix	Prix	Prix
<b>92 00 300</b> incl.	<b>92 00 301</b> incl.	<b>92 00 302</b> incl.



Tissus						
Rose 2 (N° 115)	Bleu océan (N° 111)	Vert feuille (N° 123)	Gris ardoise (N° 124)	Flexi Bleu (N° 44)	Tissu au choix	Broderie personnalisée sur le dossier
						veuillez remplir le formulaire à la page 104 !
Prix	Prix	Prix	Prix	Supplément	Supplément	
<b>91 00 115</b> incl.	<b>91 00 111</b> incl.	<b>91 00 123</b> incl.	<b>91 00 124</b> incl.	<b>13 00 044</b> 260 €	<b>13 00 999</b> 185 €	Une broderie de tissus souples n'est pas possible.

		Dimensions				
		T. 0 KITA	T. 0	T. 1 KITA	T. 1	T. 2
<b>A</b>	Largeur assise	17 - 28 cm		20 - 35 cm		30 - 40 cm
<b>B</b>	Profondeur assise	16 - 26 cm		25 - 35 cm		30 - 40 cm
<b>C</b>	Hauteur assise max	42 cm	62 cm	42 cm	62 cm	
<b>D*</b>	Hauteur dossier	25 cm		29 cm		34 cm
<b>E</b>	Inclinaison dossier	(-) 3° - 17,5°				
<b>F</b>	Inclinaison assise	(-) 5° - 15°				
<b>G</b>	Inclinaison du repose-pied	(-) 5° - 15°				
<b>H**</b>	Hauteur repose- pieds min	Standard		12 cm		
		avec roulette double 50 mm		17 cm		
		avec roulette double 75 mm		20 cm		
<b>H**</b>	Hauteur min du repose- pieds (avec réglage d'inclinaison rapide)	Standard		2,5 cm		
		avec roulette double 50 mm		7,5 cm		
		avec roulette double 75 mm		10,5 cm		
<b>I</b>	Hauteur Longueur de jambe avec repose-pieds à réglage rapide min.	Assise réglage rapide en hauteur		14 cm		
		Assise <b>sans</b> réglage rapide en hauteur		9,3 cm		
<b>I</b>	Hauteur Longueur de jambe avec repose-pied au sol min.	Assise réglage rapide en hauteur		18,6 cm		
		Assise <b>sans</b> réglage rapide en hauteur		13,9 cm		
Largeur totale		46 cm	47 cm	53 cm	54 cm	59 cm
Longueur cadre de base		63 cm	69 cm***	63 cm	69 cm***	69 cm***
Charge max		30 kg		45 kg		60 kg
Poids		9,2 kg	9,7 kg	9,6 kg	10,2 kg	12 kg






\* Hauteur minimale du dossier mesurée de l'assise au bord supérieur du dossier = D + 6 cm \*\* longueur de jambe réglable max = hauteur d'assise choisie/nécessaire - hauteur de repose-pied min (H) \*\*\*avec pied long + 10 cm




Accessoires						
<b>Appui-tête</b> – rembourré et réglable en hauteur		<b>Pelote thoracique</b> – réglable en hauteur et rembourré		<b>Pelote de bassin</b> – réglable en hauteur et rembourré		
						
<b>Hauteur réglable par incrément de 3 cm</b>			<b>Largeur 1</b>	<b>Largeur 2</b>	<b>Longueur</b>	<b>Hauteur</b>
<b>pour T. 0+1</b>	12 - 21 cm	<b>pour T. 0</b>	13 - 19 cm	17 - 23 cm	<b>T. 0</b>	17,5 cm 7 cm
<b>pour T. 1</b>	12 - 21 cm	<b>pour T. 1</b>	20 - 26 cm	24 - 30 cm	<b>T. 1</b>	20 cm 8,5 cm
<b>pour T. 2</b>	20,5 - 32,5 cm	<b>pour T. 2</b>	24 - 30 cm	28 - 34 cm	<b>T. 2</b>	22,5 cm 10 cm
Prix / Pièce		Prix / Paire		Prix / Paire		
pour T. 0	<b>(13 00 101)</b> 285 €	<b>Largeur 1 (13 01 002)</b> 182 €		T. 0	<b>(13 00 004)</b> 245 €	
pour T. 1	<b>(13 01 101)</b> 285 €	<b>Largeur 2 (13 01 003)</b> 182 €		T. 1	<b>(13 01 004)</b> 245 €	
pour T. 2	<b>(13 02 101)</b> 285 €			T. 2	<b>(13 02 004)</b> 245 €	

Options assises			
<b>Rembourrage assise standard</b> incl. housse (configuration standard, sauf instruction différente)		<b>Rembourrage anatomique</b> – incl. housse	
Prix / Pièce		Supplément / Pièce	
pour T. 0	<b>(13 00 021)</b> incl.	pour T. 0	<b>(13 00 022)</b> 230 €
pour T. 1	<b>(13 01 021)</b> incl.	pour T. 1	<b>(13 01 022)</b> 230 €
pour T. 2	<b>(13 02 021)</b> incl.	pour T. 2	<b>(13 02 022)</b> 230 €

**Accessoires**

Tablette thérapeutique en bois – amovible			Grande Tablette thérapeutique en bois – amovible, avec rebord			Bloc d'abduction – amovible et rembourré	
	<b>Largeur</b>	<b>Profondeur</b>		<b>Largeur</b>	<b>Profondeur</b>		
pour T. 0	48 cm	37 cm	pour T. 0	48 cm	45 cm		
pour T. 1	52 cm	39 cm	pour T. 1	52 cm	49 cm		
pour T. 2	57 cm	39 cm	pour T. 2	57 cm	49 cm		
Prix / Pièce			Prix / Pièce			Prix / Pièce	
pour T. 0	<b>(13 00 007)</b>	273 €	pour T. 0	<b>(13 00 008)</b>	303 €	pour T. 0	<b>(19 00 008)</b> 239 €
pour T. 1	<b>(13 01 007)</b>	273 €	pour T. 1	<b>(13 01 008)</b>	303 €	pour T. 1+2	<b>(19 01 008)</b> 239 €
pour T. 2	<b>(13 02 007)</b>	273 €	pour T. 2	<b>(13 02 008)</b>	303 €		

**Repose-pieds**

Repose-pieds réglage rapide en hauteur – réglable en hauteur et en profondeur, abaissable jusqu'à 12 cm du sol (configuration standard, sauf indication contraire)		Repose-pieds à angle et hauteur réglables rapidement – réglable en angle, en hauteur et en profondeur, abaissable jusqu'à 12 cm du sol		Repose-pieds ajustable ras du sol réglable en hauteur et en profondeur, abaissable jusqu'au sol		Pas de repose-pieds	
							
Prix / Pièce		Supplément / Set		Prix / Pièce		Réduction de prix	
pour T. 0	<b>(13 00 032)</b> incl.	pour T. 0	<b>(13 00 038)</b> 118 €	pour T. 0	<b>(13 00 031)</b> incl.	<b>13 00 033</b>	-220 €
pour T. 1	<b>(13 01 032)</b> incl.	pour T. 1	<b>(13 01 038)</b> 118 €	pour T. 1	<b>(13 01 031)</b> incl.		
pour T. 2	<b>(13 02 032)</b> incl.	pour T. 2	<b>(13 02 038)</b> 118 €	pour T. 2	<b>(13 02 031)</b> incl.		

**Assises**

Assise réglage rapide en hauteur (configuration standard, sauf indication contraire)		Assise sans réglage rapide en hauteur		Accessoires	
					
Prix / Pièce		Prix réduit / Pièce		Supplément / Set	
pour T. 0	<b>(13 00 036)</b> incl.	pour T. 0	<b>(13 00 035)</b> -125 €	Standard pour T. 0-2	<b>(13 00 034)</b> incl.
pour T. 1	<b>(13 01 036)</b> incl.	pour T. 1	<b>(13 01 035)</b> -125 €	Long (10 cm de plus) pour T. 0+2	<b>(13 01 034)</b> 102 €
pour T. 2	<b>(13 02 036)</b> incl.	pour T. 2	<b>(13 02 035)</b> -125 €		


**Roues**

Roues doubles – 4 pièces		Kit de montage de fixations pour l'assise – composé de 2 équerres avec 2 boucles pliantes chacune		Kit de montage de fixations pour le dossier – composé d'un support de sangle avec rainure en T, y compris 2 boucles rabattables et 2 boucles rabattables (percées)	
					
Prix / Set		Prix / Set		Prix / Set	
50 mm – dont 2 avec freins	<b>(13 01 006)</b> 303 €	20 mm	<b>(13 00 023)</b> incl.	20 mm	<b>(13 00 024)</b> 155 €
50 mm – toutes avec freins	<b>(13 01 016)</b> 341 €	25 mm	<b>(13 01 023)</b> incl.	25 mm	<b>(13 01 024)</b> 155 €
75 mm – dont 2 avec freins	<b>(13 00 006)</b> 303 €				
75 mm – toutes avec freins	<b>(13 00 016)</b> 341 €				

**Systèmes de sangles**

**Harnais** – matériau élastique, respirant et hydrofuge, trois sangles à boucles rapides, sangle d'épaule gauche fixée par une couture, couleur : noire

	T. 0	T. 1	T. 2	T. 3
<b>A</b>	13cm	13cm	18cm	18cm
<b>B</b>	17,5cm	19cm	20cm	21cm
<b>C</b>	15cm	15cm	19cm	28cm
<b>D</b>	3,5cm	5cm	5cm	5cm
<b>E</b>	25,5cm	28cm	34cm	44cm
<b>Largeur sangle</b>	2cm	2cm	2,5cm	2,5cm




Prix / Pièce

T. 0 (13 00 025)	185 €
T. 1 (13 01 025)	185 €
T. 2 (13 02 025)	185 €
T. 3 (13 03 025)	185 €

**Harnais avec fermeture éclair** – matériau élastique, respirant et hydrofuge, Bretelles cousues fixes à la région du bassin avec attaches verrouillables, couleur : noire

	T. 0	T. 1	T. 2
<b>A</b>	11cm	11cm	18cm
<b>B</b>	21cm	21cm	22cm
<b>C</b>	12cm	12cm	15cm
<b>D</b>	2,5cm	3,5cm	3,5cm
<b>E</b>	25,5cm	28cm	34cm
<b>Largeur sangle</b>	2cm	2cm	2,5cm




Prix / Pièce

T. 0 (13 00 026)	215 €
T. 1 (13 01 026)	215 €
T. 2 (13 02 026)	215 €

**Systèmes de sangles**

**Culotte abdominale en T** – matériau élastique, respirant et hydrofuge, deux boucles enfichables à l'avant, sangles fixées à l'arrière par une couture, couleur : noire

	T. 0	T. 1	T. 2
<b>A</b>	23cm	25cm	28cm
<b>B</b>	15cm	17cm	20cm
<b>C</b>	33cm	35cm	38cm
<b>D</b>	24cm	26cm	28cm
<b>Largeur sangle</b>	2cm	2cm	2,5cm




Prix / Pièce

T. 0 (13 00 027)	155 €
T. 1 (13 01 027)	155 €
T. 2 (13 02 027)	155 €

**Culotte abdominale (standard)** – matériau élastique, respirant et hydrofuge, deux boucles enfichables à l'avant, sangles fixées à l'arrière par une couture, couleur : noire

	T. 1	T. 2	T. 3
<b>A</b>	24cm	29cm	33cm
<b>B</b>	14cm	17cm	22cm
<b>C</b>	35cm	43cm	49cm
<b>Largeur sangle</b>	2cm	2,5cm	2,5cm



Prix / Pièce

T. 1 (13 01 028)	155 €
T. 2 (13 02 028)	155 €
T. 3 (13 03 028)	155 €


**Systèmes de sangles**

**Ceinture pelvienne** – avec rembourrage et boucle enfichable réglable des deux côtés, couleur : noire

	T. 0	T. 1	T. 2
<b>Largeur rembourrage</b>	4cm	4cm	5cm
<b>Longueur rembourrage par côté</b>	16cm	18cm	28cm
<b>Longueur sangle par côté</b>	30cm	30cm	40cm
<b>Largeur sangle</b>	2cm	2,5cm	2,5cm

Prix / Pièce

T. 0 (13 00 029)	incl.
T. 1 (13 01 029)	incl.
T. 2 (13 02 029)	incl.


**Systèmes de sangles**

**Ceinture pelvienne 4 points** – avec rembourrage et boucle enfichable réglable des deux côtés, couleur : noire

	T. 0	T. 1	T. 2
<b>Largeur rembourrage</b>	4cm	4cm	5cm
<b>Longueur rembourrage par côté</b>	16cm	18cm	28cm
<b>Longueur sangle par côté</b>	30cm	30cm	40cm
<b>Largeur sangle</b>	2cm	2,5cm	2,5cm

Supplément / Pièce

T. 0 (13 00 030)	65 €
T. 1 (13 01 030)	65 €
T. 2 (13 02 030)	65 €

