



Adresse de facturation :

Adresse de livraison : voir adresse de facturation

Commande Devis

N° client : _____

Client : _____

Date : _____

Signature : _____



Commission :




Le transat de bain et de douche universel.




- Cadre polymère anti-UV avec housse amovible
- Assise et dossier réglable en angles
- Angle du dossier réglable d'une seule main
- 2 hauteurs d'assise avec les pieds réglables
- incl. Appui-tête et ceinture thoracique
- **Prix public HT**
- **TVA: 5.5 % sur chaise et accessoire**
- **Code LPPR Schuchmann possible :**
 - 6284748* Siège de série modulable et évolutif (838,47€ TTC)
- **Autres codes LPPR Schuchmann possibles :**
 - 6210106* Coquille pour bain (127,31€ TTC) (< 16 ans)
 - 6210218* Socle (40,13€ TTC) (< 16 ans)
- * Les codes LPPR sont donnés à titre indicatif





Modèles de base incl. accessoires						
<p>wave T. 1 - 3 Standard, incl. appui-tête et ceinture thoracique</p>			<p>wave T. 1 - 3 avec repose jambes à angles variables, incl. appui-tête et ceinture thoracique</p>			
	Prix / Pièce			Prix / Pièce		
T. 1	(58 01 050/F)		794,76 €	T. 1	(58 01 150/F)	1.078 €
T. 2	(58 02 050/F)		794,76 €	T. 2	(58 02 150/F)	1.078 €
T. 3	(58 03 050/F)	794,76 €	T. 3	(58 03 150/F)	1.078 €	

Couleurs			
Bleu		Rose	
	Prix / Pièce		Prix / Pièce
9100300	incl.	9100301	incl.

Dimensions						
		T. 1	T. 2	T. 3		
A	Profondeur d'assise	27 cm	33 cm	43 cm		
B	Largeur d'assise	38 cm	38 cm	44 cm		
C	Hauteur dossier	58 cm	67 cm	81 cm		
D	Hauteur d'assise	avec châssis en plastique	5 cm / 18 cm	5 cm / 18 cm	5 cm / 18 cm	
		avec châssis pour baignoire	32 - 47 cm	32 - 47 cm	32 - 47 cm	
		avec châssis pour douche	70 cm	70 cm	70 cm	
		avec châssis de transfert	53 - 75 cm	53 - 75 cm	53 - 75 cm	
E	Largeur	46 cm	46 cm	53 cm		
	Longueur du transat complètement allongé, sans repose-jambes	89 cm	104 cm	128 cm		
	Longueur du transat complètement allongé, avec repose-jambes	108 cm	124 cm	155 cm		
	Longueur du transat en plastique, complètement allongé	75 cm	75 cm	75 cm		
	Hauteur châssis bain	20 cm	20 cm	20 cm		
	Longueur châssis bain	99 cm	99 cm	99 cm		
	Largeur châssis bain	44 cm	44 cm	44 cm		
	Hauteur châssis douche	56 cm	56 cm	56 cm		
	Largeur châssis douche	69 cm	69 cm	69 cm		
	Longueur châssis douche	86 cm	86 cm	86 cm		
	Charge max	34 kg	68 kg	114 kg		
	Inclinaison dossier et assise	0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°	0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°	0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°		

Châssis			
<p>Châssis bain wave. pour augmenter la hauteur de baignade</p> 	<p>Châssis douche wave. mobile avec 4 roues doubles (100 mm) avec freins</p> 	<p>Châssis de transfert wave. – mobile avec 4 roulettes (2 avec freins), pivotant sur le côté droit (pivotant vers la gauche par conversion), pliable, avec support pour accrocher au mur (nous recommandons l'utilisation en combinaison avec le wave, avec repose jambes à angles variables)</p> 	
Prix / Pièce	Prix / Pièce	Prix / Pièce	
58 00 500 651 €	58 00 510 1.384 €	58 00 520 1.604 €	

Accessoires			
<p>Appui-tête</p> 	<p>Ceinture thoracique / pelvienne</p> 	<p>Ceinture thoracique avec guide latéraux réglables</p> 	<p>Ceinture de jambes</p> 
Prix / Pièce	Prix / Pièce	Prix / Pièce	Prix / Pièce
pour T. 1+2 (58 01 001) 146 € pour T. 3 (58 03 001) 146 €	pour T. 1 (58 01 002) 93 € pour T. 2 (58 02 002) 93 € pour T. 3 (58 03 002) 93 €	pour T. 1 (58 01 003) 116 € pour T. 2 (58 02 003) 116 € pour T. 3 (58 03 003) 116 €	pour T. 1 (58 01 004) 93 € pour T. 2 (58 02 004) 93 € pour T. 3 (58 03 004) 93 €