



Adresse de facturation :

Adresse de livraison :

voir adresse de facturation

Commande

Devis

N° client : _____

Client : _____

Date : _____

Signature : _____

Commission :

Le tricycle thérapeutique avec assistance électrique.

- Avec motorisation Heinzmann Direct Power (36V, 250W, couple 60Nm)
- Cadre en aluminium avec garde au sol extra-basse
- Frein de parking séparé
- Potence à inclinaison réglable
- Ressort de direction pour stabiliser le tout-droit
- Système d'éclairage selon la loi allemande (StVZO), alimenté par la batterie haute capacité lithium-ion (14,25Ah)
- Garde-boues sur roues arrières et avant
- Panier inclu

• **Prix public HT**

• **TVA: 5,5% sur tricycle et accessoires**

• **Code LPPR Schuchmann :**

- 9277520 Tricycle à propulsion podale (631,17€ TTC)






Dimensions							
		16"	20"	24/20"	24"	26"	26" (XL)
A*	Distances pédale – selle (min – max)	42 – 62 cm	49 – 71 cm	54 – 68,5 cm	55 – 77 cm	65 – 87 cm	72 – 94 cm
A**	Distances pédale – selle (min – max)	45 – 60 cm	52 – 67 cm	56 – 72 cm	58 – 81 cm	68 – 91 cm	75 – 98 cm
B	Distance tube de selle – potence	39 cm	45 cm	54 cm	52 cm	58 cm	58 cm
C	Distance entre axes des roues	80 cm	91 cm	99 cm	104 cm	112 cm	112 cm
D	Distance sol – cadre	18 cm	20 cm	20 cm	22 cm	23 cm	23 cm
E	Longueur totale	120 cm	140 cm	153 cm	165 cm	178 cm	178 cm
	Largeur totale	65 cm	69 cm	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm
	Charge max	60 kg	80 kg	90 kg	100 kg	120 kg	120 kg
	Poids	24,5 kg	27 kg	28,5 kg	29,5 kg	31,5 kg	31,7 kg



* Dimension avec tige de selle standard / ** Dimension avec tige de selle T

Modèles de base											
momo motion. 16"		momo motion. 20"		momo motion. 24/20"		momo motion. 24"		momo motion. 26"		momo motion. 26" (XL)	
Prix / Pièce		Prix / Pièce		Prix / Pièce		Prix / Pièce		Prix / Pièce		Prix / Pièce	
36 02 000	4.570 €	36 03 000	4.695 €	36 04 100	4.795 €	36 04 000	4.795 €	36 05 000	4.930 €	36 06 000	5.110 €

Couleurs de cadres										
Choix des couleurs pour 16" + 20"			Choix des couleurs pour 24/20" + 24" + 26" + 26" XL			Choix des couleurs pour toutes Tailles Merci de demander la palette des couleurs		RAL* : _____		
Prix			Prix			Prix				
Jaune melon (92 00 006)	incl.	Anthracite (92 00 014)	incl.	Couleur spéciale	incl.					
Bleu marine (92 00 008)	incl.	Blanc pur (92 00 100)	incl.							
Blanc pur (92 00 100)	incl.							*tu trouveras le nuancier RAL à la page 83.		

Possibilités de configuration - Propulsions			
	N° d'art.	Propulsion	Supplément / Pièce
	36 00 001	Roue libre (avec frein de retour arrière)	incl.
	36 01 001	Roue libre 3 vitesses (avec frein de retour arrière)	237 €
	36 02 001	Roue libre 3 vitesses avec option de recul	398 €
	36 03 001	Roue libre 7 vitesses (avec frein de retour arrière)	450 €
	36 04 001	Roue libre 7 vitesses avec freins à rouleaux (sans frein de retour arrière)	567 €

Assistances électriques
Assistance électrique DirectPower de Heinzmann

Le **momo motion.** est équipé de l'assistance électrique DirectPower de Heinzmann. Nous vous proposons ainsi une transmission directe sans usure et silencieuse. Le moteur est conçu sans balais et sans engrenage. Cela minimise les frais d'entretien et l'usure ; il n'y a plus de bruits de moteur. Le système à récupération se recharge automatiquement sur les routes montagneuses et lors du freinage. Ainsi, la distance peut être augmentée de 15 %. La force de l'utilisateur est mesurée par un capteur d'effort intégré dans le pédalier et l'assistance assurée par la motorisation électrique est adaptée en conséquence.

Parmi les configurations suivantes, sélectionnez l'assistance électrique appropriée pour le momo motion. Vous pouvez alors choisir si l'assistance doit être équipée **ou non d'une aide au démarrage**. De plus, vous pouvez également choisir entre une **version Débutant** et une **version Confirmé**. La différence réside dans le **comportement au démarrage** et dans la **vitesse finale** des différents modes **Eco**, **Standard** et **Power** pouvant être sélectionnés sur l'écran.

Configurations de l'assistance électrique
Assistance électrique DirectPower de Heinzmann – sans aide au démarrage

Pour taille	Version	Comportement au démarrage / Vitesse finale			Prix / Pièce
		Eco	Standard	Power	
16"	Débutant (36 02 070)	modéré / 4 km/h	intermédiaire / 4 km/h	puissant / 6 km/h	incl.
	Confirmé (36 02 071)	intermédiaire / 6 km/h	puissant / 8 km/h	puissant / 10 km/h	incl.
20"	Débutant (36 03 070)	modéré / 4 km/h	intermédiaire / 4 km/h	puissant / 6 km/h	incl.
	Confirmé (36 03 071)	intermédiaire / 6 km/h	puissant / 8 km/h	puissant / 12 km/h	incl.
24" & 24/20"	Débutant (36 04 070)	modéré / 6 km/h	intermédiaire / 8 km/h	puissant / 12 km/h	incl.
	Confirmé (36 04 071)	modéré / 10 km/h	intermédiaire / 15 km/h	puissant / 20 km/h	incl.
26"	Débutant (36 05 070)	modéré / 6 km/h	intermédiaire / 8 km/h	puissant / 12 km/h	incl.
	Confirmé (36 05 071)	modéré / 10 km/h	intermédiaire / 15 km/h	puissant / 20 km/h	incl.

Configurations de l'assistance électrique
Assistance DirectPower de Heinzmann – avec aide au démarrage

Sélectionnez si l'aide au démarrage doit être activée en appuyant sur un bouton (**illustr. 1**) ou au moyen d'une poignée rotative (**illustr. 2**)



pour taille	Version	Aide au démarrage	Comportement au démarrage / Vitesse finale			Supplément / Pièce
			Eco	Standard	Power	
16"	Débutant avec poignée rotative (36 02 072)	4 km/h	modéré / 4 km/h	intermédiaire / 4 km/h	puissant / 6 km/h	123 €
	Débutant avec bouton (36 02 073)		modéré / 4 km/h	intermédiaire / 4 km/h	puissant / 6 km/h	123 €
	Confirmé avec poignée rotative (36 02 074)	6 km/h	intermédiaire / 6 km/h	puissant / 8 km/h	puissant / 10 km/h	123 €
	Confirmé avec bouton (36 02 075)		intermédiaire / 6 km/h	puissant / 8 km/h	puissant / 10 km/h	123 €
20"	Débutant avec poignée rotative (36 03 072)	4 km/h	modéré / 4 km/h	intermédiaire / 4 km/h	puissant / 6 km/h	123 €
	Débutant avec bouton (36 03 073)		modéré / 4 km/h	intermédiaire / 4 km/h	puissant / 6 km/h	123 €
	Confirmé avec poignée rotative (36 03 074)	6 km/h	intermédiaire / 6 km/h	puissant / 8 km/h	puissant / 12 km/h	123 €
	Confirmé avec bouton (36 03 075)		intermédiaire / 6 km/h	puissant / 8 km/h	puissant / 12 km/h	123 €
24" & 24/20"	Débutant avec poignée rotative (36 04 072)	6 km/h	modéré / 6 km/h	intermédiaire / 8 km/h	puissant / 12 km/h	123 €
	Débutant avec bouton (36 04 073)		modéré / 6 km/h	intermédiaire / 8 km/h	puissant / 12 km/h	123 €
	Confirmé avec poignée rotative (36 04 074)	6 km/h	modéré / 10 km/h	intermédiaire / 15 km/h	puissant / 20 km/h	123 €
	Confirmé avec bouton (36 04 075)		modéré / 10 km/h	intermédiaire / 15 km/h	puissant / 20 km/h	123 €
26"	Débutant avec poignée rotative (36 05 072)	6 km/h	modéré / 6 km/h	intermédiaire / 8 km/h	puissant / 12 km/h	123 €
	Débutant avec bouton (36 05 073)		modéré / 6 km/h	intermédiaire / 8 km/h	puissant / 12 km/h	123 €
	Confirmé avec poignée rotative (36 05 074)	6 km/h	modéré / 10 km/h	intermédiaire / 15 km/h	puissant / 20 km/h	123 €
	Confirmé avec bouton (36 05 075)		modéré / 10 km/h	intermédiaire / 15 km/h	puissant / 20 km/h	123 €

Selles							
Selle standard (configuration standard, sauf instruction différente)				Selle gel			
	Largeur	Longueur			Largeur arrière	Largeur avant	Longueur
T. 1	15cm	21cm		T. 1	19cm	4cm	24cm
T. 2	15cm	24cm		T. 2	24cm	7cm	27cm
T. 3	18cm	26cm					
Prix / Pièce				Supplément / Pièce			
T. 1	(37 01 001)		incl.	T. 1	(37 01 024)		60 €
T. 2	(37 02 001)		incl.	T. 2	(37 02 024)		60 €
T. 3	(37 03 001)		incl.				

Selles				Tiges de selle									
Selle Banane (Attention : la longueur min de l'entrejambe est augmentée de 2 cm)				Selle Mofa (Attention : la longueur min de l'entrejambe est augmentée de 2 cm)				Tige de selle standard (configuration standard, sauf instruction différente)				Tige de selle en T – pour le réglage horizontal de la selle 	
Largeur arrière	Largeur centrale	Largeur avant	Longueur	Largeur arrière	Largeur avant	Longueur arrière	Longueur totale	T. 2	pour	T. 2	pour	T. 3	pour
11cm	6cm	8cm	25cm	26cm	9,5cm	12cm	25cm	T. 2	16"	T. 2	16"+20"	T. 3	24"+24/20"+26"
								T. 3	20"-26"				
Supplément / Pièce				Supplément / Pièce				Prix / Pièce		Supplément / Pièce			
37 00 010				37 00 023						incl.		incl.	
111 €				166 €						incl.		incl.	
								T. 2		(37 02 004)		87 €	
								T. 3		(37 03 004)		87 €	

Cintres				Appui-tête				
Cintre avec fixation – utilisable seulement avec la tige de selle T				Appui-tête – utilisable uniquement en relation avec un cintre				
	Hauteur max*	Profondeur			Largeur	Hauteur		
T. 1	20cm	12cm			T. 1	20cm	15cm	
T. 2	30cm	12cm			T. 2	23cm	18cm	
T. 3	37cm	12cm						
T. 4	53cm	12cm						
sur mesure	___cm (max. 85cm)	___cm (max. 30cm)						
* Hauteur max.: mesurée de la selle standard jusqu'au bord supérieur de la pelote respective								
Prix / Set				Prix / Pièce				
T. 1	(37 01 007)		135 €	T. 1	(37 01 029)		360 €	
T. 2	(37 02 007)		135 €	T. 2	(37 02 029)		360 €	
T. 3	(37 03 007)		135 €					
T. 4	(37 04 007)		135 €					
sur mesure	(37 09 007)		286 €					

Appuis dorsaux
Soutiens de bassin

Pelote dorsale dynamique rembourrée avec ceinture et support (utilisable uniquement en relation avec un cintre)			Pelote dorsale à largeur réglable rembourrée, avec fixation (utilisable uniquement en relation avec un cintre)			Pelote de bassin dynamique rembourrée, avec sangle et fixation (utilisable uniquement en relation avec un cintre)			Pelote de bassin réglable en largeur rembourrée, avec fixation (utilisable uniquement en relation avec un cintre)		
	Largeur			Largeur			Largeur			Largeur	
T. 1	20 - 30 cm		T. 1	20 - 28 cm		T. 1	20 - 30 cm		T. 1	20 - 28 cm	
T. 2	25 - 35 cm		T. 2	25 - 33 cm		T. 2	25 - 35 cm		T. 2	25 - 33 cm	
T. 3	30 - 40 cm		T. 3	30 - 36 cm		T. 3	30 - 40 cm		T. 3	30 - 36 cm	
Prix / Pièce			Prix / Pièce			Prix / Pièce			Prix / Pièce		
T. 1	(37 01 008)	255 €	T. 1	(37 01 025)	340 €	T. 1	(37 01 009)	255 €	T. 1	(37 01 026)	340 €
T. 2	(37 02 008)	255 €	T. 2	(37 02 025)	340 €	T. 2	(37 02 009)	255 €	T. 2	(37 02 026)	340 €
T. 3	(37 03 008)	255 €	T. 3	(37 03 025)	340 €	T. 3	(37 03 009)	255 €	T. 3	(37 03 026)	340 €

Systèmes de sangles

Ceinture – en combinaison avec pelote dorsale réglable en largeur			Harnais – en combinaison avec pelote dorsale réglable en largeur y compris fixation universelle					
	Largeur	Longueur		Largeur intérieure	Largeur totale	Hauteur latérale	Hauteur totale	
T. 1	5 cm	18,5 cm		T. 1	8 cm	25 cm	10 cm	28 cm
T. 2	6,5 cm	25,5 cm		T. 2	9 cm	30 cm	12 cm	30 cm
T. 3	7 cm	30,5 cm		T. 3	12 cm	34 cm	16 cm	35 cm
Prix / Pièce			Prix / Pièce					
T. 1	(37 01 050)	103 €	T. 1	(37 01 051)	255 €			
T. 2	(37 02 050)	103 €	T. 2	(37 02 051)	255 €			
T. 3	(37 03 050)	103 €	T. 3	(37 03 051)	255 €			

Systèmes de sangles

Culotte „T“ de maintien – en combinaison avec support de bassin réglable en largeur					Ceinture 4-points – en combinaison avec support de bassin réglable en largeur				
	Largeur assise	Largeur avant	Longueur assise	Longueur totale		Largeur extérieure	Largeur centrale	Longueur extérieure	Longueur centrale
T. 1	24 cm	23 cm	15 cm	32 cm	T. 1	7 cm	7 cm	12 cm	12 cm
T. 2	26 cm	26 cm	17 cm	34 cm	T. 2	9 cm	8,5 cm	13 cm	14 cm
T. 3	28 cm	28 cm	19 cm	38 cm	T. 3	11,5 cm	11 cm	15 cm	16 cm
Prix / Pièce					Prix / Pièce				
T. 1	(37 01 052)	174 €	T. 1	(37 01 053)	179 €				
T. 2	(37 02 052)	174 €	T. 2	(37 02 053)	179 €				
T. 3	(37 03 052)	174 €	T. 3	(37 03 053)	179 €				

Pédales

Pédale cale-pieds – avec sangles et contre-poids		Pédale hometrainer – avec contre-poids		Pédales Ergotec – avec positionnement des pieds	
					
Profondeur		Largeur		A	Largeur de pédale
13 cm		12 cm		T. 1	6,5 cm / 9 cm
				T. 2	8 cm / 9 cm
Supplément / Paire		Supplément / Paire		Prix / Paire	
37 00 013	96 €	37 00 014	65 €	T. 1 (37 01 056)	179 €
				T. 2 (37 02 056)	179 €

Supports de pieds
Support de pieds – réglables en largeur, avec sangles de positionnement, poids de compensation inclus

	Largeur avant min	Largeur avant max	Largeur arrière min	Largeur arrière max	Longueur	
T. 1	8,7 cm	10,4 cm	5,7 cm	7,4 cm	17,4 cm	
T. 2	9,5 cm	12 cm	6,7 cm	9,2 cm	20,1 cm	
T. 3	11,5 cm	14 cm	8,1 cm	10,6 cm	23,8 cm	
					Prix / Paire	
T. 1	(37 01 037/M)				224 €	
T. 2	(37 02 037/M)				224 €	
T. 3	(37 03 037/M)				224 €	

Supports de pieds avec guide de jambe
Support de pieds avec guide de jambe – réglables en largeur et avec sangles de positionnement et fermeture magnétique

	Largeur avant min	Largeur avant max	Largeur arrière min	Largeur arrière max	Longueur	Hauteur min guide de jambe	Hauteur max guide de jambe
T. 1	8,7 cm	10,4 cm	5,7 cm	7,4 cm	17,4 cm	15 cm	18,5 cm
T. 2	9,5 cm	12 cm	6,7 cm	9,2 cm	20,1 cm	18 cm	22 cm
T. 3	11,5 cm	14 cm	8,1 cm	10,6 cm	23,8 cm	21 cm	26 cm
T. 4	11,5 cm	14 cm	8,1 cm	10,6 cm	23,8 cm	28 cm	36 cm
							Prix / Paire
T. 1	(37 01 038)						379 €
T. 2	(37 02 038)						379 €
T. 3	(37 03 038)						379 €
T. 4	(37 04 038)						379 €

Supports de pieds avec guide dynamique de jambe
Support de pieds avec guide dynamique de jambe
 réglables en largeur et avec sangles de positionnement et fermeture magnétique

	Largeur avant min	Largeur avant max	Largeur arrière min	Largeur arrière max	Longueur	Hauteur min guide de jambe	Hauteur min guide de jambe
T. 1	8,7 cm	10,4 cm	5,7 cm	7,4 cm	17,4 cm	15 cm	18,5 cm
T. 2	9,5 cm	12 cm	6,7 cm	9,2 cm	20,1 cm	18 cm	22 cm
T. 3	12 cm	15 cm	8,8 cm	11,8 cm	24 cm	20,5 cm	25,5 cm
							Prix / Paire
T. 1	(37 01 039)						496 €
T. 2	(37 02 039)						496 €
T. 3	(37 03 039)						496 €

